

WAŻNE JEST TO,
CZEGO
NIE WIDAĆ



NITRYLOWE RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE



ZMNIEJSZ RYZYKO. NAŁÓŻ HALYARD

TO, CZEGO NIE WIDAĆ GWARANTUJE WYSOKĄ JAKOŚĆ

Nie wszystkie rękawice diagnostyczne są sobie równe.

Wysoka skuteczność oraz sprawdzona jakość to kluczowe elementy w środowisku, w którym uszkodzenie spowodowane rozdarcie może skutkować nabytym zakażeniem zawodowym.¹ Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* gwarantują optymalną ochronę oraz skuteczność w momencie, gdy te są najbardziej potrzebne.



NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NITRYL, BEZ WYPEŁNIACZY

Tanie rękawice o niskiej jakości często zawierają w składzie wypełniacze, takie jak glina czy węgiel wapnia.²

Węgiel wapnia – potocznie zwany kredą – podrażnia oczy, nos, błony śluzowe oraz skórę. Niemniej nadal pozostaje jednym z najczęściej stosowanych nisko kosztowych wypełniaczy w produkcji słabej jakości nitrylowych rękawic diagnostycznych.³ Rękawice zawierające w składzie wypełniacze są bardziej podatne na pęknięcia, mają problemy z jakością i stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia pracowników medycznych.⁴


Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* wykonane są wyłącznie z najwyższej jakości surowców, poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości i nie zawierają wypełniaczy.⁵



UZNANA MARKA

COVID-19 spowodował napływ początkujących i niedoświadczonych producentów rękawic, którzy zalali rynek źle wykonanymi rękawicami o niskiej jakości, które łatwo pękają lub ulegają rozdarciu, zwiększając ryzyko zakażeń.⁶

Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* są zaprojektowane i wyprodukowane z ponad 22-letnim doświadczeniem, które zapewnia stałą wysoką jakość rękawic.⁷



CZĄSTECZKI NITRYLU

ZMNIJSZ RYZYKO. NAŁÓŻ HALYARD



O 33% MNIJSZE RYZYKO WYSTĄPIENIA WAD

AQL (Acceptable Quality Level – granica akceptowalnej jakości) jest wskaźnikiem jakości rękawic. Im niższa wartość AQL, tym wyższa jakość produktu i niższe ryzyko wystąpienia mikrootworów i innych wad, które mogą spowodować naruszenie bariery i w efekcie doprowadzić do zakażenia.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* przekraczają standardowe wielkości dla rękawic, osiągając niski poziom AQL wynoszący 1.0.⁸ (dla rękawic STERLING* i PURPLE*).

Te istotnie niższe poziomy AQL przekładają się na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wad:

- Rękawica z AQL wynoszącym 1.0 posiada o 33% mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych wad w porównaniu z rękawicami z AQL na poziomie 1.5.¹⁰
- Nasze rękawice STERLING* oraz PURPLE* spełniają cel produkcyjny ze wskaźnikiem AQL wynoszącym 0.65.



JAK ROZPOZNAĆ NISKĄ JAKOŚĆ RĘKAWIC

UWAGA NA WYPEŁNIACZE

Nitryl to syntetyczny kauczuk złożony z polimerów syntetycznych takich jak butadien i akrylonitryl. Butadien sprawia, że guma jest elastyczna i odporna na rozdarcia, natomiast akrylonitryl zwiększa odporność chemiczną.

Tanie lub słabej jakości rękawice nitrylowe posiadają w składzie wypełniacze, takie jak glina, węgiel wapnia i krzemionka, zastosowanie których ma na celu obniżenie kosztów. Wypełniacze posiadają niską wytrzymałość, słabe właściwości elastyczne, co powoduje, że rękawice łatwo pękają, a ich odporność chemiczna jest niska.¹¹

HALYARD* produkuje Nitrylowe Rękawice Diagnostyczne z wysokiej jakości butadienu i akrylonitrylu, zapewniając odpowiednią równowagę między wykonaniem a ochroną.



TO, CZEGO NIE WIDAĆ GWARANTUJE WYSOKĄ JAKOŚĆ



26 PUNKTÓW KONTROLI JAKOŚCI DAJE PEWNOŚĆ

Zgodnie z rygorystycznymi wewnętrznymi kontrolami procesu produkcyjnego każda partia nitylowych rękawic diagnostycznych HALYARD* musi przejść **26 punktów kontroli**, co gwarantuje najwyższy poziom skuteczności, jakości oraz ochrony.¹²

Nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* są zaprojektowane tak, aby działały.



OPTYMALNA RÓWNOWAGA MIĘDZY WYTRZYMAŁOŚCIĄ A WRAŻLIWOŚCIĄ DOTYKOWĄ

Wytwarzanie nitylowych rękawic diagnostycznych jest sztuką, począwszy od pozyskania najwyższej jakości surowców po opracowanie optymalnego czasu przechowywania.

HALYARD* rozwija specjalistyczną wiedzę w dziedzinie projektowania i wytwarzania nitylowych rękawic diagnostycznych, optymalizując równowagę między wytrzymałością a ciężarem, aby tworzyć cieńsze rękawice zapewniające wrażliwość dotykową.



IDEALNE DO SKŁADOWANIA – OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Pandemia COVID-19 ustanowiła nowe kryterium konieczności gromadzenia zapasów.

Nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD*:

- ✓ OKRES PRZECHOWYWANIA do 5 lat ¹⁴
- ✓ Większe opakowania – do 2000 pojedynczych rękawic w jednym kartonie – pozwalające na oszczędność powierzchni magazynowej.¹⁵

*w porównaniu do standardowych opakowań po 100 sztuk



Pionowo zintegrowany łańcuch dostaw gwarantuje jakość na każdym etapie procesu:



INNOWACJA

Inwestowanie w nowe technologie produkcji rękawic



PROJEKT

Projektowanie unikalnych form rękawic



SUROWCE

Pozyskiwanie wysokiej jakości surowców



PRODUKCJA

Gwarancja produkcji rękawic zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości



TRANSPORT

Nieprzerwany strumień dostaw, gdy są najbardziej potrzebne



UŻYTKOWNIK

Zapewnienie ochrony rękawicami o niezawodnej jakości



PACJENCI

Niektórzy dostawcy nabywają produkty dostępne od ręki i dostarczają je bezpośrednio do swoich klientów



ZAPROJEKTOWANE I WYPRODUKOWANE PRZEZ HALYARD*

HALYARD* zarządza **pionowo zintegrowanym łańcuchem dostaw**, jest właścicielem i prowadzi światowej klasy, wielokrotnie nagradzany zakład zajmujący się produkcją rękawic. Ponadto firma zapewnia, iż rękawice produkowane przez współpracujących dostawców muszą spełniać ustalone, najwyższe standardy jakości.

Taka kontrola daje pewność, że nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby dać użytkownikowi gwarancję skuteczności i ochrony.

Zakład produkcyjny Halyard w Tajlandii.



JAK ROZPOZNAĆ NISKĄ JAKOŚĆ RĘKAWIC

UWAGA NA BRICKING

Żle wyprodukowane rękawice, które nie zostały odpowiednio wysuszone lub utożone w stos sklejają się ze sobą, co określane jest jako „murowanie” (z ang. bricking).

Murowanie sprawia, że rękawice są pomarszczone, co utrudnia ich nakładanie i wpływa na wrażliwość dotykową.

Połączenie unikalnego składu nitylowych rękawic diagnostycznych HALYARD*, sposobu produkcji, procesów oraz specjalistycznej wiedzy gwarantuje optymalną równowagę między suszeniem, piętrowaniem i układaniem rękawic. To pomaga uniknąć problemów z brakiem wydajności, odpadami oraz jakością, które mogą być wynikiem murowania.



TO, CZEGO NIE WIDAĆ GWARANTUJE KOMFORT

Pracownicy służby zdrowia nakładają na siebie więcej ŚOI niż kiedykolwiek wcześniej, w związku z czym komfort stał się krytycznym czynnikiem przy wyborze producenta nitrylowych rękawic diagnostycznych. Niska jakość tego typu rękawic może powodować podrażnienia skóry, co negatywnie wpływa na wrażliwość dotykową oraz wyniki kliniczne. Nitrylowe rękawice HALYARD* obniżają ryzyko wystąpienia podrażnień skóry i zapewniają lepszą wrażliwość dotykową, redukują zmęczenie dłoni, podtrzymują doskonałe uczucie miękkości, chłodu i komfortu.



NIE ZAWIERAJĄ LATEKSU KAUCZUKU NATURALNEGO

Szacuje się, że nadwrażliwość na lateks oraz lateks kauczuku naturalnego występuje u 5-18% personelu służby zdrowia.¹⁶

Długotrwała ekspozycja na lateks oraz lateks kauczuku naturalnego może powodować różnego rodzaju nadwrażliwości od kontaktowego niealergicznego i alergicznego zapalenia skóry po alergię na lateks. Do objawów należą suche, szorstkie i twarde guzki, popękana skóra oraz zaczerwienienia.¹⁷

Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* nie zawierają lateksu ani lateksu kauczuku naturalnego, co znacząco obniża ryzyko wystąpienia alergii.¹⁸



PŁUKANE 3 RAZY, ABY ZREDUKOWAĆ ILOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Rękawice, które zawierają nadmiar substancji chemicznych mogą powodować skażenie użytkowników oraz procesów, naruszać kondycję skóry, powodować pogorszenie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* produkowane są z najczystszej nitrylu, są trzykrotnie płukane, aby wyeliminować niebezpieczne substancje chemiczne, dzięki czemu otrzymane rękawice są czyste, a ryzyko wystąpienia alergii jest zminimalizowane.¹⁹



PREFEROWANA WRAŻLIWOŚĆ DOTYKOWA

Formuła nitrylowych rękawic HALYARD* zapewnia cienkie, ale jednocześnie trwałe rękawice oraz odpowiednią równowagę między ochroną a komfortem.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* są cenione za wrażliwość dotykową, swobodny ruch palców oraz dłoni, mniejsze zmęczenie dłoni, miękkość, chłód oraz komfort.²⁰

ZMNIJSZ RYZYKO. NAŁÓŻ HALYARD



OPTYMALNE ZDROWIE SKÓRY (ISO 10993-10)

Niskiej jakości nitylowe rękawice diagnostyczne, które zawierają substancje drażniące mogą być szkodliwe dla zdrowia skóry i powodować suchość, pęknięcia, podrażnienia oraz ból dłoni, co negatywnie wpływa na sprawność rąk pracowników służby zdrowia oraz efektywną opiekę nad pacjentami.

Nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* spełniają normę ISO dotyczącą testowego standardu podrażnienia i uczulenia skóry (ISO 10993-10*).²¹

*ISO 10993-10 opisuje procedurę obniżenia potencjału wyrobów do wywoływania podrażnień skóry przy bezpośredniej ekspozycji, w tym opóźnionej nadwrażliwości typu IV – immunologicznej reakcji skórnej, która następuje w wyniku długotrwałego kontaktu.

JAK ROZPOZNAĆ NISKĄ JAKOŚĆ RĘKAWIC

UWAGA NA ALERGIE

Pacjenci oraz pracownicy służby zdrowia z nadwrażliwością na lateks narażeni są na poważne niebezpieczeństwo ze strony produktów zawierających lateks. Używanie rękawic lateksowych wiąże się z występowaniem trzech częstych reakcji:

- 1 kontaktowe niealergiczne zapalenie skóry
- 2 kontaktowe alergiczne zapalenie skóry oraz nadwrażliwość typu późnego
- 3 alergia na lateks

Kontaktowe niealergiczne/alergiczne zapalenie skóry może wywołać nadwrażliwość na lateks.

W momencie, gdy działanie uczulające osiągnie indywidualny próg, objawy będą się pojawiać przy kolejnych ekspozycjach na alergen lateksowy i wówczas taka osoba będzie uważana za uczuloną na lateks.²³

Nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego ani lateksu, co znacząco obniża ryzyko wystąpienia alergii.



TO, CZEGO NIE WIDAĆ GWARANTUJE OCHRONA

Nie wszystkie nitylowe rękawice diagnostyczne zapewniają taką samą ochronę.

Pandemia wyraźnie pokazała, że placówki medyczne nie mogą pójść na żaden kompromis, jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej. Dzięki doskonałemu wykonaniu przekraczającemu powszechne standardy dla rękawic, nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* zapewniają najwyższą ochronę barierową.



OCHRONA PRZED AŻ 52 LEKAMI CYTOTOKSYCZNYMI ORAZ NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Leki cytotoksyczne stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników medycznych. Kiedy pacjent poddawany jest chemioterapii, personel medyczny potrzebuje rękawic, które zapewnią lepszą ochronę przed działaniem płynów rakotwórczych.

UP TO
43
DRUGS
TESTED

Seria nitylowych rękawic diagnostycznych HALYARD* EVERYDAY zapewnia ochronę w zakresie od 13 do 43 powszechnie stosowanych leków cytotoksycznych i niebezpiecznych substancji chemicznych.²⁴

UP TO
52
DRUGS
TESTED

Seria rękawic HALYARD* SPECIALTY, w tym rękawice PURPLE*, PURPLE NITRILE-XTRA* oraz PURPLE NITRILE* MAX została przetestowana pod kątem od 29 do 52 cytotoksycznych leków oraz niebezpiecznych substancji chemicznych*, zapewniając najwyższy poziom ochrony.²⁵

*Pełna lista przetestowanych leków, dawkowanie oraz czas przenikania znajdują się na etykiecie.



OCHRONA, KTÓRA PRZEKRACZA POWSZECHNE STANDARDY

W trakcie pandemii COVID-19 nastąpił istotny wzrost dostaw rękawic diagnostycznych, które nie spełniały lokalnych bądź międzynarodowych standardów regulacyjnych.

Wszystkie jednorazowe rękawice diagnostyczne wykorzystywane w środowisku opieki zdrowotnej muszą spełniać lokalne lub międzynarodowe standardy.

Nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* przewyższają standardy dla wskaźnika AQL, dając gwarancję ochrony.²⁶

Nitylowe rękawice diagnostyczne HALYARD przekraczają normę ASTM D6319 EN 455 dla wskaźnika AQL na nieobecność dziur oraz wytrzymałość na rozciąganie.

ZMNIJSZ RYZYKO. NAŁÓŻ HALYARD





OPATENTOWANE, UNIKALNE OPAKOWANIA DOZUJĄCE GWARANTUJĄ REDUKCJĘ KOSZTÓW, ODPADÓW I ZANIECZYSZCZEŃ

Opakowania dozujące na rękawice, których użycie skutkuje wypadaniem na podłogę nadmiernej ilości wyjętych rękawic przyczyniają się do zwiększania ilości odpadów i kosztów.

Opatentowane przez HALYARD* systemy dozujące SmartPULL* są zaprojektowane tak, aby zredukować zanieczyszczenia, odpady oraz koszty dzięki pojedynczemu dozowaniu rękawic.

OPAKOWANIE DOZUJĄCE HALYARD SMARTPULL*


Opakowanie dozujące na rękawice diagnostyczne SmartPULL* posiada dwa otwory, aby umożliwić lepsze wyjmowanie rękawic, co pozwala zredukować łączną ilość odpadów o średnio **38.2%**.30**



38.2% REDUKCJI ODPADÓW³⁰



KROK 1



KROK 2

*Zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy Halyard Health, Inc. lub podmiotów powiązanych.
© 2022 HYH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**W porównaniu z jedną z wiodących firm konkurencyjnych

JAK ROZPOZNAĆ NISKĄ JAKOŚĆ RĘKAWIC

UWAGA NA ZANIECZYSZCZENIA I ODPADY

Tradycyjne opakowania dozujące na rękawice mogą być nieekonomiczne i niehigieniczne. W wyniku wyjęcia większej ilości niż jest potrzebna rękawice mogą upaść na podłogę lub są one wkładane z powrotem do opakowania.

Wraz ze zmniejszającą się ilością rękawic w opakowaniu, sterylność staje się wyzwaniem, ponieważ użytkownik musi sięgać coraz głębiej, aby wyjąć rękawice, co może doprowadzić do ich zanieczyszczenia.

Nitrylowe rękawice diagnostyczne HALYARD* zaprojektowane są tak, aby uniknąć wyjmowania wielu rękawic jednocześnie i tworzenia odpadów dzięki opatentowanemu, dwuetapowemu systemowi dozującemu SmartPULL*.



ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OCHRONY DŁONI

Począwszy od rękawic EVERDAY powszechnie stosowanych w placówkach medycznych do rękawic SPECJALTY zapewniających większą ochronę przed cytotoksycznymi lekami oraz niebezpiecznymi substancjami chemicznymi nitrilowe rękawice diagnostyczne HALYARD* zapewniają ochronę niezależnie od środowiska klinicznego.



OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA ZDROWOTNA, OPIEKA
PIELĘGNIARSKA, STOMATOLOGIA



ZMNIJSZ RYZYKO. NAŁÓŻ HALYARD



SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

O&M Halyard przestrzega międzynarodowe zasady odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, które mają na celu propagowanie oraz ochronę praw człowieka i środowiska.

Ponadto polityka O&M Halyard odpowiada celom stawianym przez wiele międzynarodowych standardów, w tym Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy.

Aby zharmonizować miejsce pracy z polityką przedsiębiorstwa, firma prowadzi lokalny program 'Happy Workplace' (Szczęśliwe Miejsce Pracy), który skupia się na dobrobycie pracowników, lokalnych społeczności oraz środowiska.

Przez trzy lata z rzędu fabryka Halyard Safeskin Manufacturing otrzymywała nagrodę Thailand Labour Management Excellence w uznaniu za zaangażowanie O&M Halyards na rzecz stosunków pracy oraz opieki socjalnej, praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania tajlandzkich standardów pracy.



2019, 2020 & 2021

TRZY LATA Z RZĘDU

Nagroda Thailand's
Labor Management
Excellence Award

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA



PRODUKCJA NAGRADZANA ZA WKŁAD W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Zakład produkcyjny HALYARD* Safeskin w Tajlandii jest nieustannie wyróżniany za najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony środowiska, otrzymując nagrody za konserwację rzek, programy na rzecz uwalniania ryb oraz sadzenie drzew w celu zapobiegania erozji gleby.



OPAKOWANIA WYKONANE W 95% Z MATERIAŁÓW WTÓRNYCH

Firma HALYARD* jest zaangażowana w zapewnianie ochrony w sposób zrównoważony dzięki opatentowanym opakowaniom dozującym na nitylowe rękawice diagnostyczne oraz kartonom wykonanym w 95% z materiałów wtórnych.



PRODUKCJA RĘKAWIC WYKORZYSTUJĄCA W 92% ENERGIĘ ODNAWIALNĄ

Zakład produkcyjny HALYARD* jest specjalnie zaprojektowany, dzięki czemu zamiast paliw kopalnych w procesie produkcyjnym w 92% wykorzystywana jest energia odnawialna³² pochodząca ze zrównoważonych produktów ubocznych z plantacji drzew kauczukowych.



NAGRODY ZA WKŁAD W OCHRONĘ ŚRODOWISKA



2013
Nagroda Outstanding River Restoration and Conservation



2015
Nagroda Green Industry Level 5



2016
Nagroda Role Model Factory in River Restoration and Conservation



2020
Nagroda Eco Factory Gold+

NITRYLOWE RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE HALYARD ZAPEWNIĄJĄ JAKOŚĆ, KOMFORT I OCHRONĘ

TO, CZEGO NIE WIDAĆ GWARANTUJE WYSOKĄ JAKOŚĆ:

- ✓ Wykonane z najwyższej jakości nitrilu i nie zawierają wypełniaczy
- ✓ O 33% mniejsze ryzyko wystąpienia wad dzięki AQL wynoszącemu 1.0
- ✓ Zaprojektowane i wyprodukowane z ponad 20-letnim doświadczeniem
- ✓ 26 punktów kontroli gwarantujące pewną jakość
- ✓ Optymalna równowaga między wytrzymałością a wrażliwością dotykową
- ✓ Idealne rozwiązanie składowania na wypadek pandemii:
 - Okres przechowywania do 5 lat
 - Oszczędność powierzchni magazynowej

TO, CZEGO NIE WIDAĆ GWARANTUJE KOMFORT:

- ✓ Nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego
- ✓ Płukane 3 razy, aby zredukować ilość szkodliwych substancji chemicznych
- ✓ Spełniają ISO 10993-10, wykazując niski stopień podrażnienia i optymalne zdrowie skóry
- ✓ Preferowana wrażliwość dotykowa

ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OCHRONY DŁONI:

- ✓ Od rękawic EVERYDAY powszechnie stosowanych w placówkach medycznych po rękawice specjalistyczne SPECIALITY zapewniające zwiększoną ochronę
- ✓ Rękawice zaprojektowane dla: opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, stomatologii

TO, CZEGO NIE WIDAĆ GWARANTUJE OCHRONĘ:

- ✓ Ochrona przed działaniem leków chemioterapeutycznych:
 - sprawdzona pod kątem leków cytotoksycznych na rękawicach HALYARD* Nitrile EVERYDAY, powszechnie stosowanych w placówkach medycznych
 - sprawdzona pod kątem od 29 do 52 leków cytotoksycznych na HALYARD* Nitrile SPECIALITY, serii rękawic specjalistycznych
- ✓ Opatentowany, unikalny dozownik
 - SmartPull* redukuje łączną ilość odpadów średnio o 38.2%
- ✓ Przekraczanie standardów:
 - przekraczanie wskaźnika AQL³³ (1.0)
 - przekraczanie wytrzymałości na rozciąganie³⁴ (11N vs 6N dla PURPLE* Nitrile)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA:

- ✓ Opakowania dozujące i kartony wykonane w 95% z materiałów wtórnych
- ✓ Produkcja rękawic wykorzystująca w 92% energię odnawialną
- ✓ Zakład produkcyjny nagradzany za wkład w ochronę środowiska

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU:

- ✓ Polityka O&M Halyard zgodna z międzynarodowymi standardami
- ✓ Zakład produkcyjny nagradzany za zarządzanie pracą

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta Halyard:

UK i IE (bezpłatny)

Tel: 0800 085 82 04
Fax: 0800 066 91 06
customerservice.uk.ie@hyh.com

Afryka Południowa (bezpłatny)

Tel: 0801 111 332
Fax: 0801 111 335
customerservice.za@hyh.com

Pozostałe kraje

Tel: +32 2 585 51 14
Fax: +32 2 897 00 95

Zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy O&M Halyard lub podmiotów powiązanych.

©2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Poufne i zastrzeżone dla Owens & Minor, Inc. /lub podmiotów powiązanych.

Bibliografia

1.Hübner, NO.; Goerd, AM.; Mannerow, A. et al. The durability of examination gloves used on intensive care units. BMC Infect Dis 13, 226 (2013); 2 & 4. <https://blog.eagleprotect.com/are-you-paying-for-cheap-glove-fillers>; 3. CDC: Occupational Safety and Health Guideline for Calcium Carbonate; 1995; 5. Data on file; 6. ONG, S. (2020). 'Hartelega not worried of glove glut or new entrants due to high demand for gloves.'; 7-10. Data on file; 11. <https://blog.ammex.com/how-nitrile-and-vinyl-gloves-are-made/#.Yiq3K3pBwZB>; 12-33. Data on file

HC300-00-UK

*Zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy O&M Halyard lub podmiotów powiązanych. © 2022 O&M Halyard, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*PURPLE oraz PURPLE NITRILE są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi O&M Halyard lub podmiotów powiązanych. © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

COLOR PURPLE jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym O&M Halyard lub podmiotów powiązanych. © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZMNIJSZ RYZYKO. NAŁÓŻ HALYARD

Dystrybucja w Polsce

RIM TEQ Radostaw Majchrzak

www.rim-teq.com

tel. 663 883 227

RIMTEQ

