

Prezerwatywa Mocno Lubrykowana PASANTE EXTRA 1 SZT Gładka Mega Nawilżenie

Dodatkowo nawilżane kondomy o anatomicznym kształcie, umożliwiające łatwe nałożenie.

Posiadają większą ilość substancji nawilżającej, co przyczynia się do intensyfikacji doznań zarówno dla partnerki, jak i partnera.

Wytworzone z najwyższej klasy materiałów, co gwarantuje bezpieczne korzystanie zarówno podczas stosunku waginalnego, jak i analnego.

Nie zawierają środka antykoncepcyjnego.

★ UWAGA

Przedmiotem aukcji jest 1 sztuka Pasante EXTRA wyciągnięta z opakowania zbiorczego widocznego na zdjęciu.

Proszę o branie tego pod uwagę przy zakupie.

Dostosuj potrzebną ilość według uznania, możesz kupić 1, 2 lub więcej sztuk.

★ SPECYFIKACJA

- ▶ Długość: 180 mm
- ▶ Szerokość: 52 mm
- ▶ Grubość: 100 mikronów
- ▶ Dodatkowa ilość środka nawilżającego
- ▶ Materiał: Naturalna guma lateksowa
- ▶ Struktura: Prezerwatywy gładkie
- ▶ Kształt: Easy-On, łatwe do nałożenia
- ▶ Kolor: Przezroczyste

★ Prezerwatywy posiadają instrukcje w języku polskim (dodatkowo dołączona do aukcji w formie PDF)

1. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z prezerwatywą, aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia. Przed użyciem sprawdź datę ważności.

2. Ściśnij końcówkę, aby usunąć powietrze i zostawić wystarczająco dużo miejsca na złapanie nasienia. Następnie umieść prezerwatywę na penisie we wzwodzie.
3. Rozwiń prezerwatywę do podstawy członka. Sprawdź, czy czujesz się komfortowo - prezerwatywy, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą prowadzić do pęknięcia.
4. Usuń prezerwatywę zaraz po wytrysku. Wyrzuć zużytą prezerwatywę do kosza na śmieci. Nie spłukuj w toalecie.

Prezerwatywy posiadają certyfikat jakości CE oraz ISO.

Każda sztuka jest sprawdzana oraz testowana pod kątem jakości.

Data ważności: 1-4 lata.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Producent: Pasante Ltd. (UK) , Upoważniony przedstawiciel: Advena Ltd. (MT), Podmiot prowadzący reklamę: Pasante Europe Ltd. (IE)