

USER MANUAL

Swivel seat cushion

Product code: TWISTER



1. Characteristics

Thanks to its rounded design and the use of memory foam, the cushion provides comfort while sitting. It supports spine and pelvis, reducing the risk of bedsores. The pillow is equipped with a high quality cover and swivel disk.

2. Application and recommendations

The swivel cushion is a product for patients exposed to the risk of bedsores. It is used by people remaining in the sitting position for a prolonged period of time, with circulatory disorders in systemic cardiovascular system. Pillows help with repositioning of a patient.

3. Contraindications

Users with serious medical conditions or changes of the cervical spine should consult a physician or physiotherapist prior to first use of the pillow.

4. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

5. Technical data

Dimensions	40 x 40 x 5 cm
Composition parts:	Filling: Memory foam Base: Plastic swivel disk
Cover	Polyester 100%, Elastic band
Max. capacity	150 kg
Colour	Black

6. Maintenance

- Wash the cover by hand in lukewarm water, do not spin, do not chlorinate, do not iron, do not bleach, do not tumble dry, do not dry clean.
- Dry at room temperature away from intense heat sources.

NOTE! Maintenance information can be found on the care label.

7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.

Learn more at: **www.timago.com**

Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poduszka obrotowa do siedzenia

Kod produktu: TWISTER



1. Wykonanie

Poduszka wykonana z pianki z pamięcią kształtu poprawia komfort siedzenia, zapewniając podparcie kręgosłupa oraz miednicy i zmniejszając ryzyko powstawania odleżyn. Poduszka wyposażona jest w paroprzepuszczalny pokrowiec oraz talerz obrotowy.

2. Zastosowanie i zalecenia

Poduszka piankowa należy do wyrobów profilaktycznych przeznaczonych dla osób narażonych na ryzyko powstawania odleżyn. Stosowana jest u osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, u których występują zaburzenia przepływu krwi w obwodowym układzie krwionośnym. Poduszka ułatwia bezpieczną pozycję zmiany ciała pacjenta.

3. Przeciwwskazania

Użytkownicy z poważnymi schorzeniami lub utrwalonymi zmianami odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa przed pierwszym użyciem powinni skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

4. Uwagi

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Specyfikacja techniczna

Wymiary	40 x 40 x 5 cm
Skład	Wypełnienie: Pianka z pamięcią kształtu Podstawa: Plastikowy talerz obrotowy
Pokrowiec	Poliester 100%, gumka elastyczna
Maks. obciążenie	150 kg
Kolor	czarny

6. Konserwacja

- Prać poszewkę ręcznie w letniej wodzie, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.

- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

Uwaga! Informacje dotyczące konserwacji znajdują się na metce materiałowej.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



12/2024 (I)