

Służy do sprawdzenia czy ciele choruje na zatrucie bakterią E. coli, rotawirusami, koronawirusami lub czy cierpi na kryptosporydiozę. Często możliwe jest jednoczesne występowanie kilku infekcji wywołanych przez różne patogeny.

Zastosowanie:

- pobrać próbkę biegunki i mieszać z dostarczonym odczynnikiem płynnym
- następnie umieścić mieszaninę w kasce testowej
- po ok. 10 minutach, można szybko zidentyfikować patogen i podjąć leczenie