




Przyłożyć linijkę do twarzy zgodnie z rysunkiem. Oznaczenie właściwego rozmiaru jest na wysokości wewnętrznego kącika oka.

1. Przyłożyć linijkę do twarzy zgodnie z rysunkiem.

2. Dolną część szablonu ustawiona równoległe z wgłębieniem na brodzie.

3. Odczytać rozmiar maski na wysokości wewnętrznego kącika oka (jak zaznaczono strzałką na rysunku):

- Large - Duża >10 cm
- Medium - Średnia 9 - 10 cm
- Small - Mała 8 - 9 cm
- X-small - bardzo mała 7 - 8 cm

Dolną część szablonu przyłożyć do wgłębienia na brodzie (między dolną wargą a brodą)

W tym przypadku zalecany byłby rozmiar S.