

Karta Produktu- Poszewka Mimos

1 Opis:

Poduszka Mimos to hiszpański produkt medyczny kategorii 1- dyrektywa 93/42/EEC. Poduszka koryguje spłaszczenia łożeniowe niemowląt (plagiocefalia). Poduszka Mimos jest dostępna w 5 rozmiarach. Poduszkę dobieramy do obwodu głowy dziecka. W nawiasach producent podaje przybliżony wiek dziecka. Poduszka jest sprzedawana bez poszewki. Poszewkę dobieramy do rozmiaru poduszki.

XS: obwód głowy mniejszy niż 37cm (wcześniak)

S: obwód głowy 36-46cm (od urodzenia do 8/10 miesięcy)

M: obwód głowy 42-49cm (od 4 miesiąca)

L: obwód głowy powyżej 49cm (od 18 miesięcy/dorosły)

P: poduszka do fotelika samochodowego i bujaka, obwód głowy 36-46cm (od urodzenia do 8/10 miesięcy)

Wszelkie certyfikaty i znaki towarowe są dostępne do pobrania pod linkiem:

<https://drive.google.com/drive/folders/0B4pwFK4JP6Zna1R0SkycyzYtUEk?resourcekey=0-ACBeSDAj0wvo8Nvoopyy7g>

2 Materiał:

Poduszka i poszewka: poliestr, poduszka: poliestrowa struktura 3D. Zarówno poduszka jak i poszewka zapewniają doskonałą przepuszczalność powietrza.

3 Czyszczenie/pranie:

Poszewka: 30stopni, nie wirować, nie wybielać.

4 Zawartość opakowania:

Poszewka: 1 poszewka w folii zabezpieczającej

5 Ostrzeżenie o bezpieczeństwie:

- Układaj dziecko na poduszce na plecach z główką we wgłębieniu poduszki
- Poduszka nie zapobiega nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS)
- U niemowląt z hipotonią mięśniową (obniżone napięcie mięśniowe) istnieje ryzyko uduszenia wynikające z refluku lub jako efekt wymiotów jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie obrócić głowy na poduszce.
- Nie korzystaj z poduszki jeśli dziecko ma na skórze głowy rany.
- Poduszka powinna być nowa dla każdego dziecka, to produkt medyczny. Po otwarciu folii zabezpieczającej poduszka nie polega zwrotom.
- Nie przykrywaj poduszki inną poszewką niż oryginalna. Oryginalna poszewka Mimos jest wykonana z tkaniny przepuszczającej powietrze.