




ul. 3 Maja 18/8
43-400 Cieszyn
tel. +48 516 805 405



*Instrukcja obsługi
Kształtki rehabilitacyjne
półwałek, wałek, klin, kostka*



1. Budowa i zastosowanie

Kształtki rehabilitacyjne wykonane są z pianki poliuretanowej oraz skóry ekologicznej. Przeznaczone są do masażu, zabiegów rehabilitacyjnych, zabiegów fizjoterapeutycznych, które pomagają w leczeniu oraz łagodzą skutki chorób i urazów.

2. Konserwacja i czyszczenie

Czyścić łagodnym roztworem szarego mydła oraz letniej wody za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki. Nie używać rozpuszczalników oraz detergentów.

3. Dezynfekcja

Dezynfekować ogólnie dostępnymi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi alkoholu.

4. Zalecenia

- a. Używać materac zgodnie z instrukcją obsługi.
- b. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.