

PL Instrukcja obsługi urządzenia do pielęgnacji skóry Hot & Cool

Zmniejsz zmęczenie

Podnoszenie i ujędrnianie

Stosować na twarz, oczy, szyję; łatwe do przenoszenia, odpowiednie do użytku domowego i w podróży

Model: D818

Rozszerzanie i zmniejszanie porów

Przeciwmarszczkowe i wybielające

WPROWADZENIE

1. Zasada piękna z wykorzystaniem akustycznych wibracji Twarz każdej osoby posiada co najmniej trzy miliony porów, a podczas gdy płyny czyszczące i ręce mogą tylko oczyścić powierzchnię skóry, trudno jest usunąć resztki oleju, umożliwiając skórze odzyskać głęboką czystość. Doświadczenia zdobyte przez 46 lat specjalizacji w pielęgnacji skóry kierowały całym procesem rozwoju, prowadzonym przez specjalistów i inżynierów w dziedzinie mikrowibracji dźwiękowych. Technologia ta, dopasowująca się do konturów twarzy, pozwala na dogłębne oczyszczanie każdego pora. 8000 razy na minutę, wysokoczęstotliwościowe wibracje usuwają głęboko osadzony sebum z porów. Pory stają się lekkie, przejrzyste, a skóra delikatna i gładka, odzyskując czystość.
2. Zasada piękna ciepła i chłodu Japoński profesor z uniwersytetu wykazał, że wielokrotne osiągnięcie temperatury skóry na poziomie 42°C pomaga wytwarzać białko HSP, regenerować komórki skóry i wzmacniać skórę, aby przeciwdziałać powstawaniu zmarszczek. Ciepłe zabiegi 42°C pomagają rozszerzyć pory dla głębokiego oczyszczenia, podczas gdy zimne zabiegi do 6°C natychmiastowo zamykają pory i zachowują składniki odżywcze. Zmienne zabiegi ciepła i chłodu stymulują cyrkulację płynów w skórze i przyspieszają metabolizm komórek. Poza efektywnym zmniejszeniem cieni pod oczami i prostych linii, także rozjaśniają skórę. Nawet bez makijażu, skóra jest widoczna. Połączenie mikrowibracji korzystnie wpływa na jędrność skóry i zmniejsza zmęczenie.
3. Zasada piękna EMS (Elektryczna Stymulacja Mięśni) EMS jest używany do aktywacji komórek skóry, stymulując regenerację kolagenu, co poprawia elastyczność skóry, wygładza zmarszczki i sprawia, że skóra wygląda na zdrową i gładką.

Efekt chłodzenia:

1. Pomaga utrzymać jędrność skóry, zachować elastyczność, zapobiegać alergiom i innym problemom.
2. Zmniejsza pory, blokuje wilgoć i redukuje zmarszczki.
3. Łagodzi zmęczenie skóry.

Efekt ciepła:

1. Rozgrzewa, pomaga rozluźnić mięśnie, łagodzi ból.
2. Stymuluje przyspieszenie krążenia krwi, otwiera pory, co pomaga skórze szybko wchłaniać podwójnie więcej produktów pielęgnacyjnych, czyniąc skórę bardziej elastyczną i nawilżoną.
3. Umożliwia głębokie oczyszczanie za pomocą gąbki, lepiej usuwa toksyny skórne, zaskórniki i brud.

Zasada piękna fototerapii LED:

1. Czerwone światło: długość fali 620 nm (± 10 nm), 18 LED-ów głęboko penetruje skórę na głębokość 630 nm, aby promować krążenie krwi i regenerację kolagenu, poprawia elastyczność skóry, czyniąc ją gładką i nawilżoną. Odpowiednie dla wiotkiej i pomarszczonej skóry.
2. Niebieskie światło: długość fali 470 nm (± 10 nm), 18 LED-ów głęboko penetruje skórę na głębokość 480 nm, aby zabijać bakterie, stymulować krążenie krwi, penetruje do 2,5 mm pod powierzchnię skóry, niszczy środowisko życiowe bakterii, działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo, skutecznie usuwa trądzik, blizny potrądzikowe i inne.

NAZWA CZĘŚCI:

1. Panel ciepła i chłodu
2. Wyświetlacz LCD
3. Gniazdo ładowania
4. Kabel ładowania USB
5. Przełącznik zasilania i trybu
6. Przycisk fototerapii LED
7. Poziom EMS i temperatury
8. Krążek do makijażu
9. Podstawa

Części urządzenia

1. Panel ciepła i chłodu
2. Wyświetlacz LCD
3. Gniazdo ładowania
4. Kabel ładowania USB
5. Przełącznik zasilania i trybu

6. Przycisk fototerapii LED
7. Poziom EMS i temperatury
8. Krążek do makijażu
9. Podstawa

Instrukcja obsługi

Tryb podstawowy:

- Podłącz kabel DC do gniazda DC masażera piersi. Masażer zaczyna działać automatycznie.

Tryb standardowy:

- Podłącz kabel USB / Huawei do masażera. Naciśnij klawisz włączania, aby uruchomić tryb automatyczny, a następnie naciśnij klawisz włączania, aby wyłączyć.

Tryb profesjonalny:

- Podłącz kabel USB / Huawei do masażera. Naciśnij klawisz, aby włączyć funkcje wibracji i ogrzewania jednocześnie. Klawisz zasilania ma trzy biegi do wyboru. Za każdym razem, gdy klikniesz klawisz "zasilanie", siła wibracji zmienia się między wysokim, średnim i niskim biegiem. Naciśnij klawisz, aby wyłączyć urządzenie. W stanie wyłączonym przytrzymaj klawisz ogrzewania przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję ogrzewania. Kliknij "ogrzewanie", niebieskie światło jest niskie, zielone światło jest średnie, a czerwone światło jest wysokie. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk "ogrzewanie", temperatura będzie w cyklu trzech prędkości. Naciśnij i przytrzymaj "przełącznik" przez dwie sekundy, aby wyłączyć.

Tryb ulepszony profesjonalny:

- Odłącz kabel USB / Huawei po naładowaniu. Naciśnij klawisz, aby włączyć funkcje wibracji i ogrzewania jednocześnie. Klawisz zasilania ma trzy biegi do wyboru. Za każdym razem, gdy klikniesz klawisz "zasilanie", siła wibracji zmienia się między wysokim, średnim i niskim biegiem. Naciśnij klawisz, aby wyłączyć urządzenie. W stanie wyłączonym przytrzymaj klawisz ogrzewania przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję ogrzewania. Kliknij "ogrzewanie", niebieskie światło jest niskie, zielone światło jest średnie, a czerwone światło jest wysokie. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk "ogrzewanie", temperatura będzie w cyklu trzech prędkości. Naciśnij i przytrzymaj "przełącznik" przez dwie sekundy, aby wyłączyć.

Specyfikacja

Nazwa: EMS Hot & Cool Skin Care Device Wejście: DC 5V Wibracja: 8000 (± 10) obrotów na minutę
Prąd ładowania: 480 mA Pojemność baterii: 1000 mAh Waga netto: 145 g Wymiary urządzenia:
1755567 mm Model: D818 Temperatura: 6-42°C ($\pm 5^\circ\text{C}$) Czas ładowania: Około 3 godzin Moc
maksymalna: 8.5 W Czas gotowości: 45 dni Czas użytkowania: 5 minut/cykl lub 2 minuty/cykl
Wymiary opakowania: 21515084 mm

Instrukcje obsługi szczegółowo

1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez 3 godziny. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie w trybie domyślnym (czysty, poziom 1), następnie pracuje z wibracjami i ogrzewaniem. Temperaturę można dostosować przyciskiem 7. Można dostosować światło LED fototerapeutyczne przyciskiem 6 (5-minutowy inteligentny czas dla trybu 1).
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby przejść w tryb chłodzenia. Urządzenie pracuje z wibracjami i chłodzi według potrzeb użytkownika. Temperaturę można dostosować przyciskiem 7 (2-minutowy inteligentny czas, po wyłączeniu wentylator pracuje jeszcze przez 30 sekund, aby schłodzić).
3. Naciśnij przycisk zasilania 5 razy, aby przejść w tryb liftingu EMS. Urządzenie wibruje i emituje mikroprąd EMS. Możesz dostosować intensywność EMS przyciskiem 7 (5-minutowy inteligentny czas dla trybu 3).
4. Naciśnij przycisk 5, aby przełączyć się na tryb nawilżający. Urządzenie wibruje i ogrzewa, wysyłając mikroprąd EMS do skóry. Intensywność EMS można dostosować przyciskiem 7 (5-minutowy inteligentny czas dla trybu 4).
5. Naciśnij przycisk zasilania 5 razy, aby przejść w tryb syntezy kolagenu. Urządzenie wibruje, chłodzi i emituje mikroprąd EMS do skóry (ten sam 2-minutowy inteligentny czas jak dla modelu 2).

📖 **Tryb czyszczenia:** Potrzebujesz usunąć wacik do demakijażu. Zdejmij "Koło", przyczep wacik, wlej płyn do demakijażu, a następnie włącz tryb czyszczenia, ogrzej i otwórz pory, rozbij brud i wydobywaj głębokie warstwy zanieczyszczeń, oczyść pory, pożegnaj się z zaskórnikami!

📖 **Tryb chłodzenia:** Nałóż maskę na twarz i włącz tryb chłodzenia. Funkcja chłodzenia może skutecznie zmniejszyć pory i zablokować wilgoć skóry.

📖 **Tryb liftingu EMS:** Po oczyszczeniu nałóż produkty do pielęgnacji skóry na twarz i włącz tryb EMS. EMS stymuluje mięśnie i sprawia, że skóra jest bardziej energiczna i elastyczna. Poprawia drobne linie i zmarszczki na twarzy, przywracając skórze młodzieńczy wygląd, gładkość i delikatność.

📖 **Tryb nawilżający:** Po oczyszczeniu skóry.

Po oczyszczeniu nałóż produkt do pielęgnacji skóry, taki jak balsam czy esencja, na twarz i aktywuj tryb nawilżający, aby wspierać podwójne wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry! (W każdym trybie możesz wybrać czerwone lub niebieskie światło zgodnie z potrzebami swojej skóry)

Tryb Syntezy Chłodnej: Po wchłonięciu się produktów do pielęgnacji skóry, włącz tryb syntezy kolagenu, schładzaj, zamykaj pory i zamykaj odżywienie. Mikroprądy EMS stymulują komórki skóry do syntezy kolagenu i odmładzania mięśni przeciwzmarszczkowo. (W każdym trybie możesz wybrać czerwone/niebieskie światło zgodnie z potrzebami swojej skóry)

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi tego urządzenia.
3. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia bez konsultacji z dystrybutorem w celu naprawy.

4. Nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, takich jak nasłonecznione miejsca czy łazienka, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem. Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych.
5. Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym środowisku, aby uniknąć zwarcia lub pożaru.
6. Trzymaj z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych; wymagany jest nadzór podczas używania przez osoby poniżej 18 roku życia.
7. Gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, zużycie energii jest wyższe, a wentylator wymaga opóźnienia w rozpraszaniu ciepła. Należy umieścić urządzenie na około 10 minut przed kolejnym użyciem po trybie chłodzenia.

OSTRZEŻENIE:

1. Przestań używać produktu, gdy nieprawidłowo się nagrzewa, aby uniknąć oparzeń.
2. Nie upuszczaj ani nie rzucaj urządzeniem.
3. Regularnie aplikuj serum podczas użytkowania.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
5. Nie wolno używać urządzenia w określonych warunkach:

Choroby serca, gorączka, choroby zakaźne, rak, otwarte rany, ostre choroby, niskie ciśnienie, wysokie ciśnienie, wszczepiony rozrusznik, sztuczne serce lub płuca, podczas leczenia medycznego.

CZ Návod k použití přístroje na péči o pleť Hot & Cool

Snižuje únavu

Zpevňuje a zvedá pleť

Použití na obličej, oči, krk; snadno přenosný, vhodný pro domácí použití i na cestách

Model: D818

Rozšiřování a zmenšování pórů

Proti vráskám a bělení pleti

ÚVOD

1. Princip krásy pomocí akustických vibrací

Každý obličej má alespoň tři miliony pórů, a zatímco čisticí prostředky a ruce čistí pouze povrch pokožky, je těžké odstranit zbytky oleje a zajistit hluboké čištění pleti. Zkušenosti získané během 46 let specializace na péči o pleť vedly k vývoji technologie mikrovibrací, kterou navrhli odborníci a inženýři. Tato technologie, přizpůsobující se konturám obličeje, umožňuje hluboké čištění každého póru. Vysokofrekvenční vibrace (8000 za minutu) odstraňují hluboko usazený maz z pórů, čímž se pleť stává čistou, jemnou a hladkou.

2. Princip krásy tepla a chladu

Japonský profesor prokázal, že opakované dosažení teploty pleti na úrovni 42 °C pomáhá produkovat bílkovinu HSP, regenerovat kožní buňky a posilovat pleť, aby se zabránilo tvorbě vrásek. Teplé ošetření při 42 °C rozšiřuje póry pro hloubkové čištění, zatímco chladné ošetření při teplotě až 6 °C okamžitě uzavírá póry a uchovává živiny. Střídavé ošetření tepla a chladu stimuluje oběh tekutin v pokožce a urychluje metabolismus buněk. Kromě účinného zmírnění tmavých kruhů pod očima a jemných linek také rozjasňuje pleť. Kombinace mikrovibrací pomáhá zlepšit pevnost pokožky a snižuje únavu.

3. Princip krásy EMS (elektrická stimulace svalů)

EMS se používá k aktivaci kožních buněk a stimulaci produkce kolagenu, což zlepšuje pružnost pleti, vyhlazuje vrásky a dodává pleti zdravý a hladký vzhled.

Chladicí účinek

1. Pomáhá udržet pevnost pleti, zachovat pružnost a předcházet alergiím a dalším problémům.
2. Zmenšuje póry, zadržuje vlhkost a redukuje vrásky.
3. Ulevuje unavené pokožce.

Tepelný účinek

1. Zahřívá, pomáhá uvolnit svaly a zmírnit bolest.
2. Stimuluje krevní oběh, otevírá póry a pomáhá pleti rychleji vstřebávat pečující produkty, což činí pleť pružnější a hydratovanější.
3. Umožňuje hloubkové čištění pomocí houbičky, účinně odstraňuje kožní toxiny, černé tečky a nečistoty.

Princip krásy LED fototerapie:

1. **Červené světlo:** Vlnová délka 620 nm (± 10 nm), 18 LED diod proniká hluboko do pokožky až na 630 nm, podporuje krevní oběh a regeneraci kolagenu, zlepšuje elasticitu pokožky a činí ji hladkou a hydratovanou. Vhodné pro ochablou a vráscitou pokožku.

2. **Modré světlo:** Vlnová délka 470 nm (± 10 nm), 18 LED diod proniká hluboko do pokožky až na 480 nm, ničí bakterie, stimuluje krevní oběh, proniká do hloubky 2,5 mm pod povrch pokožky, ničí prostředí pro bakterie, působí protizánětlivě a antibakteriálně, účinně odstraňuje akné, jizvy po akné a další.

NÁZVY SOUČÁSTÍ:

1. Panel tepla a chladu
2. LCD displej
3. Nabíjecí zásuvka
4. USB nabíjecí kabel
5. Přepínač napájení a režimů
6. Tlačítko LED fototerapie
7. Úroveň EMS a teploty
8. Kosmetický disk
9. Základna

Součásti zařízení:

1. Panel tepla a chladu
2. LCD displej
3. Nabíjecí zásuvka
4. USB nabíjecí kabel
5. Přepínač napájení a režimů
6. Tlačítko LED fototerapie
7. Úroveň EMS a teploty
8. Kosmetický disk
9. Základna

Návod k použití:

Základní režim:

- Připojte DC kabel do DC zásuvky masážního přístroje. Masážní přístroj se automaticky spustí.

Standardní režim:

- Připojte USB / Huawei kabel k masážnímu přístroji. Stiskněte tlačítko napájení pro spuštění automatického režimu, poté znovu stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí.

Profesionální režim:

- Připojte USB / Huawei kabel k masážnímu přístroji. Stiskněte tlačítko napájení pro současné spuštění funkcí vibrace a ohřevu. Tlačítko napájení nabízí tři rychlosti. Při každém stisknutí

tlačítka "napájení" se síla vibrací mění mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí. Stiskněte tlačítko pro vypnutí zařízení. Ve vypnutém stavu podržte tlačítko ohřevu po dobu 2 sekund pro zapnutí funkce ohřevu. Klikněte na "ohřev", modré světlo označuje nízkou teplotu, zelené světlo střední a červené světlo vysokou. Při každém kliknutí na tlačítko "ohřev" se teplota bude cyklicky měnit mezi třemi rychlostmi. Podržte tlačítko "přepínač" po dobu dvou sekund pro vypnutí.

Vylepšený profesionální režim:

- Odpojte USB / Huawei kabel po nabití. Stiskněte tlačítko napájení pro současné spuštění funkcí vibrace a ohřevu. Tlačítko napájení má tři rychlosti. Při každém stisknutí tlačítka "napájení" se síla vibrací mění mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí. Stiskněte tlačítko pro vypnutí zařízení. Ve vypnutém stavu podržte tlačítko ohřevu po dobu 2 sekund pro zapnutí funkce ohřevu. Klikněte na "ohřev", modré světlo označuje nízkou teplotu, zelené světlo střední a červené světlo vysokou. Při každém kliknutí na tlačítko "ohřev" se teplota bude cyklicky měnit mezi třemi rychlostmi. Podržte tlačítko "přepínač" po dobu dvou sekund pro vypnutí.

Specifikace

Název: EMS Hot & Cool Skin Care Device

Vstup: DC 5V

Vibrace: 8000 (± 10) otáček za minutu

Proud nabíjení: 480 mA

Kapacita baterie: 1000 mAh

Čistá hmotnost: 145 g

Rozměry zařízení: 175 × 55 × 67 mm

Model: D818

Teplota: 6-42°C ($\pm 5^\circ\text{C}$)

Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny

Maximální výkon: 8,5 W

Pohotovostní doba: 45 dní

Doba použití: 5 minut/cykklus nebo 2 minuty/cykklus

Rozměry balení: 215 × 150 × 84 mm

Podrobné pokyny k použití:

1. Před prvním použitím nabijte zařízení po dobu 3 hodin. Přidržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro spuštění zařízení v režimu výchozího nastavení (čistící režim, úroveň 1), následně pracuje s vibracemi a zahříváním. Teplotu lze upravit tlačítkem 7. LED světlo lze upravit tlačítkem 6 (inteligentní 5minutový časovač pro režim 1).
2. Stiskněte tlačítko napájení pro přepnutí do režimu chlazení. Zařízení pracuje s vibracemi a chlazením podle potřeb uživatele. Teplotu lze upravit tlačítkem 7 (inteligentní 2minutový časovač, ventilátor běží ještě 30 sekund po vypnutí pro ochlazení).
3. Stiskněte tlačítko napájení 5× pro přepnutí do režimu EMS liftingu. Zařízení vibruje a vydává EMS mikroproud. Intenzitu EMS lze upravit tlačítkem 7 (inteligentní 5minutový časovač pro režim 3).

4. Stiskněte tlačítko 5 pro přepnutí do hydratačního režimu. Zařízení vibruje a zahřívá, vysílá EMS mikroproud do pokožky. Intenzitu EMS lze upravit tlačítkem 7 (inteligentní 5minutový časovač pro režim 4).
5. Stiskněte tlačítko napájení 5× pro přepnutí do režimu syntézy kolagenu. Zařízení vibruje, chladí a vydává EMS mikroproud do pokožky (stejný inteligentní 2minutový časovač jako u režimu 2).

Režimy:

- **Čistící režim:** Použijte odličovací tampon. Sejměte „kolečko“, připevněte tampon, naneste odličovací roztok a zapněte čistící režim. Zahřátí otevírá póry, odstraňuje nečistoty a čistí do hloubky.
- **Chladicí režim:** Naneste pleťovou masku a zapněte chladicí režim. Tento režim účinně stahuje póry a uzamyká hydrataci pokožky.
- **EMS liftingový režim:** Po čištění naneste pleťovou péči a zapněte EMS režim. EMS stimuluje svaly, zpevňuje pokožku, zlepšuje jemné linky a vrásky, čímž obnovuje mladistvý vzhled.
- **Hydratační režim:** Po čištění naneste pleťové produkty a aktivujte hydratační režim, který podporuje dvojité vstřebávání produktů. (V každém režimu můžete zvolit červené nebo modré světlo podle potřeb pokožky.)
- **Režim syntézy kolagenu:** Po vstřebání produktů zapněte tento režim, který chladí, uzavírá póry a stimuluje syntézu kolagenu pro redukci vrásek.

Bezpečnostní pokyny:

1. Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
2. Postupujte podle návodu k obsluze zařízení.
3. Neprovádějte demontáž ani úpravy zařízení bez konzultace s distributorem.
4. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, vyhněte se vysokým teplotám a vlhkosti.
5. Držte mimo dosah dětí a osob se zdravotním omezením.
6. Po chladicím režimu počkejte 10 minut před dalším použitím.

VAROVÁNÍ:

- Ukončete použití, pokud zařízení nepřírozně zahřívá.
- Neupouštějte zařízení.
- Pravidelně používejte sérum během použití.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte srdečními nemocemi, horečkou, infekčními chorobami, rakovinou, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, nebo máte implantovaný kardiostimulátor.

Návod na použitie zariadenia na starostlivosť o pleť Hot & Cool

Zníženie únavy

Zdvíhanie a spevňovanie

Použitie na tvár, oči, krk; ľahko prenosné, vhodné na domáce použitie aj na cestovanie

Model: D818

Rozširovanie a zmenšovanie pórov

Proti vráskam a bielenie pleti

ÚVOD

1. Princíp krásy pomocou akustických vibrácií

Každá tvár má minimálne tri milióny pórov, pričom čistiace prostriedky a ruky dokážu očistiť iba povrch pokožky. Odstrániť zvyšky oleja, aby sa dosiahla hĺbková čistota pleti, je náročné. Skúsenosti získané počas 46 rokov špecializácie na starostlivosť o pleť viedli k vývoju technológie mikrovibrácií, ktorú navrhli odborníci a inžinieri. Táto technológia sa prispôsobuje kontúram tváre a umožňuje hĺbkové čistenie každého póru. Vysokofrekvenčné vibrácie (8000 krát za minútu) odstraňujú hlboko usadený maz z pórov, čím pleť získava čistotu, jemnosť a hladkosť.

2. Princíp krásy tepla a chladu

Japonský profesor preukázal, že opakované dosiahnutie teploty pleti na úrovni 42 °C pomáha produkovať proteín HSP, regenerovať bunky pokožky a posilňovať pleť, aby sa zabránilo vzniku vrások. Teplé ošetrenia pri 42 °C rozširujú póry na hĺbkové čistenie, zatiaľ čo chladné ošetrenia pri teplote až 6 °C okamžite uzatvárajú póry a zachovávajú živiny. Striedavé ošetrenia teplom a chladom stimulujú obeh tekutín v pokožke a urýchľujú metabolizmus buniek. Okrem účinného zníženia tmavých kruhov pod očami a jemných liniek rozjasňujú pokožku. Kombinácia mikrovibrácií prispieva k zlepšeniu pevnosti pokožky a znižuje únavu.

3. Princíp krásy EMS (elektrická stimulácia svalov)

EMS sa používa na aktiváciu kožných buniek a stimuláciu produkcie kolagénu, čo zlepšuje pružnosť pleti, vyhladzuje vrásky a dodáva pleti zdravý a hladký vzhľad.

Chladivý účinok

1. Pomáha udržiavať pevnosť pokožky, pružnosť a predchádza alergiám a iným problémom.
2. Zmenšuje póry, uzatvára vlhkosť a redukuje vrásky.
3. Upokojuje unavenú pleť.

Tepelný účinok

1. Zahrieva, pomáha uvoľniť svaly a zmierňuje bolesť.
2. Stimuluje krvný obeh, otvára póry a pomáha pleti rýchlejšie absorbovať produkty starostlivosti, čím zlepšuje jej pružnosť a hydratáciu.
3. Umožňuje hĺbkové čistenie pomocou hubky, účinne odstraňuje kožné toxíny, čierne bodky a nečistoty.

Princíp krásy LED fototerapie:

1. **Červené svetlo:** Vlnová dĺžka 620 nm (± 10 nm), 18 LED diód preniká hlboko do pokožky až do 630 nm, podporuje krvný obeh a regeneráciu kolagénu, zlepšuje elasticitu pokožky, čím ju robí hladkou a hydratovanou. Vhodné pre ochabnutú a vráskavú pokožku.
2. **Modré svetlo:** Vlnová dĺžka 470 nm (± 10 nm), 18 LED diód preniká hlboko do pokožky až do 480 nm, ničí baktérie, stimuluje krvný obeh, preniká do hĺbky 2,5 mm pod povrch pokožky, ničí prostredie pre baktérie, pôsobí protizápalovo a antibakteriálne, účinne odstraňuje akné, jazvy po akné a ďalšie problémy.

NÁZVY ČASTÍ:

1. Panel tepla a chladu
2. LCD displej
3. Nabíjací port
4. USB nabíjací kábel
5. Prepínač napájania a režimu
6. Tlačidlo LED fototerapie
7. Úroveň EMS a teploty
8. Kozmetický disk
9. Základňa

Časti zariadenia:

1. Panel tepla a chladu
2. LCD displej
3. Nabíjací port
4. USB nabíjací kábel
5. Prepínač napájania a režimu
6. Tlačidlo LED fototerapie
7. Úroveň EMS a teploty
8. Kozmetický disk
9. Základňa

Návod na používanie:

Základný režim:

- Pripojte DC kábel do DC zásuvky masážneho prístroja. Masážny prístroj začne automaticky pracovať.

Štandardný režim:

- Pripojte USB / Huawei kábel k masážnemu prístroju. Stlačte tlačidlo napájania na spustenie automatického režimu, následne znovu stlačte tlačidlo napájania na vypnutie.

Profesionálny režim:

- Pripojte USB / Huawei kábel k masážnemu prístroju. Stlačte tlačidlo napájania na súčasné spustenie funkcií vibrácií a ohrevu. Tlačidlo napájania má tri úrovne. Pri každom stlačení tlačidla "napájanie" sa sila vibrácií mení medzi vysokou, strednou a nízkou úrovňou. Stlačte tlačidlo na vypnutie zariadenia. V vypnutom stave podržte tlačidlo ohrevu na 2 sekundy pre zapnutie funkcie ohrevu. Kliknite na "ohrev", modré svetlo znamená nízku teplotu, zelené svetlo strednú a červené svetlo vysokú. Pri každom kliknutí na tlačidlo "ohrev" sa teplota cyklicky mení medzi tromi úrovňami. Podržte tlačidlo "prepínač" na dve sekundy pre vypnutie.

Vylepšený profesionálny režim:

- Odpojte USB / Huawei kábel po nabití. Stlačte tlačidlo napájania na súčasné spustenie funkcií vibrácií a ohrevu. Tlačidlo napájania má tri úrovne. Pri každom stlačení tlačidla "napájanie" sa sila vibrácií mení medzi vysokou, strednou a nízkou úrovňou. Stlačte tlačidlo na vypnutie zariadenia. V vypnutom stave podržte tlačidlo ohrevu na 2 sekundy pre zapnutie funkcie ohrevu. Kliknite na "ohrev", modré svetlo znamená nízku teplotu, zelené svetlo strednú a červené svetlo vysokú. Pri každom kliknutí na tlačidlo "ohrev" sa teplota cyklicky mení medzi tromi úrovňami. Podržte tlačidlo "prepínač" na dve sekundy pre vypnutie.

Špecifikácia

Názov: EMS Hot & Cool Skin Care Device

Vstup: DC 5V

Vibrácie: 8000 (± 10) otáčok za minútu

Nabíjací prúd: 480 mA

Kapacita batérie: 1000 mAh

Čistá hmotnosť: 145 g

Rozmery zariadenia: 175 × 55 × 67 mm

Model: D818

Teplota: 6-42°C ($\pm 5^\circ\text{C}$)

Čas nabíjania: približne 3 hodiny

Maximálny výkon: 8,5 W

Pohotovostný čas: 45 dní

Doba používania: 5 minút/cyklus alebo 2 minúty/cyklus

Rozmery balenia: 215 × 150 × 84 mm

Podrobné pokyny na používanie

1. Pred prvým použitím nabite zariadenie na 3 hodiny. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy na spustenie zariadenia v predvolenom režime (čistiaci režim, úroveň 1). Zariadenie začne pracovať s vibráciami a zahrievaním. Teplotu možno nastaviť tlačidlom 7. Svetlo LED na fototerapiu možno nastaviť tlačidlom 6 (inteligentný 5-minútový časovač pre režim 1).
2. Stlačte tlačidlo napájania na prepnutie do režimu chladenia. Zariadenie pracuje s vibráciami a chladením podľa potrieb používateľa. Teplotu možno upraviť tlačidlom 7 (inteligentný 2-minútový časovač, ventilátor pracuje ešte 30 sekúnd po vypnutí na ochladenie).

3. Stlačte tlačidlo napájania 5× na prepnutie do režimu EMS liftingu. Zariadenie vibruje a vydáva EMS mikroprúd. Intenzitu EMS možno upraviť tlačidlom 7 (inteligentný 5-minútový časovač pre režim 3).
 4. Stlačte tlačidlo 5 na prepnutie do hydratačného režimu. Zariadenie vibruje a zahrieva sa, vysieľa EMS mikroprúd do pokožky. Intenzitu EMS možno upraviť tlačidlom 7 (inteligentný 5-minútový časovač pre režim 4).
 5. Stlačte tlačidlo napájania 5× na prepnutie do režimu syntézy kolagénu. Zariadenie vibruje, chladí a vydáva EMS mikroprúd do pokožky (inteligentný 2-minútový časovač ako v režime 2).
-

Režimy:

- **Čistiaci režim:** Použite odličovací tampón. Odstráňte „kolečko“, pripevnite tampón, naneste odličovací roztok a zapnite čistiaci režim. Zahrievanie otvára póry, odstraňuje nečistoty a čistí ich do hĺbky.
 - **Režim chladenia:** Naneste pleťovú masku a zapnite chladivý režim. Tento režim účinne sťahuje póry a uzamyká vlhkosť pokožky.
 - **EMS liftingový režim:** Po vyčistení naneste produkty na starostlivosť o pleť a zapnite EMS režim. EMS stimuluje svaly, spevňuje pokožku, zlepšuje jemné linky a vrásky, čím obnovuje mladistvý vzhľad.
 - **Hydratačný režim:** Po čistení naneste produkt na starostlivosť o pleť, napríklad balzam alebo esenciu, na tvár a aktivujte hydratačný režim, ktorý podporuje dvojité vstrebávanie produktov.
 - **Režim syntézy kolagénu:** Po vstrebávaní produktov na starostlivosť o pleť zapnite tento režim, ktorý chladí, uzatvára póry a stimuluje syntézu kolagénu proti vráskam.
-

Bezpečnostné pokyny:

1. Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny.
2. Postupujte podľa pokynov na používanie zariadenia.
3. Neodstraňujte ani nemodifikujte zariadenie bez konzultácie s distribútorom.
4. Neuchovávajte zariadenie v miestach s vysokou teplotou a vlhkosťou, aby ste predišli požiaru alebo skratu.
5. Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb so zdravotným postihnutím.
6. Po chladivom režime nechajte zariadenie odpočívať 10 minút pred ďalším použitím.

UPOZORNENIE:

- Ukončite používanie, ak sa zariadenie nezvyčajne zahrieva.
- Nepúšťajte zariadenie na zem.
- Pravidelne nanášajte sérum počas používania.

- Nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel poškodený.
- Nepoužívajte zariadenie za nasledujúcich podmienok: ochorenia srdca, horúčka, infekčné choroby, rakovina, otvorené rany, nízky/vysoký krvný tlak, implantovaný kardiostimulátor.

Hot & Cool bőrápoló készülék használati utasítás

Fáradtság csökkentése

Emelés és feszesítés

Alkalmazható arcra, szemre, nyakra; könnyen hordozható, otthoni és utazási használatra egyaránt alkalmas

Modell: D818

Pórusok kitágítása és összehúzása

Ránctalanító és fehéritő hatás

BEVEZETÉS

1. A szépség akusztikus rezgésekkel történő elvének alkalmazása

Minden ember arcán legalább hárommillió pórus található, és miközben a tisztítószeres és a kézi tisztítás csak a bőr felszínét érintik, nehéz eltávolítani az olajmaradványokat, hogy a bőr mély tisztaságát elérjük. A bőrápolás terén szerzett 46 éves tapasztalat vezette a fejlesztési folyamatot, amelyet mikrovibrációs technológiára specializálódott szakemberek és mérnökök irányítottak. Ez a technológia, amely igazodik az arckontúrokhoz, lehetővé teszi a pórusok mély tisztítását. Nagyfrekvenciás rezgésekkel (percenként 8000) eltávolítja a mélyen lerakódott faggyút, ezáltal a pórusok tiszták, a bőr pedig puha és sima lesz.

2. A hő és hideg szépségének elve

Egy japán egyetemi professzor kimutatta, hogy a bőr 42°C-os hőmérsékletének ismételt elérése elősegíti a HSP fehérje termelését, a bőrsejtek regenerálódását, és erősíti a bőrt, hogy gátolja a ráncok kialakulását. A 42°C-os melegkezelések kinyitják a pórusokat a mélytisztításhoz, míg a 6°C-ig terjedő hidegkezelések azonnal bezárják a pórusokat, és megőrzik a tápanyagokat. A váltakozó meleg- és hidegkezelések serkentik a bőrfolyadékok keringését és felgyorsítják a sejtek anyagcseréjét. Hatékonyan csökkentik a szem alatti sötét karikákat és a finom vonalakat, valamint ragyogóbbá teszik a bőrt.

3. Az EMS (elektromos izomstimuláció) szépségápolási elve

Az EMS aktiválja a bőrsejteket, serkenti a kollagéntermelést, javítja a bőr rugalmasságát, kisimítja a ráncokat, és egészséges, sima megjelenést kölcsönöz a bőrnek.

Hűsítő hatás:

1. Segít megőrizni a bőr feszességét, rugalmasságát, és megelőzi az allergiás reakciókat és más problémákat.
2. Csökkenti a pórusok méretét, megőrzi a nedvességet, és mérsékli a ráncokat.
3. Enyhíti a bőr fáradtságát.

Melegítő hatás:

1. Felmelegíti a bőrt, ellazítja az izmokat, és enyhíti a fájdalmat.
2. Serkenti a vérkeringést, megnyitja a pórusokat, ezáltal a bőr gyorsabban felszívja a bőrápoló termékeket, így rugalmasabb és hidratáltabbá válik.
3. Mélytisztítást tesz lehetővé szivaccsal, hatékonyabban távolítja el a bőrből a toxinokat, mitesszereket és szennyeződéseket.

A LED-fototerápia szépségének elve:

1. **Piros fény:** Hullámhossz 620 nm (± 10 nm), 18 LED mélyen behatol a bőrbe akár 630 nm mélységig, elősegíti a vérkeringést és a kollagén regenerációját, javítja a bőr rugalmasságát, simává és hidratálttá téve azt. Alkalmas petyhüdt és ráncos bőrre.
2. **Kék fény:** Hullámhossz 470 nm (± 10 nm), 18 LED mélyen behatol a bőrbe akár 480 nm mélységig, elpusztítja a baktériumokat, serkenti a vérkeringést, akár 2,5 mm mélységig behatol a bőr felszíne alatt, megsemmisíti a baktériumok életkörüzetét, gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású, hatékonyan eltávolítja a pattanásokat, aknés hegeket és egyéb problémákat.

ALKATRÉSZEK NEVEI:

1. Melegítő és hűtő panel
2. LCD kijelző
3. Töltőcsatlakozó
4. USB töltőkábel
5. Tápegység és üzemmód kapcsoló
6. LED-fototerápia gomb
7. EMS és hőmérséklet szint
8. Sminkkorong
9. Alapzat

Az eszköz részei:

1. Melegítő és hűtő panel
2. LCD kijelző
3. Töltőcsatlakozó
4. USB töltőkábel
5. Tápegység és üzemmód kapcsoló
6. LED-fototerápia gomb
7. EMS és hőmérséklet szint
8. Sminkkorong
9. Alapzat

Használati utasítás:

Alap üzemmód:

- Csatlakoztassa a DC kábelt a masszázskészülék DC aljzatához. A masszázskészülék automatikusan működésbe lép.

Standard üzemmód:

- Csatlakoztassa az USB / Huawei kábelt a masszázskészülékhez. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az automatikus üzemmód elindításához, majd nyomja meg újra a gombot a kikapcsoláshoz.

Professzionális üzemmód:

- Csatlakoztassa az USB / Huawei kábelt a masszázskészülékhez. Nyomja meg a gombot az egyidejű vibrációs és melegítő funkciók aktiválásához. A tápegység gomb három fokozatot kínál. Minden alkalommal, amikor megnyomja a "tápegység" gombot, a vibráció intenzitása magas, közepes és alacsony szint között váltakozik. Nyomja meg a gombot az eszköz kikapcsolásához. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a fűtés gombot 2 másodpercig a fűtési funkció bekapcsolásához. Kattintson a "fűtés" gombra: a kék fény alacsony, a zöld közepes, a piros magas hőmérsékletet jelöl. Minden alkalommal, amikor megnyomja a "fűtés" gombot, a hőmérséklet három sebességen ciklikusan váltakozik. Tartsa lenyomva a "kapcsoló" gombot két másodpercig a kikapcsoláshoz.

Fejlett professzionális üzemmód:

- Húzza ki az USB / Huawei kábelt a feltöltés után. Nyomja meg a gombot az egyidejű vibrációs és melegítő funkciók aktiválásához. A tápegység gomb három fokozatot kínál. Minden alkalommal, amikor megnyomja a "tápegység" gombot, a vibráció intenzitása magas, közepes és alacsony szint között váltakozik. Nyomja meg a gombot az eszköz kikapcsolásához. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a fűtés gombot 2 másodpercig a fűtési funkció bekapcsolásához. Kattintson a "fűtés" gombra: a kék fény alacsony, a zöld közepes, a piros magas hőmérsékletet jelöl. Minden alkalommal, amikor megnyomja a "fűtés" gombot, a hőmérséklet három sebességen ciklikusan váltakozik. Tartsa lenyomva a "kapcsoló" gombot két másodpercig a kikapcsoláshoz.

Specifikáció

Név: EMS Hot & Cool Skin Care Device

Bemenet: DC 5V

Vibráció: 8000 (±10) fordulat/perc

Töltőáram: 480 mA

Akkumulátor kapacitás: 1000 mAh

Nettó súly: 145 g

Készülék mérete: 175 × 55 × 67 mm

Modell: D818

Hőmérséklet: 6-42°C (±5°C)

Töltési idő: Körülbelül 3 óra

Maximális teljesítmény: 8,5 W

Készenléti idő: 45 nap

Használati idő: 5 perc/ciklus vagy 2 perc/ciklus

Csomagolási méretek: 215 × 150 × 84 mm

Részletes használati utasítás

1. Első használat előtt töltsse fel a készüléket 3 órán keresztül. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, hogy elindítsa a készüléket alapértelmezett módban (tisztító mód, 1. szint). A készülék vibrációval és melegítéssel működik. A hőmérséklet a 7. gombbal állítható

be. Az LED fototerápia fényét a 6. gombbal állíthatja be (intelligens 5 perces időzítő az 1. módhoz).

2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy átváltson a hűtési módba. A készülék vibrációval működik és lehűti a bőrt a felhasználó igényei szerint. A hőmérséklet a 7. gombbal állítható be (intelligens 2 perces időzítő; kikapcsolás után a ventilátor még 30 másodpercig működik a hőleadás érdekében).
3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot ötször, hogy átváltson az EMS lifting módba. A készülék vibrál és EMS mikroáramot bocsát ki. Az EMS intenzitása a 7. gombbal állítható be (intelligens 5 perces időzítő a 3. módhoz).
4. Nyomja meg az 5. gombot a hidratáló mód aktiválásához. A készülék vibrál és melegít, EMS mikroáramot juttatva a bőrbe. Az EMS intenzitása a 7. gombbal állítható be (intelligens 5 perces időzítő a 4. módhoz).
5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot ötször, hogy átváltson a kollagénszintézis módba. A készülék vibrál, lehűti a bőrt és EMS mikroáramot juttat a bőrbe (intelligens 2 perces időzítő, mint a 2. mód esetében).

Módok:

- **Tisztító mód:** Helyezzen egy sminklemosó vattakorongot a készülékre, öntsön rá sminklemosót, majd aktiválja a tisztító módot. A melegítés kitágítja a pórusokat, eltávolítja a mélyen lerakódott szennyeződéseket, és tisztává teszi a bőrt.
- **Hűtési mód:** Helyezzen fel arcmaszkot, és aktiválja a hűtési módot. A hűtés hatékonyan csökkenti a pórusokat és megőrzi a bőr nedvességét.
- **EMS lifting mód:** Tisztítás után vigyen fel bőrápoló termékeket, és aktiválja az EMS módot. Az EMS stimulálja az izmokat, javítja a bőr rugalmasságát, kisimítja a finom vonalakat és ráncokat, valamint visszaadja a bőr fiatalos megjelenését.
- **Hidratáló mód:** Tisztítás után vigyen fel hidratálót vagy esszenciát, és aktiválja a hidratáló módot, amely segíti a bőrápoló termékek jobb felszívódását.
- **Kollagénszintézis mód:** Miután a bőrápoló termékek felszívódtak, aktiválja a kollagénszintézis módot, amely hűt, összehúzza a pórusokat és serkenti a kollagéntermelést.

Biztonsági utasítások:

1. Olvassa el az összes biztonsági utasítást használat előtt.
2. Kövesse a készülék használati útmutatóját.
3. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.
4. Ne tárolja a készüléket magas hőmérsékletű vagy párás helyen, például közvetlen napfényen vagy fürdőszobában.
5. Ne használja nedves környezetben, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

6. Tartsa távol gyermekektől; a 18 év alattiak csak felügyelettel használhatják.
7. Hűtési mód után hagyja a készüléket 10 percig pihenni a következő használat előtt.

FIGYELMEZTETÉS:

- Állítsa le a használatot, ha a készülék túlmelegszik.
- Ne ejtse le vagy dobja el a készüléket.
- Használat közben rendszeresen alkalmazzon szérumot.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel.
- Ne használja a készüléket az alábbi állapotokban: szívbetegség, láz, fertőző betegségek, rák, nyílt sebek, magas/alacsony vérnyomás, beültetett pacemaker.