



Rękawice nitrylowe, bez pudrowe

Art. nr 1999905271 - 1999905275

Classic

**Rękawice Nitrylowe, Bez pudrowe
niebieskie**



Opis

Rękawice nitrylowe diagnostyczne (Guma nitrylowo butadienowa)

Bez pudrowe

Niesterylne

Niebieskie

Chlorowane od wewnątrz

Mikro teksturowane końce palców

Rolowany mankiet

Do stosowania do żywności

Wyprodukowano dla Abena A/S, Dania, w Malezji zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001

CE

Podwójne oznakowanie CE- zgodnie z EU MDR 2017/745

Regulacja PPE EU 2016/425, Typ B certyfikacji, klasa I oraz Kat III

AQL 1.5 w odniesieniu do norm zharmonizowanych z normami EN 455-1

Normy

EN 455-1, 2, 3 i 4

EN ISO 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 16523:2015

EN 374-4:2013

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN 420:2003 + A1:2009

ASTM D 6978-05

Grubości

Dłoń 0.07 mm – 0.09 mm

Palce 0.10 mm – 0.12 mm



Rękawice nitrylowe, bez pudrowe

Art. nr 1999905271 - 1999905275

Przechowywanie i obsługa

Przechowywanie: 5 - 40°C

Obsługa: Unikać wysokich temperatur, wilgoci, jasnego światła i ozonu

Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji

Właściwości fizyczne

Siła przy rozerwaniu

Przed starzeniem	6 Newton
Po starzeniu w 70°C przez 166 godziny	6 Newton
Przez okres przydatności	6 Newton

Rozciąganie

Przed starzeniem	min. 500 %
Po starzeniu w 70°C przez 166 godziny	min. 400 %

Wykonane badania

Przenikanie wody i powietrza

Badanie na uczulenie

Badanie na podrażnienia

Cytotoksyczność

Pozostałości środków chemicznych

Siła przy zerwaniu

Przenikanie

Pozostałość pudru

Test na bakterie i grzyby

Przenikanie wirusów

Zatwierdzenie do stosowania z żywnością (patrz oddzielne badanie do żywności))

Substancje chemiczne (patrz lista wyników poniżej w karcie)

Skład

Substancja chem.	Nr CAS
Nitrile	9003-18-3
Potassium Hydroxide	1310-58-3
Zinc oxide	1314-13-2
ZDEC	14324-55-1
ZDBC	136-23-2
Sulphur	7704-34-9
Titanium Dioxide	13463-67-7
Pigment	

Substancja chemiczna	Nr CAS	Czas przebicia	Klasa
Wodorotlenek sodu 40% (K)	1310-73-2	>480 min	6



Rękawice nitrylowe, bez pudrowe

Art. nr 1999905271 - 1999905275

Kwas azotowy 65%	7697-37-2	3 min.	0
Formaldehyd 37 % (T)	50-00-0	>480 min	6
Nadtlenek wodoru 30% (P)	7722-84-1	46-60 min.	2
Kwas fluorowodorowy 40%	7664-39-3	6-8 min.	0

Użyta metoda testu: EN 16523-1:2016

Art. Nr	Produkt	Rozmiar	Szerokość Dłoń mm (+/- 4)	Długość mm (+/-5)	Ilość opak./karton
1999905271	X-small	5-6	76	240	100/1000
1999905272	Small	6-7	84	240	100/1000
1999905273	Medium	7-8	94	240	100/1000
1999905274	Large	8-9	105	240	100/1000
1999905275	X-Large	9-10	113	240	100/1000