




Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom wobec produktów wykorzystywanych w procesie sterylizacji, pragniemy zaoferować Państwu bogatą gamę opakowań foliowo - papierowych o szerokim spektrum zastosowań.


Oferowane przez nas produkty spełniają normy PN-EN 868-5 oraz PN-EN ISO 11607-1 i wykonane zostały z najwyższej jakości komponentów. Jako producent, dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych wyrobów spełniała oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Opakowania foliowo - papierowe

- Przepiętna folia barierowa umożliwia łatwą identyfikację zawartości pakietu.
- 6 -cio warstwowa budowa (plus warstwa kleju) zapewnia dużą wytrzymałość.
- Grubość: 52 μm ; gramatura: 53 g/m^2 .
- Zgrzewalność w zakresie temperatur od 170 do 200 $^{\circ}\text{C}$.
- Papier medyczny (zgodny z normą EN PN 868-3) o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna zarówno na sucho jak i na mokro.
- Gramatura: 60 g/m^2 lub 70 g/m^2 .
- Zgrzew wielokanałowy o łącznej szerokości 11,5 mm.
- Zgrzew zgodny z normą EN PN 868-5.
- Duża wytrzymałość na rozrywanie minimalizuje ryzyko przypadkowego rozerwania spoiny oraz uszkodzenia zawartości pakietu.
- Odpowiednio dobrana siła zgrzewu zapewnia brak możliwości rozwarstwienia papieru w chwili otwierania pakietu.
- Nadruk oznaczeń poza obszarem pakowania (w linii zgrzewu) eliminuje możliwość kontaktu farby drukarskiej z wyrobami sterylizowanymi.
- Interwał oznaczeń <155 mm.
- Naniesione oznaczenia: logo i nazwa producenta, numer seryjny, wymiary, numer normy, kierunek otwierania, symbol produktu jednorazowego, informacje o postępowaniu z uszkodzonym opakowaniem.
- Wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1.
- Powierzchnia wskaźnika >100 mm^2 .
- Wyraźna zmiana barwy wskaźnika informująca o poddaniu pakietu procesowi sterylizacji.
- 3 typy wskaźników: sterylizacja parowa (STEAM), tlenkiem etylenu (EO) lub formaldehydem (FORM).



Kolory wskaźników pokazane na ulotce mają charakter jedynie poglądowy i nie należy odnosić ich do kolorów na produktach.





Rękawy foliowo - papierowe do sterylizacji


Rękawy papierowo - foliowe do sterylizacji płaskie 1W

Symbol katalogowy	Wymiary (szer. x dł.)	Opak. zbiorcze
<i>RFPSP 55200/1W</i>	55 mm x 200 m	18
<i>RFPSP 75200/1W</i>	75 mm x 200 m	16
<i>RFPSP 100200/1W</i>	100 mm x 200 m	12
<i>RFPSP 120200/1W</i>	120 mm x 200 m	18
<i>RFPSP 150200/1W</i>	150 mm x 200 m	8
<i>RFPSP 200200/1W</i>	200 mm x 200 m	6
<i>RFPSP 250200/1W</i>	250 mm x 200 m	4

Rękawy foliowo - papierowe przeznaczone do sterylizacji parowej.

Wykonane ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m² oraz kompozytu folii.

Wyraźna zmiana barwy wskaźnika umożliwia łatwe odróżnienie pakietów poddanych procesowi sterylizacji.



STEAM



Rękawy papierowo - foliowe do sterylizacji płaskie 3W

Symbol katalogowy	Wymiary (szer. x dł.)	Opak. zbiorcze
<i>RFPSP 55200/3W</i>	55 mm x 200 m	18
<i>RFPSP 75200/3W</i>	75 mm x 200 m	16
<i>RFPSP 100200/3W</i>	100 mm x 200 m	12
<i>RFPSP 120200/3W</i>	120 mm x 200 m	8
<i>RFPSP 150200/3W</i>	150 mm x 200 m	8
<i>RFPSP 200200/3W</i>	200 mm x 200 m	6
<i>RFPSP 250200/3W</i>	250 mm x 200 m	4
<i>RFPSP 300200/3W</i>	300 mm x 200 m	4
<i>RFPSP 350200/3W</i>	350 mm x 200 m	3
<i>RFPSP 400200/3W</i>	400 mm x 200 m	3

Rękawy foliowo - papierowe do sterylizacji: parowej, tlenkiem etylenu lub formaldehydem.

Wykonane ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m² lub 70 g/m² oraz kompozytu folii.

Posiadają trzy indykatory chemiczne: (para (STEAM), tlenek etylenu (EO) oraz formaldehyd (FORM)).



STEAM, EO, FORM



Rękawy papierowo - foliowe do sterylizacji z fałdą

Symbol katalogowy	Wymiary (szer. x dł.)	Opak. zbiorcze	h [mm]
<i>RFPSF 75100/3W</i>	75 mm x 100 m	16	25
<i>RFPSF 100100/3W</i>	100 mm x 100 m	12	50
<i>RFPSF 150100/3W</i>	150 mm x 100 m	8	50
<i>RFPSF 200100/3W</i>	200 mm x 100 m	6	50
<i>RFPSF 250100/3W</i>	250 mm x 100 m	4	65
<i>RFPSF 300100/3W</i>	300 mm x 100 m	4	65
<i>RFPSF 350100/3W</i>	350 mm x 100 m	3	80
<i>RFPSF 400100/3W</i>	400 mm x 100 m	3	80

Przeznaczone do sterylizacji wyrobów o znacznych rozmiarach.

Wykonane ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m² lub 70 g/m² oraz kompozytu folii.

Posiadają trzy indykatory chemiczne: (para (STEAM), tlenek etylenu (EO) oraz formaldehyd (FORM)).

STEAM, EO, FORM






Samoprzylepne torebki foliowo - papierowe do sterylizacji

Symbol katalogowy	Wymiary (szer. x dł.)	Opak. zbiorcze
<i>STFPS 57100/1W</i>	<i>57 mm x 100 mm</i>	<i>10</i>
<i>STFPS 70230/1W</i>	<i>70 mm x 230 mm</i>	<i>10</i>
<i>STFPS 90135/1W</i>	<i>90 mm x 135 mm</i>	<i>10</i>
<i>STFPS 90230/1W</i>	<i>90 mm x 230 mm</i>	<i>10</i>
<i>STFPS 90260/1W</i>	<i>90 mm x 260 mm</i>	<i>10</i>
<i>STFPS 135250/1W</i>	<i>135 mm x 250 mm</i>	<i>10</i>
<i>STFPS 190330/1W</i>	<i>190 mm x 330 mm</i>	<i>10</i>

Rękawy foliowo - papierowe przeznaczone do sterylizacji parowej.


Wykonane ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60 g/m² oraz kompozytu folii.

Wyraźna zmiana barwy wskaźnika umożliwia łatwe odróżnienie pakietów poddanych procesowi sterylizacji.



STEAM

- Przezierna folia barierowa umożliwia łatwą identyfikację zawartości pakietu.
- Wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1.
- Nadruk oznaczeń poza obszarem pakowania.
- Zgrzew zgodny z normą EN PN 868-5.
- Papier medyczny (zgodny z normą EN PN 868-3).
- Taśma klejąca zapewniająca pewne zamknięcie bez użycia zgrzewarki.



Kolory wskaźników pokazane na ulotce mają charakter jedynie poglądowy i nie należy odnosić ich do kolorów na produktach.