

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZATYCZKI DO USZU STOPERY SILIKONOWE WYCISZAJĄCE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik, silikon
- Rozmiar: S, M, L (wymienne)
- Zawartość opakowania:
 - 2 × zatyczki do uszu (lewa i prawa)
 - 6 × wymienne końcówki silikonowe (rozmiary S, M, L)
 - 1 × etui do przechowywania

UŻYTKOWANIE

1. Dobór odpowiedniego rozmiaru końcówki:
 - Wybierz końcówkę silikonową w rozmiarze S, M lub L w zależności od wielkości kanału słuchowego.
 - Kończówki należy zakładać na główną część zatyczki, delikatnie dociskając do momentu stabilnego osadzenia.
2. Zakładanie zatyczek:
 - Umyj ręce przed użyciem.
 - Delikatnie unieś małżowinę uszną do góry i lekko do tyłu, aby wyprostować kanał słuchowy.
 - Włóż zatyczkę do ucha, lekko obracając i dociskając, aż będzie wygodnie i stabilnie osadzona.
 - Upewnij się, że zatyczka nie powoduje dyskomfortu i dobrze tłumi dźwięki.
3. Zdejmowanie zatyczek:
 - Powoli i delikatnie wyciągnij zatyczkę, trzymając za uchwyt.
 - Unikaj gwałtownego wyciągania, aby nie podrażnić ucha.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyść zatyczki i silikonowe końcówki regularnie ciepłą wodą z delikatnym mydłem.
- Dokładnie wysusz przed ponownym użyciem.
- Nie używaj ostrych środków chemicznych ani alkoholu.
- Przechowuj produkt w dołączonym etui, aby zapobiec zabrudzeniu i uszkodzeniom.

OSTRZEŻENIA

1. Nie należy wkładać zatyczek zbyt głęboko do kanału słuchowego.
2. W przypadku uczucia dyskomfortu, bólu lub podrażnienia – zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.
3. Nie stosuj zatyczek w sytuacjach, w których niezbędna jest pełna percepcja otoczenia (np. prowadzenie pojazdów).
4. Zbyt długie korzystanie z produktu może prowadzić do podrażnienia kanału słuchowego.
5. Produkt zawiera małe elementy, nie należy go udostępniać dzieciom.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Zatyczki do uszu stopery silikonowe wyciszające