

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTU KLĘKOSIAD ERGO OFFICE

Zawartość zestawu:

- A. Elementy drewniane, podstawa klękosia.
- B. Zestaw montażowy z kluczami imbusowymi.
- C. Dla wersji z siedziskiem – element podparcia.

Kolejność montażu:

KROK 1 – zamocować podnośnik za pomocą najdłuższej śruby z zestawu montażowego, używając klucza. Ustawić podnośnik na środku używając podkładki metalowej oraz czarnego elementu ustalającego. z zestawu montażowego.



KROK 2 – Przykręcić kółka używając klucza 13 oraz stosując znajdujące się w zestawie podkładki.



KROK 3 (dla wersji z siedziskiem) – zamocować oparcie do elementu siedziska za pomocą śrub 4cm.





MOV SP. z o.o.
ul. Akacjowa 30, PL-76-251 Bolesławice
tel. +48 690 080 080
mail. biuro@swiatmasazu.pl
www.swiatmasazu.pl



Instrukcja Obsługi produktu Krzesło Ergonomiczne Ergo-Office

Przed rozpoczęciem użytkowania Krzesła Ergonomicznego Ergo-Office prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją Obsługi. (niezastosowanie się do warunków i obostrzeń Instrukcji Obsługi produktu Krzesło Ergonomiczne Ergo-Office może skutkować spowodowaniem niebezpieczeństwa na użytkownika produktu i (lub) utratą gwarancji produktu)

Modele:

- Ergo-Office Black
- Ergo-Office White
- Ergo-Office Buk
- Ergo-Office Venge

1. Przeznaczenie i zastosowanie

Krzesło Ergonomiczne Ergo-Office jest to specjalne krzesło, które wymusza na użytkowniku prawidłową pozycję i zapobiega wadom postawy. Składa się z siedziska oraz części stanowiącej podparcie dla kolan lub goleni.

2. Dane techniczne

Model	Długość	Szerokość	Wysokość	Kąt nachylenia podkolannika	Kąt nachylenia siedziska	Dopuszczalne obciążenie robocze
Ergo-Office White	60 cm	43 cm	65 cm	od 23 do 33 stopni	od 5 do 20 stopni	110 kg
Ergo-Office Buk	60 cm	43 cm	65 cm	od 23 do 33 stopni	od 5 do 20 stopni	110 kg
Ergo-Office Black	60 cm	43 cm	65 cm	od 23 do 33 stopni	od 5 do 20 stopni	110 kg
Ergo-Office Venge	60 cm	43 cm	65 cm	od 23 do 33 stopni	od 5 do 20 stopni	110 kg

3. Obsługa

- Montaż Krzesła Ergonomicznego Ergo-Office :

Zamocować podnośnik za pomocą krótszej śruby wkręconej w stelaż klękosiału, poprzez wykręcenie śruby z ramy, i założeniu elementu regulacyjnego wraz z czarną podkładką ustalającą oraz metalową podkładką zabezpieczającą (ustawić podnośnik na środku używając podkładek z zestawu montażowego), dokręcić śrubę używając klucza imbusowego.

- Obsługa regulacji wysokości i kątów pochylenia :

- Unieść siedzisko klękosiału.
- Element zapadkowy regulacji wysokości ustawi się na żądanej zapadce, blokując się.
- Aby zwolnić blokadę należy unieść siedzisko powyżej ostatniej zapadki.

- Konserwacja :

- Krzesło Ergonomiczne czyścić wodą z mydłem.
- Pokrycie można czyścić wodą z mydłem lub oliwką kosmetyczną.
- Nie stosować preparatów na bazie rozpuszczalników, benzyn, acetonu.

4. Uwagi eksploatacyjne

Krzesło Ergonomiczne jest przeznaczone dla jednej osoby jednocześnie.

Nie należy siedzieć w inny sposób niż pokazany na grafice poniżej.

Nie należy opierać się o siedzisko, stawać na samym panelu siedziska lub podkolannika.

5. Przegląd i konserwacja

Konserwacja polega na utrzymaniu Krzesła Ergonomicznego w czystości. Stelaż drewniany lakierowany należy przecierać miękką ściereczką przy użyciu środków myjących rozpuszczalnych w wodzie. Elementy tapicerowane zmywać ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji wyrobów medycznych.

6. Obostrzenia eksploatacyjne.

Krzesło Ergonomiczne dostarczany jest zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania . Montaż jest procesem usuwającym jedynie zabezpieczenie transportowe. Regulacja kąta pochylenia odbywa się za pomocą mechanizmu zapadkowego.



MOV SP. z o.o.

ul. Akacjowa 30, PL-76-251 Bolesławice

tel. +48 515 166 572

mail. biuro@swiatmasazu.pl

www.swiatmasazu.pl



WARUNKI GWARANCJI

Cezary Wdowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOV Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławicach przy ul. ul. Akacjowa 30, 76-251 Kobylnica posiadający NIP: 8393237038 (dalej: Gwarant) udziela kupującemu gwarancji jakości sprawnego działania sprzętu określonego w Karcie Gwarancyjnej w okresie 24 miesięcy dla klienta indywidualnego i 12 miesięcy dla firm.

1. W razie ujawnienia wad sprzętu w okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, zamiany lub wymiany wadliwego sprzętu na nowy.
2. Gwarancja obejmuje elementy drewniane konstrukcji oraz linki stalowe (jeżeli te występują w konstrukcji). Na elementy eksploatacyjne takie jak: zagłówek, podłokietnik, torba, walek Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Obicie tapicerskie stołu jest powierzchnią eksploatacyjną i podlega gwarancji jedynie w zakresie wad ukrytych.
3. Jeżeli do usunięcia dokonanie napraw pozwala na pełne usunięcie wady kupującemu nie przysługuje żądanie wymiany sprzętu na nowy.
4. Kupujący może domagać się wymiany sprzętu wadliwego na nowy, wolny od wad, jeżeli w okresie gwarancji: dokonano 3 głównych napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady lub gdy usunięcie wady jest niemożliwe.
5. Uprawnienie wskazane w pkt. 4 powyżej nie uchybia prawom konsumenta. W sytuacjach określonych w przepisach prawa konsument może domagać się wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad, także przed dokonaniem trzeciej głównej naprawy.
6. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej w terminie 7 dni od dnia zauważenia wady.
7. Pracownik serwisu jest zobowiązany do spisania formularza reklamacji z kupującym. W formularzu powinien zawierać co najmniej dane kupującego w tym numer telefonu, dokładny opis stwierdzonych wad oraz podpisy: kupującego i pracownika serwisu.
8. Reklamacje sprzętu rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty gdy sprzęt został dostarczony do serwisu z oryginalną kartą gwarancyjną. Czas realizacji naprawy wynosi 21 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.
9. Gwarant powiadomi kupującego telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz przewidywanym terminie odbioru sprzętu.
10. Gwarant może usunąć wadę sprzętu w siedzibie lub miejscu zamieszkania kupującego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kupującemu nie przysługuje jednak roszczenie z tego tytułu.
11. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń sprzętu powstałych po jego sprzedaży z innych przyczyn w szczególności:
 - użytkowania niezgodnego z załączoną instrukcją obsługi;
 - niewłaściwego lub niezgodnego przeznaczeniem użytkowania sprzętu albo nadmiernej jego eksploatacji;
 - niewłaściwego przechowywania;
 - dokonywania przeróbek;
 - dokonywania samowolnych napraw poza serwisem MOV;
 - w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalenie itp.);
 - uszkodzeń mechanicznych.
12. Gwarancje obejmuje wyłącznie sprzęt sprzedany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów takich jak: torba, boczek, zagłówek ruchomy, podłokietnik przedni.
14. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwych opakowań transportowych.
15. Usuwanie wad sprzętu powstałych w okresie gwarancji poza serwisem Gwaranta pociąga za sobą utratę uprawnień wynikających z gwarancji oraz unieważnienie Karty Gwarancyjnej.
16. Kupujący będący konsumentem traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli nie powiadomi Gwaranta o wadach w terminie dni od dnia ich zauważenia. Dla kupującego niebędącego konsumentem powyższy termin wynosi dni.
17. W razie sprzeczności niniejszych Warunków Gwarancji z treścią Karty Gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej.
18. Szczegółowe obowiązki gwaranta i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określają przepisy prawa polskiego a gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

**Deklaracja Zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 93/42/EEC – MDD oraz z Ustawą o
Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 roku
Nr: 1/2012**

Wytwórca: **MOV SP. z o.o.**
ul. Akacjowa 30,
76-251 Bolesławice,
Polska

Wyrób:

Krzesło Ergonomiczne

Modele:

ERGO-OFFICE / UDI-DI 590335160KKSJJ

Przeznaczenie wyrobu:

Krzesło ergonomiczne jest to specjalne krzesło, które wymusza na użytkowniku prawidłową pozycję i zapobiega wadom postawy. Składa się z siedziska oraz części stanowiącej podparcie dla kolan lub gołeni.

Klasyfikacja:

Wyrób medyczny klasy 1 wg reguły 1 zgodnie z Załącznikiem IX dyrektywy 93/42/EEC

Zastosowana procedura oceny zgodności:

Zgodnie z Załącznikiem VII dyrektywy 93/42/EEC

Deklaruję z pełną i wyłączną odpowiedzialnością, że wyroby określone powyżej są zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC – MDD jak również Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów, a także z dokumentami odniesienia wymienionymi poniżej.

Dokumenty odniesienia:

- PN-EN 980:2010,
- PN-EN 1041:2010,
- PN-EN ISO 14971:2011



Bolesławice, 20.06.2018

 **mov** Cezary Wdowiak
Akacjowa 30, 76-251 Bolesławice, Polska
NIP: PL 8392423319
PL 515 166 572 EU 0048 690 080 080
biuro@swiatmasazu.pl info@movspa.eu
swiatmasazu.pl movspa.eu

Cezary Wdowiak