





Słowniczek symboli

Elektrody samoprzylepne

	Producent		Niesterylny
	Postępuj zgodnie z instrukcją		Urządzenie medyczne
	Najlepiej przed		Kod partii
	Uwaga		numer przedmiotu
	Za darmo na sprzedaż		Niepowtarzalny numer identyfikacyjny produktu
18+	Tylko dla osób powyżej 18 roku życia		Limit temperatury
	Chronić przed wilgocią		Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
	oznakowanie CE		Używaj tylko na zdrowej skórze
	Nie używać przez osoby z rozrzuśnikami serca lub defibrylatorami		Nie stosować na głowę, tętnicę szyjną lub serce
	Nie nakładaj na implanty		Nie używać podczas prowadzenia pojazdu
	Może być używany tylko przez jedną osobę		Nigdy nie przyklejaj elektrod jedna na drugiej
	Trzymać z dala od dzieci		Natężenie prądu (I) nie większe niż 0,25 W/cm ²
	Ograniczenie wilgotności		Do połączeń wtykowych z gniazdem Ø 1,9 - 2,1 mm
	Bez lateksu		Do połączeń przyciskowych z 2,2 mm, 3,2 mm, 3,5 mm lub 3,8 mm
	Przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia do stymulacji elektrycznej przed użyciem		Elektrody do stosowania na skórze za pomocą urządzenia TENS/EMS