

INSTRUKCJA OBSŁUGI O246

Importer: Reto MB Pro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Świerkowa 4C,
64-320 Niepruszewo NIP: 7773297218

Cechy produktu:

- Materiał: pianka memory; tkanina antypoślizgowa
- Wymiary: 45 x 35 x 7 cm

Sposób użycia:

Wskazania: zapobieganie odleżynom, przeciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, wymuszona długotrwała pozycja siedząca. Nadaje się do: krzeseł biurowych, fotelików samochodowych, wózków inwalidzkich, foteli.

Ostrzeżenia:

Przechowuj i używaj produkt w suchym miejscu. Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chroń przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Poduszki nie należy prać w pralce oraz suszyć w suszarce. Można prać jedynie ręcznie, stosując delikatne środki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy do czyszczenia. Nie zanurzaj w wodzie i innych płynach. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką.

O246 HANDBUCH

Importeur: Reto MB Pro Sp. z o. o. Sp. k. ul. Świerkowa 4C,
64-320 Niepruszewo NIP: 7773297218

Produktmerkmale:

- Material: Memory-Schaum; rutschfester Stoff
- Abmessungen: 45 x 35 x 7 cm

Verwendung:

Indikationen: Dekubitusprophylaxe, Überlastung der Lendenwirbelsäule, degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule, erzwungenes Dauersitzen. Geeignet für: Bürostühle, Autositze, Rollstühle, Sessel.

Warnungen:

Lagern und verwenden Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Das Kissen sollte nicht in der Waschmaschine gewaschen und im Trockner getrocknet werden. Kann nur mit sanften Reinigungsmitteln von Hand gewaschen werden. Verwenden Sie keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel zur Reinigung. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug.