

TAŚMY DO KINESIOTAPINGU PINOTAPE

PROFESJONALNE PASTRY DYNAMICZNE — WERSJE SPORT EXTRA STRONG & SENSITIVE

OPIS LINII PRODUKTOWEJ

Medyczne taśmy do kinesiotalingu **PINOTAPE** to najwyższej klasy wyroby medyczne stworzone z myślą o wspieraniu mięśni, stawów oraz układu powięziowego. Stosowane przez fizjoterapeutów, ortopedów i sportowców na całym świecie. Dzięki unikalnej strukturze falistej i optymalnej elastyczności (odzwierciedlającej właściwości ludzkiej skóry), taśmy poprawiają mikrokrążenie, wspomagają procesy regeneracyjne i redukują napięcie tkankowe, nie ograniczając przy tym pełnego zakresu ruchów.

DOSTĘPNE WERSJE SPECJALISTYCZNE

SPORT EXTRA STRONG

Zaprojektowana z myślą o ekstremalnych obciążeniach, osobach bardzo aktywnych oraz sportowcach wyczynowych.

- **Maksymalna siła klejenia:** Specjalny, wzmocniony klej akrylowy utrzymuje taśmę na miejscu nawet przy intensywnym poceniu.
- **Szybkoschnący materiał:** Wytrzymały rayon (sztuczny jedwab) minimalizuje nasiąkanie wodą i wilgocią.
- **Długie podtrzymanie:** Doskonała stabilizacja struktur stawowych w warunkach treningowych i startowych.

SENSITIVE

Stworzona dla pacjentów o delikatnej, wrażliwej skórze, dzieci, osób starszych oraz do aplikacji w miejscach wrażliwych.

- **Łagodny klej akrylowy:** Zredukowane ryzyko podrażnień przy zachowaniu odpowiedniej kompresji dynamicznej.
- **Lekka, bawełniana baza:** Wyjątkowo przewiewna i delikatna tkanina o strukturze pozwalającej skórze swobodnie oddychać.
- **Bezurazowe usuwanie:** Łatwiejsza i delikatniejsza aplikacja oraz bezproblemowe zdejmowanie taśmy ze skóry.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETR	PINOTAPE SPORT EXTRA STRONG	PINOTAPE SENSITIVE
Materiał bazowy	Rayon (Sztuczny jedwab) – szybkoschnący, wytrzymały	100% naturalna bawełna o wysokiej mikroporowatości
Rodzaj kleju	Hypoalergiczny klej akrylowy o wzmocnionej formule	Hypoalergiczny klej akrylowy, łagodny dla naskórka
Elastyczność	140% - 150% (zbliżona do elastyczności skóry)	130% - 140% (optymalna dla tkanki wrażliwej)
Wymiary rolki	5 cm x 5 m	5 cm x 5 m
Wodoodporność	Bardzo wysoka (odporna na prysznic i pot)	Standardowa (przepuszczalna dla pary i wody)

WAŻNE OSTRZEŻENIA / REAKCJE ALERGICZNE:

Zagrożenie i reakcje alergiczne: W rzadkich przypadkach stosowanie taśmy PINOTAPE może powodować podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy **natychmiast przerwać terapię i usunąć taśmę z powierzchni skóry**. Osoby z potwierdzoną lub podejrzaną nadwrażliwością na plastry bądź taśmy powinny **najpierw przetestować działanie produktu na niewielkim fragmencie skóry**. Należy pamiętać, że reakcja alergiczna może wystąpić nie tylko natychmiast po aplikacji, ale również dopiero po około 24-48 godzinach.

Przeciwwskazania i stosowanie: Nie stosować taśmy PINOTAPE bezpośrednio na otwarte rany, oparzenia oraz błony śluzowe. Kategoriecznie nie przyklejać w okolicach ust, nosa ani oczu. Stosowanie produktu odbywa się na własne ryzyko – niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszczerbek na zdrowiu.

Bezpieczeństwo dzieci: Produkt nie jest zabawką. Jeżeli nie jest używany, należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci ze względu na niebezpieczeństwo obrażeń. Materiały opakowaniowe przechowywać poza zasięgiem dzieci (istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!). Jeśli produkt ma być używany przez dzieci, należy je poinstruować w zakresie prawidłowego stosowania i stale nadzorować. Zgodę na używanie u dzieci opierać na stopniu ich rozwoju psychicznego i fizycznego.

Zgłaszanie incydentów: Przy użyciu należy przestrzegać lokalnych przepisów. Poważne incydenty mające związek ze stosowaniem produktu należy niezwłocznie zgłaszać producentowi oraz właściwemu organowi w Państwie kraju. Dane kontaktowe właściwego organu w Polsce dostępne są pod adresem: https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en