



4 lata gwarancji

PARI BOY® Pro

Dane techniczne

Skuteczny system inhalacyjny do terapii dolnych dróg oddechowych przeznaczony do ciężkich i chronicznych chorób układu oddechowego



PARI PIF Control
opatentowany system

Dane techniczne

Napięcie sieciowe: 220–240 V, 50 Hz, **Ciśnienie:** 1,6 bar, **Masa:** 1,7 kg, **Wymiary obudowy:** 18,5 x 13 x 15 cm (szer. x wys. x głęb.)
Pojemność nebulizatora: min. 2 ml, maks. 8 ml. **Poziom głośności:** 54 db(A)

Wposażenie inhalatora PARI BOY Pro:

- Nebulizator PARI LC SPRINT z systemem PIF Control
- Niebieski wkład dyszy dla dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych
- Czerwony wkład dyszy wytwarzający bardzo drobne cząsteczki aerozolu
- Przerwywacz PARI LC umożliwiający przerwy w nebulizacji
- Ustnik z zaworem
- Wąż powietrzny
- PARI Maski dla dzieci miękka „Spiggy soft”



Wposażenie inhalatora PARI BOY Pro:

Nebulizatory PARI są wyposażone w system PIF Control. System kontroli szczytowego przepływu wdechowego rozpoznaje, gdy pacjent oddycha zbyt szybko i automatycznie zmniejsza przepływ wdechowy (PIF = Peak Inspiratory Flow). Kiedy pacjent odczuwa opór na wdechu to jest dla niego znak, że ma oddychać wolniej do końca sesji inhalacyjnej. W ten sposób PIF Control uczy wolnego, kontrolowanego wdechu, który skutkuje znacznie lepszą depozycją leku w drogach oddechowych.

Charakterystyka aerozolu

Wkład dyszy (rodzaj)	RDDR*	MMAD	Udział % cząstek < 5 µm
Niebieski	99 µl/min	3.8 µm	62 %
Czerwony	80 µl/min	2.8 µm	80 %

* RDDR = udział frakcji respirabilnej generowanej w jednostce czasu. Obliczenie na podstawie AOR x RF ≤ 5 µm.
Pomiar zgodnie z normą ISO 27427:2020-2 z Salbutamolem.

Nebulizatory są dostępne z różnymi wkładami dyszy, wytwarzającymi aerozol o różnej wielkości kropli dopasowane do wieku pacjenta lub przeznaczenia

- Różne dysze wytwarzają różne spektrum aerozolu
- Depozycja jest celowana w określone obszary dróg oddechowych
- Mogą być używane do terapii różnorodnych chorób układu oddechowego przez pacjentów w każdym wieku
- Skuteczność nebulizatora PARI LC SPRINT została sprawdzona w ponad 50 badaniach naukowych

Produkt	Grupa docelowa/ charakterystyka	Wskazania	Wyposażenie	Numer artykułu
Nebulizator PARI LC SPRINT 	Niebieska dysza. Przeznaczony do inhalacji centralnej części dolnych dróg oddechowych.	Astma oskrzelowa/alergie, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, niedodma lub rozstrzenie oskrzeli, rozedma płuc, POChP, pierwotna dyskineza rzęsek, mukowiscydoza.	Nebulizator PARI LC SPRINT (z niebieską dyszą), ustnik z zaworem wydechowym.	023G1006
PARI BOY Pro zestaw roczny 	Niebieska dysza wytwarzająca cząsteczki skutecznie deponujące się w centralnej części płuc. Dodatkowa czerwona dysza służy do produkcji bardzo drobnych cząsteczek przeznaczonych do obwodowych obszarów płuc.	Astma oskrzelowa/alergie, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, niedodma lub rozstrzenie oskrzeli, rozedma płuc, POChP, pierwotna dyskineza rzęsek, mukowiscydoza.	Nebulizator PARI LC SPRINT (z niebieską dyszą) z systemem PIF Control, dodatkowa czerwona dysza, wężyk powietrza, 2 filtry (w tym jeden filtr do poprzedniej wersji kompresora), ustnik z zaworem wydechowym.	023G3016
Nebulizator PARI LC SPRINT STAR 	Czerwona dysza służy do produkcji bardzo drobnych cząsteczek przeznaczonych do obwodowych obszarów płuc.	Astma oskrzelowa/alergie, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, niedodma lub rozstrzenie oskrzeli, rozedma płuc, POChP, pierwotna dyskineza rzęsek, mukowiscydoza.	Nebulizator PARI LC SPRINT STAR (z czerwoną dyszą) z systemem PIF Control, ustnik z zaworem wydechowym.	023G1250

Akcesoria do efektywnej inhalacji dla wszystkich wskazań i grup wiekowych:

Produkt	Nr artykułu
PARI Maski „BABY” z łącznikiem kątowym rozmiar 0 (dla wcześniaków)	041G0700
PARI Maski „BABY” z łącznikiem kątowym rozmiar 1 (dla wieku ok. 0 – 1 lat)	041G0701
PARI Maski „BABY” z łącznikiem kątowym rozmiar 2 (dla wieku ok. 1 – 3 lata)	041G0702
PARI Maski „BABY” z łącznikiem kątowym rozmiar 3 (dla wieku ok. 3 lata i więcej)	041G0703
PARI Maski dla dzieci miękka PARI „Spiggy soft”	041G0741
PARI Maski dla dorosłych miękka PARI „soft”	041G0740
Wężyk powietrza, długi	041G4587
Wężyk powietrza, standard	041G4591
PARI Filtr do nebulizatora (zestaw filtr/zawór)	041G0509
PARI Wkład filtracyjny do Filtra PARI / 30 sztuk	041G0522
PARI Wkład filtracyjny do Filtra PARI / 100 sztuk	041G0523
PARI Wkład filtracyjny do Filtra PARI / 1000 sztuk	041G0524
PARI PEP S System	018G4009
PARI Przerywacz PARI LC (do nebulizatora)	022G1000

