

Karta produktu: Elektrostymulator KREXUS EX9165 2-120 mA biały

Opis produktu: Elektrostymulator KREXUS to zaawansowane urządzenie medyczne wykorzystujące lecznicze właściwości prądu elektrycznego. Jest przeznaczony do użytku zarówno domowego, jak i profesjonalnego, znakomicie sprawdzając się w szpitalach, zakładach rehabilitacji oraz klubach sportowych. Dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji, kompaktowym rozmiarom i wysokiej skuteczności, elektrostymulator KREXUS umożliwia wygodne stosowanie elektroterapii samodzielnie w domu, bez ograniczeń czasowych.

Specyfikacja techniczna:

- 73 programy zabiegowe z podziałem na części ciała
- 3 tryby stymulacji: TENS (terapia przeciwbólowa), EMS (wzmocnienie mięśni), Masaż (rozluźniający)
- 40 poziomów intensywności (1-60V)
- Możliwość indywidualnego skonfigurowania programów TENS oraz EMS
- Dwa niezależne kanały
- Duży wyświetlacz LCD
- Funkcja blokady klawiatury
- Funkcja wykrywania otwartego obwodu (automatyczne zerowanie)
- Bateria Li-Ion: 500mAh
- Łatwe ładowanie gniazdem micro-USB
- Standard połączenia elektrod: pin 2mm
- Certyfikat medyczny CE 2460

Zastosowanie: Elektrostymulator KREXUS jest wszechstronnie wykorzystywany jako stymulator masażu z dwukanałowym wyjściem TENS i EMS. Posiada aż 73 programy, w tym:

- TENS: terapia przeciwbólowa
- EMS: elektroniczna stymulacja mięśni
- Masaż: relaksacyjny masaż

Praktyczne zastosowanie: Urządzenie jest wyposażone w wygodny uchwyt, który umożliwia zaczepienie go za pasek lub inną część garderoby, co daje użytkownikowi swobodę ruchu podczas terapii. Dzięki niewielkim rozmiarom i bezprzewodowej pracy, elektrostymulator KREXUS jest łatwy w transporcie i może być stosowany praktycznie wszędzie.

Jak pielęgnować produkt:

- Regularnie czyść urządzenie i elektrody za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
- Unikaj kontaktu z płynami oraz substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Przechowuj elektrostymulator w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.

