

Pro-Care Gel

- Gel bioativo para prevenção e manutenção da saúde bucal;
- Uso em profilaxias dentárias profissionais;
- Apresentação: 1 tubo com 80g, sabor suave de hortelã.

- Formação de um reservatório de íons biodisponíveis, diminuindo a desmineralização e potencializando a remineralização;
- Liberação / Recarga de íons flúor e liberação de +5 íons bioativos;
- Recarga de íons estrôncio, alumínio, silicato, borato e sódio, quando presentes materiais com partículas S-PRG na cavidade bucal;
- Diminuição da adesão bacteriana.

Pelo fato do gel bioativo apresentar as partículas S-PRG, além de ser usado para as profilaxias periódicas, ele tem sido utilizado pelos dentistas nas seguintes situações clínicas:

- Durante ou imediatamente após a irrupção de molares recém irrompidos;
- Ao redor de brackets ortodônticos;
- Pós clareamento dental;
- Recessões gengivais ou raízes expostas;
- Gengivite;
- Desgaste dentário erosivo;
- Paciente com alto risco à cárie;
- Pode ser utilizado para todos os pacientes, em qualquer faixa etária.



PRG Barrier Coat PN 1786



BeautiSealant PN 1798



Hy-Bond Glasionomer PN 1193



BeautiCem

PN C0007 BeautiCem Veneer Ivory-L 2g (1.2mL)
PN C0008 BeautiCem Veneer Ivory-D 2g (1.2mL)
PN C0009 BeautiCem Try-in Paste L-Value 1.2mL
PN C0010 BeautiCem Try-in Paste H-Value 1.2mL
PN C0011 BeautiCem Try-in Paste H-Value 1.2mL
PN C0012 BeautiCem Try-in Paste Ivory-L 1.2mL
PN C0013 BeautiCem Try-in Paste Ivory-D 1.2mL




ResiCem

PN 3220 RESICEM KIT BASICO
PN C0004 Cimento VENEER L
PN C0005 Cimento VENEER M
PN C0006 Cimento VENEER H



Escaneie para mais conteúdo



SHOFU kids

Espaço para os Odontopediatras


www.shofukids.com.br

SHOFU Dental foi fundada em 1922 no Japão. Atualmente está presente em mais de 100 países proporcionando a melhor experiência aos Dentistas, TPDs e Pacientes.



Brand Positioning

Contribute to global dental care through creative corporate activities.



SHOFU Dental Brasil

Av. Fagundes Filho, 134 - cj 61
Vila Monte Alegre - CEP 04304-000
São Paulo/SP - Brasil;

(11) 5078-8399

marketing@shofu.com.br

shofu.com.br



Versão SET / 23 | habilitis

SHOFU

Alta Performance com Biotividade.

Helping people around the world to be healthy and attractive.





Beautiful II


- Resina nanohíbrida de fácil manipulação, para incrementos de até 2mm.

Apresentação:

- Bisnaga com tampa One Touch de 4,5 g (quantidade superior a maioria dos concorrentes).

Indicações:

- Dentes anteriores e posteriores;
- Restaurações diretas e indiretas;
- Facetas em resina.



Beautiful Flow Plus F00 e F03

- Resina nanohíbrida injetável em 2 viscosidades: F00 e F03;
- Restaurador do início ao fim - alta resistência mecânica - cerca de 70% de carga em peso.

Apresentação:

- Apresentação: Seringa com 2,2 g e 5 pontas de agulha.



Indicações:

Em todas as classes de restaurações (I, II, III, IV, V) em dentes decíduos e permanentes. Utilizar em incrementos de 2mm.

- F00: Restabelecer o contato proximal em cavidades classe II (Resin Cone Technique) (2);
- F00: Restabelecer a superfície oclusal (4);
- F03: Base e Forramento (1 e 3).

Versatilidades de uso:

- Confeção de attachments para alinhadores com F00 Inc;
- Cicatrizadores personalizados em implantes com F00;
- Técnicas injetadas em muralhas transparentes ou coroas de acetato;
- Na filosofia de mínima intervenção podem ser usadas para selamento de lesões cáries.



Beautiful Bulk Flowable


- Resina Bulk injetável, nanohíbrida para incrementos de até 4mm de espessura, conferindo rapidez e facilidade.

Apresentação:

- Apresentação: Seringa com 2,4g e 5 pontas de agulha.

Indicações:

- Base de restaurações em dentes posteriores Classe I e II;
- Restaurações de dentes decíduos posteriores - cor Universal.



Beautiful Bulk Restorative


- Resina Bulk em pasta para incrementos de até 4mm em espessura;
- Baixa contração de polimerização (1,7%).

Apresentação:

- Bisnaga com tampa one touch de 4,5g - quantidade superior a maioria das resinas do mercado.

Indicações:

- Restaurações de dentes posteriores;
- Construção de núcleos de preenchimento;



Beautiful II Enamel

- Resina em pasta, nanohíbrida de esmalte acromático em 3 tonalidades.
- Excelente consistência e fácil manuseio.

Apresentação:

- Seringa de 2,5g.

Indicações:

- São resinas de efeito, que podem ser usadas isoladamente ou em combinações;
- Altamente estéticas com fácil polimento e manutenção de brilho.

TONS DISPONÍVEIS



- T – translúcida: resina de efeito e também pode ser considerada uma resina de esmalte acromático;
- HVT – alto valor: modificador de tonalidade – aumenta a luminosidade;
- LVT – baixo valor: modificador de tonalidade – diminui a luminosidade.



Acabamento e Polimento

OneGloss Set



PN 0180

Super-Snap Mini Kit



PN 0505

Super-Snap Singles



PN 0501

Super-Buff



PN L523 / PN L524

Beautiful Injectable XSL

- Resina injetável (escoamento de 3mm em 1 minuto);
- Utilizar em incrementos de até 2 mm;

Apresentação:


- Caixa com bisnaga de 2.2 g e 5 pontas de agulha.

Indicações:

- Dentes anteriores, decíduos e permanentes;
- Classes III, IV e V;
- Facetas em resina direta;
- Camada cervical em contato com a margem gengival;
- Confeção da concha palatina;
- Injeção da resina pela técnica da muralha de silicone.

- Possui cerca de 70% de carga (alta resistência mecânica);

CORES DISPONÍVEIS



Beautiful Opaquer

- Resina fluída projetada para mascarar de forma eficaz manchas e pigmentações com uma fina camada, criando restaurações invisíveis.

Apresentação:

- Caixa com seringa de 2.5g com 5 pontas de agulha.

Indicações:

- Mascarar manchas, descolorações e até metal;
- Reparo intrabucal de restaurações metalocerâmicas;
- Camuflar manchas intrínsecas, por exemplo, de tatuagem por amálgama;
- Camuflar dentes escurecidos por trauma ou tratamento endodôntico;

CORES DISPONÍVEIS



Beautiful II LS

- Resina nanohíbrida, de alta performance estética, com fácil polimento e alto brilho;
- Excelente manipulação e escultura;


Apresentação:

- Bisnaga de 4,0g com tampa one touch, que facilita o manuseio.

Indicações:

- Todos os tipos de restaurações diretas;
- Facetas diretas;
- Restaurações indiretas.

CORES DISPONÍVEIS



Adesivo Autocondicionante FL BOND II PN 1306

- Adesivo bioativo e radiopaco;
- Primer ácido hidrofílico, não contém acetona ou hema, resultando em menor sensibilidade pós-operatória e sem produção de odores; Seu solvente é o etanol;

- FL-Bond II indicado para promover a adesão de qualquer composto ao esmalte e à dentina, em restaurações de classe I à classe V. Restaurações profundas;
- Restaurações de superfícies radiculares expostas e hipersensíveis.

Apresentação:

- Bonding Agent 5 ml, Primer 5ml, 25 micropincéis vermelhos, 25 micropincéis amarelos e casulos para mistura (branco e preto para proteção contra luz ambiente).

Adesivo Universal Beautibond Xtreme PN Y2440

- Não necessita de refrigeração para armazenagem;
- Alto rendimento garantido pelo design do frasco (260 aplicações);
- Compatível com todas as técnicas de condicionamento;
- Frasco único proporcionando rapidez e simplicidade técnica;

- Baixa viscosidade e formulação homogênea facilitando a aplicação e secagem, sem deixar solvente residual;
- Inovadora tecnologia ARS que protege o silano presente no adesivo.

Apresentação:

- Beautibond Xtreme Set: Frasco de 5ml, 50 Microbrushes e 25 dispensers.

