



**SORENSEN**

MORE THAN A  
BRAND  
A STAMP OF  
WARRANTY



[kgsorensen.com.br](http://kgsorensen.com.br)

*Andrés E. Ponce, D.D.S.*

Foto mais curtida de 2019; Ponta Diamantada FG 4028S | Andrés E. Ponce, D. D. S.

- Extragrossa - Extracoarse - Extragruesa (EXG)
- Grossa - Coarse - Gruesa (G)
- Média - Medium - Mediana
- Fina - Fine - Fino (F)
- Extrafina - Extrafine - Extrafina (FF)

Nº KG	1010	HC 1011	1011	HL 1011	HC 1012	1012	HL 1012	HC 1013	1013	HL 1013	HC 1014	1014	HL 1014	HC 1015	1015	HL 1015	HC 1016	1016	HL 1016	1019	HL 1019	
Grana	○	○	○ ● ●	○	○	○ ● ● ● ●	○	○	○ ● ● ●	○	○	○ ● ● ● ●	○	○	○ ● ● ●	○	○	○ ● ● ● ●	○	○	○	
FG	ESFÉRICA Esférica Round																					

Nº KG	1026	1027	1028	1029	3017	HL 3017	3018	HL 3018	1022	HC 1023	1023	HC 1024	1024	1164	1031	HC 1032	1032	1033	HC 1034	1034	
Grana	○	○	○	○	○ ●	○	○ ● ●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FG									ESFÉRICA COM COLAR Esférica con cuello Round with collar				SEMI ESFÉRICA Semi Esférica Half Round		CÔNICA INVERTIDA Cónica Invertida Inverted Cone						

Nº KG	1035	1036	1153	1042	1043	1045	HC 1046	1046	1047	1149	1150	1151	HC 1061	1061	HC 1062	1062	HC 1063	1063	
Grana	○ ●	○	○ ●	○	○	○	○	○	○ ● ●	○	○ ● ●	○ ● ●	○	○	○	○	○	○	○
FG				CÔNICA INVERTIDA C/ COLAR Cónica Invertida c/ cuello Inverted Cone w/ collar		CÔNICA DUPLA (carrete) Cónica Dupla (carrete) Double Cone (spool)				CÔNICA INVERTIDA BORDA ARREDONDADA Cónica Invertida Borde Redondeada Inverted Cone Rounded Edge			CÔNICA TOPO PLANO Cónica Punta Plana Tapered Flat End						

Nº KG	HC 1064	1064	1065	1066	2067	2068	3069	3070	3071	4072	4130	HC 1059	HC 1060	1530	1531	1532	1533	2128	2130	2131	2133	
Grana	○	○	○	○	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ●	○	○ ● ●	○	○	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ●	○ ● ●
FG												CÔNICA BORDA ARREDONDADA Cónica Borde Redondeada Tapered Rounded Edge										

Nº KG	2134	2135	2136	HC 2232	HC 2233	3032	3038	3072	3127	3131	3139	4137	4138	2223	2224	3227	3228	4230	
Grana	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○	○	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	
FG														CÔNICA TOPO OGIVAL Cónica Punta Ogival Tapered Ogival End					

Nº KG	1112	1116	HC 1190	1190	2112	2191	HC 2200	2200	3193	3195	3200	3203	3205	3207	3210	2082	3080	3081	3082	
Grana	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	
FG	CÔNICA EM TOPO CHAMA Cónica Punta en Llama Tapered Flame End															CÔNICA TOPO INATIVO Cónica Punta Inactiva Tapered Safe End				

Nº KG	3083	4083	4084	1090	A 1090	HC 1091	1091	HC 1092	1092	A 1092	1093	1094	1095	2094	2096	HC 2173	2173	ESP 2173	3097	3098	3099	3100	
Grana	○	○	○	○ ● ● ● ●	○	○	○	○	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○
FG	CILÍNDRICA TOPO PLANO Cilíndrica Punta Plana Cylinder Flat End																						

Nº KG	3101	4102	4103	MF 3098	MF 3099	MF 4102	HC 1141	1141	2140	2143	3145	3146	2121	3022	S 3022	3122	3123	S 3123	4123	4124
Grana	○ ● ● ● ●	○	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○	○	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○	○
FG				CILÍNDRICA METAL FREE Cilíndrica Metal Free Cylinder Metal Free			CILÍNDRICA TOPO ARREDONDADO Cilíndrica Punta Redondeada Cylinder Rounded End					CILÍNDRICA TOPO CÔNICO Cilíndrica Punta Cônica Cylinder Conical End								



Pontas Diamantadas  
Diamond Burs  
Fresas Diamantadas  
Fraises Diamantées  
Elma Frez  
ダイヤモンド

**Granulometria** Diamond grain sizes - Granulación

- Extragrossa - Extracoarse - Extragruesa (EXG)
- Grossa - Coarse - Gruesa (G)
- Média - Medium - Mediana
- Fina - Fine - Fina (F)
- Extrafina - Extrafine - Extrafina (FF)

Nº KG Grana	HC 2214	2214	2215	3215	3216	HC 3217	3217	4219	HC 4110	4114	1111	3118	LF 3118	3168	LF 3168	HC 1051	1051	1052		
FG	CILÍNDRICA TOPO OGIVAL Cilíndrica Punta Ogival Cylinder Ogival End								CILÍNDRICA TOPO EM CHAMA Cilíndrica Punta en Llama Cylinder Flame End		CHAMA Llama Flame			RODA Rueda Wheel						
Nº KG Grana	3053	3056	4054	4141	ESP 4141	4142	1056	1057	S 4027	S 4028	S 4029	2292	2294	1191	HC 2137	2137	3138	3176	3180	
FG							RODA C/ COLAR Rueda c/ Collar Wheel w/ Collar		RODA TOPO INATIVO Rueda Punta Inactiva Wheel Safe End			TOPO PLANO C/ STOP Punta Plana c/ Stop Flat End w/ Stop		ESPECIAIS Especiales Special						
Nº KG Grana	3183	3285	P 3286	EXG 1014	EXG 1015	EXG 1047	EXG 2135	EXG 3070	EXG 3131	EXG 4138	Nº KG Grana	1	2	3	4	440	540	640	740	
FG				LINHA EXG BLACK Linha EXG Black EXG Black Line						CA ESFÉRICA Esférica Round				PERIODONT						
Nº KG Grana	1	3	6	7	8	10	15	33	35	38	42	46	730	700	703	707	708	710	715	716
PM	ESFÉRICA Esférica Round							CÔNICA INVERTIDA Cónica Invertida Inverted Cone					CÔNICA Cónica Tapered	CÔNICA TOPO PLANO Cónica Punta Plana Tapered Flat End						
Nº KG Grana	717	711	718	720	721	740	744	56	57	61	82	85	92	95	830	836	19	24		
PM	CÔNICA BORDA ARREDONDADA Cónica Borda Redondeada Tapered Rounded Edge					CÔNICA EM TOPO CHAMA Cónica Punta en Llama Tapered Flame End		CILÍNDRICA TOPO PLANO Cilíndrica Punta Plana Cylinder Flat End					CILÍNDRICA TOPO ARREDONDADO Cilíndrica Punta Redondeada Cylinder Rounded End		CHAMA Llama Flame		RODA Rueda Wheel			

**KG LIMPAPONTAS**  
LIMPADOR DE PONTAS E BROCAS



1 unidade 1 unit/1 unidad Ref. 7021



2 unidades 2 units/2 unidades Ref. 7022

REMOVE EMPASTAMENTOS OU IMPREGNAÇÕES DAS PONTAS DIAMANTADAS E BROCAS MULTILAMINADAS.  
REMOVES EMPASTATION OR IMPREGNATION OF DIAMOND BURS AND MULTILAYERED DRILLS.  
ELIMINA EL EMPASTAMENTO O LA IMPREGNACIÓN DE LAS FRESAS DIAMANTADAS Y PUNTAS DE CARBONO MULTILAMINADAS.

**KG fiberglass**  
PONTAS DE FIBRA DE VIDRO



CA / FB METAL FIBERGLASS

INDICADAS PARA REMOÇÃO DE CIMENTOS, RESINAS E ADESIVOS, SEM CAUSAR DANOS AO ESMALTE. ORTODONTIA: REMOÇÃO DO CIMENTO APÓS A FIXAÇÃO E REMOÇÃO DOS BRÁQUETES.

INDICATED FOR THE REMOVAL OF CEMENTS, RESINS AND ADHESIVES, WITHOUT DAMAGING THE ENAMEL. ORTHODONTICS: REMOVAL OF CEMENT AFTER FIXATION AND REMOVAL OF BRACKETS.

INDICADAS EN LA REMOCIÓN DE CEMENTOS, RESINAS Y ADHESIVOS, SIN CAUSAR DAÑOS AL ESMALTE. ORTODONCIA: REMOCIÓN DEL CEMENTO DESPUÉS DE LA FIJACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS BRÁCTEOS.

DISPONÍVEL EM:




**KIT COM BROQUEIRO**




**REFIL**


**KG** KIT  
**COROA TOTAL**  
TOTAL CROWN  
CORONA TOTAL  
SORENSEN  
Ref. 6730  
Ref. 6730RF




**KG** KIT  
**MULTIUSO**  
MULTIUSE KIT  
KIT MULTIUSO  
SORENSEN  
Ref. 6005N  
Ref. 6005NRF




**KG** KIT  
**PRÓTESE PARCIAL FIXA**  
PARTIAL FIXED PROSTHESIS KIT  
KIT PROTESIS PARCIAL FIJA  
SORENSEN  
Ref. 6727N  
Ref. 6727NRF




**KG** KIT  
**ACABAMENTO OCLUSAIS RESINA COMPOSTA**  
FINISHING OF OCCLUSAL COMPOUND  
RESINS / ACABADO DE OCLUSAIS  
RESINAS COMPOSTAS  
SORENSEN  
Ref. 6004  
Ref. 6004RF




**KG** KIT  
**ACABAMENTO GRANA FINA**  
COMPOSITE FINISHING FINE  
GRAIN  
ACABADO GRANA FINA  
SORENSEN  
Ref. 6006  
Ref. 6006RF




**KG** KIT  
**ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRAFINA**  
FINISHING KIT FINE AND  
ULTRAFINE GRAIN / KIT ACABADO  
GRANULACION FINA E ULTRAFINA  
SORENSEN  
Ref. 6007  
Ref. 6007RF




**KG** KIT  
**ACABAMENTO GRANA ULTRA FINA**  
FINISHING KIT ULTRAFINE GRAIN  
KIT ACABADO GRANULACION  
ULTRAFINA  
SORENSEN  
Ref. 6008  
Ref. 6008RF






**KG** KIT  
**INLAY / ONLAY**  
INLAY / ONLAY KIT  
KIT INLAY / ONLAY  
SORENSEN  
Ref. 6009N  
Ref. 6009NRF



**KG** KIT  
**HASTE CURTA**  
SHORT SHAFT  
HASTA CORTA  
SORENSEN  
Ref. 6010  
Ref. 6010RF





## KG MINI stick

APLICADORES DE PONTA ADESIVA



DISPONÍVEL NAS CORES\*:



APLICADORES DE PONTA ADESIVA COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA.  
HIGH-ADHESION ADHESIVE APPLICATORS.  
APLICADORES DE PUNTA ADHESIVA CON ALTO PODER DE ADHERENCIA.

\*Cor não interfere na qualidade do produto  
The color does not interfere with quality of the product / Coloração no interfere na calidad del producto

## KG brush

APLICADORES DESCARTÁVEIS PARA SOLUÇÕES



Regular  
Ref.6013  
(2.0 mm)  
1/4 de gota  
1/4 of a drop



Fine  
Ref.6010  
(1.5 mm)  
1/8 de gota  
1/8 of a drop



Fine  
Ref.6022  
(1.5 mm)  
1/8 de gota  
1/8 of a drop



Extrafine  
Ref.6016  
(1.0 mm)  
1/16 de gota  
1/16 of a drop

100 unidades 100units / 100 unidades

APLICADORES DE HASTE FLEXÍVEL E MINÚSCULAS FIBRAS, UTILIZADOS PARA TRANSFERIR E APLICAR SOLUÇÕES COMO: ADESIVOS, SELANTES, ÁCIDOS, PRIMERS, FORRADORES CAVITÁRIOS, ENTRE OUTROS, SEM ABSORÇÃO E PERDAS.

FLEXIBLE ROD AND TINY FIBERS APPLICATORS, THEY ARE USED TO TRANSFER AND APPLY SOLUTIONS SUCH AS ADHESIVES, SEALANTS, ACIDS, PRIMERS, CAVITATORS, AMONG OTHERS, WITH NO ABSORPTION OR LOSSES.

APLICADORES DE PEQUEÑAS FIBRAS Y VARILLA FLEXIBLE, SE UTILIZAN PARA TRANSFERIR Y APLICAR SOLUCIONES TALES COMO ADHESIVOS, SELLADORES, ÁCIDOS, FORROS DE LA CAVIDAD, ENTRE OTROS, IÓN SIN ABSORCIÓN Y PÉRDIDAS.

## KG gloss


PASTA DIAMANTADA UNIVERSAL



PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO E BRILHO FINAL DE RESINAS, PORCELANAS E ESMALTE.  
DIAMOND PASTE FOR POLISHING AND FINAL GLOSS OF RESINS, PORCELAIN AND ENAMEL.  
PASTA DIAMANTADA PARA PULIDO Y BRILLO FINAL DE RESINAS, PORCELANAS Y ESMALTE.

## KG Strips

TIRAS DE AÇO INOX DIAMANTADAS



TIRA DIAMANTADA SERRILHADA 2,5 mm | GRANULOMETRIA MÉDIA

STAINLESS STEEL STRIP DIAMOND SERRATED 2,5mm | GRIT SIZE MEDIUM  
TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA DENTADA 2,5mm | GRANULACIÓN MEDIANA



TIRA DIAMANTADA COLMÉIA 4,0 mm

STAINLESS STEEL STRIP DIAMOND HIVE 4,0 mm  
TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA COLMÉIA 4,0 mm



TIRAS ABRASIVAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CENTRO NEUTRO PARA DESGASTE. ADAPTAM-SE AO CONTOURO DAS REGIÕES PROXIMAIS, PODENDO SER UTILIZADAS EM COMPOSITOS, ACRÍLICOS, IONÓMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMALGAMAS.

STAINLESS STEEL ABRASIVE STRIPS WITH NEUTRAL CENTER. THEY ADAPT TO THE CONTOURO OF THE PROXIMAL REGIONS, CAN BE USED IN COMPOSITES, ACRYLICS, GLASS CEMENT IONOMERS AND AMALGAMS.

TIRAS ABRASIVAS DE AÇO INOXIDÁVEL Y CENTRO NEUTRO PARA DESGASTE. SE ADAPTAN AL CONTOURO DE LAS REGIONES PROXIMALES, PUDIENDO SER UTILIZADAS EN COMPOSITES, ACRÍLICOS, IONÓMEROS DE CEMENTO DE VIDRIO Y AMALGAMAS.




POSSUI MICRO CRISTAIS DE RUBI EM GRANULOMETRIAS MÉDIA E FINA. MAIOR EFICÁCIA PARA O SUCESSO DO ACABAMENTO E POLIMENTO INTERPROXIMAL.

IT HAS IN ITS COMPOSITION MEDIUM AND FINE GRANULOMETRY MICRO CRYSTALS OF RUBY. MORE EFFICIENCY FOR THE SUCCESS OF FINISHING AND INTERPROXIMAL POLISHING.

POSEE MICRO CRISTALES DE RUBÍ EN GRANULOMETRIAS MEDIA Y FINA. MAYOR EFICIENCIA PARA EL ÉXITO DEL ACABADO Y PULIDO INTERPROXIMAL.


### Mono face Ref. 7010

Mono faced / Recubierto en un lado




### Dupla face segmentada Ref. 7011

Double faced segmented / Recubierto en los dos lados segmentados



### Dupla face perfurado gotas Ref. 7012

Double faced with drop holes / Recubierto en los dos lados picado en gotas




### Dupla face perfurado oblongos Ref. 7013

Double faced with oblong holes / Recubierto en los dos lados picado oblongo




### Dupla face com furos pequenos Ref. 7014

Double faced with small holes / Recubierto en los dos lados con agujeros pequeños




### Dupla face com furos grandes Ref. 7015

Double faced with big holes / Recubierto en los dos lados con agujeros grandes




### Dupla face total Ref. 7016

Total double faced / Totalmente recubierto en los dos lados



### Dupla face Ref. 7020

Double faced / Recubierto en los dos lados



### Micro dupla face Ref. 7043

Micro double faced / Micro recubierto en los dos lados



DISCOS DIAMANTADOS PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE, NO PREPARO E ACABAMENTO DE ÁREAS INTERDENTAIS EM ACRÍLICO OU PORCELANA, DIAMOND DISCS FOR DENTAL LABORATORY, IN THE PREPARATION AND FINISHING OF INTERDENTAL AREAS MADE ON ACRYLIC OR PORCELAIN. DISCOS DIAMANTADOS PARA USO EN LABORATORIO DENTAL EN LA PREPARACIÓN Y ACABADO DE ZONAS INTERDENTALES EN ACRÍLICO O PORCELANA.

Kit Acabamento e Polimento de AMALGAMA  
AMALGAM Polishing Kit / Kit Pulido de AMALGAMA



Tabela de Procedimentos



Ref. 8089CA/RA

Kit Silicones Abrasivos Acabamento e Polimento de RESINAS COMPOSTAS

Abrasive Silicones Kit - Finishing and Polishing for COMPOSITE RESIN  
Kit Siliconas Abrasivos - Acabado y Pulido de RESINA COMPUESTA



Tabela de Granulometria



Ref. 8090CA/RA

Kit Silicones Abrasivos Acabamento e Polimento de PORCELANAS E METAIS

Abrasive Silicones Kit - Finishing and Polishing for COMPOSITE RESIN  
Kit Siliconas Abrasivos - Acabado y Pulido de RESINA COMPUESTA



Tabela de Granulometria



Ref. 8090D CA/RA