

---



Health *Breeze* 매뉴얼 (TV APP)

V 1.3.0

---




## [ Contents ]

1. 설치 파일 다운로드
2. Healthbreeze TV App 설치 파일 구성
  - 2.1 WebView Runtime 설치
  - 2.2 IIS 설치
  - 2.3 Healthbreeze TV App 설치
  - 2.4 IIS 환경 설정
4. Healthbreeze TV App 사용법 안내
  - 4.1 검색 탭
  - 4.2 채널 탭
  - 4.3 설정 탭
5. 스틱 PC 용량 줄이기

# 1. 설치 파일 다운로드

1



2

<https://www.healthbreeze.com/tv>

1


## HealthBreeze TV 다운로드

홈페이지에 접속하여 Healthbreeze TV 다운로드 후 매뉴얼을 참고하여 설치

1. 'HealthBreeze TV 다운로드 및 설치' 다운로드
2. 'HealthBreeze TV 설치 매뉴얼' 참고하여 설치

## 2. Healthbreeze TV APP 설치 파일 구성

1



1

Healthbreeze TV App은 Window10 환경에 최적화 되어 있습니다.

Window 업데이트 최신 상태 유지를 권장 드립니다.

2


1.  HealthbreezeTV\_1\_2\_0.msi
2.  MicrosoftEdgeWebview2Setup
3.  헬스브리즈 매뉴얼 (TV App)

2

구성 파일 설명

1. Healthbreeze TV 프로그램 설치 파일
2. WebView Runtime Installer
3. 사용 매뉴얼



1 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe 실행





1 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe 를 실행합니다.

2 설치는 자동으로 진행됩니다.

1



2



3



**(중요)** IIS 처음 설치를 위해서는 반드시 인터넷이 연결된 상태여야 함.

1 제어판 → 프로그램 및 기능 → Windows 기능 켜기 / 끄기

• 인터넷 정보 서비스 선택  
**(주의)**  가 아닌  클릭

2 설치는 자동으로 진행됩니다.

3 설치 완료.

**(주의)** IIS 설치 오류 발생하는 경우

1. Windows 업데이트 최신 상태 확인
2. 인터넷 접속 상태 확인

1 HealthbreezeTV\_X\_X\_X.msi 실행

2 Windows의 PC 보호

Windows Defender SmartScreen에서 인식할 수 없는 앱의 시작을 차단했습니다. 이 앱을 실행하면 PC가 위험에 노출될 수 있습니다.  
추가 정보

실행 안 함

Windows의 PC 보호

Windows Defender SmartScreen에서 인식할 수 없는 앱의 시작을 차단했습니다. 이 앱을 실행하면 PC가 위험에 노출될 수 있습니다.

앱: HealthBreezeTV\_1\_1\_12.msi  
게시자: 알 수 없는 게시자

실행 실행 안 함

3 HealthBreezeTV 설치 마법사 시작

HealthBreezeTV를(를) 컴퓨터에 설치하는 데 필요한 과정을 안내합니다.

경고: 이 컴퓨터 프로그램은 저작권법과 국제 협약의 보호를 받습니다. 이 프로그램의 전 또는 일부를 무단으로 복제, 배포하는 행위는 민사 및 형사법에 의해 엄격히 규제되어 있으며, 기소 사유가 됩니다.

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

HealthBreezeTV 설치 폴더 선택

HealthBreezeTV를(를) 다음 폴더에 설치합니다.  
이 폴더에 설치하려면 "다음"을 클릭하고, 다른 폴더에 설치하려면 아래에 폴더 이름을 입력하거나 "찾아보기(B)...", "디스크 공간(D)..."

폴더(E): C:\HealthBreezeTV\WVW

찾아보기(B)...  
디스크 공간(D)...

자신 또는 이 컴퓨터를 사용하는 모든 사람이 사용할 수 있도록 HealthBreezeTV 설치:

모든 사람(E)  
 자신만(M)

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

HealthBreezeTV 설치 확인

HealthBreezeTV를(를) 컴퓨터에 설치할 준비가 되었습니다.  
설치를 시작하려면 "다음"을 클릭하십시오.

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

HealthBreezeTV 설치 완료

HealthBreezeTV를(를) 설치했습니다.  
끝내려면 "닫기"를 클릭하십시오.

.NET Framework에 대한 중요 업데이트를 확인하려면 Windows Update를 사용하십시오.

< 뒤로(B) > 닫기(C) > 취소



1 HealthbreezeTV\_X\_X\_X.msi 실행

- 2 보안 경고창이 나오면
1. 추가정보 클릭
  2. 실행 클릭
- ※ 윈도우 버전에 따라 창의 모양이 다를 수 있습니다.

3 설치 순서에 따라 설치를 완료합니다.

### 3. 프로그램 설치



### 4. IIS 환경 설정(서버 인증서 등록 I)



- 1 IIS 검색 및 실행  
Windows 하단 돋보기 클릭
- 2 서버 인증 더블 클릭
- 3 가져오기 클릭

### 3. 프로그램 설치

### 4. IIS 환경 설정(서버 인증서 등록 II)




1. HiChart TV 설치 폴더 (C:\HealthBreeze\TV\cert)에서 HealthbreezeTV.pfx 파일 선택
  2. 암호 : healthbreezetv 입력
  3. 확인 클릭
- 2 서버 인증서에 HealthbreezeTVYYYY 인증서 자동 등록 완료
- ※ YYYY는 당해 연도로 표시  
ex) HealthbreezeTV2021

### 3. 프로그램 설치

### 4. IIS 환경 설정 ( 사이트 만들기 )

1



2



1

1. 사이트 마우스 우 클릭
2. 웹 사이트 추가 클릭

2


1. 사이트 이름 입력 : Healthbreeze
2. 실제 경로 선택 : C:\# 드라이브
3. 바인딩 종류 : https  
IP 주소 : 지정하지 않은 모든 IP
4. SSL 인증서 :  
HealthbreezeTVYYYY 선택
5. 확인 클릭

3

3. 사이트 하단에  
Healthbreeze 생성 확인


### 3. 프로그램 설치

### 4. IIS 환경 설정 (로깅 설정)



(중요) 로깅 기능은 HTTP 요청과 오류에 대한 정보를 기록하는 기능으로 스틱 PC 용량의 한계로 사용하지 않는 것을 권장함.

1. 사이트 → Healthbreeze 선택
2. 로깅 더블 클릭



2. 사용 안 함 클릭

3. 설정 완료



## 4. Healthbreeze TV App 사용방법 안내



헬스브리즈 TV
×



① E-mail

② Password

③ TV Name

④  자동 로그인

Login

(확인) 프로그램 설치가 완료되면 바탕화면에 바로가기 아이콘이 생성됩니다.

- ① 이메일
- ② 비밀번호
- ③ 한 개의 계정으로 여러 대의 HealthBreeze TV 를 재생하고자 할 때, 사용자가 각 TV를 구별하기 위하여 적어놓는 TV 별칭입니다.  
예) 대기실, 안과
- ④ 자동로그인 기능

## 4. Healthbreeze TV App 사용방법 안내 1. 검색 탭 설명



### (확인) 검색 탭은

동영상을 전체 카테고리 분류, 제목 검색을 이용하여 동영상을 검색할 수 있습니다.

① 동영상을 대분류(질병, 처치/시술 등)로 분류하여 동영상 목록 조회 할 수 있습니다.

#### 1. 대분류

- 질병, 검사, 처치/시술, 입퇴원 교육, 한방, 치과, 기타 등

② 검색 기능

- 검색어를 입력하면 해당 동영상을 보여 줍니다.


③ 추가 기능

- 목록의 동영상을 선택한 후 추가 버튼을 클릭하면 "채널" 탭으로 추가됩니다.

④ 검색한 동영상 목록을 보여줍니다.

⑤ 동영상 리스트에 마우스 우클릭시 비디오의 미리보기를 제공합니다.

## 4. Healthbreeze TV App 사용방법 안내 2. 채널 탭 설명 I



### (확인) 채널 탭은

1. 목록에 있는 동영상을 무한 반복 재생합니다.
2. 동영상을 재생하기 위해서는 프로그램이 실행하는 PC에 암호화된 파일을 다운로드 합니다.

### 1 시청 기능

1. 목록에 있는 동영상을 순차적으로 반복 재생 합니다.
2. 컴퓨터에 해당 동영상 파일이 없으면 다운로드를 먼저 실행 합니다.


### 2 삭제 기능

1. 목록에서 선택한 동영상을 삭제 합니다.

### 3 동영상 상영 순서 변경 기능


1. 동영상을 선택한 후 위, 아래 버튼을 클릭합니다.
2. 목록에서 동영상의 순서를 조정할 수 있으며, 정렬된 순서대로 상영합니다.

## 4. Healthbreeze TV App 사용방법 안내 2. 채널 탭 설명 II



### (확인)

- 1 신뢰할 수 없는 사이트 화면이 나오면 인증 절차가 필요합니다. (2주 간격으로 발생)
- 2 고급 버튼 클릭합니다.
- 3 Localhost(안전하지 않음) 클릭 합니다.





### 4 시청 버튼 클릭

1. 목록에 있는 동영상을 순차적으로 재생합니다.
2. PC에 동영상이 없으면 다운로드를 진행합니다.

(주의) 다운로드 된 동영상은 암호화 되어 있어, Healthbreeze TV 프로그램 내에서만 상영 됩니다.

## 4. Healthbreeze TV App 사용방법 안내 3. 설정 탭 설명 I

- 1 사용자 접속 정보를 보여 줍니다.  
비밀번호를 변경할 수 있습니다.
- 2 재생 창 위치 설정
  - 동영상 재생 화면의 위치, 크기를 설정합니다.
- 3 재생 창 위치 선택 기능
  - 재생되는 동영상의 위치를 선택할 수 있습니다.
- 4 재생 창 위치 조절 기능
  1. 재생되는 동영상 위 위치를 직접 조정하는 기능으로 원하는 위치, 크기를 조정하는 기능입니다.
  2. 확인 버튼 클릭합니다.

## 4. Healthbreeze TV App 사용방법 안내 3. 설정 탭 설명 II

HealthBreeze TV
×

검색
채널
설정

이메일 :

사용자 이름 :

팀 이름 :

비밀번호 변경

재생 창 설정

x	<input type="text" value="275"/>	width	<input type="text" value="960"/>
y	<input type="text" value="407"/>	height	<input type="text" value="540"/>

재생 위치 선택
재생 창 미리보기

채널 내보내기
채널 가져오기

자동 로그인

병원 홍보영상 표시

자동 재생

재생 창 테두리 제거

재생 창 항상 위에 표시

앱 정보

### 1 채널 보내기 / 채널 가져오기 기능

1. 채널 탭의 동영상 목록을 파일로 저장 및 불러오기를 할 수 있습니다.

2. 채널 정보를 다른 기기에 동일하게 옮길 때 유용합니다.

### 3. 채널 가져오기 클릭

1. 채널이 이미 존재하는 경우  
 “기존 채널을 삭제 후 추가하시겠습니까”  
 “예” 선택 : 선택한 목록으로 대체  
 “아니오” 선택 : 현재 채널에 목록 추가  
 “취소” 선택 : 가져오기를 취소합니다.

### 2 옵션 설정

- 동영상 재생 환경등을 설정합니다.

### 3 앱정보

- Healthbreeze TV 프로그램의 버전 정보를 확인할 수 있습니다.

## 5. 스틱 PC 용량 줄이기 (권장 사항)

1. C:₩ 드라이브 -> 속성 -> 디스크 정리 선택
  - 임시파일 등 삭제
2. C:₩ 드라이브 -> 속성 -> 디스크 정리 -> 시스템 파일 정리 선택
  - Windows 업데이트 정리
  - Windows 업그레이드 로그 파일
  - 임시 인터넷 파일 등 삭제
3. C:₩ 드라이브 -> Windows 선택
  - SoftwareDistribution 삭제

※ 스틱 PC의 디스크 용량에 제약이 많아 디스크 정리 하는 것을 권장 드립니다.