

Prelievo di un campione di feci:



1. Quando si preleva un campione di feci, utilizzare il dispositivo per la raccolta delle feci (↓ **vedi immagine a destra**) in modo che le feci non entrino in contatto con l'acqua, l'urina e la toilette. Per una spiegazione più dettagliata, consultare il manuale dell'utente sul 'Faeces Catcher'.



2. Aprire la provetta (↑ **vedi immagine a sinistra**), lasciare il liquido nella provetta (il liquido non è mostrato nell'immagine) e prelevare il campione di feci con il cucchiaino con il tappo marrone.
3. Assicuratevi che il cucchiaino sia pieno e rimettetelo nel tubo con il liquido. Fare attenzione che il cucchiaino non venga a contatto con la toilette, poiché detersivi o disinfettanti possono influire sul risultato. *Prendi un misurino solo una volta, il tubo non deve essere completamente pieno di cacca!*
4. Chiudere la provetta (↑ **vedi immagine a sinistra**), lasciare il liquido nella provetta (il liquido non è mostrato nell'immagine) e agitare la provetta per 30 secondi per creare una sostanza omogenea. Quindi assomiglierà a questo (ma con un cappuccio marrone):



5. Metti il tubo nella busta sigillata (↓ **immagine a sinistra**) e inserisci la busta sigillata nella busta di ritorno (↓ **immagine a destra**). Assicurati che le buste siano chiuse. Per maggiori informazioni, consulta il manuale del 'Rigid SafetyBag' (busta sigillata) e del 'CoverMedMini' (busta di ritorno).



6. Se possibile, porta la busta di ritorno il giorno stesso in un ufficio postale o in una cassetta delle lettere (non è necessario il francobollo). NB: in condizioni climatiche estreme (come ondata di caldo o gelo), si prega di consegnare ad un ufficio postale e di non depositare nella cassetta delle lettere.