

## Entnahme einer Stuhlprobe:

1. Verwenden Sie bei der Entnahme einer Stuhlprobe den Fäkalienfänger (↓ **siehe rechtes Bild**) so, dass der Stuhl nicht mit dem Wasser, dem Urin und der Toilette in Kontakt kommt. Eine genauere Erläuterung finden Sie in der Gebrauchsanweisung zum 'Faeces Catcher' (Stuhlfängers).



2. Öffnen Sie das Röhrchen (↑ **siehe linkes Bild**), lassen Sie die Flüssigkeit im Röhrchen (die Flüssigkeit ist im Bild nicht abgebildet) und nehmen Sie die Stuhlprobe mit dem Löffel in der braunen Kappe.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Löffel gefüllt ist und stecken Sie ihn wieder in das Röhrchen mit der Flüssigkeit. Achten Sie darauf, dass der Löffel nicht mit der Toilette in Berührung kommt, da Reinigungs- oder Desinfektionsmittel das Ergebnis beeinflussen können. *Nehmen Sie nur einmal einen Löffel, das Röhrchen muss nicht vollständig mit Kacke gefüllt sein!*
4. Verschließen Sie das Röhrchen (↑ **siehe linkes Bild**), lassen Sie die Flüssigkeit im Röhrchen (die Flüssigkeit ist im Bild nicht abgebildet) und schütteln Sie das Röhrchen 30 Sekunden lang, damit eine homogene Substanz entsteht. Es sieht dann ungefähr so aus (aber mit einer *braunen* Kappe):



5. Stecken Sie das Röhrchen in den Siegelbeutel (↓ **siehe linkes Bild**) und den Siegelbeutel in den Rückumschlag (↓ **siehe rechtes Bild**). Achten Sie darauf, dass beide Beutel fest verschlossen sind. Eine genauere Erklärung finden Sie in der Gebrauchsanweisung für den 'Rigid SafetyBag' (Siegelbeutel) und den 'CoverMedMini' (Rückumschlag).



6. Bringen Sie den Rückumschlag möglichst noch am selben Tag zu einer Postfiliale oder zu einem Briefkasten (eine Briefmarke ist nicht erforderlich). Hinweis: Bei extremen Witterungsbedingungen (z.B. Hitzewelle oder Frost) bei einer Postfiliale abgeben und nicht in einen Briefkasten einwerfen.