

ref. 53907

MASQUE CHIRURGICAL IIR



Description

Masque jetable pour la protection respiratoire, il filtre plus de 98% des particules permettant une respiration confortable pendant le quart de travail. Non stérile. Fabriqué avec du polypropylène, non tissé, avec du matériel filtrant de 3 couches et bande métallique.

Spécifications techniques

Matériel	100% fibre de polypropylène
Mesures	17,5x9,5cm
Type	IIR Class I
Efficacité de filtration bactérienne	99,92 ± 0,07
Nettoyage microbien	41,1 ± 0,5
Pression différentielle	21,3 kPa
Pression de résistance aux éclaboussures	99,92 ± 0,07

Exigences:

- EN 14683: 2019 + AC: 2019.

Mode d'emploi

- ✓ Se laver les mains au préalable avec de l'eau et du savon ou avec de la lotion hydroalcoolique.
- ✓ Mettre le masque et ajuster la pince sur le nez en couvrant le menton.
- ✓ Ne pas utiliser le masque pendant plus de heures et ne pas toucher avec les mains pendant l'utilisation.
- ✓ Le remplacer par un autre dans le cas où il deviendrait humide ou endommagé.
- ✓ Enlever le masque sans toucher la partie frontale et le jeter dans un conteneur approprié de sac en plastique.
- ✓ Ne doit pas être mis sur le front ou menton pendant ou après l'utilisation.



Présentation

Sachet de 50 unités par boîte

