

Zewnętrzna Ocena Jakości

Katalog 2027

LABQUALITY

Informacje ogólne

Labquality EQAS

Labquality to niezależny fiński dostawca usługi zewnętrznej oceny jakości (EQAS) z ponad 50-letnim doświadczeniem we wspieraniu laboratoriów medycznych oraz punktów diagnostyki w miejscu opieki nad pacjentem (POCT), w doskonaleniu i utrzymywaniu wysokiej jakości badań. Sprawdziany Labquality EQAS to uznane na arenie międzynarodowej, wysokiej jakości usługi, obejmujące aspekty kliniczne z elementami edukacyjnymi. Część produkcji EQA realizowana jest we współpracy z wyspecjalizowanymi laboratoriami i partnerami lokalnymi.

Zintegrowana usługa EQA (EQA3)

Labquality to organizator EQAS, który jako pierwszy zintegrował fazę przedanalityczną, analityczną i poanalityczną w ramach swoich sprawdzianów EQA. Sprawdziany zostały tak zaprojektowane, by w pełni wspierać system zarządzania jakością w laboratoriach uczestniczących w programie oraz spełniać wymagania normy ISO 15189, dotyczące faz pozaanalitycznych. W sprawdzianach EQA3 oprócz próbek do badania, uczestnicy otrzymują dodatkowe pytania dotyczące fazy przed i/lub poanalitycznej, w zależności od zakresu sprawdzianu.

Zarządzanie jakością

Labquality ma certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001 (sbcert), a główne sprawdziany EQA są akredytowane zgodnie z normą ISO 17043 (FINAS, PT02, SFS-EN ISO/IEC 17043:2023). Zakres akredytacji jest dostępny na stronie internetowej [FINAS](#) natomiast status akredytacyjny poszczególnych sprawdzianów EQA można sprawdzić na [stronie internetowej](#) w wyszukiwarce produktów. Lista akredytowanych sprawdzianów jest dostępna na życzenie.

Dostępność usług EQA

Sprawdziany EQA oferowane przez Labquality dostępne są w ponad 60 krajach na terenie Europy, Azji, Ameryki oraz Afryki Północnej. Dzięki współpracy z ponad 40 partnerami lokalnymi, większość sprawdzianów EQA jest dostępna na całym świecie, podobnie jak sprawdziany cyfrowe, w tym sprawdziany dotyczące fazy przedanalitycznej oraz sprawdziany diagnostyczne z zakresu patologii.

Rejestracja i ceny

Program jest organizowany w cyklach rocznych, a cennik jest ważny przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia na Formularzach zamówienia należy składać na kolejny rok przed końcem listopada, aby zapewnić udział we wszystkich rundach EQA, zgodnie z zapotrzebowaniem. Rejestracja jest możliwa również w trakcie roku kalendarzowego, jednak dostępność rund może być ograniczona. Aby złożyć zamówienie, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem: zamowienia@labquality.com.

Dystrybucja

System logistyki próbek w Labquality jest regularnie audytowany w ramach akredytacji ISO 17043 FINAS, PT02, SFS-EN ISO/IEC 17043:2023). Próbki są wysyłane zgodnie z rocznym harmonogramem. Na koniec miesiąca, w którym odbywa się dostawa, wystawiana jest faktura za udział w danym sprawdzianie. Labquality zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.

Portal obsługi EQA - LabScala

Uczestnicy zarządzają całym procesem EQA - od rejestracji metod po odbiór raportów - za pośrednictwem nowoczesnego oprogramowania LabScala. Proces EQA został zaprojektowany jako uzupełnienie procesu laboratoryjnego, obejmując fazy od przedanalitycznej do poanalitycznej. Łatwa dostępność i przyjazny interfejs użytkownika zapewniają wysoką efektywność pracy.

Certyfikat

Certyfikat uczestnictwa jest wystawiany po zakończeniu roku kalendarzowego. Certyfikat odnosi się do raportów EQA, które służą ocenie wyników uczestnika.

Obsługa klienta

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Labquality Polska, pod adresem e-mail: zamowienia@labquality.com.

Jak korzystać z katalogu i wyszukiwarki internetowej

Katalog na rok 2027 został ujednolicony z wyszukiwarką sprawdzianów na naszej stronie internetowej. Dzięki temu znalezienie usług EQA jest teraz łatwiejsze niż wcześniej. Katalog w wersji papierowej nadal może służyć do przeglądania dostępnych usług, jednak wyszukiwarka internetowa jest zdecydowanie szybszym sposobem na odnalezienie usług EQA.

Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem: <https://www.labquality.com/pl/labquality-polska>

W wyszukiwarce internetowej możesz filtrować usługi EQA według grupy, podgrupy lub programu (scheme), aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Alternatywnie możesz skorzystać z wyszukiwania swobodnego, wpisując słowo kluczowe lub numer katalogowy Labquality.

Wyszukaj sprawdzian

Wszystkie programy

Wszystkie podprogramy

Wszystkie sprawdziany

crp

SZUKAJ

Nazwa schematu	Program	Bliższe dane
C-reactive protein (CRP) for analyzers C-reactive protein (CRP) for analyzers (2020): CRP	Clinical chemistry Specific proteins	Pokaż więcej →
C-reactive protein (CRP), POCT C-reactive protein (CRP), POCT (2132): CRP	Clinical chemistry Specific proteins	Pokaż więcej →

Wersję PDF katalogu można pobrać bezpośrednio z wyszukiwarki internetowej. Katalog zawiera podstawowe informacje o wszystkich dostępnych usługach EQA: numer katalogowy i nazwę sprawdzianu, opis próbek, wykaz badań, rundy oraz planowane miesiące wysyłki, status akredytacji, a także liczbę akceptowanych wyników (analizatorów) dla jednego zestawu próbek.

Białko C-reaktywne (CRP), analizatory

Grupa docelowa: Laboratoria

2020 Białko C-reaktywne (CRP), analizatory											
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 1 mL.										
Badania	CRP										
Informacje dod.	Sprawdzian jest przeznaczony tylko do analizatorów biochemicznych. Do POCT odpowiedni jest sprawdzian 2132. Jeśli nie jesteś pewien czy korzystasz z urządzenia POCT czy z analizatora, skontaktuj się z naszym biurem.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3			

Nowości i zmiany w 2027

Nowe sprawdziany i produkty

- 2571 Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do wszystkich glukometrów poza Contour, HemoCue i On Call Plus
- 2581 Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do glukometrów HemoCue
- 2591 Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do glukometrów Contour
- 2744 Krew w kale, testy ilościowe, dodatkowy zestaw próbek
- 3171 Płyny z jam ciała, identyfikacja komórek
- 4425 Rozszerzone fenotypowanie antygenów grupowych krwi
- 5262 Candidozyma auris (dawniej Candida auris), wykrywanie kwasów nukleinowych
- 5476 Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba, wykrywanie antygenów
- 5477 Badanie makroskopowe w parazytologii
- 5557 Gorączki tropikalne multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych
- 5558 Infekcje stawów multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych
- 5559 Wirusy układu oddechowego, wykrywanie antygenów
- 5592 Streptococcus pyogenes (Grupa A), wykrywanie w wymazie z gardła, dodatkowy zestaw próbek
- 6810 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak trzustki
- 6811 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak piersi
- 6812 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak jelita grubego
- 6813 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak płuc
- 7808 Faza przedanalityczna, Rozszerzone pobieranie próbek (inne niż krew i mocz)
- 8818 HIL-index (DEKS)

Zmiany w harmonogramie sprawdzianów

- 2526 Ketony (beta-hydroksymaślan)
- 2755 Biochemiczne wskaźniki niedoboru witaminy B12
- 2756 Leki immunosupresyjne
- 5071 Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, MRSA
- 5072 Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, VRE
- 5073 Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, Gram-ujemne pałeczki
- 5251 Test uwalniania interferonu gamma (IGRA) w zakażeniu Mycobacterium tuberculosis, krew pełna
- 5670 Wirus grypy A+B i RSV, wykrywanie kwasów nukleinowych
- 5688 Wirus Zachodniego Nilu, przeciwciała
- 5900 Przeciwciała przeciwjadrowe
- 7031 EKG interpretacja

Sprawdziany wycofane z oferty

- 4300 Czas protrombinowy
- 4337 INR, EuroLyzer, POCT
- 4340 INR, LabPad, POCT
- 4154 Retikulocyty, metody automatyczne: ABX Pentra
- 2691 Peptydy natriuretyczne 2, typu B, BNP

Zmiany w sprawdzianach, w próbkach lub w badaniach

- 2281 Interleukiny. Nowe badania: IL-2, IL-4, IL-8, IL-10.
- 4180 Rozmaz krwi, mikroskopia wirtualna i podsumowanie wideo. Zmiana w raporcie.
- 5472 Pasożyty w kale multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych. Nowe badanie: Cyclospora cayetanensis.

Planowane sprawdziany pilotażowe

Sprawdziany pilotażowe są sprawdzianami EQA w fazie rozwoju. Informacje są zamieszczane na bieżąco na stronie: www.labquality.com/eqas/new-schemes/

Nowe rozwiązania EQA

Genomika i patologia molekularna – programy EQA

Cztery nowe programy EQA w zakresie genomiki i patologii molekularnej są dostępne dla laboratoriów wykonujących badania z zakresu onkologii molekularnej oraz analizy paneli nowotworowych. Programy obejmują klinicznie istotne materiały badane, przeznaczone do wykrywania i interpretacji wariantów somatycznych w próbkach nowotworowych. Portfolio zawiera programy oparte na materiałach FFPE, a w przyszłości zostanie rozszerzone również o analizy bazujące na cfDNA. Więcej informacji o nowych programach EQA oraz rundach pilotażowych można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Produkty w katalogu:

6810	Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak trzustki (próbki FFPE)
6811	Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak piersi (próbki FFPE)
6812	Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak jelita grubego (próbki FFPE)
6813	Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak płuc (próbki FFPE)

Edukacyjne programy zewnętrznej oceny jakości (EQA4)

Usługa EQA4 to zaawansowane rozwiązanie, które integruje naukę i rozwój kompetencji bezpośrednio z procesem zewnętrznej oceny jakości. Bazując na koncepcji zintegrowanego EQA, usługa łączy szkolenie teoretyczne, praktyczną ocenę wyników oraz naukę na etapie postanalizy w jednym, ciągłym procesie, przekształcając każdą rundę EQA w uporządkowane doświadczenie edukacyjne. Oprócz standardowego sprawdzianu EQA, polegającego na badaniu próbek i ocenie otrzymanych raportów z wynikami usługa obejmuje ukierunkowane materiały edukacyjne, które pomagają uczestnikom zrozumieć nie tylko poprawność uzyskanych rezultatów, ale również stojące za nimi przesłanki oraz obszary wymagające doskonalenia. Takie podejście wspiera ciągły rozwój zawodowy, wzmacnia kompetencje indywidualne oraz przyczynia się do podnoszenia jakości i spójności pracy diagnostycznej.

Produkty w katalogu:

4180	Rozmaz krwi, mikroskopia wirtualna i podsumowanie wideo
2571	Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do wszystkich glukometrów poza Contour, HemoCue i On Call Plus
2581	Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do glukometrów HemoCue
2591	Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do glukometrów Contour



Zintegrowana usługa EQA

Zintegrowane EQA to unikalna usługa przeznaczona dla laboratoriów oraz punktów POCT. Łączy ona ocenę fazy analitycznej i pozaanalitycznej całego procesu diagnostycznego.

Program zintegrowanego EQA może obejmować

- przypadki przedanalityczne (opisy przypadków, obrazy, materiały wideo) związane z zakresem danego sprawdzianu,
- próbki do badania zawierające czynniki zakłócające (np. hemoliza, lipemia, leki),
- standardowe próbki przeznaczone do badania,
- przypadki poanalityczne związane z zakresem danego sprawdzianu.

Dobór przypadków i próbek różni się w poszczególnych rundach. Niektóre rundy mogą obejmować wyłącznie próbki do badania, podczas gdy inne mogą dodatkowo zawierać przypadki przedanalityczne i/lub poanalityczne podlegające ocenie. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: <https://www.labquality.com/eqas/integrated-eqa-service/>.

Chemia kliniczna

2240	Białka, elektroforeza
2050	Biochemia kliniczna, 2-poziomy (Short-term, Surowica B i C)
2114	Hemoglobina, 1-poziom, POCT
2300, 2300S	Hormony A: Podstawowe hormony i immunochemia
2301, 2301S	Hormony B: Hormony sterydowe i peptydowe
2570, 2580, 2590	Kontrola glukometrów
2200	Lipidy i lipoproteiny
3130	Mocz, badanie ogólne
3100, 3102	Mocz, testy paskowe
2610	RKZ i elektrolity
2480	Witaminy A, E i metabolity witaminy D

Fizjologia kliniczna

7130	EKG, interpretacja
------	--------------------

Hematologia

4480	Metody aglutynacji kolumnowej: ocena nasilenia reakcji i interpretacja wyników pacjentów (sprawdzian wirtualny)
------	---

Immunologia

5935	ANCA i GbmAb
5940	Glutenozależna choroba trzewna
5900	Przeciwciała przeciwjądrowe
5250	Test uwalniania interferonu gamma (IGRA) w zakażeniu <i>Mycobacterium tuberculosis</i>

Mikrobiologia

5080	Bakteriologia ogólna 1 (tlenowce i beztlenowce)
5081	Bakteriologia ogólna 2 (tlenowce)
5960	<i>Borrelia burgdorferi</i> , szczepy europejskie, przeciwciała
5950	<i>Bordetella pertussis</i> , przeciwciała
5620	<i>Chlamydia pneumoniae</i> , przeciwciała
5641	EBV, mononukleozę, przeciwciała specyficzne
5860	<i>Helicobacter pylori</i> , przeciwciała
5092	Hepatitis A (HAV), przeciwciała
5682	Hepatitis E (HEV), przeciwciała
5091	HIV, przeciwciała i antygen
5089	HTLV, przeciwciała
5094-5096	Markery HBV i HCV
5980	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , przeciwciała
5660	Parvovirus B19, przeciwciała

5060	Posiew moczu, skринing ilościowy
5065	Posiew moczu, skринing ilościowy, identyfikacja i lekowrażliwość
5880	Serologia kłty
5420	<i>Toxoplasma gondii</i> , przeciwciała
5650	Wirus cytomegalii (CMV), przeciwciała
5635	Wirus dengi, przeciwciała i antygen
5668	Wirus odry, przeciwciała
5099	Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu, przeciwciała
5665	Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), przeciwciała
5560	Wirus Puumala, przeciwciała
5667	Wirus różyczki, przeciwciała
5669	Wirus świnki, przeciwciała

Sprawdziany EQA dla punktów POCT

Rezultat leczenia pacjenta jest powiązany z uzyskaniem wiarygodnego wyniku badania, niezależnie od miejsca jego wykonania. Aby zapewnić wysoką jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, niezwykle istotne jest, aby badania wykonywane w miejscu opieki nad pacjentem (POCT – point-of-care testing) podlegały tym samym wymaganiom jakościowym co analizy wykonywane w konwencjonalnych laboratoriach medycznych.

Labquality oferuje szereg sprawdzianów EQA odpowiednich dla placówek POCT. Usługi te są przeznaczone dla wszystkich jednostek wykonujących badania, w tym pielęgniarstwa domowego/środowiskowego, oddziałów szpitalnych, poradni pediatrycznych, oddziałów chirurgicznych, medycyny pracy, przychodni i ośrodków zdrowia.

Chemia kliniczna

2610	RKZ i elektrolity
3240	Albumina i kreatynina w moczu
2100	Sucha chemia, analizatory, POCT
2132	Białko C-reaktywne (CRP), POCT
3300	Leki i narkotyki w moczu, testy przesiewowe
2750	Krew w kale, testy jakościowe
2749	Krew w kale, testy ilościowe
2570, 2580, 2590	Kontrola glukometrów
1263	Glikowana hemoglobina A1c, POCT
2114	Hemoglobina, 1 poziom, POCT
2115	Hemoglobina, 1 poziom, Hemocue 801 i Hemocue 301
2112	Hemoglobina, 3 poziomy, POCT
2526	Ketony (beta- hydroksymaślan), POCT
2690	Peptyd natriuretyczny 1, NT-ProBNP
3270	Test ciążowy
2530	Troponina T i Troponina I, wykrywanie, POCT
3100	Mocz, testy paskowe

Hematologia

4388	D-Dimery
4335	INR, CoaguChek, i-STAT i Siemens Xprecia, POCT
4338	INR, MicroINR, POCT
5430	Malaria, wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych
4130	Leukocyty: HemoCue, POCT

Faza przedanalizyczna

7801	Faza przedanalizyczna, Pobieranie próbek krwi i moczu
7804	Faza przedanalizyczna, Testy POCT - chemia kliniczna
7808	Faza przedanalizyczna, Rozszerzone pobieranie próbek (inne niż krew i mocz)

Mikrobiologia

5262	<i>Candidozyma auris</i> (ex <i>Candida auris</i>), wykrywanie kwasów nukleinowych
5476	<i>Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba</i> , wykrywanie antygenów
5635	Wirus dengi, wykrywanie przeciwciał i antygenu
5640	EBV, mononukleozą, POCT
5689	HCV RNA z krwi włośniczkowej, POCT
5860	<i>Helicobacter pylori</i> , przeciwciała
5596	<i>Helicobacter pylori</i> , wykrywanie antygenu w kale
5090	HIV, wykrywanie przeciwciał i antygenu, POCT
5687	Antygen HBs i przeciwciała anti-HCV, POCT
5671	Wirus grypy (A+B), wykrywanie antygenów
5597	Legionella, wykrywanie antygenu w moczu
5430	Malaria, wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych
5980	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , przeciwciała
5686	Norowirusy, wykrywanie antygenu
5560	Wirus Puumala, przeciwciała
5673	Adenowirus oddechowy, wykrywanie antygenu
5098	Rota- i adenowirusy, wykrywanie antygenów
5672	Wirus oddechowy RSV, wykrywanie antygenu
5681	SARS-CoV-2, wykrywanie antygenu
5676	SARS-CoV-2, wykrywanie kwasów nukleinowych
5595	<i>Streptococcus pyogenes</i> (grupa A), wykrywanie w wymazie z gardła
5599	<i>Streptococcus agalactiae</i> grupa B (GBS), wykrywanie kwasów nukleinowych
5598	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , wykrywanie antygenu w moczu
5099	Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu, przeciwciała
5473	<i>Trichomonas vaginalis</i> , wykrywanie

Sprawdziany EQA z wykorzystaniem próbek cyfrowych

Program na rok 2027 obejmuje wiele sprawdzianów opartych na wykorzystaniu cyfrowych próbek. Należą do nich między innymi sprawdziany, w których uczestnik ma dostęp do obrazów, w których oceniana jest morfologia komórek lub cząstek, oraz rundy wykorzystujące technologię wirtualnej mikroskopii, umożliwiającą przeglądanie całej zdigitalizowanej próbki w przeglądarce internetowej w sposób zbliżony do pracy z mikroskopem. Do tej kategorii zaliczają się również rundy przedanalityczne, w których oceniane przypadki są przedstawiane w formie opisów słownych.

Największą zaletą rund cyfrowych jest to, że wszyscy uczestnicy otrzymują dokładnie ten sam materiał do badania. W programach cyfrowych nie występują również problemy związane ze stabilnością próbki, dzięki czemu mogą być one realizowane i udostępniane uczestnikom na całym świecie.

Sprawdziany z próbkami cyfrowymi

6400	Analiza nasienia
5043	Barwienie metodą Grama, wydzielina z dróg rodnych
5050	Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne
6701	Cytologia ginekologiczna na podłożu płynnym (LBC), mikroskopia wirtualna
6700	Cytologia ginekologiczna, wymaz, mikroskopia wirtualna
6702	Cytologia nie-ginekologiczna, mikroskopia wirtualna
2651	Cytologia wymazu z nosa
5938	Diagnostyka autoimmunologiczna, IFA interpretacja
7130	ECG, interpretacja
7800	Faza przedanalityczna, Chemia kliniczna

7802	Faza przedanalityczna, Mikrobiologia
7806	Faza przedanalityczna, Patomorfologia
7801	Faza przedanalityczna, Pobieranie próbek krwi i moczu
7804	Faza przedanalityczna, POCT - chemia kliniczna
6542	Histopatologia, mikroskopia wirtualna
2652	Komórki płwociny
2640	Kryształ w płynie stawowym
4480	Metody aglutynacji kolumnowej: ocena nasilenia reakcji i interpretacja wyników pacjentów
3200	Mocz, badanie elementów osadu
5450	Pasożyty w kale, mikroskopia wirtualna
4180	Rozmaz krwi, mikroskopia wirtualna i podsumowanie wideo

Sprawdziany EQA dla banków krwi

Serologia transfuzjologiczna

4420	Badanie grup krwi w układzie ABO i Rh
4440	Bezpośredni test antyglobulinowy
4480	Metody aglutynacji kolumnowej: ocena nasilenia reakcji i interpretacja wyników pacjentów
4460	Próba krzyżowa i skryning przeciwciał

Serologia bakteryjna

5880	Serologia kity
-------------	----------------

Bakteriologia

5100	Posiew krwi
5101	Posiew krwi, skryning

Wirusologia, testy serologiczne

5092	Hepatitis A, przeciwciała
5091	HIV, wykrywanie przeciwciał i antygeny
5089	HTLV, przeciwciała
5094-5096	Markery HBV i HCV
5660	Parvovirus B19, przeciwciała
5093	Przeciwciała anti-HBs, testy ilościowe
5650	Wirus cytomegalii, przeciwciała

Wirusologia, testy molekularne

5679	HBV, wykrywanie DNA
5678	HCV, wykrywanie RNA
5680	HIV-1, wykrywanie RNA

Programy EQA przed- i poanalityczne

Programy EQA przedanalityczne

7800	Faza przedanalityczna, Chemia kliniczna	7801	Faza przedanalityczna, Pobieranie próbek krwi i moczu
7802	Faza przedanalityczna, Mikrobiologia	7808	Faza przedanalityczna, Rozszerzone pobieranie próbek (inne niż krew i mocz)
7806	Faza przedanalityczna, Patomorfologia	8817	HIL-index i interferencje (DEKS)
7807	Faza przedanalityczna, Pneumatyczny transport próbek (PTS)	8818	HIL-index (DEKS)
7804	Faza przedanalityczna, POCT - chemia kliniczna		

Sprawdziany EQA odpowiednie do bezpośrednich metod wykrywania kwasów nukleinowych

Bakteriologia

5241	<i>Bordetella pertussis/parapertussis</i> , wykrywanie kwasów nukleinowych	5191	Patogenne bakterie kałowe multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych
5612	<i>Chlamydia trachomatis</i> i <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , wykrywanie kwasów nukleinowych	5599	<i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS), wykrywanie kwasów nukleinowych
5201	<i>Clostridioides difficile</i> , wykrywanie kwasów nukleinowych	5595	<i>Streptococcus pyogenes</i> (Group A), wykrywanie w wymazie z gardła
5253	<i>Helicobacter pylori</i> , lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych	5071	Wykrywanie wieloopornych szczepów, MRSA
5221	Mycobacteria, wykrywanie kwasów nukleinowych	5072	Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, VRE
5230	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> , lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych	5073	Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, Gram ujemne pałeczki
5254	<i>Mycoplasma genitalium</i> , lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych		

Multiplex

5302	Choroby przenoszone drogą płciową multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych	5304	Wirusowe choroby przewodu pokarmowego multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych
5300	Choroby układu oddechowego multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych	5303	Zapalenie opon mózgowych i mózgu multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych
5472	Pasożyty w kale multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych	5305	Zapalenie pochwy (vaginosis i vaginitis) multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych
5191	Patogenne bakterie kałowe multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych		

Mykologia

5262	Candidozyma auris (dawniej Candida auris), wykrywanie kwasów nukleinowych
5261	Zakażenia grzybicze, wykrywanie kwasów nukleinowych

Parazytologia

5472	Faecal parasites multiplex, nucleic acid detection
5430	Malaria, antigen and nucleic acid detection
5473	<i>Trichomonas vaginalis</i> , detection

Wirusologia

5651	CMV i EBV, wykrywanie kwasów nukleinowych, ilościowo	5556	HSV1&2/VZV/Treponema pallidum, wykrywanie kwasów nukleinowych
5679	HBV, wykrywanie kwasów nukleinowych (DNA)	5683	Mpox, wykrywanie kwasów nukleinowych
5689	HCV RNA z krwi włośniczkowej, POCT	5675	Norowirusy, wykrywanie kwasów nukleinowych
5678	HCV, wykrywanie kwasów nukleinowych (RNA)	5676	SARS-CoV-2, wykrywanie kwasów nukleinowych
5680	HIV-1, wykrywanie kwasów nukleinowych (RNA)	5670	Wirus grypy (A+B) i RSV, wykrywanie kwasów nukleinowych
5086	HPV, wykrywanie kwasów nukleinowych	5562	Wirusy układu oddechowego, wykrywanie kwasów nukleinowych

Andrologia

Andrologia

Analiza nasienia

Grupa docelowa: Laboratoria, Kliniki leczenia niepłodności

6400 Analiza nasienia (sprawdzian wirtualny)											
Próbki	2-3 serie zdjęć cyfrowych do oceny morfologii, 2-3 filmiki do oceny liczby plemników i ich ruchliwości, 1 seria zdjęć do oceny witalności nasienia.										
Badania	Liczba, morfologia, ruchliwość i witalność plemników.										
Informacje dod.	Sprawdzian tylko w wersji online.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3			

Aparatura laboratoryjna

Aparatura laboratoryjna

Kontrola czytników ELISA (DEKS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8814 Kontrola czytników ELISA (DEKS)			
Próbki	Płytki ELISA z wbudowanymi filtrami z szarego szkła.		
Badania	Kontrola skali absorbancji w czytnikach ELISA.		
Informacje dod.	Wartości absorbancji powiązane metrologicznie ze wzorcami NIST; kontrola (weryfikacja) skali absorbancji czytników ELISA. Sprawdzian organizowany we współpracy z DEKS. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia. Płyta testowa (Test Plate) jest przekazywana między uczestnikami, a obieg rozpoczyna się w styczniu.		
Rundy	1 runda w roku.		
Akredytacja	Brak akredytacji	Wyniki/zestaw	1

Kontrola pipet

Grupa docelowa: Laboratoria

8205 Kontrola pipet												
Próbki	2 płynne próbki.											
Badania	Zadaniem uczestnika jest zważenie 100 - 1000 µL płynnych próbek, a wyniki podawane są w mg z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.											
Informacje dod.	Ocenie można poddać max. 5 pipet jednokanałowych. Wymagane jest posiadanie skalibrowanej wagi laboratoryjnej o rozdzielczości 0.01 mg. Ten sprawdzian EQA nie zastępuje standardowej kalibracji pipet i nie spełnia wymagań akredytacyjnych dotyczących kalibracji pipet.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		5				

Chemia kliniczna

Portfolio z zakresu Chemii klinicznej obejmuje następujące działy badań: alergologię, badania podstawowe, markery sercowe, diabetologię, endokrynologię, badania specjalistyczne, białka specyficzne, markery nowotworowe i analizy moczu. Dla potrzeb rutynowej biochemii, dostępne są sprawdziany z jedną lub dwiema próbkami, umożliwiając ocenę ponad 50 badań. Dostępny jest również szeroki wybór sprawdzianów dostosowanych specjalnie do urządzeń POCT, w tym m.in. do przesiewowego wykrywania narkotyków, glukometrów oraz oznaczania troponiny.

Alergologia

Komponenty alergenowe (UK NEQAS)

Grupa docelowa: Laboratoria

2675 Komponenty alergenowe (UK NEQAS)												
Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej do badania komponent alergenowych.											
Badania	Komponenty alergenowe, obejmują alergeny rekombinowane jak również system ISAC.											
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z UK NEQAS. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem października. Dostępność ograniczona.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	ISO/IEC 17043:2023 (UKAS 7795)					Wyniki/zestaw		1				

Testy alergiczne (SKML)

Grupa docelowa: Laboratoria

2681 Testy alergiczne (SKML)												
Próbki	3 próbki płynnej surowicy ludzkiej do badania specyficznych IgE: 3 alergeny i 2 mieszanki alergenowe oraz całkowitych IgE w każdej próbce, a także niektórych komponent alergenowych, 0.5 mL.											
Badania	Całkowite IgE, specyficzne IgE, mieszanki alergenowe i komponenty alergenowe.											
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z SKML. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem października. Wszystkie próbki są dostarczane uczestnikom w lutym.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Testy alergiczne (UK NEQAS & Labquality)

Grupa docelowa: Laboratoria

2670 Testy alergiczne (UK NEQAS & Labquality)			
Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej do badania specyficznych IgE: 4 alergeny w każdej próbce, 0.5 mL każda oraz 1 próbka surowicy do badania całkowitych IgE, 0.5 mL.		
Badania	Całkowite IgE i specyficzne IgE.		
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z UK NEQAS. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem października. Dostępność ograniczona.		
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIIEWRZPAŻLISGRU		
Akredytacja	Brak akredytacji	Wyniki/zestaw	1

2680 Eozynofilowe białko kationowe			
Próbki	1 próbka liofilizowanej surowicy ludzkiej, 0.3 mL.		
Badania	ECP.		
Informacje dod.	Wyniki są opracowywane w powiązaniu z wynikami całkowitych IgE ze sprawdzianu 2670.		
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIIEWRZPAŻLISGRU		
Akredytacja	Brak akredytacji	Wyniki/zestaw	1

Tryptaza (UK NEQAS)

Grupa docelowa: Laboratoria

2685 Tryptaza (UK NEQAS)			
Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej.		
Badania	Tryptaza.		
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z UK NEQAS. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem października. Dostępność ograniczona.		
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIIEWRZPAŻLISGRU		
Akredytacja	ISO/IEC 17043:2023 (UKAS 7795)	Wyniki/zestaw	1

Analizy w moczu

Albumina i kreatynina w moczu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

3240 Albumina i kreatynina w moczu											
Próbki	2 płynne próbki moczu ludzkiego wzbogacone albuminą i kreatyniną, 4 mL.										
Badania	Albumina, kreatynina, indeks albumina-kreatynina.										
Informacje dod.	Sprawdzian przeznaczony tylko do metod ilościowych.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3			

Biomarkery spożycia alkoholu w moczu (EQUALIS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8855 Biomarkery spożycia alkoholu w moczu (EQUALIS)											
Próbki	2 próbki moczu.										
Badania	Glukuronid etylu (EtG), siarczan etylu (EtS).										
Informacje dod.	Organizowany we współpracy z Equalis. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie do końca grudnia.										
Rundy	6 rund w roku.										
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1			

Leki i narkotyki w moczu, badanie przesiewowe

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

3300 Leki i narkotyki w moczu, badanie przesiewowe											
Próbki	2 autentyczne i 1 komercyjna próbka moczu, 5 ml.										
Badania	Alfa-PVP, amfetamina, barbiturany, benzodiazepiny, buprenorfina, kannabinoidy, karbamazepina, kokaina + metabolity, kodeina, dekstropropoksyfen, EDDP, fencyklidyna, fentanyl, gammahydroksymaślan (GHB), ketamina, LSD, MDMA, MDPV, metamfetamina, metakwalon, metadon + metabolity, metylofenidat, morfina, opiaty, oksykodon, paracetamol, pregabalina, salicylany, trójcykliczne antydepresanty, tramadol.										
Informacje dod.	Wyniki testów potwierdzenia wykonanych w laboratorium Eksperta są dołączane do raportów. Uczestnicy raportują wyniki jakościowe (dodatni/ujemny).										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3			

Mocz, badanie elementów osadu

Grupa docelowa: Laboratoria

3200 Mocz, badanie elementów osadu (sprawdzian wirtualny)												
Próbki	4 zdjęcia cyfrowe.											
Badania	Identyfikacja komórek i innych składników osadu.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Mocz, badanie ogólne

Grupa docelowa: Laboratoria

3130 Mocz, badanie ogólne												
Próbki	1 próbka moczu liofilizowanego o różnym stężeniu lub próbka płynna.											
Badania	Elementy morfotyczne: erytrocyty i leukocyty. Oznaczenia ilościowe: kreatynina, ciężar właściwy, osmolalność. Testy paskowe: glukoza, ciała ketonowe, leukocyty, azotyny, pH, białko, krew (erytrocyty).											
Informacje dod.	Odpowiedni również do autoanalyzerów (zliczanie erytrocytów i leukocytów). Wyniki z testów paskowych podaje się tylko w stężeniach arbitralnych, aby uniknąć różnic w przypisywaniu wyniku pozytywnego do kategorii, zależnych od stosowanych przez uczestników testów paskowych. Woda do rozpuszczenia próbki jest dostępna pod numerem katalogowym 3131. Należy zamawiać osobno.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalitycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

3131 Mocz, badanie ogólne, 15 ml wody do rozpuszczenia próbki												
Próbki	15 mL, woda do rozpuszczenia liofilizowanej próbki w sprawdzianie 3130.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 3130. Jeśli w danej rundzie wykorzystywana jest próbka płynna, zamówiona woda nie zostanie wysłana, a opłata za nią nie zostanie naliczona.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU

Mocz, ilościowe badanie chemiczne

Grupa docelowa: Laboratoria

3160 Mocz, ilościowe badanie chemiczne												
Próbki	1 liofilizowana lub płynna próbka moczu, 8–10 mL.											
Badania	Albumina, amylaza, wapń, chlorki, kortyzol wolny, kreatynina, glukoza, fosforan nieorganiczny, magnez, osmolalność, pH, potas, białko, ciężar właściwy, sód, mocznik, kwas moczowy.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		3					

Mocz, test paskowy A, POC

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

3100 Mocz, testy paskowe												
Próbki	1 próbka moczu liofilizowanego o różnym stężeniu lub próbka płynna.											
Badania	Glukoza, ciała ketonowe, leukocyty, azotyny, pH, białko, krew (erytrocyty), ciężar właściwy.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów klinicznych i ośrodków POCT. Dostępna jest woda do rozpuszczania, sprawdzian 3101, którą należy zamówić osobno.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw		3					

3101 Mocz, testy paskowe, 15 ml wody do rozpuszczenia próbki												
Próbki	15 mL, woda do rozpuszczenia liofilizowanej próbki w sprawdzianie 3100 i 3102.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 3100 i 3102. Jeśli w danej rundzie wykorzystywana jest próbka płynna, zamówiona woda nie zostanie wysłana, a opłata za nią nie zostanie naliczona.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU

3102 Mocz, testy paskowe (+ bilirubina i urobilinogen)

Próbki	1 próbka moczu liofilizowanego o różnym stężeniu lub próbka płynna.											
Badania	Bilirubina, glukoza, ciała ketonowe, leukocyty, azotyny, pH, białko, krew (erytrocyty), ciężar właściwy, urobilinogen.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów klinicznych i ośrodków POCT. Dostępna jest woda do rozpuszczania, sprawdzian 3101, którą należy zamówić osobno.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

Mocz, wykrywanie bakterii, osad; analizatory automatyczne

Grupa docelowa: Laboratoria

3170 Mocz, wykrywanie bakterii, osad: analizatory automatyczne

Próbki	1 próbka płynna oraz liofilizowana próbka syntetycznego moczu, zawierająca bakterie.											
Badania	Zliczanie bakterii, erytrocytów i leukocytów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Test ciążowy w moczu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

3270 Test ciążowy w moczu

Próbki	2 próbki świeżego moczu, 1 mL.											
Badania	hCG, badanie jakościowe.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Badania podstawowe

Bilirubina noworodkowa

Grupa docelowa: Laboratoria

2040 Bilirubina noworodkowa												
Próbki	2 liofilizowane lub płynne próbki.											
Badania	Bilirubina noworodkowa.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Hemoglobina, 3-poziomy

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

2112 Hemoglobina, 3-poziomy, POCT												
Próbki	3 próbki bydlęce lub próbki ludzkie, 1 mL (poziom niski, średni i wysoki).											
Badania	Ocena liniowości na podstawie badania Hb w trzech próbkach.											
Informacje dod.	Tylko do urządzeń POCT. Nieodpowiednie do urządzeń Diaspect oraz HemoCue Hb 301/801.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

2113 Hemoglobina, 3-poziomy, liczniki komórek i analizatory												
Próbki	3 próbki ludzkiej krwi pełnej, 1 mL (poziom niski, średni i wysoki).											
Badania	Ocena liniowości na podstawie badania Hb w trzech próbkach. Wartości referencyjne zostaną podane w raporcie podsumowującym.											
Informacje dod.	Do liczników komórek i analizatorów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Hemoglobina, POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

2114 Hemoglobina, 1-poziom, POCT												
Próbki	1 próbka bydlęca, 1 mL.											
Badania	Hemoglobina.											
Informacje dod.	Tylko do urządzeń POCT. Sprawdzian nieodpowiedni do urządzeń Diaspect, Hemocue 301 lub Hemocue 801.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalitycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

2115 Hemoglobina, 1-poziom, HemoCue 801 i HemoCue 301												
Próbki	1 próbka bydlęca, 1 mL.											
Badania	Hemoglobina.											
Informacje dod.	Tylko do HemoCue 801 i HemoCue 301.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Krew w kale, testy ilościowe

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

2744 Krew w kale, testy ilościowe, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	2 próbki płynne lub sztuczne preparaty ludzkiego kału zawierające ludzką hemoglobinę.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 2749.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU

2749 Krew w kale, testy ilościowe												
Próbki	2 próbki płynne lub sztuczne preparaty ludzkiego kału zawierające ludzką hemoglobinę.											
Badania	Ilościowe oznaczanie Hb w próbkach kału ludzkiego (iFOB/ FIT).											
Informacje dod.	Płynne próbki pozwalają na ocenę tylko procesu analitycznego, natomiast sztuczne próbki pozwalają dodatkowo ocenić fazę przedanalityczną. Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Krew w kale, testy jakościowe

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

2750 Krew w kale, testy jakościowe												
Próbki	2 preparaty zawierające ludzką hemoglobinę, 0,5 mL											
Badania	Jakościowe wykrywanie Hb w próbkach kału ludzkiego.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Odczyn Biernackiego

Grupa docelowa: Laboratoria

2730 Odczyn Biernackiego, metody manualne i automatyczne												
Próbki	1 próbka zawiesiny sztucznych komórek krwi, 4 mL.											
Badania	OB.											
Informacje dod.	Metody manualne i automatyczne. Probki nieodpowiednie do aparatów Alcor iSED i Mindray.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

2731 Odczyn Biernackiego: analizatory Alifax; probówki Greiner												
Próbki	3 próbki zawierające syntetyczny roztwór lateksowy, 3 mL											
Badania	OB.											
Informacje dod.	Sprawdzian przeznaczony tylko do analizatorów Alifax.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

2732 Odczyn Biernackiego: analizatory Alifax; probówki Sarstedt												
Próbki	3 próbki zawierające syntetyczny roztwór lateksowy, 3 mL											
Badania	OB.											
Informacje dod.	Sprawdzian przeznaczony tylko do analizatorów Alifax.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Sucha chemia, analizatory, POCT

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

2100 Sucha chemia, analizatory, POCT												
Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej, 1 mL.											
Badania	Aminotransferaza alaninowa, albumina, fosfataza alkaliczna, amylaza (całkowita i trzustkowa), aminotransferaza asparaginianowa, wapń, chlorki, HDL cholesterol, cholesterol, kinaza kreatyny, kreatynina, gamma glutamylotransferaza, glukoza, dehydrogenaza mleczanowa, magnez, fosfor, potas, sód, białko całkowite, trójglicerydy, mocznik, kwas moczowy											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT. Sprawdzian przeznaczony tylko do analizatorów suchej chemii. Jeśli nie jesteś pewien czy korzystasz z urządzenia POCT czy z analizatora, skontaktuj się z naszym biurem.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Badania specjalistyczne

Bilirubina sprzężona

Grupa docelowa: Laboratoria

2109 Bilirubina sprzężona												
Próbki	2 liofilizowane lub płynne próbki.											
Badania	Bilirubina całkowita, bilirubina sprzężona (bezpośrednia).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Biochemiczne wskaźniki niedoboru wit. B12

Grupa docelowa: Laboratoria

2755 Biochemiczne wskaźniki niedoboru witaminy B12												
Próbki	2 liofilizowane próbki surowicy, 2 mL.											
Badania	Holotranskobalamina (HoloTC, witamina B12 aktywna), witamina B12, kwas metylomalonowy (MMA), homocysteina.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Cystatin C (DEKS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8805 Cystatyna C (DEKS)												
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza z wartościami referencyjnymi, 0.75 mL.											
Badania	Cystatyna C											
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z DEKS. Wymagane uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	DS/EN ISO/IEC 17043:2023 (DANAK 591)					Wyniki/zestaw			5			

Cytologia wymazu z nosa

Grupa docelowa: Laboratoria

2651 Cytologia wymazu z nosa (sprawdzian wirtualny)												
Próbki	4 zdjęcia cyfrowe próbek wybarwionych MGG.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw			1			

Elastaza w kale

Grupa docelowa: Laboratoria

2754 Elastaza w kale												
Próbki	2 liofilizowane próbki kału, 0.5 mL.											
Badania	Elastaza											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw			3			

Fosfatydyloetanol we krwi (PEth)

Grupa docelowa: Laboratoria

2709 Fosfatydyloetanol we krwi (PEth)												
Próbki	3 liofilizowane próbki krwi pełnej.											
Badania	Fosfatydyloetanol (PEth) 16:0/18:1											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw			3			

Hemoksymetria

Grupa docelowa: Laboratoria

2150 Hemoksymetria (1 aparat)				
Próbki	2 płynne próbki, 1.2 mL			
Badania	FO2Hb, FCOHb, FMETHb, ctHb, sO2.			
Informacje dod.	Do każdego aparatu należy zamówić osobny sprawdzian. Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.			
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI
	MAJ	CZE	LIP	SIE
	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02		Wyniki/zestaw	1

Homocysteina (DEKS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8816 Homocysteina (DEKS)				
Próbki	2 próbki.			
Badania	Homocysteina.			
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z DEKS. Wymagane uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.			
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI
	MAJ	CZE	LIP	SIE
	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	DS/EN ISO/IEC 17043:2023 (DANAK 591)		Wyniki/zestaw	1

Joheksol (EQUALIS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8853 Joheksol (EQUALIS)				
Próbki	2 próbki osocza.			
Badania	Joheksol, GFR (Joheksol) całkowity, GFR (Joheksol) względny.			
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z Equalis. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.			
Rundy	4 rundy w roku.			
Akredytacja	Akredytowany		Wyniki/zestaw	1

Jon amonowy

Grupa docelowa: Laboratoria

2105 Jon amonowy												
Próbki	2 próbki zbuforowane lub próbki surowicy.											
Badania	Jon amonowy.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Komórki płwociny

Grupa docelowa: Laboratoria

2652 Komórki płwociny (sprawdzian wirtualny)												
Próbki	4 zdjęcia cyfrowe próbek wybarwionych MGG.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Konwertaza angiotensyny (ACE)

Grupa docelowa: Laboratoria

2210 Konwertaza angiotensyny (ACE)												
Próbki	1 płynna i 1 liofilizowana próbka surowicy ludzkiej, 1 mL.											
Badania	ACE.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Kryształy w płynie stawowym

Grupa docelowa: Laboratoria

2640 Kryształy w płynie stawowym												
Próbki	2-3 preparaty przygotowane z próbek pacjentów.											
Badania	Kryształy jednowodnego moczanu sodu i dwuwodnego pirofosforanu wapnia.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)

Grupa docelowa: Laboratoria

2525 Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)												
Próbki	2 próbki surowicy.											
Badania	5-HIAA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Kwas metylomalonowy (DEKS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8815 Kwas metylomalonowy (DEKS)												
Próbki	2 próbki ludzkiej surowicy.											
Badania	Kwas metylomalonowy.											
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z DEKS. Wymagane uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	DS/EN ISO/IEC 17043:2023 (DANAK 591)					Wyniki/zestaw		1				

Kwasy żółciowe

Grupa docelowa: Laboratoria

2520 Kwasy żółciowe												
Próbki	2 pulowane próbki surowicy ludzkiej, 0.5 mL.											
Badania	Kwasy żółciowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Matczyne testy przesiewowe

Grupa docelowa: Laboratoria

2707 Matczyne testy przesiewowe												
Próbki	2 liofilizowane próbki.											
Badania	AFP, wolne b-hCG, inhibina A, białko PAPP-A, hCG całkowite, niesprzężony estriol.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Monitorowanie poziomu leków

Grupa docelowa: Laboratoria

2410 Monitorowanie poziomu leków												
Próbki	2 płynne lub liofilizowane próbki surowicy ludzkiej, 5 mL.											
Badania	Amikacyna, karbamazepina, karbamazepina wolna, cyklosporyna, digoksyna, gentamycyna, lit, metotreksat, NAPA, netylmycyna, paracetamol (acetaminofen), fenobarbital, fenytoina, fenytoina wolna, salicylany, teofilina, tobramycyna, tricykliczne leki antydepresyjne, kwas walproinowy, kwas walproinowy wolny, wankomycyna. W niektórych rundach elementy dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw			3				

Oznaczenia alkoholu

Grupa docelowa: Laboratoria

2510 Alkohol we krwi: etanol + metanol + izopropanol												
Próbki	Etanol: 2-pozioomy, próbki krwi pełnej. Metanol i izopropanol: 1-pozioom, próbka krwi pełnej.											
Badania	Etanol, metanol, izopropanol.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

2511 Alkohol w surowicy: etanol + metanol + izopropanol+ aceton												
Próbki	Etanol: 2-pozioomy, próbki surowicy. Metanol, izopropanol i aceton: 1-pozioom, próbka surowicy.											
Badania	Etanol, metanol, izopropanol, aceton.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, oprócz acetonu				Wyniki/zestaw			3				

2516 Glikol etylenowy we krwi pełnej												
Próbki	1 próbka krwi pełnej.											
Badania	Glikol etylenowy.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

2517 Glikol etylenowy w surowicy

Próbki	1 próbka surowicy.											
Badania	Glikol etylenowy.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Płyny z jam ciała, identyfikacja komórek

Grupa docelowa: Laboratoria

3171 Płyny z jam ciała, identyfikacja komórek

Próbki	2 obrazy cyfrowe.											
Badania	Każda runda obejmuje jeden przypadek płynu mózgowo-rdzeniowego i jeden obraz innego płynu z jam ciała.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

RKZ i elektrolity

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

2610 RKZ i elektrolity (1 aparat)

Próbki	3 sztuczne próbki buforowanego roztworu, 2.5 mL.											
Badania	Chlorki, kreatynina, glukoza, wapń zjonizowany, mleczan, sód, potas, mocznik, pCO ₂ , pH, pO ₂ , nadmiar/niedobór zasad, HCO ₃ , CO ₂ (całkowity), luka anionowa.											
Informacje dod.	Do każdego aparatu należy zamówić osobny sprawdzian. Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalitycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		1				

Witaminy A, E i metabolity wit. D

Grupa docelowa: Laboratoria

2481 Witaminy A, E i metabolity witaminy D, dodatkowe próbki

Próbki	2 płynne próbki surowicy ludzkiej, 2 mL.											
Badania	Witamina A, witamina E, 25(OH)D-witamina, 1,25(OH)2D-witamina.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 2480.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU

Witaminy A, E i metabolity witaminy D

Grupa docelowa: Laboratoria

2480 Witaminy A, E i metabolity witaminy D												
Próbki	2 płynne surowice, 1ml.											
Badania	Witamina A, witamina E, 25(OH)D-witamina, 1,25(OH)2D-witamina, elementy dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Informacje dod.	Dodatkowy zestaw próbek dostępny pod numerem produktu 2481.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Białka specyficzne

Białka płynu mózgowo-rdzeniowego

Grupa docelowa: Laboratoria

2160 Białka płynu mózgowo-rdzeniowego												
Próbki	1 próbka płynu mózgowo-rdzeniowego, 1-3 mL i 1 próbka ludzkiej surowicy, 1 mL.											
Badania	Płyn mózgowo-rdzeniowy: albumina, IgG, białko całkowite, index IgG. Surowica: albumina, IgG.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Białka, elektroforeza

Grupa docelowa: Laboratoria

2240 Białka, elektroforeza												
Próbki	2 próbki płynnej lub liofilizowanej surowicy ludzkiej, 1 mL. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/ lub poanalizycznej.											
Badania	Elektroforeza z immunofiksacją, elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

Białka, metody immunochemiczne

Grupa docelowa: Laboratoria

2230 Białka, metody immunochemiczne												
Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej, 1 mL.											
Badania	Alfa-1-antytrypsyna, alfa-2-makroglobulina, albumina, ceruloplazmina, dopełniacz C3, dopełniacz C4, haptoglobina, hemopeksyna, IgA, IgG, IgLcKappa, IgLcLambda, IgLcKappa wolne, IgLcLambda wolne, IgM, orozomukoid, pre-albumina, RBP, transferyna, receptor transferyny.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Białko C-reaktywne (CRP), analizatory

Grupa docelowa: Laboratoria

2020 Białko C-reaktywne (CRP), analizatory												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 1 mL.											
Badania	CRP											
Informacje dod.	Sprawdzian jest przeznaczony tylko do analizatorów biochemicznych. Do POCT odpowiedni jest sprawdzian 2132. Jeśli nie jesteś pewien czy korzystasz z urządzenia POCT czy z analizatora, skontaktuj się z naszym biurem.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Białko C-reaktywne (CRP), POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

2132 Białko C-reaktywne (CRP), POCT												
Próbki	2 próbki surowicy, 1 mL.											
Badania	CRP											
Informacje dod.	Tylko do ilościowego badania CRP na urządzeniach POCT. Nieodpowiedni do LumiraDx. Jeśli nie jesteś pewien czy korzystasz z urządzenia POCT czy z analizatora, skontaktuj się z naszym biurem.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Desialowana transferyna (CDT) (EQUALIS)

Grupa docelowa: Laboratoria

2140 Desialowana transferyna (CDT) (EQUALIS)			
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza, o różnych stężeniach CDT.		
Badania	Transferyna ubogowęglowodanowa (desialowana)		
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z Equalis. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.		
Rundy	6 rund w roku.		
Akredytacja	Akredytowany	Wyniki/zestaw	1

Interleukiny

Grupa docelowa: Laboratoria

2281 Interleukiny			
Próbki	2 próbki liofilizowane.		
Badania	IL-2, IL-6, IL-4, IL-8, IL-10		
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŻLISGRU		
Akredytacja	Brak akredytacji	Wyniki/zestaw	3

Kalprotektyna w kale

Grupa docelowa: Laboratoria

2751 Kalprotektyna w kale			
Próbki	2 liofilizowane próbki kału, 0.5 mL		
Badania	Kalprotektyna.		
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŻLISGRU		
Akredytacja	Brak akredytacji	Wyniki/zestaw	3

Lipidy i lipoproteiny

Grupa docelowa: Laboratoria

2200 Lipidy i lipoproteiny												
Próbki	2 próbki świeżej surowicy ludzkiej, 0.5–1 mL. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej.											
Badania	Cholesterol, HDL cholesterol, nie-HDL cholesterol, LDL cholesterol, apolipoproteina A1, apolipoproteina A2, apolipoproteina B, trójglicerydy, elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalizacyjnej.											
Informacje dod.	Do badania Lp(a) dostępny jest odrębny sprawdzian, o numerze katalogowym 2202.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw			3				

2202 Lipoproteina Lp(a)												
Próbki	1 preparat płynnej lub liofilizowanej surowicy ludzkiej.											
Badania	Lp(a) nmol/L i Lp(a) mg/L											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw			3				

Prokalcytonina

Grupa docelowa: Laboratoria

2280 Prokalcytonina												
Próbki	2 liofilizowane próbki.											
Badania	Prokalcytonina											
Informacje dod.	Tylko do metod ilościowych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

Biochemia kliniczna, long term

Biochemia kliniczna, DayTrol

Grupa docelowa: Laboratoria

1031 DayTrol, (Long-term) surowica ludzka												
Próbki	1 próbka liofilizowanej surowicy ludzkiej, 5 mL.											
Badania	Aminotransferaza alaninowa, albumina, fosfataza alkaliczna, amylaza, aminotransferaza asparaginianowa, bilirubina, wapń, chlorki, cholesterol, cholesterol HDL, fosfokinaza kreatyny, kreatynina, gammaglutamylotransferaza, glukoza, żelazo, mleczan, dehydrogenaza mleczanowa, lit, magnez, osmolalność, fosfor, potas, białko, sód, tyreotropina, tyroksyna, wolna tyroksyna, transferyna, receptor transferyny, trójglicerydy, mocznik, kwas moczowy.											
Informacje dod.	Ta sama próbka jest poddawana analizie codziennie lub kilka razy w tygodniu. Wartości średnie oraz CV%, są wyliczane na koniec miesiąca i porównywane z wartościami innych uczestników. Należy zamówić minimum 10 fiolek/rok.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Biochemia kliniczna, short term

Biochemia kliniczna, 1-poziom

Grupa docelowa: Laboratoria

1072 Biochemia kliniczna, 1-poziom (Short-term, Surowica A)												
Próbki	1 próbka liofilizowanej surowicy, 3-5 mL, próbki są wyselekcjonowane, aby pokryć szeroki zakres badanych stężeń.											
Badania	Aminotransferaza alaninowa, albumina, fosfataza alkaliczna, alfa-1-antytrypsyna, alfa-1-glikoproteina, amylaza, amylaza trzustkowa, aminotransferaza asparaginianowa, bilirubina, wapń, wapń (zjonizowany, aktualny), wapń (zjonizowany, pH 7.4), chlorki, cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kortyzol, fosfokinaza kreatyny, kreatynina, ferrytyna, gamma-glutamylotransferaza, glukoza, haptoglobina, IgA, IgE, IgG, IgM, żelazo, mleczan, dehydrogenaza mleczanowa, lit, magnez, orozomukoid, osmolalność, fosfor, potas, białko, selen, sód, tyreotropina, tyroksyna, wolna tyroksyna, TIBC, transferyna, receptor transferyny, trójglicerydy, mocznik, kwas moczowy.											
Informacje dod.	Próbki do kilku rund wysyłane są jednocześnie.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

1072S Biochemia kliniczna, 1-poziom (Short-term, Surowica A), ograniczony wybór badań

Próbki	1 próbka liofilizowanej surowicy, 3-5 mL, próbki są wyselekcjonowane, aby pokryć szeroki zakres badanych stężeń.											
Badania	Aminotransferaza alaninowa, albumina, fosfataza alkaliczna, alfa-1-antytrypsyna, alfa-1-glikoproteina, amylaza, amylaza trzustkowa, aminotransferaza asparaginianowa, bilirubina, wapń, wapń (zjonizowany, aktualny), wapń (zjonizowany, pH 7.4), chlorki, cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kortyzol, fosfokinaza kreatyny, kreatynina, ferrytyna, gamma-glutamylotransferaza, glukoza, haptoglobina, IgA, IgE, IgG, IgM, żelazo, mleczan, dehydrogenaza mleczanowa, lit, magnez, orozomukoid, osmolalność, fosfor, potas, białko, selen, sód, tyreotropina, tyroksyna, wolna tyroksyna, TIBC, transferyna, receptor transferyny, trójglicerydy, mocznik, kwas moczowy.											
Informacje dod.	1072S to ograniczona wersja sprawdzianu, dostępna dla laboratoriów wykonujących 1-5 badań wybranych z listy. W sprawdzianie 1072S opracowane zostaną wyniki tylko z 1 analizatora lub metody.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Biochemia kliniczna, 2-poziomy

Grupa docelowa: Laboratoria

2050 Biochemia kliniczna, 2-poziomy (Short-term, Surowica B i C)

Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej, o szerokim zakresie stężeń, 3-5 mL.											
Badania	Aminotransferaza alaninowa, albumina, fosfataza alkaliczna, alfa-1-antytrypsyna, alfa-1-glikoproteina, amylaza, amylaza trzustkowa, aminotransferaza asparaginianowa, bilirubina, ferrytyna, fosforany, glukoza, glutamylotransferaza, haptoglobina, IgA, IgE, IgG, IgM, potas, wapń, wapń zjonizowany, wapń zjonizowany skorygowany (pH 7.4), chlorki, cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kortyzol, kinaza kreatyny, kreatynina, miedź, mleczan, dehydrogenaza mleczanowa, lipaza, lit, magnez, sód, osmolalność, białko, TIBC, żelazo, selen, cynk, transferyna, receptor transferyny, trójglicerydy, trójiodotyronina, tyreotropina, tyroksyna, wolna tyroksyna, mocznik, kwas moczowy.											
Informacje dod.	Porównanie dwóch różnych zakresów stężeń jednocześnie. Dla wybranych badań okazjonalnie udostępniane są wartości referencyjne.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalitycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

Diabetologia

Glikowana hemoglobina A1c

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

1261 Glikowana hemoglobina A1c, płynne próbki (Nieodpowiedni do aparatów Afinion)												
Próbki	2 płynne próbki krwi, 0.5 mL.											
Badania	HbA1c											
Informacje dod.	Opracowanie wyników w jednostkach IFCC. Nieodpowiedni do aparatów Afinion.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

1263 Glikowana hemoglobina A1c, płynne próbki, POCT												
Próbki	2 płynne próbki krwi, 0.5 mL.											
Badania	HbA1c											
Informacje dod.	Opracowanie wyników w jednostkach IFCC i DCCT. Sprawdzian przeznaczony jest wyłącznie do urządzeń POCT. Nieodpowiedni do aparatów Afinion.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Ketony (beta-hydroksymaślan)

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

2526 Ketony (beta-hydroksymaślan)												
Próbki	2 próbki surowicy, 0.4 mL.											
Badania	Beta-hydroksymaślan.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Kontrola glukometrów, POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

2570 Kontrola glukometrów: do wszystkich glukometrów poza Contour, HemoCue i On Call Plus

Próbki	1 próbka krwi pełnej, osocza lub surowicy, 1 mL.											
Badania	Glukoza, przypadek dot. fazy przedanalizycznej raz w roku.											
Informacje dod.	W jednym sprawdzianie ocenianych jest 5 wyników, o ile objętość próbki jest wystarczająca, a urządzenia należą do tej samej grupy											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw		5					

2571 Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do wszystkich glukometrów poza Contour, HemoCue i On Call Plus

Próbki	1 próbka krwi pełnej, osocza lub surowicy, 1 mL.											
Badania	Glukoza, przypadek dot. fazy przedanalizycznej połączone ze szkoleniem online											
Informacje dod.	Produkt obejmuje próbki do oceny jakości, pytania dot. fazy przedanalizycznej oraz szkolenie online poświęcone prawidłowemu wykonywaniu badania glukozy przy użyciu glukometrów. Jeden zestaw próbek umożliwia przesłanie odpowiedzi z pięciu aparatów oraz zapewnia dostęp do materiałów szkoleniowych dla pięciu uczestników. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw		5					

2580 Kontrola glukometrów: do glukometrów HemoCue

Próbki	1 próbka krwi pełnej, osocza lub surowicy, 1 mL.											
Badania	Glukoza, przypadek dot. fazy przedanalizycznej raz w roku.											
Informacje dod.	W jednym sprawdzianie ocenianych jest 5 wyników, o ile objętość próbki jest wystarczająca, a urządzenia należą do tej samej grupy											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw		5					

2581 Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do glukometrów HemoCue

Próbki	1 próbka krwi pełnej, osocza lub surowicy, 1 mL.											
Badania	Glukoza, przypadek dot. fazy przedanalizycznej połączone ze szkoleniem online											
Informacje dod.	Produkt obejmuje próbki do oceny jakości, pytania dot. fazy przedanalizycznej oraz szkolenie online poświęcone prawidłowemu wykonywaniu badania glukozy przy użyciu glukometrów. Jeden zestaw próbek umożliwia przesłanie odpowiedzi z pięciu aparatów oraz zapewnia dostęp do materiałów szkoleniowych dla pięciu uczestników. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		5				

2590 Kontrola glukometrów: do glukometrów Contour

Próbki	1 próbka krwi pełnej, osocza lub surowicy, 1 mL.											
Badania	Glukoza, przypadek dot. fazy przedanalizycznej raz w roku.											
Informacje dod.	W jednym sprawdzianie ocenianych jest 5 wyników, o ile objętość próbki jest wystarczająca, a urządzenia należą do tej samej grupy											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		5				

2591 Szkolenie online i Kontrola glukometrów: do glukometrów Contour

Próbki	1 próbka krwi pełnej, osocza lub surowicy, 1 mL.											
Badania	Glukoza, przypadek dot. fazy przedanalizycznej połączone ze szkoleniem online											
Informacje dod.	Produkt obejmuje próbki do oceny jakości, pytania dot. fazy przedanalizycznej oraz szkolenie online poświęcone prawidłowemu wykonywaniu badania glukozy przy użyciu glukometrów. Jeden zestaw próbek umożliwia przesłanie odpowiedzi z pięciu aparatów oraz zapewnia dostęp do materiałów szkoleniowych dla pięciu uczestników. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		5				

Endokrynologia

ACTH i kortyzol

Grupa docelowa: Laboratoria

2704 ACTH i kortyzol												
Próbki	2 liofilizowane próbki surowicy ludzkiej, 3 mL.											
Badania	Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) i kortyzol.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Hormony A

Grupa docelowa: Laboratoria

1300 Hormony A, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej, 3 mL.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 2300.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU

2300 Hormony A: Podstawowe hormony i immunochemia												
Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej o różnych stężeniach, 3 mL każda. Próbka płynna (jeden poziom) dostępna w rundzie kwietniowej i październikowej. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Badania	Ferrytyna, kwas foliowy, hCG (całkowity, intact), T3, wolna T3, T4, wolna T4, TSH, witamina B12, w niektórych rundach elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Informacje dod.	2300S to ograniczona wersja sprawdzianu dostępna dla laboratoriów wykonujących 1–5 badań z listy. Dodatkowy zestaw próbek dostępny pod numerem katalogowym 1300. W sprawdzianie 2300S opracowane zostaną wyniki tylko z 1 analizatora lub metody. Zobacz również sprawdzian 2755 do aktywnej vit. B-12/ HoloTc.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

2300S Hormony A, ograniczony wybór badań

Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej o różnych stężeniach, 3 mL każda. Próbką płynną (jeden poziom) dostępna w rundzie kwietniowej i październikowej. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej.											
Badania	Ferrytyna, kwas foliowy, hCG (całkowity, intact), T3, wolna T3, T4, wolna T4, TSH, witamina B12, w niektórych rundach elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalizacyjnej.											
Informacje dod.	2300S to ograniczona wersja sprawdzianu dostępna dla laboratoriów wykonujących 1–5 badań z listy. Dodatkowy zestaw próbek dostępny pod numerem katalogowym 1300. W sprawdzianie 2300S opracowane zostaną wyniki tylko z 1 analizatora lub metody. Zobacz również sprawdzian 2755 do aktywnej vit. B-12/ HoloTc.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		1				

Hormony B

Grupa docelowa: Laboratoria

1301 Hormony B, dodatkowy zestaw próbek

Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej, 3 mL.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 2301.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU

2301 Hormony B: Hormony sterydowe i peptydowe

Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej o różnych stężeniach, 3 mL każda. Próbką płynną (jeden poziom) dostępna w rundzie kwietniowej, sierpniowej i grudniowej. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej.											
Badania	Androstendion, aldosteron, C-peptyd, kortyzol, DHEAS, estradiol, FSH, gastryna, hormon wzrostu, IGF-1, insulina, LH, progesteron, 17-OH-progesteron, prolaktyna, SHBG, testosteron, wolny testosteron, TBG, w niektórych rundach elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalizacyjnej.											
Informacje dod.	Dla jednego badania w płynnej surowicy dostarczone będą wartości referencyjne. 2301S to ograniczona wersja sprawdzianu dostępna dla laboratoriów wykonujących 1–5 badań z listy. Dodatkowy zestaw próbek dostępny pod numerem katalogowym 1301. W sprawdzianie 2301S opracowane zostaną wyniki tylko z 1 analizatora lub metody.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

2301S Hormony B, ograniczony wybór badań

Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej o różnych stężeniach, 3 mL każda. Próbką płynną (jeden poziom) dostępna w rundzie kwietniowej, sierpniowej i grudniowej. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/ lub poanalizacyjnej.											
Badania	Androstendion, aldosteron, C-peptyd, kortyzol, DHEAS, estradiol, FSH, gastryna, hormon wzrostu, IGF-1, insulina, LH, progesteron, 17-OH-progesteron, prolaktyna, SHBG, testosteron, wolny testosteron, TBG, w niektórych rundach elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalizacyjnej.											
Informacje dod.	Dla jednego badania w płynnej surowicy dostarczone będą wartości referencyjne. 2301S to ograniczona wersja sprawdzianu dostępna dla laboratoriów wykonujących 1–5 badań z listy. Dodatkowy zestaw próbek dostępny pod numerem katalogowym 1301. W sprawdzianie 2301S opracowane zostaną wyniki tylko z 1 analizatora lub metody.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizacyjnej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		1				

Kortyzol w ślinie

Grupa docelowa: Laboratoria

2706 Kortyzol w ślinie

Próbki	2 płynne lub liofilizowane próbki symulujące ślinę.											
Badania	Kortyzol w ślinie.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Leki immunosupresyjne

Grupa docelowa: Laboratoria

2756 Leki immunosupresyjne

Próbki	2 liofilizowane próbki krwi pełnej, 2 mL.											
Badania	Cyklosporyna, takrolimus, sirolimus, ewerolimus.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Ludzka erytropoetyna i trombopoetyna

Grupa docelowa: Laboratoria

2708 Ludzka erytropoetyna i trombopoetyna												
Próbki	2 liofilizowane próbki surowicy ludzkiej, 1 mL.											
Badania	Erytropoetyna i trombopoetyna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Parathormon (PTH)

Grupa docelowa: Laboratoria

2250 Parathormon (PTH), Intact												
Próbki	2 liofilizowane próbki surowicy ludzkiej, 3 mL.											
Badania	PTH, intact.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		3				

Markery nowotworowe i hormon anty-Müllerowski

Antygen swoisty dla stercza (PSA)

Grupa docelowa: Laboratoria

2226 Antygen swoisty dla stercza (PSA)												
Próbki	2 próbki surowicy, 1 mL.											
Badania	PSA, związane PSA, wolne PSA, indeks wolne/całk. PSA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Markery nowotworowe i Hormon anty-Müllerowski

Grupa docelowa: Laboratoria

2700 Markery nowotworowe												
Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej, 2 mL.											
Badania	AFP, CA 125, CA 153, CA 199, CEA, ferrytyna, hCG (całk., intact, beta-podjednostka), PSA, PSA wolne, indeks PSA wolne/całk., TG, przeciwciała anty-TG, beta-2-mikroglobulina, NSE, HE4.											
Informacje dod.	Aby otrzymać dodatkowy zestaw próbek, należy zamówić produkt 2701.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

2700S Markery nowotworowe, ograniczony wybór badań												
Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej, 2 mL.											
Badania	AFP, CA 125, CA 153, CA 199, CEA, ferrytyna, hCG (całk., intact, beta-podjednostka), PSA, PSA wolne, indeks PSA wolne/całk., TG, przeciwciała anty-TG, beta-2-mikroglobulina, NSE, HE4.											
Informacje dod.	2700S to ograniczona wersja sprawdzianu dostępna dla laboratoriów wykonujących 1-5 badań wybranych z listy. W sprawdzianie 2700S opracowane zostaną wyniki tylko z 1 analizatora lub metody.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			1				

2703 Hormon anty-Müllerowski												
Próbki	2 próbki płynnej surowicy ludzkiej, 1 mL.											
Badania	Hormon anty-Müllerowski.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

Markery zawału

Markery zawału

Grupa docelowa: Laboratoria

1541 CRP, niskie stężenie												
Próbki	1 próbka surowicy ludzkiej, 1 mL.											
Badania	CRP											
Informacje dod.	Próbka do badania CRP w niskim stężeniu jest zawarta w sprawdzianie 2541 Markery zawału i CRP.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

2540 Markery zawału												
Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej, 1 mL											
Badania	CK-MB masa, mioglobina, troponina I ilościowo, troponina T ilościowo. Próbka nie nadaje się do badania aktywności CK-MB!											
Informacje dod.	Sprawdzian przeznaczony do analizatorów. Zobacz również sprawdzian 2530 Troponina T i troponina I do urządzeń POCT. Jeśli nie jesteś pewien czy korzystasz z urządzenia POCT czy z analizatora, skontaktuj się z naszym biurem.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

2541 Markery zawału i CRP, niskie stężenie												
Próbki	2 próbki surowicy ludzkiej do badania markerów zawału, 1 mL i jedna próbka do badania CRP, 1 mL.											
Badania	CK-MB masa, mioglobina, troponina I ilościowo, troponina T ilościowo i CRP w niskim stężeniu. Próbka nie nadaje się do badania aktywności CK-MB!											
Informacje dod.	Sprawdzian przeznaczony do analizatorów. Zobacz również sprawdzian 2530 Troponina T i troponina I do urządzeń POCT. Jeśli nie jesteś pewien czy korzystasz z urządzenia POCT czy z analizatora, skontaktuj się z naszym biurem.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Natriuretyczne peptydy

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

2690 Natriuretyczne peptydy 1, typu B, NT-ProBNP												
Próbki	2 próbki płynne, 3 mL.											
Badania	NT-proBNP											
Informacje dod.	Odpowiedni również do Roche Cardiac Reader i cobas h232											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Troponina I i troponina T, POCT

Grupa docelowa: punkty POCT

2530 Troponina I i troponina T, wykrywanie, POCT												
Próbki	2 świeże próbki surowicy ludzkiej lub 2 płynne próbki ludzkie, 1 ml.											
Badania	Wykrywanie troponiny T i troponiny I.											
Informacje dod.	Przetwarzane są wyniki jakościowe i ilościowe. Ten sprawdzian jest tylko do urządzeń POCT, do analizatorów przeznaczony jest sprawdzian 2540. Jeśli nie jesteś pewien czy korzystasz z urządzenia POCT czy z analizatora, skontaktuj się z naszym biurem.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Faza przed- i poanalityczna

Faza przedanalityczna

Sprawdziany przedanalityczne zapewniają laboratoriom i punktom POCT narzędzia do rozszerzenia kontroli jakości poza powszechnie ocenianą fazę analityczną. W wyniku poprawy jakości analitycznej, większość błędów, jak sugerują autorzy publikacji, występuje obecnie w fazie przedanalitycznej. Zarządzanie wszystkimi fazami całego procesu diagnostycznego jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Faza przedanalityczna, Chemia kliniczna

Grupa docelowa: Laboratoria

7800 Faza przedanalityczna, Chemia kliniczna												
Próbki	3 przypadki zawierające błędy w fazie przedanalitycznej.											
Badania	Zadaniem uczestników jest wskazanie błędów przedanalitycznych w przedstawionych przypadkach.											
Informacje dod.	Sprawdzian tylko w wersji online. Sprawdzian jest skierowany do personelu laboratoriów chemii klinicznej.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		5				

Faza przedanalityczna, Mikrobiologia

Grupa docelowa: Laboratoria

7802 Faza przedanalityczna, Mikrobiologia												
Próbki	3 przypadki zawierające błędy w fazie przedanalitycznej.											
Badania	Zadaniem uczestników jest wskazanie błędów przedanalitycznych w przedstawionych przypadkach.											
Informacje dod.	Sprawdzian tylko w wersji online. Sprawdzian jest skierowany do personelu laboratoriów mikrobiologicznych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		5				

Faza przedanalityczna, Patomorfologia

Grupa docelowa: Laboratoria

7806 Faza przedanalityczna, Patomorfologia												
Próbki	3-5 przypadków zawierających błędy w fazie przedanalitycznej lub w procesie.											
Badania	Zadaniem uczestników jest wskazanie błędów przedanalitycznych lub błędów w procesie w przedstawionych przypadkach.											
Informacje dod.	Sprawdzian tylko w wersji online. Sprawdzian jest skierowany do personelu zakładów patomorfologii i pracowni histopatologicznych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		5				

Faza przedanalityczna, Pneumatyczny transport próbek (PTS)

Grupa docelowa: Laboratoria i szpitale z pneumatycznymi systemami transportu próbek

7807 Faza przedanalityczna, Pneumatyczny transport próbek (PTS)												
Próbki	2 substytuty fiolek z krwią (tj. urządzenia pomiarowe do rejestracji przyspieszenia 3-osiowego, podczas pneumatycznego transportu- PTS).											
Badania	Laboratorium wysyła badane próbki transportem pneumatycznym, tak jakby to były rutynowe próbki krwi, nie wykonuje żadnych badań laboratoryjnych. Na podstawie uzyskanych skumulowanych danych na temat poziomu wibracji oraz zdefiniowanych w laboratorium wartości odcięcia cut-off dla hemolizy zostanie wyliczone prawdopodobieństwo odrzucenia próbek do badania LDH, AST i K.											
Informacje dod.	Próbki są wysyłane do uczestników we wrześniu/październiku. Laboratorium jest proszone o wykonanie rejestracji w ciągu tygodnia od otrzymania próbek i odesłanie próbek kurierem. Pomiary można przeprowadzić na 3 liniach transportu tego samego producenta PTS.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Faza przedanalityczna, Pobieranie próbek krwi i moczu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

7801 Faza przedanalityczna, Pobieranie próbek krwi i moczu												
Próbki	3 przypadki zawierające błędy w fazie przedanalitycznej.											
Badania	Zadaniem uczestników jest wskazanie błędów przedanalitycznych w przedstawionych przypadkach.											
Informacje dod.	Sprawdzian tylko w wersji online. Sprawdzian jest skierowany do personelu zajmującego się pobieraniem próbek krwi i moczu.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		5				

Faza przedanalityczna, POCT - chemia kliniczna

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

7804 Faza przedanalityczna, POCT - chemia kliniczna												
Próbki	3 przypadki zawierające błędy w fazie przedanalitycznej.											
Badania	Zadaniem uczestników jest wskazanie błędów przedanalitycznych w przedstawionych przypadkach.											
Informacje dod.	Sprawdzian tylko w wersji online. Sprawdzian jest skierowany do personelu korzystającego z testów i urządzeń POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		5				

HIL-index (DEKS)

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

8817 HIL-index i interferencje (DEKS)												
Próbki	2 próbki surowicy, 2 mL.											
Badania	Ocena wskaźników HIL oraz porównanie wyników wskazanych badań, wykonanych w dwóch różnych próbkach: zwykłej próbce, nie zawierającej czynnika interferującego i próbce, do której dodano czynnik interferujący (hemoglobinę, lipidy lub bilirubinę).											
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z DEKS. Wymagane uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	DS/EN ISO/IEC 17043:2023 (DANAK 591)					Wyniki/zestaw		5				

8818 HIL-index (DEKS)												
Próbki	3 próbki.											
Badania	Sprawdzian koncentruje się na 3 wskaźnikach: hemolizy, lipemii i ikterii. Oceniane są wyłącznie te trzy wskaźniki.											
Informacje dod.	Dostępny tylko dla uczestników sprawdzianu 8817. Sprawdzian organizowany we współpracy z DEKS. Wymagane uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	DS/EN ISO/IEC 17043:2023 (DANAK 591)					Wyniki/zestaw		5				

Przedanalizyczne, rozszerzone pobieranie próbek

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

7808 Faza przedanalizyczna, Rozszerzone pobieranie próbek (inne niż krew i mocz)												
Próbki	3 przypadki zawierające błędy w fazie przedanalizycznej. Tematy rund: Runda 1/2027-Pobieranie materiału do badań ginekologicznych, spirometria oraz pobieranie próbek płwociny i/lub śliny; Runda 2/2027-EKG oraz pobieranie próbek kału i/lub wymazów z nosa.											
Badania	Zadaniem uczestników jest wskazanie błędów w przedstawionych przypadkach.											
Informacje dod.	Sprawdzian tylko w wersji online. Sprawdzian jest skierowany do personelu laboratoriów chemii klinicznej.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Fizjologia kliniczna

Fizjologia

EKG, interpretacja

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

7130 EKG, interpretacja												
Próbki	3											
Badania	Ocena jakości technicznej i wyników badania oraz interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Sprawdzian jest przeznaczony dla personelu laboratoriów i punktów POCT, jak również dla pielęgniarek i lekarzy. Oceniane są odpowiedzi uczestników w zakresie jakości technicznej zapisów i/lub diagnostyki.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Genetyka

Genetyka

Analiza DNA - SNV (EQUALIS)

Grupa docelowa: Laboratoria

3865 Analiza DNA - SNV (EQUALIS)			
Próbki	Próbki krwi pełnej lub wyekstrahowane DNA. Czasem dołączane są próbki ślepe (woda).		
Badania	DNA- genotyp apolipoproteiny E (Apo E), DNA- gen czynnika II (F2) g.20210G>A, DNA- gen czynnika V (F5) c.1691G>A, DNA- gen hemochromatozy (HFE) c.187C>G; c. 845G>A, DNA-gen laktazy (LCT) g.13910C>T, DNA- gen reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) c.677C>T; c.1298A>C.		
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z Equalis. Wymagane uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.		
Rundy	2 rundy w roku.		
Akredytacja	Akredytowany	Wyniki/zestaw	1

Sekwencjonowanie DNA (EQUALIS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8850 Sekwencjonowanie DNA (EQUALIS)			
Próbki	Dwie próbki, z których jedna zawiera amplikon oraz parę starterów (primerów), co daje łącznie dwie reakcje sekwencjonowania, a druga obejmuje łącznie cztery pliki sekwencyjne (w formatach .ab1 i .seq, zarówno w kierunku forward, jak i reverse).		
Badania	Oceniana jest umiejętność identyfikowania sekwencji oraz raportowania zgodnie z nomenklaturą HGVS.		
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z Equalis. Wymagane uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.		
Rundy	1 runda w roku.		
Akredytacja	Brak akredytacji	Wyniki/zestaw	1

Hematologia

Sprawdziany w dziale Hematologia to sprawdziany z zakresu serologii transfuzjologicznej, morfologii i badań koagulologicznych. Sprawdziany specjalistyczne obejmują badanie OB na aparatach Alifax oraz zliczanie leukocytów i badanie INR na urządzeniach POCT. Jednostki zajmujące się transfuzją krwi znajdują sprawdziany, dotyczące wirusów zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV, a także innych chorób zakaźnych, w dziale Mikrobiologia, natomiast sprawdziany związane z pasożytami krwi są dostępne w dziale Parazytologia.

Hematologia

Leukocyty,POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

4130 Leukocyty: HemoCue, POCT												
Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2 mL.											
Badania	Leukocyty											
Informacje dod.	Sprawdzian przeznaczony do HemoCue WBC Systems.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Morfologia krwi

Grupa docelowa: Laboratoria

4100 Morfologia krwi, 1 próbka												
Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 3 mL.											
Badania	Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT, RBC, RDW, WBC, średnie skumulowane z wyników pacjentów dla MCH, MCHC, MCV.											
Informacje dod.	Nieodpowiednie do analizatora PixCell Medical HemoScreen.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4110 Morfologia krwi, 2 próbki												
Próbki	2 próbki zawiesiny krwinek, 3 mL.											
Badania	Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT, RBC, RDW, WBC, średnie skumulowane z wyników pacjentów dla MCH, MCHC, MCV.											
Informacje dod.	Nieodpowiednie do analizatora PixCell Medical HemoScreen.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Retikulocyty

Grupa docelowa: Laboratoria

4140 Retikulocyty, metody manualne

Próbki	1 próbka stabilizowanej zawiesiny krwinek czerwonych, 2 mL.											
Badania	Zliczanie retikulocytów											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4150 Retikulocyty, metody automatyczne: Siemens Advia, Beckman Coulter

Próbki	2 próbki stabilizowanej zawiesiny krwinek czerwonych, 2–4 mL.											
Badania	Zliczanie retikulocytów											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4153 Retikulocyty, metody automatyczne: Sysmex

Próbki	2 próbki stabilizowanej zawiesiny krwinek czerwonych, 2–4 mL.											
Badania	Zliczanie retikulocytów											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 3-częściowy

Grupa docelowa: Laboratoria

4200 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 3-częściowy: ABX, Advia, Cell-Dyn, Coulter, Medonic, Mindray, Nihon Kohden Celtak MEK

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Całkowita liczba leukocytów, limfocyty, komórki jednojądrzaste i granulocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4201 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 3-częściowy: Sysmex

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Całkowita liczba leukocytów, limfocyty, komórki jednojądrzaste i granulocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy

Grupa docelowa: Laboratoria

4230 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy: Siemens Advia

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Leukocyty, bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty, monocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4232 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy: Coulter

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Leukocyty, bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty, monocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4233 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy: Sysmex XE, XS, XT, XN

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Leukocyty, bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty, monocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4234 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy: ABX Pentra, Yumizen

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Leukocyty, bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty, monocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4236 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy: Mindray

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Leukocyty, bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty, monocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4237 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy: Nihon Kohden Celltac MEK

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Leukocyty, bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty, monocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4240 Rozdział leukocytów w autoanalizatorach, 5-częściowy: Coulter DxH 560 AL

Próbki	1 próbka zawiesiny krwinek, 2–4 mL.											
Badania	Leukocyty, bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty, monocyty.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Rozmaz krwi - mikroskopia wirtualna

Grupa docelowa: Laboratoria

4180 Rozmaz krwi, mikroskopia wirtualna i podsumowanie wideo

Próbki	2–3 przypadki w postaci wirtualnych rozmazów.											
Badania	Rozmaz leukocytów z oceną morfologii erytrocytów.											
Informacje dod.	Sprawdzian zawiera nowy, rozszerzony raport, w którym Ekspert omawia najważniejsze elementy sprawdzianu na wideo.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Koagulologia

APTT, INR i fibrynogen

Grupa docelowa: Laboratoria

4330 APTT, INR i fibrynogen												
Próbki	2 próbki liofilizowanego osocza, 0.5–1 mL.											
Badania	APTT, fibrynogen i czas protrombinowy (INR, PT% i PT w sekundach).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

Czas protrombinowy, POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

4335 INR, CoaguCheck, i-STAT, Siemens Xprecia, POCT												
Próbki	1 próbka płynna.											
Badania	Czas protrombinowy przedstawiony jako INR.											
Informacje dod.	Tylko do urządzeń CoaguChek, i-STAT i Siemens Xprecia.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

4338 INR, MicroINR, POCT												
Próbki	1 próbka liofilizowanego osocza.											
Badania	Czas protrombinowy przedstawiony jako INR.											
Informacje dod.	Tylko do urządzeń microINR											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

D-dimery

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

4388 D-dimery												
Próbki	2 komercyjne próbki płynnego osocza, 0,5 mL.											
Badania	D-Dimery.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

4389 D-dimery, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	2 komercyjne próbki płynnego osocza, 0,5 mL.											
Badania	D-Dimery.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 4388.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU

Koagulologia specjalna

Grupa docelowa: Laboratoria

4386 Koagulologia specjalna												
Próbki	2 próbki liofilizowanego osocza, 0,5–1 mL.											
Badania	Czas trombinowy, antytrombina, czynnik VIII, białko C, białko S.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

LMW-Heparyna/anty-Fxa

Grupa docelowa: Laboratoria

4387 Antykoagulanty: LMW-Heparyna/anty-FXa												
Próbki	2 próbki liofilizowanego osocza, 0,5–1 mL.											
Badania	LMW-heparyna/anty-FXa.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Transfuzjologia

Badanie grup krwi w układzie ABO i Rh

Grupa docelowa: Laboratoria

4420 Badanie grup krwi w układzie ABO i Rh												
Próbki	2 próbki krwi pełnej, 4 mL.											
Badania	ABO i Rh, ocena stopnia nasilenia reakcji i interpretacja.											
Informacje dod.	Można wprowadzić wyniki dla pełnej grupy w układzie ABO RhD, wynik testu potwierdzenia bez użycia osocza oraz grupę krwi dla noworodka.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Badanie grup krwi, karty żelowe

Grupa docelowa: Laboratoria

4480 Metody aglutynacji kolumnowej: ocena nasilenia reakcji i interpretacja wyników pacjentów (sprawdzian wirtualny)												
Próbki	3-5 przypadków i zdjęcia cyfrowe (karty DiaMed i Grifols).											
Badania	Interpretacja wyników pacjentów i stopnia nasilenia reakcji prezentowanych na zdjęciach cyfrowych.											
Informacje dod.	Sprawdzian z zakresu fazy post-analitycznej.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Bezpośredni test antyglobulinowy

Grupa docelowa: Laboratoria

4440 Bezpośredni test antyglobulinowy												
Próbki	2 zawiesiny krwinek czerwonych, 3 mL.											
Badania	Ocena stopnia nasilenia reakcji i interpretacja.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Oznaczanie miana przeciwciał p/ABO (EQUALIS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8851 Oznaczanie miana przeciwciał p/ABO (EQUALIS)			
Próbki	Materiałem badanym jest osocze do określenia miana przeciwciał skierowanych przeciwko dołączonym erytrocytom testowym. 2 próbki osocza i 2 próbki erytrocytów testowych w każdej rundzie.		
Badania	Anti-A (IgG) (miano), Anti-A (IgM) (miano), Anti-B (IgG) (miano), Anti-B (IgM) (miano)		
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z Equalis. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.		
Rundy	1 runda w roku.		
Akredytacja	Brak akredytacji	Wyniki/zestaw	1

Oznaczanie miana przeciwciał p/RBC (EQUALIS)

Grupa docelowa: Laboratoria

8852 Oznaczanie miana przeciwciał p/RBC (EQUALIS)			
Próbki	Materiałem badanym jest osocze do określenia miana przeciwciał skierowanych przeciwko dołączonym i własnym erytrocytom testowym.		
Badania	Miareczkowanie 1. Ref.erytrocyty + ref.metoda, miareczkowanie 2. Własne testy + ref. metoda, miareczkowanie 3. Ref.erytrocyty + własna metoda, miareczkowanie 4. Własne testy + własna metoda.		
Informacje dod.	Sprawdzian organizowany we współpracy z Equalis. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym cyklu rocznym. Zamówienie należy złożyć przed końcem grudnia.		
Rundy	1 runda w roku.		
Akredytacja	Sprawdzian akredytowany	Wyniki/zestaw	1

Próba krzyżowa i skринing przeciwciał

Grupa docelowa: Laboratoria

4460 Próba krzyżowa i skринing przeciwciał (wymaga zamówienia także sprawdzianu 4420)			
Próbki	2 próbki krwi pełnej (4 mL) i 4 zawiesiny krwinek czerwonych (3 mL)		
Badania	Ocena stopnia nasilenia reakcji i interpretacja.		
Rundy	STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU		
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02	Wyniki/zestaw	1

Rozszerzone fenotypowanie antygenów grup krwi

Grupa docelowa: Laboratoria

4425 Rozszerzone fenotypowanie antygenów grupowych krwi												
Próbki	2 próbki krwi pełnej, 4 mL											
Badania	Antygeny: C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Immunologia

Dział Immunologia obejmuje sprawdziany dotyczące immunodiagnostyki, jak testy na celiakię, czynnik reumatoidalny i autoprzeciwciała przeciwtrądzycowe. Sprawdziany z zakresu diagnostyki alergii znajdują się w dziale Chemia kliniczna - Alergologia.

Immunologia, diagnostyka

ANCA i GbmAb

Grupa docelowa: Laboratoria

5935 ANCA i GbmAb												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.5 mL.											
Badania	Anty-neutrofilowe przeciwciała cytoplazmatyczne i test immunofluorescencji ANCA, przeciwciała przeciw: mieloperoksydazie, proteinazie-3 i błonie podstawnej kłębuszków- GbmAb. Przypadki dotyczące fazy przed-i/lub poanalizycznej w wybranych rundach.											
Informacje dod.	Opracowywane są również wyniki ilościowe (Pr3Ab, MPOAb, GbmAb)											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, tylko faza analityczna jest akredytowana.					Wyniki/zestaw		3				

Czynnik reumatoidalny i przeciwciała przeciw cyklicznym cytrulinowanym peptydom

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5820 Czynn timerumatoidalny i przeciwciała przeciw cyklicznym cytrulinowanym peptydom												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.7 mL.											
Badania	RF i anty-CCP, badania ilościowe i jakościowe											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Diagnostyka autoimmunologiczna, IFA interpretacja

Grupa docelowa: Laboratoria

5938 Diagnostyka autoimmunologiczna, IFA interpretacja (sprawdzian wirtualny)												
Próbki	3 przypadki (zdjęcia cyfrowe).											
Badania	Interpretacja przypadków (zdjęcia ANA, ANCA i EMA).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Diagnostyka chorób wątroby i przewodu pokarmowego

Grupa docelowa: Laboratoria

5930 Diagnostyka chorób wątroby i przewodu pokarmowego												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.4 mL.											
Badania	Przeciwciała LKM-1, SMA, AMA, PCA (GPCA).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Glutenozależna choroba trzewna

Grupa docelowa: Laboratoria

5940 Glutenozależna choroba trzewna												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.7 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw: endomyzjum mięśni gładkich, transglutaminazie tkankowej, deamidowanym peptydom gliadyny; interpretacja stężenia IgA total w próbce. Przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej w wybranych rundach.											
Informacje dod.	Opracowywane są również wyniki ilościowe (tTGAbA, tTGAbG, DGPAbA, DGPAbG). Sprawdzian jest nieodpowiedni do punktów POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, tylko faza analityczna jest akredytowana.					Wyniki/zestaw		3				

Przeciwciała antyfosfolipidowe

Grupa docelowa: Laboratoria

5937 Przeciwciała antyfosfolipidowe												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.5 mL.											
Badania	Badanie przesiewowe przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała aCL/B2GPI i aCL IgG/IgM, przeciwciała B2GPI IgG/IgM), Przeciwciała przeciwkardiolipinowe (IgG i IgM), przeciwciała przeciw beta-2- glikoproteinie (IgG i IgM).											
Informacje dod.	Opracowywane są również wyniki ilościowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Przeciwciała przeciw receptorowi TSH

Grupa docelowa: Laboratoria

5913 Przeciwciała przeciw receptorowi TSH												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.4 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw receptorowi TSH.											
Informacje dod.	Opracowywane są również wyniki ilościowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Przeciwciała przeciwjądrowe

Grupa docelowa: Laboratoria

5900 Przeciwciała przeciwjądrowe												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy, 0.6 mL.											
Badania	ANA, ENAAb, RNPAb, SmAb (SmDAb i/lub SmBAB), SSAAb, SSBAb, Scl70Ab, CENP-B, CENP-A, Jo1Ab, dsDNA (DNAnAb), HistAb, RibP Ab, RNApol III Ab. Przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej w wybranych rundach.											
Informacje dod.	W sprawdzianie ujęte są badania przeciwciał przeciwko rozpuszczalnym antygenom jądra i dwuniciowemu DNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Przeciwciała przeciwtrzcycowe

Grupa docelowa: Laboratoria

5920 Przeciwciała przeciwtrzcycowe												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.4 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (aTG) i przeciw peroksydazie tarczycowej (aTPO).											
Informacje dod.	Opracowywane są również wyniki ilościowe											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Test uwalniania interferonu gamma (IGRA) w zakażeniu *Mycobacterium tuberculosis*

Grupa docelowa: Laboratoria

5250 Test uwalniania interferonu gamma (IGRA) w zakażeniu <i>Mycobacterium tuberculosis</i>												
Próbki	Zestaw próbek (3 próbki liofilizowane, 1 płynna próbka blank/ NIL oraz woda do rozpuszczenia próbek), a także pytania z zakresu fazy przedanalizycznej. Próbki symulują osocze pacjenta.											
Badania	Wynik ilościowy i jakościowa interpretacja TbINFg. Interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Sprawdzian jest nieodpowiedni do testów TB ELISpot i SD BIOSENSOR STANDARD F TB-Feron FIA (IFN-gamma).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Test uwalniania interferonu gamma (IGRA) w zakażeniu *Mycobacterium tuberculosis*, krew pełna

Grupa docelowa: Laboratoria

5251 Test uwalniania interferonu gamma (IGRA) w zakażeniu <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , krew pełna												
Próbki	2 próbki krwi pełnej (z heparyną litową), 4.5 mL											
Badania	Wynik ilościowy i jakościowa interpretacja TbINFg. Interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Próbki EQA muszą zostać przeniesione do specjalistycznych probówek (nie dołączono do zestawu) w ciągu 48h od pobrania. Próbki są wysyłane do uczestników bezpośrednio od producenta. Składając zamówienie na ten sprawdzian uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie danych kontaktowych producentowi próbek, do celów związanych z wysyłką. Sprawdzian jest nieodpowiedni do testów VIDAS TB-IGRA (TBRA).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Mikrobiologia

Sprawdziany EQA z dziedziny Mikrobiologii są odpowiednie dla laboratoriów medycznych i punktów POCT wykonujących badania z zakresu serologii bakteryjnej, bakteriologii, mykologii, parazytologii i wirusologii. Oferta obejmuje sprawdziany dotyczące wykrywania antygenów, wykrywania przeciwciał, hodowli, mikroskopii i testów PCR, a także rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb. W wielu sprawdzianach materiał badany stanowią autentyczne próbki od pojedynczych dawców.

Bacteriologia

Clostridioides difficile

Grupa docelowa: Laboratories

5202 Clostridioides difficile, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	2 liofilizowane mieszaniny bakterii.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 5200 and 5201											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU

Bakteriologia

Bakteriologia ogólna

Grupa docelowa: Laboratoria

5080 Bakteriologia ogólna 1 (tlenowce i beztlenowce)												
Próbki	4 liofilizowane mieszaniny mikroorganizmów: zarówno patogeny jak i flora fizjologiczna wraz z krótkim opisem przypadków. Próbki przeznaczone do badania lekowrażliwości mogą zawierać międzynarodowe szczepy kontrolne i szczepy kliniczne, również oporne. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej											
Badania	Izolowanie patogenów i ocena lekowrażliwości, elementy dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Informacje dod.	Sprawdzian 5080 zawiera sprawdzian 5081 Bakteriologia ogólna 2											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		1				

5081 Bakteriologia ogólna 2 (tlenowce)

Próbki	2 liofilizowane mieszaniny mikroorganizmów: zarówno patogeny jak i flora fizjologiczna wraz z krótkim opisem przypadków. Próbki przeznaczone do badania lekowrażliwości mogą zawierać międzynarodowe szczepy kontrolne i szczepy kliniczne, również oporne. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Badania	Izolowanie patogenów i ocena lekowrażliwości, elementy dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Informacje dod.	Sprawdzian 5080 Bakteriologia ogólna 1 zawiera sprawdzian 5081.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		1				

Barwienie metodą Grama, kolonie

Grupa docelowa: Laboratoria

5040 Barwienie metodą Grama, kolonie

Próbki	3 wysuszone, nieutralowane zawiesiny bakterii na szkiełkach.											
Badania	Barwienie i ocena mikroskopowa.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Barwienie metodą Grama, posiew krwi

Grupa docelowa: Laboratoria

5041 Barwienie metodą Grama, posiew krwi

Próbki	2 wysuszone, nieutralowane zawiesiny bakterii na szkiełkach wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Barwienie i ocena mikroskopowa											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Barwienie metodą Grama, wydzieliną z dróg rodnych

Grupa docelowa: Laboratoria

5043 Barwienie metodą Grama, wydzieliną z dróg rodnych (sprawdzian wirtualny)												
Próbki	Zdjęcia cyfrowe 3 próbek wydzieliny z dróg rodnych wybarwionych met. Grama wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Badanie wydzieliny z dróg rodnych, wybarwionej met. Grama.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne

Grupa docelowa: Laboratoria

5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne (sprawdzian wirtualny)												
Próbki	3 przypadki, 3–9 zdjęć cyfrowych.											
Badania	Interpretacja zdjęć cyfrowych, przedstawiających próbki kliniczne bezpośrednio barwione metodą Grama.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Bordetella pertussis/parapertussis, wykrywanie kwasów nukleinoowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5241 Bordetella pertussis/parapertussis, wykrywanie kwasów nukleinoowych												
Próbki	2 próbki, materiał symulowany, 1 mL											
Badania	Bordetella pertussis/parapertussis, wykrywanie kwasów nukleinoowych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Chemokina CXCL 13

Grupa docelowa: Laboratoria

5965 Chemokina CXCL 13												
Próbki	2 płynne próbki.											
Badania	Wykrywanie chemokiny CXCL13.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5612 Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy/próbki moczu, 2 mL.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych C. trachomatis i N. gonorrhoeae.											
Informacje dod.	Zobacz również sprawdzian 5302 Choroby przenoszone drogą płciową (multiplex), wykrywanie kwasów nukleinowych. Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		3					

Clostridioides difficile

Grupa docelowa: Laboratoria

5200 Clostridioides difficile, hodowla i wykrywanie toksyn												
Próbki	2 liofilizowane mieszaniny bakterii.											
Badania	Hodowla C. difficile i/lub wykrywanie antygenu (GDH) i/lub toksyn; bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych. Obejmuje również hiperwirulentne szczepy C. difficile											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		1					

5201 Clostridioides difficile, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	2 liofilizowane mieszaniny bakterii.											
Badania	Bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych C. difficile. Obejmuje również hiperwirulentne szczepy C. difficile.											
Informacje dod.	Sprawdzian 5200 również zawiera to badanie.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Helicobacter pylori, lekooporność, wykryw. kw. nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5253 Helicobacter pylori, lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych H. pylori, badanie wrażliwości na klarytromycynę.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Helicobacter pylori, wykrywanie antygenu w kale

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5596 Helicobacter pylori, wykrywanie antygenu w kale												
Próbki	3 liofilizowane próbki kału.											
Badania	Wykrywanie antygenu H. pylori.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Legionella, wykrywanie antygenu w moczu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5597 Legionella, wykrywanie antygenu w moczu												
Próbki	3 próbki symulujące mocz.											
Badania	Wykrywanie antygenu Legionella.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Mycobacteria

Grupa docelowa: Laboratoria

5220 Mycobacterium, hodowla i barwienie												
Próbki	2 liofilizowane próbki i 2 utrwalone preparaty na szkiełkach.											
Badania	Wykrywanie Mycobacterium tuberculosis i prątków atypowych: hodowla, bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych, barwienie prątków kwasoopornych i ocena mikroskopowa.											
Informacje dod.	Zobacz również sprawdzian 5250 IGRA w zakażeniu M. tuberculosis.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

5221 Mycobacterium, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	2 liofilizowane próbki.											
Badania	Bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych.											
Informacje dod.	Sprawdzian 5220 zawiera również to badanie. Dodatkowy zestaw próbek dostępny pod numerem produktu 5222.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

5222 Mycobacterium, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	2 liofilizowane próbki.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 5220 i/lub 5221											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU

5240 Barwienie prątków kwasoopornych												
Próbki	2 utrwalone preparaty na szkiełkach.											
Badania	Barwienie prątków kwasoopornych i ocena mikroskopowa.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Mycobacterium tuberculosis, lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5230 Mycobacterium tuberculosis, lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	2 próbki, materiał symulowany 1 mL.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych Mycobacterium tuberculosis, wrażliwość na ryfampicynę i wrażliwość na izoniazyd.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

5231 Mycobacterium tuberculosis, lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	2 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 5230.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU

Mycoplasma genitalium, lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5254 Mycoplasma genitalium, lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych M. genitalium, badanie wrażliwości na makrolidy (azytromycynę). W niektórych rundach może być dołączona próbka zawierająca szczep oporny na fluorochinolony (moksyfloksacynę).											
Informacje dod.	Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Neisseria gonorrhoeae (Gc), hodowla i badanie lekowrażliwości

Grupa docelowa: Laboratoria

5120 Neisseria gonorrhoeae (Gc), hodowla i badanie lekowrażliwości												
Próbki	2 liofilizowane mieszaniny bakterii. Próbki przeznaczone do badania lekowrażliwości mogą zawierać zarówno międzynarodowe szczepy kontrolne, jak i wrażliwe lub oporne szczepy kliniczne.											
Badania	Hodowla, identyfikacja i badanie lekowrażliwości. Sprawdzian jest odpowiedni również dla laboratoriów wykonujących jedynie wstępne badanie przesiewowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Posiew kału

Grupa docelowa: Laboratoria

5190 Posiew kału												
Próbki	2 liofilizowane mieszaniny bakterii.											
Badania	Hodowla i identyfikacja oraz badanie lekowrażliwości (w rundzie 2. i 4.). Próbki są również odpowiednie do bezpośredniego wykrywania kw. nukleinowych. Patogeny: Aeromonas, Campylobacter, Plesiomonas, Salmonella, Shigella i Yersinia.											
Informacje dod.	Sprawdzian 5190 zawiera także sprawdzian 5180.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Posiew krwi

Grupa docelowa: Laboratoria

5100 Posiew krwi (włączając diagnozowanie sepsy multiplex)												
Próbki	3 liofilizowane próbki, wraz z krótkim opisem przypadków. Uwaga! Świeża krew jest niezbędna do przygotowania próbek (nie dołączono do zestawu próbek). Probki przeznaczone do badania lekowrażliwości mogą zawierać zarówno międzynarodowe szczepy kontrolne jak i szczepy kliniczne.											
Badania	Hodowla, identyfikacja, badanie lekowrażliwości. Sprawdzian uwzględnia bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych z buteleczek z dodatnim posiewem metodami multipleksowymi.											
Informacje dod.	Potrzebna jest próbka świeżej krwi (nie dołączono do przesyłki).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		1					

5101 Posiew krwi, skринing (włączając diagnozowanie sepsy multiplex)												
Próbki	3 liofilizowane próbki, wraz z krótkim opisem przypadków. Uwaga! Świeża krew jest niezbędna do przygotowania próbek (nie dołączono do zestawu próbek).											
Badania	Hodowla, wstępna identyfikacja oparta na barwieniu met. Grama i/lub bezpośrednim wykrywaniu kwasów nukleinowych z buteleczek z dodatnim posiewem metodami multipleksowymi. Sprawdzian jest odpowiedni również dla banków komórek macierzystych do badania przesiewowego pod kątem potencjalnego wzrostu.											
Informacje dod.	Potrzebna jest próbka świeżej krwi (nie dołączono do przesyłki).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		1					

Posiew moczu

Grupa docelowa: Laboratoria

5060 Posiew moczu, skринing ilościowy												
Próbki	2 liofilizowane próbki moczu oraz płyn nawadniający, wraz z krótkim opisem przypadków. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalitycznej											
Badania	Hodowla, skринing ilościowy, elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalitycznej.											
Informacje dod.	Do przesiewowego wykrywania bakterii w moczu za pomocą autoanalizatorów przeznaczony jest sprawdzian 3170.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalitycznej nie są akredytowane.				Wyniki/zestaw		1					

5065 Posiew moczu, skrining ilościowy, identyfikacja i lekowrażliwość

Próbki	2 liofilizowane próbki moczu oraz płyn nawadniający, wraz z krótkim opisem przypadków. Próbki przeznaczone do badania lekowrażliwości mogą zawierać zarówno międzynarodowe szczepy kontrolne jak i szczepy kliniczne, również oporne. W części rund przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej.											
Badania	Hodowla, skrining ilościowy, identyfikacja i ocena lekowrażliwości, elementy z zakresu fazy przed- i/lub poanalizycznej											
Informacje dod.	Do przesiewowego wykrywania bakterii w moczu za pomocą autoanalyzerów przeznaczony jest sprawdzian 3170.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, dołączone przypadki dotyczące fazy przed- i/lub poanalizycznej nie są akredytowane.					Wyniki/zestaw		1				

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego

Grupa docelowa: Laboratoria

5150 Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego

Próbki	2 liofilizowane próbki wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Hodowla i identyfikacja. Sprawdzian odpowiedni również dla laboratoriów wykonujących badania przesiewowe i dokonujących jedynie wstępnej identyfikacji.											
Informacje dod.	Zobacz również sprawdzian 5303 Zapalenie opon mózgowych i mózgu (multiplex), wykrywanie kwasów nukleinowych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Salmonella, hodowla

Grupa docelowa: Laboratoria

5180 Salmonella, hodowla

Próbki	2 liofilizowane mieszaniny bakterii.											
Badania	Hodowla											
Informacje dod.	Sprawdzian 5190 zawiera także sprawdzian 5180.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Streptococcus agalactiae (GBS), hodowla

Grupa docelowa: Laboratoria

5594 Streptococcus agalactiae (GBS), hodowla												
Próbki	2 próbki liofilizowane. Próbkki zawierają patogeny i/lub florę fizjologiczną.											
Badania	Hodowla.											
Informacje dod.	Zobacz również sprawdzian 5599 do wykrywania kwasów nukleinowych S. agalactiae bezpośrednio z próbki.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Streptococcus agalactiae (GBS), wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria, oddziały szpitalne

5599 Streptococcus agalactiae (GBS), wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	2 próbki wymazów. Próbkki zawierają również florę fizjologiczną.											
Badania	Bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych.											
Informacje dod.	Zobacz również sprawdzian 5594 do hodowli S. agalactiae (GBS).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Streptococcus pneumoniae, wykrywanie antygenu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5598 Streptococcus pneumoniae, wykrywanie antygenu w moczu												
Próbki	3 próbki symulujące mocz.											
Badania	Wykrywanie antygenu S. pneumoniae w moczu.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Streptococcus pyogenes (Group A), wykrywanie w wymazie z gardła

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5592 Streptococcus pyogenes (Grupa A), wykrywanie w wymazie z gardła, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 5595.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU

5595 Streptococcus pyogenes (Grupa A), wykrywanie w wymazie z gardła												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.											
Badania	Strep A Ag, Strep A NAT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii

Grupa docelowa: Laboratoria

5071 Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, MRSA												
Próbki	1 liofilizowana mieszanina mikroorganizmów; zawierająca patogeny i/lub florę fizjologiczną.											
Badania	Sprawdzian jest przeznaczony dla laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku MRSA metodą hodowli i/lub bezpośredniego wykrywania kwasów nukleinowych.											
Informacje dod.	Produkt 5071 dostarczany jest równocześnie z produktami: 5072 i 5073.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

5072 Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, VRE												
Próbki	1 liofilizowana mieszanina mikroorganizmów; zawierająca patogeny i/lub florę fizjologiczną.											
Badania	Sprawdzian jest przeznaczony dla laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku VRE metodą hodowli i/lub bezpośredniego wykrywania kwasów nukleinowych.											
Informacje dod.	Produkt 5072 dostarczany jest równocześnie z produktami 5071 i 5073.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

5073 Wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii, Gram-ujemne pałeczki												
Próbki	1 liofilizowana mieszanina mikroorganizmów; zawierająca patogeny i/lub florę fizjologiczną.											
Badania	Sprawdzian jest przeznaczony dla laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku wieloopornych Gram-ujemnych pałeczek (np. CPE, ESBL, MDR Acinetobacter i P. aeruginosa) metodą hodowli i/lub bezpośredniego wykrywania kwasów nukleinowych.											
Informacje dod.	Produkt 5073 dostarczany jest równocześnie z produktami 5071 i 5072.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Wymaz z gardła

Grupa docelowa: Laboratoria

5140 Wymaz z gardła												
Próbki	3 liofilizowane mieszaniny bakterii.											
Badania	Hodowla i identyfikacja paciorkowców z grupy A, C i G.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Mykologia

Candidozyma auris (dawniej Candida auris), wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5262 Candidozyma auris (dawniej Candida auris), wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	2 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Candida auris NAT											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Hodowla grzybów

Grupa docelowa: Laboratoria

5260 Hodowla grzybów												
Próbki	3 liofilizowane próbki wraz z krótkim opisem przypadku. Próbki mogą zawierać pleśnie, dermatofity i drożdżaki.											
Badania	Hodowla, identyfikacja grzybów; ocena lekowrażliwości drożdżaków.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Zakażenia grzybicze, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5261 Zakażenia grzybicze, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3-4 próbki. Próbki mogą zawierać pleśń, dermatofity i drożdżaki.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych zgodnie z zakresem badań, wykonywanych przez uczestniczące laboratorium.											
Informacje dod.	Zakres badań, wykonywanych przez uczestniczące laboratorium. jest uwzględniany przy opracowywaniu wyników. Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Parazytologia

Badanie makroskopowe w parazytologii

Grupa docelowa: Laboratoria

5477 Badanie makroskopowe w parazytologii												
Próbki	4 przypadki, 4-8 zdjęć cyfrowych, wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Identyfikacja helmintów (robaków pasożytniczych), larw owadów i pasożytów zewnętrznych na podstawie interpretacji obrazów cyfrowych.											
Informacje dod.	Ektopasożyty i endopasożyty (takie jak stawonogi, larwy, robaki pasożytnicze lub ich fragmenty) albo struktury lub organizmy podejrzewane o pasożytniczy charakter. Materiał może również obejmować obrazy mikroskopowe drobnych organizmów wielokomórkowych lub szczegółowe struktury pasożytów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba, wykrywanie antygenów

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5476 Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba, wykrywanie antygenów												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Wykrywanie antygenów: Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia i Entamoeba histolytica.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Malaria, wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5430 Malaria, wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki krwi pełnej. Sprawdzian zawiera przede wszystkim próbki dodatnie i ujemne pod względem Plasmodium falciparum, sporadycznie uwzględniane są także inne gatunki Plasmodium.											
Badania	Wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych. Antygeny badane: HRP2 i/lub pLDH i/lub aldolaza.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		3					

5431 Malaria, wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	3 próbki krwi pełnej											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 5430											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU

Pasożyty w kale

Grupa docelowa: Laboratoria

5440 Pasożyty w kale												
Próbki	3 próbki kału w formalinie, wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Badania przesiewowe i identyfikacja pasożytów przewodu pokarmowego (jaj i pasożytów).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		1					

Pasożyty w kale, mikroskopia wirtualna

Grupa docelowa: Laboratoria

5450 Pasożyty w kale, mikroskopia wirtualna												
Próbki	Wirtualne zdjęcia całego preparatu próbek kału w formalinie, wykonane mikroskopem skanującym. Krótkie opisy przypadków.											
Badania	Badania przesiewowe i identyfikacja pasożytów przewodu pokarmowego (jaj i pasożytów).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji				Wyniki/zestaw		5					

Pasożyty we krwi

Grupa docelowa: Laboratoria

5460 Pasożyty we krwi, barwienie met. Giemsy												
Próbki	2 rozmazy utrwalone metanolem lub wybarwione met. Giemsy, wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Badania przesiewowe i identyfikacja zarodźców malarii oraz innych pasożytów krwi.											
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŻLISGRU											
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

5461 Pasożyty we krwi, barwienie met. MGG												
Próbki	2 rozmazy utrwalone metanolem lub wybarwione met. May-Grünwalda- Giemsy, wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Badania przesiewowe i identyfikacja zarodźców malarii oraz innych pasożytów krwi.											
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŻLISGRU											
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

5462 Malaria skrining, barwienie met. Giemsy												
Próbki	2 rozmazy utrwalone metanolem lub wybarwione met. Giemsy, wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Wstępne badanie przesiewowe pod kątem zarodźców malarii.											
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŻLISGRU											
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

5463 Malaria skrining, barwienie met. MGG												
Próbki	2 rozmazy utrwalone metanolem lub wybarwione met. May-Grünwalda- Giemsy, wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Wstępne badanie przesiewowe pod kątem zarodźców malarii.											
Rundy	STYLUTMARKWIMAJCZELIPSIEWRZPAŻLISGRU											
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Toxoplasma gondii, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5420 Toxoplasma gondii, przeciwciała												
Próbki	3 próbki ludzkiego osocza lub surowicy, 0.7 mL. Autentyczne próbki z pojedynczych donacji, wraz z krótkim opisem przypadków.											
Badania	Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG i IgM oraz całkowite, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Trichomonas vaginalis, wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5473 Trichomonas vaginalis, wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych												
Próbki	2 próbki, materiał symulowany.											
Badania	Wykrywanie antygenu i kwasów nukleinowych (NAT) Trichomonas vaginalis.											
Informacje dod.	Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Serologia bakteryjna

Antystreptolizyny

Grupa docelowa: Laboratoria

5840 Antystreptolizyny												
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza lub surowicy od pojedynczych dawców, 0.4 mL.											
Badania	ASO, badania ilościowe i jakościowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Bordetella pertussis, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5950 Bordetella pertussis, przeciwciała												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.3 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw B. pertussis klasy: IgA, IgG, IgM i przeciw toksynie krztuśca: IgA, IgG, IgM oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Borrelia burgdorferi, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5960 Borrelia burgdorferi, szczepy europejskie, przeciwciała												
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza lub surowicy od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw B. burgdorferi klasy: IgG, IgM, przeciwciała całkowite (total) oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Brucella, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5850 Brucella, przeciwciała												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw Brucella klasy: IgG, IgM i całkowite oraz interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Chlamydia pneumoniae, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5620 Chlamydia pneumoniae, przeciwciała												
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza lub surowicy od pojedynczych dawców, 0.4 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw Ch. pneumonie klasy: IgA, IgG, IgM oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Sprawdzian nieodpowiedni do wykonywania odczynu wiązania dopełniacza (OWD, CFT).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Francisella tularensis, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5851 Francisella tularensis, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw F. tularensis klasy: IgG, IgM i całkowite oraz interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Helicobacter pylori, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5860 Helicobacter pylori, przeciwciała												
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza lub surowicy od pojedynczych dawców, 0.4 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw H. pylori klasy: IgA, IgG i całkowite, testy jakościowe i ilościowe oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Mycoplasma pneumoniae, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5980 Mycoplasma pneumoniae, przeciwciała												
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza lub surowicy od pojedynczych dawców, 0.3 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw M. pneumoniae klasy: IgG, IgM i całkowite oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Sprawdzian nieodpowiedni do wykonywania odczynu wiązania dopełniacza (OWD, CFT).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Serologia kiły

Grupa docelowa: Laboratoria

5880 Serologia kiły												
Próbki	2 próbki ludzkiego osocza lub surowicy od pojedynczych dawców, 0.6 mL.											
Badania	Testy kardiolipinowe, przeciwciała przeciw Treponema pallidum oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Testy multiplexowe

Sprawdziany Multiplex EQA mają na celu wspieranie laboratoriów w spełnianiu wymagań jakościowych dotyczących multiplexowych testów opartych na wykrywaniu kwasów nukleinowych. Wszystkie sprawdziany obejmują klinicznie istotne próbki, specjalnie zaprojektowane do testów multiplexowych. Są to programy roczne - w ciągu jednego roku kalendarzowego kompleksowo obejmą one wymienione patogeny.

Choroby przenoszone drogą płciową multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5302 Choroby przenoszone drogą płciową multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	4 próbki symulujące wymaz/próbki moczu, 2 mL.											
Badania	Bezpośrednie multiplexowe wykrywanie kwasów nukleinowych. Badane patogeny: C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum i U. urealyticum.											
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku. Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Choroby układu oddechowego multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5300 Choroby układu oddechowego multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	4 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Bezpośrednie multiplexowe wykrywanie kwasów nukleinowych. Badane patogeny: adenovirus, bocavirus, B. parapertussis, B. pertussis, C. pneumoniae, coronavirus (OC43, 229E, NL63, HKU1), enterovirus, wirus grypy A/B, L. pneumophila, metapneumovirus, M. pneumoniae, wirus paragrypy 1-4, rhinovirus, RSV A/B, SARS-CoV-2 i S. pneumoniae.											
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku. Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, tylko jakościowa faza analityczna jest akredytowana.					Wyniki/zestaw		1				

Gorączki tropikalne multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5557 Gorączki tropikalne multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych											
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.										
Badania	Bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych. Lista patogenów zostanie opublikowana w późniejszym terminie.										
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1			

Infekcje stawów multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5558 Infekcje stawów multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych											
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.										
Badania	Bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych. Lista patogenów zostanie opublikowana w późniejszym terminie.										
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1			

Pasożyty w kale multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5472 Pasożyty w kale multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych											
Próbki	3 próbki. Próbki liofilizowane i/lub symulowane, 1 ml.										
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych <i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora cayetanensis</i> , <i>Dientamoeba fragilis</i> , <i>Entamoeba histolytica</i> i <i>Giardia lamblia</i> .										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1			

Patogenne bakterie kałowe multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5191 Patogenne bakterie kałowe multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki. Liofilizowane mieszaniny bakterii i/lub materiał symulujący próbki, 1 mL.											
Badania	Bezpośrednie wykrywanie kwasów nukleinowych. Patogeny: Aeromonas, Campylobacter, C. difficile, E. coli EHEC (stx1/stx2), E. coli EAEC, E. coli EIEC, E. coli EPEC, E. coli ETEC, Plesiomonas, Salmonella, Shigella, Vibrio i Yersinia.											
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Wirusowe choroby przewodu pokarmowego multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5304 Wirusowe choroby przewodu pokarmowego multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Bezpośrednie multipleksowe wykrywanie kwasów nukleinowych. Badane patogeny: adenovirus, astrovirus, norovirus GI i GII, rotavirus, sapovirus.											
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Zapalenie opon mózgowych i mózgu multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5303 Zapalenie opon mózgowych i mózgu multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Bezpośrednie multipleksowe wykrywanie kwasów nukleinowych. Badane patogeny: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, wirus cytomegalii (CMV), enterowirusy, wirus Epstein-Barra (EBV), wirus Herpes simplex 1 (HSV1), wirus Herpes simplex 2 (HSV2), ludzki herpesvirus 6 (HHV6), ludzki parechovirus (HPeV), wirus Varizella zoster (VZV), Cryptococcus neoformans i Cryptococcus neoformans/gattii.											
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, tylko jakościowa faza analityczna jest akredytowana.				Wyniki/zestaw			1				

Zapalenie pochwy (vaginosis i vaginitis) multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5305 Zapalenie pochwy (vaginosis i vaginitis) multiplex, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Atopobium vaginae, BVAB2, Gardnerella vaginalis, Lactobacillus spp., Megasphaera-1, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Trichomonas vaginalis. Interpretacja waginozy bakteryjnej.											
Informacje dod.	Wymienione patogeny występują w próbkach w różnej konfiguracji w całym cyklu rocznym. Aby zapewnić możliwie najszerszy zakres objęcia programem, zdecydowanie zaleca się udział we wszystkich rundach realizowanych w ciągu roku. Próbki zawierają hDNA. Sprawdzian nieodpowiedni dla Hologic Aptima BV.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji				Wyniki/zestaw			1				

Wirusologia

Adenowirus oddechowy, wykrywanie antygenu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5673 Adenowirus oddechowy, wykrywanie antygenu												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Antygen adenowirusa.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

Antygen HBs i przeciwciała anty-HCV, POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

5687 Antygen HBs i przeciwciała anty-HCV, POCT												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej , 0.5 mL.											
Badania	HBsAg, przeciwciała anty- HCV POCT.											
Informacje dod.	Ten sprawdzian jest przeznaczony tylko do badań POCT. Sprawdzian 5094-5096 jest dla laboratoriów medycznych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

CMV i EBV, wykrywanie kwasów nukleinowych, ilościowo

Grupa docelowa: Laboratoria

5651 CMV i EBV, wykrywanie kwasów nukleinowych, ilościowo												
Próbki	5 próbek, materiał symulowany.											
Badania	CMV i EBV NAT (ilościowo)											
Informacje dod.	Przetwarzanie wyników ilościowych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

EBV, mononukleoz

Grupa docelowa: Laboratoria

5641 EBV, mononukleoz, przeciwciała specyficzne												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 1.4 mL.											
Badania	EBNA IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

EBV, mononukleozą, POCT

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5640 EBV, mononukleozą, POCT											
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców , 0,5 mL.										
Badania	MonAb (przeciwciała heterofilne)										
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3			

HBV, wykrywanie kwasów nukleinowych (DNA)

Grupa docelowa: Laboratoria

5679 HBV, wykrywanie kwasów nukleinowych (DNA)											
Próbki	3 liofilizowane lub płynne próbki osocza, 1,5 mL.										
Badania	HBV DNA, wykrywanie ilościowe i/lub jakościowe.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3			

HCV RNA z krwi wąsnczkowej, POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

5689 HCV RNA z krwi wąsnczkowej, POCT											
Próbki	2 liofilizowane lub symulowane płynne próbki.										
Badania	HCV NAT (RNA).										
Informacje dod.	Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do testów POCT. Sprawdżan 5678 jest przeznaczony do pozostałych metod.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji				Wyniki/zestaw			1			

HCV, wykrywanie kwasów nukleinowych (RNA)

Grupa docelowa: Laboratoria

5678 HCV, wykrywanie kwasów nukleinowych (RNA)												
Próbki	3 liofilizowane lub płynne próbki osocza, 1,5 mL.											
Badania	HCV RNA, wykrywanie ilościowe i/lub jakościowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Hepatitis A (HAV), przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5092 Hepatitis A (HAV), przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.6 mL.											
Badania	Przeciwciała anti-HAV, anti-HAV klasy IgM i IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Hepatitis E (HEV), przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5682 Hepatitis E (HEV), przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała anti-HEV klasy IgM i IgG oraz całkowite; poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

HIV, przeciwciała i antygen

Grupa docelowa: Laboratoria

5088 HIV, przeciwciała i antygen, dodatkowy zestaw próbek												
Próbki	3 płynne lub liofilizowane próbki osocza lub surowicy ludzkiej , 0.7 mL.											
Informacje dod.	Tylko w powiązaniu ze sprawdzianem 5091.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU

HIV, przeciwciała i antygen

Grupa docelowa: Laboratoria

5091 HIV, przeciwciała i antygen												
Próbki	3 płynne lub liofilizowanepróbki osocza lub surowicy ludzkiej , 0.7 mL.											
Badania	Przeciwciała anty-HIV (1/2), HIVAgAb (combo), HIVAg (p24), przeciwciała anty-HIV test potwierdzenia i poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Próbki dodatkowo mogą zawierać HIV-1 lub HIV-2.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

HIV, przeciwciała i antygen, POCT

Grupa docelowa: Punkty POCT

5090 HIV, przeciwciała i antygen, POCT												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej , 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała anty-HIV i HIVAg (p24) POCT.											
Informacje dod.	Ten sprawdzian jest przeznaczony tylko do badań POCT. Sprawdzian 5091 jest dla laboratoriów medycznych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

HIV, wykrywanie kwasów nukleinowych (RNA)

Grupa docelowa: Laboratoria

5680 HIV, wykrywanie kwasów nukleinowych (RNA)												
Próbki	3 liofilizowane lub płynne próbki osocza, 1,5 mL.											
Badania	HIV RNA, wykrywanie ilościowe i/lub jakościowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

HPV, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5086 HPV, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	2 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (hrHPVNAT). Genotypy HPV zawarte w sprawdzianie to: 16, 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 66, 67.											
Informacje dod.	Sprawdzian odpowiedni do metod NAT stosowanych w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy. Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

HSV1&2/VZV/Treponema pallidum, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5556 HSV1&2/VZV/Treponema pallidum, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki symulujące próbki wymazów pobranych ze zmian.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa opryszczki HSV1, HSV2, wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV) oraz Treponema pallidum.											
Informacje dod.	Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

HTLV, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5089 HTLV, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała anti-HTLV: testy przesiewowe i testy potwierdzenia oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Próbki dodatkowo mogą zawierać HTLV-1 lub HTLV-2.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Markery HBV i HCV

Grupa docelowa: Laboratoria

5094 Markery HBV i HCV, objętość próbki 0.6 mL												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.6 / 1.2 / 2 mL. Objętość próbki należy dobrać w zależności od panelu wykonywanych badań.											
Badania	HBsAg, HBsAg test potwierdzenia, anty-HBc, anty-HBcIgM, anty-HBe, HBeAg, anty-HBs (jakościowo), anty-HCV, anty-HCV test potwierdzenia, poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych. Dla punktów POCT przeznaczony jest sprawdzian 5687.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

5095 Markery HBV i HCV, objętość próbki 1.2 mL												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.6 / 1.2 / 2 mL. Objętość próbki należy dobrać w zależności od panelu wykonywanych badań.											
Badania	HBsAg, HBsAg test potwierdzenia, anty-HBc, anty-HBcIgM, anty-HBe, HBeAg, anty-HBs (jakościowo), anty-HCV, anty-HCV test potwierdzenia, poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych. Dla punktów POCT przeznaczony jest sprawdzian 5687.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

5096 Markery HBV i HCV, objętość próbki 2.0 mL												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.6 / 1.2 / 2 mL. Objętość próbki należy dobrać w zależności od panelu wykonywanych badań.											
Badania	HBsAg, HBsAg test potwierdzenia, anty-HBc, anty-HBcIgM, anty-HBe, HBeAg, anty-HBs (jakościowo), anty-HCV, anty-HCV test potwierdzenia, poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych. Dla punktów POCT przeznaczony jest sprawdzian 5687.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

Norowirusy, wykrywanie antygenów

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5686 Norowirusy, wykrywanie antygenów												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Wykrywanie antygenów norowirusów, genogrupy GI i GII.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Norowirusy, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5675 Norowirusy, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych norowirusów (GI i GII).											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Parvovirus (B19), przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5660 Parvovirus (B19), przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0,4 mL.											
Badania	Przeciwciała klasy IgG i IgM, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Przeciwciała anti-HBs

Grupa docelowa: Laboratoria

5093 Przeciwciała anti-HBs, testy ilościowe												
Próbki	2 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała anti-HBs, testy ilościowe.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Rota- i adenowirusy, wykrywanie antygenów

Grupa docelowa: Laboratoria

5098 Rota- i adenowirusy, wykrywanie antygenów												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Wykrywanie antygenów rota- i adenowirusów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

SARS-CoV-2, wykrywanie antygenu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5681 SARS-CoV-2, wykrywanie antygenu												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.											
Badania	SARS-CoV-2 Ag.											
Informacje dod.	Sprawdzian ten dotyczy wyłącznie metod wykrywania antygenów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

SARS-CoV-2, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5676 SARS-CoV-2, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.											
Badania	SARS-CoV-2 NAT.											
Informacje dod.	Zawiera warianty. Sprawdzian jest nieodpowiedni do metod TMA (np. Hologic Aptima SARS-CoV-2 Assay). Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, tylko jakościowa faza analityczna jest akredytowana.					Wyniki/zestaw		3				

Wirus cytomegalii, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5650 Wirus cytomegalii (CMV), przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.7 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw CMV klasy IgG i IgM oraz całkowite, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw		3					

Wirus dengi, przeciwciała i antygen

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5635 Wirus dengi, przeciwciała i antygen												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0,5 ml. Czasami próbki symulowane.											
Badania	Przeciwciała przeciw wirusowi dengi klasy IgG i IgM; antygen NS1 oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji				Wyniki/zestaw		3					

Wirus grypy A+B i RSV, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5670 Wirus grypy A+B i RSV, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany, 1 mL.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa grypy (InfANAT, InfBNAT) i wirusa oddechowego RS (RSVNAT).											
Informacje dod.	Zobacz również spr. 5300 lub 5562. Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, tylko jakościowa faza analityczna jest akredytowana.				Wyniki/zestaw		3					

Wirus grypy A+B, wykrywanie antygenów

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5671 Wirus grypy A+B, wykrywanie antygenów												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.											
Badania	Wykrywanie antygenów wirusa grypy A, wirusa grypy B.											
Informacje dod.	Do laboratoriów klinicznych i punktów POCT. Produkt przeznaczony wyłącznie do metod wykrywania antygenów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Wirus małpiej ospy (Mpox), wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria

5683 Wirus małpiej ospy (Mpox), wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	2 próbki wymazów symulujące próbki pacjentów pobrane ze zmian.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa małpiej ospy (Mpox).											
Informacje dod.	Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Wirus oddechowy RSV, wykrywanie antygenu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5672 Wirus oddechowy RSV, wykrywanie antygenu												
Próbki	3 próbki, materiał symulowany.											
Badania	Wykrywanie antygenów RSV.											
Informacje dod.	Do laboratoriów klinicznych i punktów POCT. Produkt przeznaczony wyłącznie do metod wykrywania antygenów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5099 Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała: anty-TBE klasy IgG i IgM oraz przeciwciała całkowite, a także poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Wirus odry, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5668 Wirus odry, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw wirusowi odry klasy: IgG i IgM oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Wirus opryszczki (HSV 1 i 2), przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5555 Wirus opryszczki (HSV 1 i 2), przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0,5 ml. Czasami próbki symulowane.											
Badania	Przeciwciała anty-HSV IgG (jakościowe/ilościowe), anty-HSV IgM, anty-HSV-1 IgG, anty-HSV-2 IgG.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5665 Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała anty-VZV klasy IgG i IgM oraz przeciwciała całkowite, a także poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

Wirus Puumala, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5560 Wirus Puumala, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy, 0.3 mL. Dostępne są również krótkie opisy przypadków.											
Badania	Przeciwciała klasy IgG i IgM, testy POCT oraz przeciwciała specyficzne, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Informacje dod.	Dla laboratoriów medycznych i punktów POCT.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji				Wyniki/zestaw			3				

Wirus różyczki, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5667 Wirus różyczki, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgG, IgM, awidność IgG oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02				Wyniki/zestaw			3				

Wirus świnki, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5669 Wirus świnki, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała przeciw wirusowi świnki klasy: IgG i IgM oraz poanalityczna interpretacja kliniczna.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		3				

Wirus Zachodniego Nilu, przeciwciała

Grupa docelowa: Laboratoria

5688 Wirus Zachodniego Nilu, przeciwciała												
Próbki	3 próbki osocza lub surowicy ludzkiej od pojedynczych dawców, 0.5 mL.											
Badania	Przeciwciała klasy IgG i IgM oraz przeciwciała całkowite.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Wirusy układu oddechowego, wykrywanie antygenu

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5559 Wirusy układu oddechowego, wykrywanie antygenu												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Wykrywanie antygenów wirusa grypy A, wirusa grypy B, RSV, SARS-CoV-2 i adenowirusa											
Informacje dod.	Ten sprawdzian dotyczy wyłącznie metod wykrywania antygenów. Sprawdzian 5562 dotyczy wykrywania kwasów nukleinowych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		3				

Wirusy układu oddechowego, wykrywanie kwasów nukleinowych

Grupa docelowa: Laboratoria i punkty POCT

5562 Wirusy układu oddechowego, wykrywanie kwasów nukleinowych												
Próbki	3 próbki symulujące wymazy.											
Badania	Wykrywanie kwasów nukleinowych wirusa grypy (InfANAT, InfBNAT), wirusa oddechowego RS (RSVNAT) i SARS-CoV-2											
Informacje dod.	Sprawdzian jest nieodpowiedni do metod TMA (np. Hologic Aptima SARS-CoV-2 Assay). Próbki zawierają hDNA.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02, tylko jakościowa faza analityczna jest akredytowana.					Wyniki/zestaw		3				

Onkologia

Onkologia

Nowotwory głowy i szyi, HPV- zależne

Grupa docelowa: Laboratoria

6800 Nowotwory głowy i szyi, HPV- zależne: HPV-NAT + IHC p16												
Próbki	2 próbki pochodzenia komórkowego. Na każdą próbkę składa się jeden skrawek parafinowy na szkiełku do barwienia IHC p16 i zrolowane skrawki parafinowe umieszczone w fiolce, do badania NAT.											
Badania	Szkiełka z preparatem: barwienie IHC p16 i interpretacja. Zwoje parafinowe: wykrywanie kwasów nukleinowych HPV.											
Informacje dod.	Należy wykonać barwienie immunohistochemiczne p16 otrzymanych preparatów i badanie HPV NAT w zrolowanych skrawkach parafinowych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

6801 Nowotwory głowy i szyi, HPV- zależne: HPV-NAT												
Próbki	2 próbki pochodzenia komórkowego. Na każdą próbkę składają się zrolowane skrawki parafinowe umieszczone w fiolce, do badania NAT.											
Badania	Wykrywanie kwasu nukleinowego HPV i genotypowanie.											
Informacje dod.	Badanie HPV NAT należy wykonać w zrolowanych skrawkach parafinowych.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

6802 Nowotwory głowy i szyi, HPV- zależne: IHC p16												
Próbki	2 próbki pochodzenia komórkowego. Na każdą próbkę składa się jeden skrawek parafinowy na szkiełku do barwienia IHC p16.											
Badania	Barwienie IHC p16 i interpretacja.											
Informacje dod.	Należy wykonać barwienie immunohistochemiczne p16 otrzymanych preparatów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej

Grupa docelowa: Laboratoria

6810 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak trzustki												
Próbki	1 próbka DNA w postaci skrawka FFPE umieszczonego w fiole.											
Informacje dod.	Wyniki są raportowane dla wskazanych genów oraz zgodnie z panelem NGS stosowanym przez laboratorium.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

6811 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak piersi												
Próbki	1 próbka DNA w postaci skrawka FFPE umieszczonego w fiole.											
Informacje dod.	Wyniki są raportowane dla wskazanych genów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

6812 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak jelita grubego												
Próbki	1 próbka DNA w postaci skrawka FFPE umieszczonego w fiole.											
Informacje dod.	Wyniki są raportowane dla wskazanych genów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

6813 Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w onkologii klinicznej, Rak płuc												
Próbki	1 próbka DNA w postaci skrawka FFPE umieszczonego w fiole.											
Informacje dod.	Wyniki są raportowane dla wskazanych genów.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŻ	LIS	GRU
Akredytacja	Brak akredytacji					Wyniki/zestaw		1				

Patologia

Przedstawiamy siedem wysokiej jakości sprawdzianów skierowanych do zakładów patomorfologii i pracowni histopatologicznych. Dzięki zmieniającej się tematyce rund, obejmują one zarówno rutynowe, jak i bardziej zaawansowane potrzeby diagnostyczne. Przypadki są realistyczne i obejmują również rzadziej spotykane, ale klinicznie istotne sytuacje. W sprawdzianach z zakresu cytologii i histopatologii wykorzystywana jest wirtualna mikroskopia. Technologia ta umożliwia przeglądanie wielu pól widzenia i poziomów ostrości na ekranie komputera, symulując analizę przy użyciu mikroskopu optycznego. Zachęcamy do zapoznania się z nowym sprawdzianem Nowotwory głowy i szyi, HPV- zależne, dostępnym w dziale Inne >> Onkologia.

Patologia, diagnostyka

Cytologia ginekologiczna na podłożu płynnym (LBC), mikroskopia wirtualna

Grupa docelowa: Laboratoria

6701 Cytologia ginekologiczna na podłożu płynnym (LBC), mikroskopia wirtualna												
Próbki	Wirtualne zdjęcia co najmniej 5 barwionych met. Papanicolaou preparatów z próbek cytologicznych LBC (ThinPrep). Oceniana jest diagnostyka atypii komórkowych w preparatach ginekologicznych. Do zdjęć dołączone są krótkie opisy przypadków i instrukcje.											
Badania	Obserwacje i rozpoznania.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		5				

Cytologia ginekologiczna, wymaz, mikroskopia wirtualna

Grupa docelowa: Laboratoria

6700 Cytologia ginekologiczna, wymaz, mikroskopia wirtualna												
Próbki	Wirtualne zdjęcia co najmniej 5 barwionych met. Papanicolaou preparatów z tradycyjnych wymazów ginekologicznych, wybranych spośród rutynowego materiału cytologicznego. Oceniana jest diagnostyka atypii komórkowych w preparatach ginekologicznych. Do zdjęć dołączone są krótkie opisy przypadków i instrukcje.											
Badania	Obserwacje i rozpoznania.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		5				

Cytologia nie- ginekologiczna, mikroskopia wirtualna

Grupa docelowa: Laboratoria

6702 Cytologia nie-ginekologiczna, mikroskopia wirtualna												
Próbki	Wirtualne zdjęcia preparatów nie-ginekologicznych z cytowirówki, wybarwionych met. Papanicolaou, rozmazów lub rozmazów wybarwionych MGG. Zdjęcia co najmniej 5 przypadków z miejsc reprezentatywnych. Do zdjęć dołączone są krótkie opisy przypadków i instrukcje.											
Badania	Obserwacje i rozpoznania.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		5				

Histopatologia, mikroskopia wirtualna

Grupa docelowa: Laboratoria

6542 Histopatologia, mikroskopia wirtualna												
Próbki	Wirtualne zdjęcia co najmniej 5 preparatów różnorodnych tkanek. Do zdjęć dołączone są krótkie opisy przypadków i instrukcje.											
Badania	Tematy: 1.2027 Patologia ogólna 2.2027 Tkanki miękkie.											
Informacje dod.	Tematyka może być modyfikowana corocznie.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		5				

Patologia, technologia

Histologiczne techniki barwienia

Grupa docelowa: Laboratoria

6543 Histologiczne techniki barwienia												
Próbki	Niewybarwione tkanki zatopione w parafinie, pochodzące z różnych blozków tkankowych lub jednego multibloczka.											
Badania	Tematy rund w 2027r.: 1/2027 Ziehl-Nielsen/AFB, PAS 2/2027 HE, Gram Badania: Barwienie preparatów. Zestaw wybarwionych preparatów jest odsyłany do Labquality do oceny przez zespół ekspertów.											
Informacje dod.	Zakres barwień może ulegać corocznym zmianom.											
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	LIS	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1				

Immunohistochemiczne metody barwienia

Grupa docelowa: Laboratoria

6600 Immunohistochemiczne metody barwienia											
Próbki	Niewybarwione tkanki zatopione w parafinie, pochodzące z różnych blozków tkankowych lub jednego multibloczka.										
Badania	Tematy rund w 2027r.: 1/2027 PMS2, MLH1, MSH2, MSH6 2/2027 ER, PR, HER2 3/2027 BRAF V600E, Prame, Melan-A/MART-1. Badania: Barwienie preparatów. Zestaw wybarwionych preparatów jest odsyłany do Labquality do oceny przez zespół ekspertów.										
Informacje dod.	Zakres barwień może ulegać corocznym zmianom.										
Rundy	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAŹ	GRU
Akredytacja	SFS-EN ISO/IEC 17043:2023, FINAS, PT02					Wyniki/zestaw		1			

Noklus Patient Median (NOPAM)

Od 1 czerwca 2024 roku Noklus (Norweskie Centrum ds. Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) rozpoczął działanie NOPAM (skrót od Noklus Patient Median) – bardziej przyjaznej dla użytkownika i ulepszonej wersji programu „percentyle i flagowanie”. Od tej samej daty możliwa była rejestracja nowych uczestników.

Czym jest NOPAM?

NOPAM to program do wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości oparty na wynikach pacjentów, oferowany przez Noklus laboratoriom medycznym na całym świecie. Laboratoria uczestniczące w programie regularnie przesyłają ustandaryzowany raport zawierający medianę wyników pacjentów, procent wyników pacjentów powyżej i poniżej własnych granic referencyjnych laboratorium, liczbę wyników użytych do obliczeń. Wyniki są obliczane osobno dla każdego analizatora. Preferowane jest, aby dane pochodziły z wyników pacjentów ambulatoryjnych. Opracowaniu podlegają tylko mediany pacjentów. Podczas rejestracji oraz przy każdej zmianie, rejestrowane są następujące informacje: dane kontaktowe laboratorium, kraj, populacja pacjentów, materiał próbki, warunki pobierania, metody, informacje o analizatorze (dostawca, model i typ), współczynniki do przeliczania wyników badań. Numer serii odczynnika (lot number) może być zawarty w raporcie z wynikami lub wprowadzony ręcznie przez laboratorium. W przypadku ręcznego wprowadzania wystarczy zarejestrować numer tylko przy zmianie serii.

Jak korzystać z wyników?

NOPAM może być cennym narzędziem do monitorowania jakości analitycznej. Program pozwala ujawnić istotne różnice między różnymi typami analizatorów i metod, a także śledzić postępy w harmonizacji i standaryzacji. Uczestnicy mogą porównywać własne wyniki z wynikami innych porównywalnych grup oraz porównywać różne grupy metod. Mogą również analizować własne wyniki ze wszystkich swoich analizatorów. W przypadku wystąpienia błędu systematycznego laboratoria mogą obserwować, jak zmienia się odsetek wyników powyżej i poniżej granic referencyjnych. Wyniki są prezentowane na wykresach pudełkowych lub jako linia trendu z osią czasu (oś X).

Co należy zrobić aby wziąć udział w NOPAM?

Laboratoria zainteresowane udziałem w badaniu muszą skontaktować się z firmą Noklus, która prześle protokół opisujący sposób raportowania wyników.

Eva Rønneseth

Koordynator programu
eva.ronneseth@noklus.no

Anne Elisabeth Solsvik

Program manager
anne.elisabeth.solsvik@noklus.no

Badania zawarte w programie

25-(OH) witamina D
Albumina
ALP
ALT
AST
Bilirubina (całkowita)
BUN
Ca
Cholesterol
Cl
Kreatynina

CRP
Ferrytyna
Kwas foliowy (B9)
FT4
GGT
Glukoza
Hb
HbA1c
HDL-cholesterol
IgA
IgG

IgM
K
LDL-cholesterol
LDH
MCV
Mg
Na
Fosforany
PLT
Białko (całkowite)
PSA

PTH
RBC
Trójglicerydy
TSH
Mocznik
Kwas moczowy
Witamina B12
WBC

LABQUALITY DAYS

11-12 February 2027 | Helsinki, Finland

Welcome to Labquality Days – Northern Europe's leading congress dedicated to quality in laboratory medicine.

The scientific congress brings together laboratory and quality management professionals to learn, exchange experiences, and connect, with a unique focus on quality as the foundation of reliable diagnostics and better healthcare.

2027 programme highlights

- Laboratory medicine in a changing world
- AI in everyday work of clinical laboratories
- Patient safety

1,000+
visitors

100
speakers

60
exhibitors

View the scientific programme and register at labqualitydays.com

Scan here



Under the auspices of:

EFLM
EUROPEAN FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY
AND LABORATORY MEDICINE

Ifcc
International Federation
of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine



LABQUALITY

www.labquality.com/pl/labquality-polska | zamowienia@labquality.com
+48 788 519 491 | +48 788 519 515 | +48 788 683 968
ul. Parkowa 6/1 , 81-549 Gdynia