


Nase, Mund und Rachen


Nasopharynx and Oral cavity



Artikelgruppe Product group		Seite Page
	Kehlkopfspiegel, Rhinoskopie Spiegel Laryngeal mirrors, Rhinoscopic mirror	238-239
	HD Laryngoskope, Naso-Pharyngo-Laryngoskope (flexibel) HD Laryngoscopes, Naso-Pharyngo-Laryngoscopes (flexible)	240-242
	Nasenrachenzangen Naso-pharyngeal forceps	243
	Ringmesser Adenoid curettes	244-245
	Tonsillotome Adenotomes	246
	Pulverbläser Powder blowers	247
	Zungenspatel, -drücker und Mundsperrer Tongue spatulas, Depressors and Mouth gags	248-265



Artikelgruppe Product group		Seite Page
	Instrumente zur Tonsillektomie Instruments for Tonsillectomy	266-274
	Saugrohre Suction tubes	275
	Tonsillenscheren, Knorpelscheren Tonsil scissors, Cartilage scissors	276-277
	Spritzen, Tonsillenkanülen Syringes, Tonsil needles	278
	Speichelgangsonden Salivary duct probes	279
	Bipolare HF-Instrumente Bipolar HF-instruments	280-287



26-200-06	6 mm Fig. 000
26-200-08	8 mm Fig. 00
26-200-10	10 mm Fig. 0
26-200-12	12 mm Fig. 1
26-200-14	14 mm Fig. 2
26-200-16	16 mm Fig. 3
26-200-18	18 mm Fig. 4
26-200-20	20 mm Fig. 5
26-200-22	22 mm Fig. 6
26-200-24	24 mm Fig. 7
26-200-26	26 mm Fig. 8
26-200-28	28 mm Fig. 9
26-200-30	30 mm Fig. 10

Kehlkopfspiegel, ohne Griff
Laryngeal mirrors, without handle
Espejos laríngeos, sin mango
Specchi laringei, senza manico



Metallgriff
Metal handle
mango metálico
Manico metallico




Metallgriff
Metal handle
mango metálico
Manico metallico

26-200-06 - 26-200-30 14,0 cm, 5 ½ "


26-201-00 10,0 cm, 4 "

26-202-00 10,5 cm, 4 ¼ "



26-210-06	6 mm Fig. 000
26-210-08	8 mm Fig. 00
26-210-10	10 mm Fig. 0
26-210-12	12 mm Fig. 1
26-210-14	14 mm Fig. 2
26-210-16	16 mm Fig. 3
26-210-18	18 mm Fig. 4
26-210-20	20 mm Fig. 5
26-210-22	22 mm Fig. 6
26-210-24	24 mm Fig. 7
26-210-26	26 mm Fig. 8
26-210-28	28 mm Fig. 9
26-210-30	30 mm Fig. 10

Kehlkopfspiegel, mit festem Griff
Laryngeal mirrors, with fixed handle
Espejos laríngeos, sin mango fijo
Specchi laringei, con manico fisso



26-230-10	10 mm Fig. 0
26-230-12	12 mm Fig. 1
26-230-14	14 mm Fig. 2
26-230-16	16 mm Fig. 3
26-230-18	18 mm Fig. 4

Rhinoskopiespiegel, beweglich
Rhinoscopic mirrors, moveable
Espejos para rinoscopia, movible
Specchi per rinoscopia, mobili

26-210-06 - 26-210-30 19,0 cm, 7 ½ "

MICHEL

26-230-10 - 26-230-18 25,0 cm, 9 ¾ "



26-225-90

Infrarot-Spiegelwärmer zur berührungslosen Nachwärmung von Kehlkopfspiegeln, Mundspiegeln und Endoskopoptiken.
Infrared anti fog warmer for heating up mouth- and laryngeal mirrors or endoscopes.

Calentador de espejo por infrarrojos para el recalentamiento separado de espejos laríngeos, espejos bucales y ópticas de endoscopio.
Riscaldatore di specchi a infrarossi per il riscaldamento senza contatto di specchi laringei, specchi per la bocca e ottiche per endoscopi.

Technische Daten

Klassifikation:	Klasse I (gem. Anhang IX RL 93/42/EWG)
Stromversorgung:	Netzspannung 230 V
Leistung:	35 W
Temperatur im Brennpunkt:	ca. 300 °C
Schaltzyklus:	10 s
Abmessung:	ø 86 x 140 mm

Technical specification


Classification:	Class I (according annex IX 93/42/EWG)
Power supply:	Mains voltage 230 V
Power consumption:	35 W
Temperature at focus point:	approx. 300 °C
Switching time:	10 s
Dimension:	ø 86 x 140 mm

Dati tecnici

Clasificación:	clase I (según anexo IX RL 93/42/EWG)
Suministro:	tensión de red 230 V
Potencia:	35 vatios
Temperatura en el foco:	aprox. 300 °C
Ciclo de funcionamiento:	10 s
Dimensiones:	ø 86 x 140 mm


Specifiche tecniche

Classificazione:	Classe I (secondo l'allegato IX 93/42/EWG)
Alimentazione elettrica:	Tensione di rete 230 V
Consumo energetico:	35 W
Temperatura a punto focale:	circa 300 °C
Ciclo di commutazione:	10 s
Dimensioni:	ø 86 x 140 mm



HD LARYNGO

Länge Length	Ø	70°	90°
190,0 mm	10,0 mm	72-108-70	72-108-90



Zubehör:
- Dichtigkeitstester
- ETO-Kappe

Accessoires:
- Leakage tester
- ETO-Cap

72-149-00 Ø 2,2 mm

Einhandbedienung, 2-fach Abwinkelung, Abwinkelbare Spitze 20 mm
One hand control, 2-side angulation, length of angulated tip 20 mm

Länge Length	Bildbündel Fibre bundle	Abwinkelung auf ab Angulation up down	Blickrichtung Direction of view	Bildwinkel Field of view	Schärfebereich Depth of field
300 mm	6.500 Pixel	160° 160°	0°	88°	3 - 50 mm

72-150-00 Ø 2,8 mm

Einhandbedienung, 2-fach Abwinkelung, Abwinkelbare Spitze 20 mm
One hand control, 2-side angulation, length of angulated tip 20 mm

Länge Length	Bildbündel Fibre bundle	Abwinkelung auf ab Angulation up down	Blickrichtung Direction of view	Bildwinkel Field of view	Schärfebereich Depth of field
300 mm	16.000 Pixel	160° 160°	0°	85°	1 - 50 mm

72-152-00 Ø 3,2 mm


Einhandbedienung, 2-fach Abwinkelung, Abwinkelbare Spitze 20 mm
One hand control, 2-side angulation, length of angulated tip 20 mm

Länge Length	Bildbündel Fibre bundle	Abwinkelung auf ab Angulation up down	Blickrichtung Direction of view	Bildwinkel Field of view	Schärfebereich Depth of field
300 mm	16.000 Pixel	160° 160°	0°	85°	1 - 50 mm

72-154-00 Ø 3,4 mm

Einhandbedienung, 2-fach Abwinkelung, Abwinkelbare Spitze 25 mm
One hand control, 2-side angulation, length of angulated tip 25 mm

Länge Length	Bildbündel Fibre bundle	Abwinkelung auf ab Angulation up down	Blickrichtung Direction of view	Bildwinkel Field of view	Schärfebereich Depth of field
300 mm	16.000 Pixel	160° 160°	0°	85°	1 - 50 mm




- Zubehör:**
- Dichtigkeitstester
- ETO-Kappe
- Accessoires:**
- Leackage tester
- ETO-Cap

72-156-00 Ø 3,8 mm


Einhandbedienung, 2-fach Abwinkelung, Abwinkelbare Spitze 20 mm, **Instrumentenkanal Ø 1,4 mm**
One hand control, 2-side angulation, length of angulated tip 20 mm, **instrument channel Ø 1.4 mm**

Länge Length	Bildbündel Fibre bundle	Abwinkelung auf ab Angulation up down	Blickrichtung Direction of view	Bildwinkel Field of view	Schärfebereich Depth of field
300 mm	14.000 Pixel	160° 160°	0°	85°	3 - 50 mm



JATHO


26-193-24 24,0 cm, 9 ½ "



JURASZ

26-195-01 19,0 cm, 7 ½ "

für Kinder
for children
para niños
per bambini




26-195-02

26-195-03


JURASZ

26-195-02 - 26-195-03 21,0 cm, 8 ¼ "




BECKMANN

26-180-01 - 26-180-06 22,5 cm, 9 "




BECKMANN

26-181-01 - 26-181-06 22,5 cm, 9 "



BECKMANN


26-182-01 - 26-182-06 22,5 cm, 9 "



mit Fangkorb
with basket
con cesto
con raccoglitore


BECKMANN

26-182-11 - 26-182-16 22,5 cm, 9 "




NEGUS

26-183-01 - 26-183-06 22,5 cm, 9 "



BARNHILL

26-184-01 - 26-184-04 20,0 cm, 8 "



mit Fangkorb
with basket
con cesto
con raccoglitore

ST. CLAIR-THOMSON

26-186-01 - 26-186-04 21,0 cm, 8 ¼ "




Fig. 1

26-187-01




Fig. 2

26-187-02




Fig. 3

26-187-03

26-187-11 Fig. 1 | 12 mm

26-187-12 Fig. 2 | 16 mm

26-187-13 Fig. 3 | 18 mm

Ersatzklingen, gelocht
Spare Blades, perforated
Hojas de repuesto, perforada
Lama di ricambio, perforate




Fig. 1

26-187-04




Fig. 2

26-187-05




Fig. 3

26-187-06

26-187-14 Fig. 1 | 12 mm

26-187-15 Fig. 2 | 16 mm

26-187-16 Fig. 3 | 18 mm

Ersatzklingen, ungelocht
Spare Blades, non perforated
Hojas de repuesto, no perforada
Lama di ricambio, non perforate

LA FORCE

26-187-01 - 26-187-06 23,0 cm, 9 "




Fig. 1

26-188-01




Fig. 2

26-188-02




Fig. 3

26-188-03

26-188-11 Fig. 1 | 13 mm

26-188-12 Fig. 2 | 16 mm

26-188-13 Fig. 3 | 18 mm

Ersatzklingen, ungelocht
Spare Blades, non perforated
Hojas de repuesto, no perforada
Lama di ricambio, non perforate

SHAMBOUGH

26-188-00 - 26-188-03 23,0 cm, 9 "



27-036-13 130 mm



27-036-11 110 mm



27-036-08 80 mm

KABIERSCHE

27-036-00 SET

Komplett, bestehend aus:

Complete, consisting of:

1 Ventilball	27-036-50
1 Flasche	27-036-01
1 Ohrkanüle, 80 mm	27-036-08
1 Ohrkanüle, 110 mm	27-036-11
1 Ohrkanüle, 130 mm	27-036-13
1 Pulverbläser	27-036-40

1 Valve rubber bulb	27-036-50
1 Bottle	27-036-01
1 Ear cannula, 80 mm	27-036-08
1 Ear cannula, 110 mm	27-036-11
1 Ear cannula, 130 mm	27-036-13
1 Atomizer	27-036-40




Completo, compuesto de:

Completo, composto da:

1 Pera de goma con valva	27-036-50
1 Frasco	27-036-01
1 Cánula auricular, 80 mm	27-036-08
1 Cánula auricular, 110 mm	27-036-11
1 Cánula auricular, 130 mm	27-036-13
1 Pulverizador	27-036-40


1 Pallone gomma con valva	27-036-50
1 Bottiglia	27-036-01
1 Cannula auricolare 80mm	27-036-08
1 Cannula auricolare 110mm	27-036-11
1 Cannula auricolare 130mm	27-036-13
1 Insoffiatore polvere	27-036-40



UNIVERSAL

27-039-00


für Rhinologie
for Rhinology
para Rinología
per Rinologia




UNIVERSAL

27-040-00


für Otologie
for Otology
para Otológia
per Otologia



26-000-14 14,5 cm, 5 $\frac{3}{4}$ "




26-002-14 14,0 cm, 5 $\frac{1}{2}$ "



MAYO

26-004-16 17,0 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "



BUCHWALD

26-004-18 18,0 cm, 7 "



BRUENINGS

26-006-19 19,0 cm, 7 $\frac{1}{2}$ "



FRENZEL

26-007-16 16,5 cm, 6 $\frac{1}{2}$ "




FRENZEL

26-008-14 14,5 cm, 5 $\frac{3}{4}$ "



LACK


26-009-13	13,0 mm
26-009-19	19,0 mm
26-009-22	22,0 mm



83 x 24 mm
26-010-14

TOBOLD

26-010-14 14,0 cm, 5 ½ "



83 x 24 mm
26-010-15

TOBOLD


26-010-15 14,0 cm, 5 ½ "

21 mm



MORITZ-SCHMIDT


26-010-19 19,0 cm, 7 ½ "



72 x 23 mm
26-011-15


HARTMANN

26-011-15 15,0 cm, 6 "



30 x 90 mm

26-017-01




35 x 90 mm

26-017-02

WIEDER


26-017-01 - 26-017-02 14,5 cm, 5 $\frac{3}{4}$ "



22 mm

26-018-13

29 mm



30 mm

26-018-16

33 mm

DOYEN

26-018-13 13,0 cm, 5 $\frac{1}{8}$ "

26-018-16 16,0 cm, 6 $\frac{1}{4}$ "



HEISTER

26-022-13 13,0 cm, 5 "



MOLT

26-023-10 10,0 cm, 4 "



DOYEN-COLLIN

26-025-12 12,0 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "

26-028-99

Ersatzbacken
Spare jaws
Bocas de repuesto
Branche di ricambio



DOYEN-JANSEN

26-026-14 14,0 cm, 5 $\frac{1}{2}$ "




FERGUSSON-ACKLAND

26-027-14 14,5 cm, 5 $\frac{3}{4}$ "




DENHARDT

26-028-12 12,5 cm, 5 "



26-029-16




26-029-19

ROSER-KOENIG

26-029-16	16,0 cm, 6 1/4"
26-029-19	19,0 cm, 7 1/2"

ohne Zungendrucker
without tongue depressor
sin depressor lingual
senza abbassalingua



mit Zungendrucker
with tongue depressor
con depressor lingual
con abbassalingua



WHITEHEAD


26-031-09	9,0 cm, 3 1/2"
26-031-11	11,0 cm, 4 3/8"
26-031-13	13,0 cm, 5 1/8"
26-031-15	15,0 cm, 5 7/8"

WHITEHEAD

26-032-11	11,0 cm, 4 3/8"
26-032-13	13,0 cm, 5 1/8"
26-032-15	15,0 cm, 5 7/8"




ohne Zungendrucker
without tongue depressor
sin depressor lingual
senza abbassalingua



AMNOTEK-JENNINGS

26-033-01	9,0 cm, 3 1/2 "
26-033-02	11,0 cm, 4 3/8 "
26-033-03	13,0 cm, 5 1/8 "
26-033-04	15,0 cm, 5 7/8 "

ohne Zungendrucker
without tongue depressor
sin depressor lingual
senza abbassalingua



JENNINGS

26-033-09	9,0 cm, 3 1/2 "
26-033-11	11,0 cm, 4 3/8 "
26-033-13	13,0 cm, 5 1/8 "
26-033-15	15,0 cm, 5 7/8 "



Rahmen, mit 2 beweglichen Seitenvalven
Frame, with 2 adjustable lateral valves
Bastidor, con 2 valvas laterales movibles
Telaio, con 2 valve laterali mobili

DINGMANN

26-035-00 SET

Komplett, bestehend aus:

1 Rahmen	26-035-04
1 Zungendrucker, Fig. 1	26-035-01
1 Zungendrucker, Fig. 2	26-035-02
1 Zungendrucker, Fig. 3	26-035-03

Complete, consisting of:

1 Frame	26-035-04
1 Tounge depressor, Fig. 1	26-035-01
1 Tounge depressor, Fig. 2	26-035-02
1 Tounge depressor, Fig. 3	26-035-03

Completo, compuesto de:

1 Bastidor	26-035-04
1 Bajalengua, Fig. 1	26-035-01
1 Bajalengua, Fig. 2	26-035-02
1 Bajalengua, Fig. 3	26-035-03

Completo, composto da:

1 Telaio	26-035-04
1 Abassalingua, Fig. 1	26-035-01
1 Abassalingua, Fig. 2	26-035-02
1 Abassalingua, Fig. 3	26-035-03



26-035-01

65 x 25 mm



26-035-02

70 x 29 mm



26-035-03

80 x 32 mm



DAVIS-MEYER

26-040-00

links
left
izquierda
sinistra



DAVIS-MEYER

26-040-03

rechts
right
derecha
destra

Gaumenplatte links
palate plate left
plaquita paladía izquierda
placca per palato sinistra



DAVIS-MEYER

26-040-02

Gaumenplatte rechts
palate plate right
plaquita paladía derecha
placca per palato destra



DAVIS-MEYER

26-040-04

Ersatz Silikoneinlagen
Spare silicone inserts
Plantilla de silicona
Piastrre di ricambio



DAVIS-MEYER

26-040-01



DAVIS-MEYER

26-053-01	70 x 29 mm
26-053-02	75 x 30 mm
26-053-03	80 x 31 mm
26-053-04	85 x 32 mm
26-053-05	95 x 33 mm
26-053-06	100 x 33 mm
26-053-07	105 x 34 mm



DAVIS-BOYLE

26-040-90 SET

Komplett, bestehend aus:

Complete, consisting of:

1 Rahmen	26-041-00
1 Zungendrucker, Fig. 1	26-055-01
1 Zungendrucker, Fig. 2	26-055-02
1 Zungendrucker, Fig. 3	26-055-03
1 Zungendrucker, Fig. 4	26-055-04
1 Zungendrucker, Fig. 5	26-055-05

1 Frame	26-041-00
1 Tongue depressor, Fig. 1	26-055-01
1 Tongue depressor, Fig. 2	26-055-02
1 Tongue depressor, Fig. 3	26-055-03
1 Tongue depressor, Fig. 4	26-055-04
1 Tongue depressor, Fig. 5	26-055-05

Completo, compuesto de:

Completo, composto da:

1 Bastidor	26-041-00
1 Bajalengua, Fig. 1	26-055-01
1 Bajalengua, Fig. 2	26-055-02
1 Bajalengua, Fig. 3	26-055-03
1 Bajalengua, Fig. 4	26-055-04
1 Bajalengua, Fig. 5	26-055-05

1 Telaio	26-041-00
1 Abassalingua, Fig. 1	26-055-01
1 Abassalingua, Fig. 2	26-055-02
1 Abassalingua, Fig. 3	26-055-03
1 Abassalingua, Fig. 4	26-055-04
1 Abassalingua, Fig. 5	26-055-05



26-055-01

25 x 19 mm



26-055-02

62 x 25 mm



26-055-03

75 x 25 mm



26-055-04

92 x 25 mm



26-055-05

108 x 25 mm



DAVIS-BOYLE

26-040-91 SET

Komplett, bestehend aus:

Complete, consisting of:

1 Rahmen	26-041-00	1 Frame	26-041-00
1 Zungendrucker, Fig. 1	26-055-01	1 Tounge depressor, Fig. 1	26-055-01
1 Zungendrucker, Fig. 2	26-056-02	1 Tounge depressor, Fig. 2	26-056-02
1 Zungendrucker, Fig. 3	26-056-03	1 Tounge depressor, Fig. 3	26-056-03
1 Zungendrucker, Fig. 4	26-056-04	1 Tounge depressor, Fig. 4	26-056-04
1 Zungendrucker, Fig. 5	26-056-05	1 Tounge depressor, Fig. 5	26-056-05

1 Bastidor	26-041-00	1 Telaio	26-041-00
1 Bajalengua, Fig. 1	26-055-01	1 Abassalingua, Fig. 1	26-055-01
1 Bajalengua, Fig. 2	26-056-02	1 Abassalingua, Fig. 2	26-056-02
1 Bajalengua, Fig. 3	26-056-03	1 Abassalingua, Fig. 3	26-056-03
1 Bajalengua, Fig. 4	26-056-04	1 Abassalingua, Fig. 4	26-056-04
1 Bajalengua, Fig. 5	26-056-05	1 Abassalingua, Fig. 5	26-056-05



26-055-01

25 x 19 mm



26-056-02

62 x 25 mm



26-056-03

75 x 25 mm



26-056-04

92 x 25 mm



26-056-05

108 x 25 mm



DAVIS-BOYLE

26-040-92 SET

Komplett, bestehend aus:

Complete, consisting of:

1 Rahmen	26-041-02
1 Zungendrucker, Fig. 1	26-055-01
1 Zungendrucker, Fig. 2	26-055-02
1 Zungendrucker, Fig. 3	26-055-03
1 Zungendrucker, Fig. 4	26-055-04
1 Zungendrucker, Fig. 5	26-055-05

1 Frame	26-041-02
1 Tounge depressor, Fig. 1	26-055-01
1 Tounge depressor, Fig. 2	26-055-02
1 Tounge depressor, Fig. 3	26-055-03
1 Tounge depressor, Fig. 4	26-055-04
1 Tounge depressor, Fig. 5	26-055-05

Completo, compuesto de:

Completo, composto da:

1 Bastidor	26-041-02
1 Bajalengua, Fig. 1	26-055-01
1 Bajalengua, Fig. 2	26-055-02
1 Bajalengua, Fig. 3	26-055-03
1 Bajalengua, Fig. 4	26-055-04
1 Bajalengua, Fig. 5	26-055-05

1 Telaio	26-041-02
1 Abassalingua, Fig. 1	26-055-01
1 Abassalingua, Fig. 2	26-055-02
1 Abassalingua, Fig. 3	26-055-03
1 Abassalingua, Fig. 4	26-055-04
1 Abassalingua, Fig. 5	26-055-05



26-055-01
25 x 19 mm



26-055-02
62 x 25 mm



26-055-03
75 x 25 mm



26-055-04
92 x 25 mm



26-055-05
108 x 25 mm



DAVIS-BOYLE

26-040-93 SET

Komplett, bestehend aus:

Complete, consisting of:

1 Rahmen	26-041-02	1 Frame	26-041-02
1 Zungendrucker, Fig. 1	26-055-01	1 Tounge depressor, Fig. 1	26-055-01
1 Zungendrucker, Fig. 2	26-056-02	1 Tounge depressor, Fig. 2	26-056-02
1 Zungendrucker, Fig. 3	26-056-03	1 Tounge depressor, Fig. 3	26-056-03
1 Zungendrucker, Fig. 4	26-056-04	1 Tounge depressor, Fig. 4	26-056-04
1 Zungendrucker, Fig. 5	26-056-05	1 Tounge depressor, Fig. 5	26-056-05

Completo, compuesto de:

Completo, composto da:

1 Bastidor	26-041-02	1 Telaio	26-041-02
1 Bajalengua, Fig. 1	26-055-01	1 Abassalingua, Fig. 1	26-055-01
1 Bajalengua, Fig. 2	26-056-02	1 Abassalingua, Fig. 2	26-056-02
1 Bajalengua, Fig. 3	26-056-03	1 Abassalingua, Fig. 3	26-056-03
1 Bajalengua, Fig. 4	26-056-04	1 Abassalingua, Fig. 4	26-056-04
1 Bajalengua, Fig. 5	26-056-05	1 Abassalingua, Fig. 5	26-056-05



26-055-01

25 x 19 mm



26-056-02

62 x 25 mm



26-056-03

75 x 25 mm



26-056-04

92 x 25 mm



26-056-05

108 x 25 mm

drehbar
rotatable
giratorio
girevole



DAVIS-BOYLE

26-041-01

für Kinder
for children
para niños
per bambini



DAVIS-BOYLE

26-042-00

für Kinder
for children
para niños
per bambini



DAVIS-BOYLE

26-042-02

für Jugendliche
for teenager
para adolescente
per giovanetto



DAVIS-BOYLE

26-043-00

für Jugendliche
for teenager
para adolescente
per giovanetto



DAVIS-BOYLE

26-043-01



KILNER-DOUGHTY

26-044-00 SET

Komplett, bestehend aus:

Complete, consisting of:

1 Rahmen	26-044-19
1 Zungendrucker, Fig. 1	26-050-01
1 Zungendrucker, Fig. 2	26-050-02
1 Zungendrucker, Fig. 3	26-050-03
1 Gaumenplatte	26-044-02

1 Frame	26-044-19
1 Tounge depressor, Fig. 1	26-050-01
1 Tounge depressor, Fig. 2	26-050-02
1 Tounge depressor, Fig. 3	26-050-03
1 Gaumenplatte	26-044-02

Completo, compuesto de:

Completo, composto da:

1 Bastidor	26-044-19
1 Bajalengua, Fig. 1	26-050-01
1 Bajalengua, Fig. 2	26-050-02
1 Bajalengua, Fig. 3	26-050-03
1 Plaquita paladia	26-044-02

1 Telaio	26-044-19
1 Abassalingua, Fig. 1	26-050-01
1 Abassalingua, Fig. 2	26-050-02
1 Abassalingua, Fig. 3	26-050-03
1 Placca per palato	26-044-02



26-050-01

65 x 28 mm



26-050-02

75 x 32 mm



26-050-03

80 x 37 mm



26-044-02



MC IVOR

26-045-01 SET

Komplett, bestehend aus:

1 Rahmen	26-045-00
1 Zungendrucker, Fig. 1	26-054-01
1 Zungendrucker, Fig. 2	26-054-02
1 Zungendrucker, Fig. 3	26-054-03

Complete, consisting of:

1 Frame	26-045-00
1 Tounge depressor, Fig. 1	26-054-01
1 Tounge depressor, Fig. 2	26-054-02
1 Tounge depressor, Fig. 3	26-054-03

Completo, compuesto de:

1 Bastidor	26-045-00
1 Bajalengua, Fig. 1	26-054-01
1 Bajalengua, Fig. 2	26-054-02
1 Bajalengua, Fig. 3	26-054-03

Completo, composto da:

1 Telaio	26-045-00
1 Abassalingua, Fig. 1	26-054-01
1 Abassalingua, Fig. 2	26-054-02
1 Abassalingua, Fig. 3	26-054-03



26-054-01

70 x 23 mm



26-054-02

86 x 25 mm




26-054-03

100 x 26 mm



DINGMANN

26-035-01	65 x 25 mm
26-035-02	70 x 29 mm
26-035-03	80 x 32 mm



DOUGHTY

26-048-01	65 mm
26-048-02	75 mm
26-048-03	90 mm
26-048-04	102 mm
26-048-05	115 mm



26-049-01	65 mm
26-049-02	75 mm
26-049-03	90 mm
26-049-04	102 mm



RUSSEL-DAVIS

26-050-01	65 x 28 mm
26-050-02	75 x 32 mm
26-050-03	80 x 37 mm
26-050-04	94 x 41 mm
26-050-05	103 x 46 mm



RUSSEL-DAVIS

26-051-01	57 x 18 mm
26-051-02	67 x 22 mm
26-051-03	75 x 25 mm



GAST

26-052-01	64 x 28 mm
26-052-02	74 x 34 mm
26-052-03	87 x 38 mm
26-052-04	95 x 40 mm
26-052-05	103 x 45 mm



DAVIS-MEYER

26-053-01	70 x 29 mm
26-053-02	75 x 30 mm
26-053-03	80 x 31 mm
26-053-04	85 x 32 mm
26-053-05	95 x 33 mm
26-053-06	100 x 33 mm
26-053-07	105 x 34 mm

MC IVOR


26-054-01	70 x 23 mm
26-054-02	86 x 25 mm
26-054-03	100 x 26 mm

MC IVOR

26-054-11	70 x 23 mm
26-054-12	86 x 25 mm
26-054-13	100 x 26 mm

DAVIS-BOYLE

26-055-02	65 x 22 mm
26-055-03	75 x 25 mm
26-055-04	92 x 25 mm
26-055-05	108 x 25 mm



DAVIS-BOYLE

26-055-01	25 x 19 mm
26-056-02	65 x 25 mm
26-056-03	75 x 25 mm
26-056-04	92 x 25 mm
26-056-05	108 x 25 mm

WUERZBURG

26-057-01	66 x 28 mm
26-057-02	75 x 32 mm
26-057-03	83 x 34 mm
26-057-04	93 x 37 mm
26-057-05	100 x 38 mm

RING

26-058-02	58 x 23 mm
26-058-03	72 x 27 mm
26-058-04	87 x 34 mm
26-058-05	95 x 37 mm

HERBERHOLD

26-059-01	75 x 32 mm
26-059-02	83 x 34 mm
26-059-03	93 x 37 mm
26-059-04	100 x 38 mm

Bruststütze, Halterahmen für Mundsperrer
 Chest support, Holding frame for mouth gags
 Soporte de pecho, Bastidor de soporte para abre bocas
 Supporto per petto, Supporto per gli apribocca



Bruststütze für alle Mundsperrer
 Chest support for all mouth gags
 Soporte de pecho para todos los abre bocas
 Supporto sternale per tutti gli apribocca



Band zur Befestigung der NEGUS Bruststütze
 Band to fix the NEGUS chest support
 Banda para la sujeción del apoyo pectoral NEGUS
 Fascia per il fissaggio del supporto petto NEGUS



NEGUS

26-060-00 140 mm


26-060-01 110 mm

26-060-02 85 mm

NEGUS


26-060-05

Halterahmen für Mundsperrer
 Holding frame for mouth gags
 Bastidor de soporte para abre bocas
 Supporto per gli apribocca



DRAFFIN


26-060-92



26-082-19



26-083-19



26-085-18

26-085-23


CLOVER

26-082-19 - 26-083-19 19,0 cm, 7 ½ "

WHITE

26-085-18 18,0 cm, 7 "

26-085-23 23,0 cm, 9 "



26-087-18



26-088-19



26-089-19




26-091-19

SAWTELL

26-087-18 19,0 cm, 7 ½ "

SCHNIDT


26-088-19 - 26-091-19 19,5 cm, 7 ¾ "



26-093-20

BLOHMKE

26-093-20 20,0 cm, 8 "



BALLENGER

26-094-21 21,5 cm, 8 ½ "




MARSCHIK-KRONE

26-095-20 20,0 cm, 8 "



MARSCHIK

26-096-22 22,0 cm, 8 ¾ "



26-097-21



26-097-22

TYDING-TIVNEN

26-097-21 - 26-097-22 21,0 cm, 8 ¼ "



ABRAHAM


26-098-20 20,5 cm, 8 "




mit Absaugvorrichtung
with suction device
con succión
con aspiratore

LOPEZ-REINKE

26-099-23 23,5 cm, 9 ¼ "




26-100-01



Tonsillenmesser und Enukleator
Tonsil knife and enucleator
Cuchillo y enucleador para amígdalas
Bisturi enucleatore per tonsille

CARPENTER

26-100-01 25,0 cm, 9 ¾ "



26-100-02



CARPENTER

26-100-02 24,0 cm, 9 ½ "



26-101-01

6 mm



26-101-02

10 mm




26-101-03

9 mm


HURD

26-101-01 - 26-101-03 21,5 cm, 8 ½ "



26-102-01

12 mm



26-102-02

17 mm



HENKE

26-102-01 - 26-102-02 23,5 cm, 9 ¼ "



26-103-06 6,0 mm
26-103-08 8,0 mm



mit Schutzhülse
with protection shield
con funda protectora
con guaina protettiva



GWYNE-EVANS

26-103-06 - 26-103-08 20,0 cm, 8 "

MOLLISON

26-105-98 21,0 cm, 8½ "


26-104-18 18,0 cm, 7 "

FISCHER

26-109-20 20,5 cm, 8 "



Tonsillenabszesszange
Tonsil abscess forceps
Pinza para abscesos
de las amígdalas
Pinze per ascessi
tonsillari



ohne Raste
without ratchet
sin cremallera
senza cremagliera



mit Raste
with ratchet
con cremallera
con cremagliera



mit Raste
with ratchet
con cremallera
con cremagliera

THILENIUS

26-110-19 19,0 cm, 7 ½ "

EVES


26-150-26 28,0 cm, 11 "

EVES

26-152-25 28,0 cm, 11 "

BRUENINGS

26-154-27 27,0 cm, 10¾ "



TYDING

26-155-00



TYDING

26-155-01

gerader Aufsatz allein
straight tip only
punta recta suelto
punta diritta solo



VEEDER

26-155-02

Aufsatz allein
Tip only
Punta suelto
Punta solo



Verpackungseinheit: 12 St.
Packing unit: 12 pieces
Unidad: 12 piezas
Confezione: 12 pezzi

Schnürdrähte
Snare wires
Alambre para amigdalótomo
Filo per serranodi



26-156-03 Ø 0,3 mm
26-156-05 Ø 0,5 mm



Verpackungseinheit: 100 St.
Packing unit: 100 pieces
Unidad: 100 piezas
Confezione: 100 pezzi

Schnürdrähte
Snare wires
Alambre para amigdalótomo
Filo per serranodi



26-156-13 Ø 0,3 mm
26-156-14 Ø 0,4 mm
26-156-15 Ø 0,5 mm



Verpackungseinheit: 100 St.
Packing unit: 100 pieces
Unidad: 100 piezas
Confezione: 100 pezzi

Drahtschlingen
Wire loops
Asas de alambre
Laccio per serranodi



26-157-04 Ø 0,4 | 40 mm
26-157-05 Ø 0,4 | 50 mm

Schnürdrähte, Rolle mit 10 m
Snare wires, coil of 10 m
Alambre para amigdalótomo, rollo de 10 m
Filo per serranodi, rotolo da 10 m



26-158-02 Ø 0,2 mm
26-158-03 Ø 0,3 mm
26-158-04 Ø 0,4 mm



SLUDER-BALLENGER

26-159-00 SET

Komplett, bestehend aus:

1 Griff	26-159-04
1 Aufsatz, Fig. 1	26-159-01
1 Aufsatz, Fig. 2	26-159-02
1 Aufsatz, Fig. 3	26-159-03

Complete, consisting of:

1 Handle	26-159-04
1 Tip, Fig. 1	26-159-01
1 Tip, Fig. 2	26-159-02
1 Tip, Fig. 3	26-159-03


Completo, compuesto de:

1 Mango	26-159-04
1 Punta, Fig. 1	26-159-01
1 Punta, Fig. 2	26-159-02
1 Punta, Fig. 3	26-159-03

Completo, composto da:

1 Manico	26-159-04
1 Punta, Fig. 1	26-159-01
1 Punta, Fig. 2	26-159-02
1 Punta, Fig. 3	26-159-03


Aufsatz
Blade
Punta
Lama



26-159-01

Fig. 1


Aufsatz
Blade
Punta
Lama



26-159-02


Fig. 2

Aufsatz
Blade
Punta
Lama




26-159-03

Fig. 3



LUNIATSCHEK

26-160-01 17,5 cm, 7 "



LUNIATSCHEK

26-160-02 17,5 cm, 7 "




HURD

26-163-21 21,0 cm, 8 ¼ "




HURD

26-165-21 21,0 cm, 8 ¼ "




CLAUS V. EICKEN

26-167-25 25,0 cm, 9 ¾ "



DUPUY-WEISS

26-169-22 22,0 cm, 8 "



DUPUY-WEISS


26-171-22 22,0 cm, 8 "



Ligaturinstrument
Ligature instrument
Cierra-nudos para amígdalas
Serranodi per tonsille

ROEDER

26-172-26 26,5 cm, 10 ½ "



26-173-21

Fadenfänger
Ligature catcher
Captador de hilos
Portalegature

HOEN V. EICKEN


26-173-21 21,0 cm, 8 ¼ "

Gaumensegelhalter
Soft palate retractor
Separador para velo del paladar
Divaricatore per velo pendulo



HASLINGER

26-174-00 17,0 cm, 6 ¾ "



26-175-23

Gaumensegelhaken
Soft palate retractor
Separador para velo del paladar
Divaricatore per velo pendulo

NAGER

26-175-23 24,0 cm, 9 ½ "



26-176-18 18 mm

26-176-20 20 mm

26-176-22 22 mm

LOVE

26-176-18 - 26-176-22 15,0 cm, 6 "



Trigeminusmesser
Trigeminal knife
Bisturíe para nervio trgémino
Bisturi per nervio trigemino

OLIVECRONA

10-369-20 20,5 cm, 8 "



Tonsillenmesser
Tonsil knife
Bisturíe para amígdalas
Bisturi per tonsille

FOWLER

10-371-20 20,0 cm, 8 "



Tonsillenmesser
Tonsil knife
Bisturíe para amígdalas
Bisturi per tonsille

ABRAHAM

10-371-21 21,5 cm, 8 ½ "



Tonsillenmesser
Tonsil knife
Bisturíe para amígdalas
Bisturi per tonsille

BRUENINGS

10-371-22 21,5 cm, 8 ½ "



YANKAUER

10-911-01 27,0 cm, 10 3/4 "



YANKAUER

10-911-02 27,0 cm, 10 3/4 "



Olive
Olive
Oliva
Oliva

YANKAUER

10-911-31



Olive
Olive
Oliva
Oliva

BABY-YANKAUER

10-911-32



BABY-YANKAUER

10-911-03 21,0 cm, 8 1/4 "





WALTON-YANKAUER

10-911-04 33,0 cm, 13 "

konisch
conical
cónico
conico



10-942-18 Ø 3,0 mm





11-301-18

Tonsillenscheren
Tonsil scissors
Tijera para amígdalas
Forbici per tonsille

BOETTCHER

11-301-18 18,0 cm, 7 "





11-301-20

Knorpelschere
Cartilage scissors
Tijeras para cartílago
Forbici per cartilagini

MARTIN

11-301-20 20,0 cm, 8 "





11-303-17

Tonsillenscheren
Tonsil scissors
Tijera para amígdalas
Forbici per tonsille

PRINCE

11-303-17 17,0 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "




11-305-17

11-307-17

Tonsillenscheren
Tonsil scissors
Tijeras para amígdalas
Forbici per tonsille

DEAN

11-305-17 - 11-307-17 17,0 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "




11-309-19

Tonsillenschere
Tonsil scissors
Tijera para amígdalas
Forbici per tonsille

GOOD

11-309-19 19,0 cm, 7 ½"




11-311-19


Tonsillenschere
Tonsil scissors
Tijera para amígdalas
Forbici per tonsille

GOOD-SCHWEKENDIECK

11-311-19 19,0 cm, 7 ½"



11-253-17




11-255-17

Präparierscheren
Dissecting scissors
Tijeras des disección
Forbici per dissezione

TOENNIS-ADSON

11-253-17 - 11-255-17 17,5 cm, 7"



12-253-17

TOENNIS-ADSON

12-253-17 17,5 cm, 7"



Zylinder für 10-848-02 - 10-848-20
Barrels for 10-848-02 - 10-848-20
Cilindros para 10-848-02 - 10-848-20
Cilindri per 10-848-02 - 10-848-20



LUER

10-840-01	1,0 ml
10-840-02	2,0 ml
10-840-05	5,0 ml
10-840-10	10,0 ml
10-840-20	20,0 ml
10-840-50	50,0 ml

LUER-LOCK

10-844-01	1,0 ml
10-844-02	2,0 ml
10-844-05	5,0 ml
10-844-10	10,0 ml
10-844-20	20,0 ml
10-844-50	50,0 ml

LUER-LOCK

10-848-02	2,0 ml
10-848-05	5,0 ml
10-848-10	10,0 ml
10-848-20	20,0 ml

LUER-LOCK

10-849-02	2,0 ml
10-849-05	5,0 ml
10-849-10	10,0 ml
10-849-20	20,0 ml



10-810-01 Ø 0,8 x 100 mm

10-810-02 Ø 0,8 x 80 mm



BOWMAN

10-609-00	Fig. 000/00
10-609-01	Fig. 00/0
10-609-02	Fig. 1/2
10-609-03	Fig. 3/4
10-609-04	Fig. 5/6
10-609-05	Fig. 7/8



Ø 2,0 mm

Myrtenblattsonden
Myrtle leaf probes
Sonda de mirto
Sonde a foglia di mirto

10-606-13	13,0 cm, 5 1/8 "
10-606-14	14,5 cm, 5 3/4 "
10-606-16	16,0 cm, 6 1/4 "
10-606-18	18,0 cm, 7 "
10-606-20	20,0 cm, 8 "



Fig. 1

10-610-02

Fig. 2

10-610-03

Fig. 3

10-610-04

WILDER

10-610-02 - 10-610-04 10,0 cm, 4 "




gerade
straight
recto
diritto



Spitzenbreite
Width of tips
Anchura de puntas
Larghezza delle punte

Länge
Length
Largo
Lungo



0,5 x 8 mm	180 mm	70-700-18 I
	200 mm	70-700-20 I

1,0 x 8 mm	180 mm	70-710-18 I
	200 mm	70-710-20 I

2,0 x 8 mm	180 mm	70-712-18 I
	200 mm	70-712-20 I




bajonett
bayonet
bayoneta
baionetta



Spitzenbreite
Width of tips
Anchura de puntas
Larghezza delle punte

Länge
Length
Largo
Lungo



0,5 x 5 mm	180 mm	70-740-18 I
	200 mm	70-740-20 I
	220 mm	70-740-22 I

1,0 x 5 mm	180 mm	70-750-18 I
	200 mm	70-750-20 I
	220 mm	70-750-22 I

2,0 x 5 mm	180 mm	70-752-18 I
	200 mm	70-752-20 I
	220 mm	70-752-22 I

Bipolare Pinzetten mit Doppel-Spülung und Luer-Lock Anschluss
 Bipolar forceps with double irrigation and luer-lock connector
 Pinzas bipolares con doble irrigación y el conector de cierre luer
 Pinze bipolari con doppio irrigazione e connettore luer-lock



Spitzenbreite
 Width of tips
 Anchura de puntas
 Larghezza delle punte

Länge
 Length
 Largo
 Lungo



1,0 x 8 mm	220 mm	70-751-22 I
1,5 x 8 mm	220 mm	70-753-22 I



70-751-90

Schlauchset, steril, Einweg
 Tubing set, sterile, single use
 Conjunto de manguera, estéril, desechable
 Set manichetta, sterile, monouso



Bestelleinheit: 40 Stück
 Order quantity: 40 pieces

Bipolare Pinzetten, gerade, Flachstecker, 500 Vp
Bipolar Forceps, straight, flat-plug, 500 Vp



Bestelleinheit: 1 Stück
Order quantity: 1 piece




Ausführung Version	Spitze Tip	L = 165 mm	L = 180 mm	L = 195 mm	L = 225 mm
	Bipolare Pinzette, Nadel Bipolar forceps, Needle	6 mm	70-700-16	70-700-18	
		8 mm		70-700-20	70-700-22
	Bipolare Pinzette, stumpf, 1,0 mm Bipolar forceps, blunt, 1,0 mm	6 mm			
		8 mm	70-710-16	70-710-18	70-710-20
	Bipolare Pinzette, stumpf, 2,0 mm Bipolar forceps, blunt, 2,0 mm	6 mm			
		8 mm	70-712-16	70-712-18	70-712-20

Bipolare Pinzetten, gewinkelt, Flachstecker, 500 Vp
Bipolar Forceps, angled, flat-plug, 500 Vp



Bestelleinheit: 1 Stück
Order quantity: 1 piece



Ausführung Version	Spitze Tip	L = 165 mm	L = 180 mm	L = 190 mm	L = 225 mm
	Bipolare Pinzette, Nadel Bipolar forceps, Needle	6 mm	70-720-16	70-720-18	
		8 mm		70-720-20	70-720-22
	Bipolare Pinzette, stumpf, 1,0 mm Bipolar forceps, blunt, 1,0 mm	6 mm			
		8 mm	70-730-16	70-730-18	70-730-20
	Bipolare Pinzette, stumpf, 2,0 mm Bipolar forceps, blunt, 2,0 mm	6 mm			
		8 mm	70-732-18	70-732-20	70-732-22

! Alle bipolaren Pinzetten auch mit NON-STICK Spitze verfügbar
! All bipolar forceps also with NON-STICK tip available

NON-
STICK

Silberspitze
Silver tip

Bipolare Pinzetten
Bipolar forceps
Pinzas bipolares
Pinze bipolari

134° C
AUTOCLAVE
273° F



Bipolare Pinzetten, bajonett, Flachstecker, 500 Vp
Bipolar Forceps, bayonet, flat-plug, 500 Vp



Bestelleinheit: 1 Stück
Order quantity: 1 piece



Ausführung Version	Spitze Tip	L = 165 mm	L = 180 mm	L = 195 mm	L = 220 mm	L = 240 mm
 Bipolare Pinzette, Nadel Bipolar forceps, Needle	6 mm 8 mm	70-740-16	70-740-18	70-740-20	70-740-22	
 Bipolare Pinzette, stumpf, 1,0 mm Bipolar forceps, blunt, 1.0 mm	6 mm 8 mm	70-750-16	70-750-18	70-750-20	70-750-22	70-750-24
 Bipolare Pinzette, stumpf, 2,0 mm Bipolar forceps, blunt, 2.0 mm	6 mm 8 mm	70-752-16	70-752-18	70-752-20	70-752-22	70-752-24

Bipolare Anschlusskabel
Bipolar connecting cables



Stecker Instrumentenseite
Plug instrument side




Flachstecker Vierkant
Flat plug, square



Flachstecker, rund
Flat plug, round

	Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number	
	VALLEYLAB USA / 2 banana	3,0 m	70-217-30	70-247-30
		5,0 m	70-217-50	70-247-50
28,2 mm 	AMNOTOM BOWA VALLEYLAB EUROPE	3,0 m	70-215-30	70-245-30
		5,0 m	70-215-50	70-245-50
Ø 7,8 mm 	MARTIN I BERCHTOLD	3,0 m	70-213-30	70-243-30
		5,0 m	70-213-50	70-243-50
Ø 12,3 mm 	ERBE STORZ WISAP	3,0 m	70-211-30	70-241-30
		5,0 m	70-211-50	70-241-50



70-100-00

Griff, bajonett
Handle, bayonet
Manija, bayoneta
Impugnatura, baionetta

70-100-02

Schaft, bajonett
Shaft, bayonet
Cánula, bayoneta
Asta, baionetta



70-100-10

Ringgriff
Ring handle
Manija con ojos
Impugnatura ad anello

70-100-12

Schaft, Ringgriff
Shaft, Ring handle
Cánula, Manija con ojos
Asta, Impugnatura ad anello

70-100-90

Absaugsonde
Suction probe
Sonda de aspiración
Sonda di aspirazione



Stecker Geräteseite
Plug unit side
Enchufe, lado del equipo
Spina, lato apparecchio

Länge
Length
Largo
Lungo



Rundstecker
Round plug
Enchufe redondo
Spina rotonda

AMNOTOM | BOWA
VALLEYLAB EUROPE

3,0 m
5,0 m

70-205-30
70-205-50

MARTIN I
BERCHTOLD

3,0 m
5,0 m

70-201-30
70-201-50





ERBE | STORZ |
WISAP


3,0 m
5,0 m

70-201-30
70-201-50



					
		Einsatz, allein Insert, only	Komplett, Bajonettgriff Complete, bayonet handle	Komplett, Ringgriff Complete, ring handle	
	Schere gebogen Scissors, curved Tijeras curvas Forbici curve	70-120-03	70-120-03 C	70-120-03 CS	
	Fasszange, gefenestert Grasping forceps, fenestrated Pinzade agarre, enestrada Pinza da presa, finestrata	70-102-03	70-102-03 C	70-102-03 CS	
	Löffelzange Ø 2 mm, gebogen Spoon forceps Ø 2 mm, curved Pinza de cuchara Ø 2 mm, curva Pinze a cucchiaio Ø 2 mm, curve	70-104-03	70-104-03 C	70-104-03 CS	
	Löffelzange Ø 2,7 mm, gebogen Spoon forceps Ø 2.7 mm, curved Pinza de cuchara Ø 2.7 mm, curva Pinze a cucchiaio Ø 2.7 mm, curve	70-106-03	70-106-03 C	70-106-03 CS	
	Dissektor Maryland, gebogen Dissector Maryland, curved Disector Maryland, curvo Dissettore Maryland, curvo	70-108-03	70-108-03 C	70-108-03 CS	
	Dissektor, gewinkelt Dissector, angled Disector, acodado Dissettore, ad angolo	70-110-03	70-110-03 C	70-110-03 CS	

					
			Einsatz, allein Insert, only	Komplett, Bajonettgriff Complete, bayonet handle	Komplett, Ringgriff Complete, ring handle
					
	$\alpha = 15^\circ$ Flamingo Maul, vertikal Flamingo jaw, vertical Mandibula de flamenco, vertical Mandibolo del fenicottero, verticale	Ø 0,7 mm Ø 1,2 mm Ø 2,0 mm	70-112-07 70-112-12 70-112-20	70-112-07 C 70-112-12 C 70-112-20 C	70-112-07 CS 70-112-12 CS 70-112-20 CS
	$\alpha = 30^\circ$ Flamingo Maul, vertikal Flamingo jaw, vertical Mandibula de flamenco, vertical Mandibolo del fenicottero, verticale	Ø 0,7 mm Ø 1,2 mm Ø 2,0 mm	70-114-07 70-114-12 70-114-20	70-114-07 C 70-114-12 C 70-114-20 C	70-114-07 CS 70-114-12 CS 70-114-20 CS
	$\alpha = 45^\circ$ Flamingo Maul, vertikal Flamingo jaw, vertical Mandibula de flamenco, vertical Mandibolo del fenicottero, verticale	Ø 0,7 mm Ø 1,2 mm Ø 2,0 mm	70-116-07 70-116-12 70-116-20	70-116-07 C 70-116-12 C 70-116-20 C	70-116-07 CS 70-116-12 CS 70-116-20 CS



Winkel α Angle α Ángulo α Angolo α	Länge 1 Length 1 Largo 1 Lungo 1	Länge 2 Length 2 Largo 2 Lungo 2	Artikelnummer Item number Número del artículo Numero dell'articolo
20 °	190 mm	105 mm	70-670-00




30 °	195 mm	110 mm	70-670-02
------	--------	--------	------------------




55 °	195 mm	112 mm	70-670-04
------	--------	--------	------------------



60 °	175 mm	90 mm	70-670-06
------	--------	-------	------------------




Winkel α Angle α Ángulo α Angolo α	Länge 1 Length 1 Largo 1 Lungo 1	Länge 2 Length 2 Largo 2 Lungo 2	Artikelnummer Item number Número del artículo Numero dell'articolo
30 °	190 mm	105 mm	70-670-10



Spitze 45° gebogen
Tip 45° curved
Punta curva 45°
Punta curva 45°



Winkel α Angle α Ángulo α Angolo α	Länge 1 Length 1 Largo 1 Lungo 1	Länge 2 Length 2 Largo 2 Lungo 2	Artikelnummer Item number Número del artículo Numero dell'articolo
0 °	215 mm	130 mm	70-670-30



Winkel α Angle α Ángulo α Angolo α	Länge 1 Length 1 Largo 1 Lungo 1	Länge 2 Length 2 Largo 2 Lungo 2	Artikelnummer Item number Número del artículo Numero dell'articolo
30 °	185 mm	100 mm	70-670-32



Winkel α Angle α Ángulo α Angolo α	Länge 1 Length 1 Largo 1 Lungo 1	Länge 2 Length 2 Largo 2 Lungo 2	Artikelnummer Item number Número del artículo Numero dell'articolo
45 °	185 mm	100 mm	70-670-34



Winkel α Angle α Ángulo α Angolo α	Länge 1 Length 1 Largo 1 Lungo 1	Länge 2 Length 2 Largo 2 Lungo 2	Artikelnummer Item number Número del artículo Numero dell'articolo
90 °	185 mm	100 mm	70-670-36



