

Bomba ePump y Sets de Alimentación Enteral

- Bomba para uso exclusivo de Nutrición Enteral, gracias a su rotor peristáltico, permite una infusión a un ritmo controlado y seguro.
- Se programa fácilmente para suministrar alimentación continua o intermitente; permite descargas de agua de forma manual, (solamente cuando se esté usando el set de doble bolsa).
- Optimiza tiempos de enfermería.
- Disminuye riesgo de oclusión de las sondas.



Reg. No. 0664E2012 SSA

Descripción	Código	Empaque
Bomba de Alimentación Enteral	482400J	1 pza.

Sets de alimentación enteral



- Set sencillo y doble, con opción de nutrir, hidratar o ambas.
- Conexiones en color morado, identificación de Nutrición Enteral (Según ASPEN).
- Exclusivo para infusión de Nutrición Enteral.
- No tóxico.



Reg. No. 0510E2007 SSA, Reg. No. 0181C2007 SSA

Descripción	Código	Empaque
Set de Alimentación E-Pump 500 mL + Agua	674668	Caja con 30 pzas.
Set de Alimentación E-Pump 1000 mL + Agua	673662	
Bolsa 500 mL para Bomba E-pump	672055	
Bolsa 1000 mL para Bomba E-pump	673656	

