

TERMOS PARA VACUNAS



Los termos para vacunas marca DELCA/IGLOO están diseñados para conservar vacunas en un ambiente seguro y confiable a temperatura por debajo de 8°C, por el personal de vacunación en sus jornadas de vacunación intramuros y extramuros.

Productos a transportar

- Vacunas
- Sangre
- Órganos
- Muestras biológicas y clínicas

Termómetro (opcional)

Canastilla

Paquetes refrigerantes

Características Generales

- Conservación de temperatura de 2°C a 8°C hasta por 72 horas a 43°C (Ambiente).
- Material del termo en plástico de alta densidad resistente al alto impacto, liso, solido, lavable, inerte, no corrosivo y no reactivo.
 - Externo: tapa solida tipo cofre con sellado hermético y bisagras y sistema portacandados.
 - Interno: con curvas sanitarias en colores claros.
- Aislamiento de Poliuretano de 2 cms alta densidad (38 a 40 Kg/m³) libre de CFC.

3 capacidades
9,45 y 100
Litros

9 Litros

800 996 0010 662 296 2278

beracahmedica.mx ventas@beracahmedica.mx



9 Litros

3 capacidades

	LAGUNA	LAGUNA 48	QUICK AND COOL 100
Capacidad Bruta del Termo	9 Litros	45 Litros	100 Litros
Dimensiones Internas sin paquetes refrigerantes	22 x 19 x 23 cm	54 x 30 x 28.5 cm	88 x 38 x 34 cm
Capacidad real del termo con paquetes refrigerantes	4.3 Litros	35.5 Litros	68 Litros
Dimensiones Internas con paquetes refrigerantes.	16.9 x 14.4 x 17.8 cm	50 x 24.5 x 24 cm	80.5 x 28.5 x 30 cm
Peso con paquetes refrigerantes congelador al 80%	5.9 Kg	17 kg	26 Kgs

45 Litros



Canastilla

Paquetes refrigerantes

100 Litros

Termo de 9 Litros (Laguna)

- Se suministra con 1 juego de 6 paquetes refrigerantes reutilizables fáciles de armar (6 piezas: 4 paredes, 1 base y 1 tapa). En color claro y lavable, con rosca de uso rudo hermética y contratapa para minimizar fugas. El paquete superior (Tapa) tiene perforación para termómetro de vástago.

Asa para soportar hasta 30 kgs.

Opcionales:

- Juego de paquetes refrigerantes (6 piezas).
- Canastilla con separación para vacunas abierta y sin abrir.
- Sistema de Nylon para cinta de Algodón para cargar en el hombro, resistente, cómoda y ergonómica.
- Mochila para 1 o 2 termos.
- Bolsa para cargar termo (Tipo Bolsa).
- Carro para transporte.

Opcionales para ambas capacidades

- Termómetro de Vástago.
- Termómetro Solar digital para ver la temperatura interna del termo.
- Datta logger portátil con descarga a PC.
- Sticker indicador de temperatura fuera de rango hasta 8°C.
- Colores opcionales: Azul externo y blanco interno/ Negro externo azul turquesa interno.

Termo de 45 Litros y 100 Litros

- Con juego de paquetes refrigerantes reutilizables, en plástico resistentes, fáciles de armar, en color claro y lavable, con rosca de uso rudo hermético y contratapa para minimizar fugas.
- Los paquetes refrigerantes cuentan con 2 uniones interiores de fácil limpieza para minimizar la expansión de la superficie cuando se congela .
- 45 Litros: Con 1 juego de 20 paquetes refrigerantes.
- 90 Litros: Con 1 juego de 40 paquetes refrigerantes.
- Termo con 2 Asas o jaladeras.
- Tapón de drenado: 45 L No tiene y 100 L tiene.

Opcionales:

- Juego de paquetes refrigerantes (20 o 40 piezas con dimensiones de 12.5 x 23.2 x 2.8 cm).
- Soporte de alambre en acero Inoxidable para botellas.
- Canastilla para almacenar vacunas con o sin divisiones para acomodar vacuna y perforaciones para que circule el aire.
- Con tapón de drenado.

800 996 0010 662 296 2278

beracahmedica.mx ventas@beracahmedica.mx