



Mesa de ensamble en CEyE (Sterile Supply CSSD)

Las mesas de ensamble y los accesorios de ellas, son diseñados específicamente para el área de ensamble de material; para su clasificación, inspección y empaque de los sets o paquetes.

Las mesas de trabajo y ensamble, están diseñadas para ser la mejor opción por su diseño ergonómico y funcionalidad ya que gracias a sus múltiples accesorios pueden albergar artículos de inspección, seguridad y sellado.

Sin importar el tamaño de la Central de Esterilización, pueden ser utilizadas en clínicas, hospitales, clínicas dentales, industria farmacéutica o centros de fertilidad.

La conjunción de materiales traslúcidos como el cristal templado de la mesa principal, los lupas de inspección o la tecnología LED permiten realizar la mejor inspección verificando por todos los flancos posibles.

Las mesas de trabajo y ensamble EBP, rompen la monotonía de las áreas de trabajo dando color generando así un ambiente más agradable

sin descuidar los puntos básicos en el diseño de estas áreas; la no acumulación de polvo, y la rápida limpieza que gracias a sus áreas desmontables se puede realizar de una mejor manera.

Las mesas de trabajo y ensamble EBP, pueden ser ajustadas en su altura y así encontrar la posición de trabajo más ergonómica cuidando la posición y la salud del usuario.





Mesa de trabajo y ensamble EBP con TSSS

Esta estación de trabajo es configurada con accesorios para el almacenamiento a la mano, como bolsas, bolsa en rollo, controles biológicos, controles químicos.

La estación de trabajo EBP está diseñada para el correcto almacenamiento de accesorios como: bolsas, bolsas en rollo, controles biológicos y químicos. Dando así mayor funcionalidad.





Mesa de trabajo y ensamble EBP con TSSS

Características Estándar

- 1 mesa de trabajo de 100cm con luz LED desde la base gracias a su cristal templado de 6mm que permite la inspección del empaque desde antes de su ensamble
- 1 mesa de trabajo de 60cm con base de acero inoxidable, la cual permite el fácil acceso y limpieza de la base de trabajo
- 2 cajones con rieles de reforzados para hasta 30kg por unidad
- 1 soporte en lamina perforada para colgar instrumental de 100cm
- 2 barras de soporte de 60cm para soportar charolas prediseñadas
- 2 barras de soporte de 100cm para la charola que aloja la selladora
- 1 lampara superior LED para iluminar el área de trabajo en ambas áreas
- 1 soporte para rollos de bolsas (sistema de corte opcional)
- 1 brazo articulado para la terminal TSSS
- 1 rack para impresora
- 1 rack para lectora de códigos
- 1 sistema eléctrico, barra multicontactos

Numero de serie	Descripción
MT 5240001	Bandeja de acero 100 x 25 cm
MT 5240014	Bandeja de acero 060 x 25 cm
MT 5240019	Repisa para selladora de bolsa
MT 5240011	Repisa para impresora de transferencia
MT 5240024	Brazo para terminal TSSS
MT 5240016	Soporte de rollo de bolsa 60 cm
MT 5240017	Soporte de rollo de bolsa 60 cm con cortador
MT 5240006	Lampara LED de aumento para inspección



Mesa de trabajo y ensamble EBP con TSSS

Accesorios extras para la Estación de trabajo EBP

Los brazos montados en la parte trasera de la mesa, nos permiten tener variedad de accesorios para poder ser configurada de la manera mas eficiente. Los racks y los soportes se colocan de manera intuitiva y pueden ser desplazados en la misma barra para los extremos sin necesidad de fijación extra.

