



AUTO CPAP AUTOMÁTICO III APNEA DEL SUEÑO RY680A

 BreathCare Web
  BreathCare Station
  BreathCare+

Es un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en adultos. Cuenta con un sistema que combina los modos fijo y automático, capaz de detectar eventos respiratorios y ajustar la terapia de manera precisa y confiable. Además, su funcionamiento silencioso lo convierte en una opción ideal para uso doméstico, garantizando comodidad durante el descanso.

Funciones avanzadas

- Prueba operativa de mascarilla
- Rampa de incremento de flujo automática
- Encendido/apagado inteligente, que optimizan la experiencia del usuario
- Compensación de altitud
- Compensación de fugas

Función automática

- Diseño compacto y el maletín de transporte incluido facilitan su manipulación, almacenamiento y transporte, optimizando su uso cotidiano
- Tubo térmico automático
- Pantalla táctil

Sistema de datos en la nube

- Conectividad inalámbrica que facilita el acceso a los datos terapéuticos en tiempo real, permitiendo a pacientes y profesionales de la salud un seguimiento eficiente y colaborativo
- Módulo celular/WIFI
- Acceso a la nube OTA

Parámetros de empaque

Clave interna	PCS	G.W/N.W. (kg)	Tamaño (cm)
RY680A	1	2.4/3.7	41x31x18

COLOR	● Negro ● Blanco
MODOS	CPAP/ Auto CPAP
NIVEL DE RUIDO	C27±2 (dBA)
PRESIÓN	4-20 (cmH2O)