

Rehabilitación

handy

by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

KIT-MD

Capacidad 425 L

- Calidad 100 % certificada.
- Regulador desmontable.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro
- Equipo para oxigenoterapia.
- Cilindro de aluminio.
- Muy ligero y practico.
- Alta seguridad con dispositivos
- Cánulas nasales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lectura de caudales



Regulador ajustable



Entrada de válvula



Tabla de Rendimientos de Oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito

PRODUCTOS	CAP. [lts.]	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min	
KIT-MD	KIT-MDC	425	7 hrs	3hrs 30 min	2 hrs 15 min	1 hr 30 min	1 hr 15 min	1 hr 10 min	1 hr	50 min	45 min	40 min

Nota: Para determinar la duración del tanque es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Beracah
MEDICA

beracahmedica.mx

ventas@beracahmedica.mx