



Ficha Técnica



CAMILLA JUNKIN TIPO CESTA DE POLIETILENO AMARILLA

Marca: JUNKIN

Modelo: JSA200

Clave Beracah: JSA-200

CUADRO TÉCNICO

Material	(Carcasa): Polietileno de alta densidad, (Estructura tubular): Acero inoxidable, (Tornillos): Acero inoxidable, (Base): Almohadilla de espuma	Color	Amarillo
Longitud	84.5 in (2.14 m)	Ancho	24 in (61 cm)
Altura	7.5 in (19 cm)	Capacidad	1,200 lb (544 kg)
Peso	31 lb (14 kg)	Tipo de accesorio	Otros

DESCRIPCION

Camilla de rescate Junkin Safety tipo cesta de polietileno de alta densidad y acero inoxidable, con 4 cinturones de sujeción.

CARACTERISTICAS

Camilla de polietileno de alta densidad de polietileno color amarillo, apoyada por un carril externo de acero inoxidable, unido permanentemente con remaches de acero inoxidable. Almohadilla de espuma no absorbente asegurada al ensanchador. Cuenta con cuatro cinturones para asegurar al paciente. Ideal para las situaciones inusualmente riesgosas del rescate.

APLICACIONES

Inmovilización y traslado de pacientes.
Emergencias y rescate.
Hospitales.
Clínicas.
Uso en la industria en general.

NORMATIVIDAD/APROBACION

No aplica.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES

No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aplica.