



Centrifugas

24 TUBOS

CK-24

Características Generales:

- Electromagnética (no utiliza carbones).
- Capacidad para 24 tubos de 2 a 15 ml.
- Controles de tiempo y velocidad digitales.
- Velocidad variable 0 a 4000 rpm.
- Sistema de seguridad de apertura.
- Rango de tiempo de 0-99 min.
- Botón de apertura de emergencia.
- Apertura automática de tapa al término de la centrifugación.
- Diseño ergonómico y moderno de alto desempeño.
- Cámara interna de acero inoxidable.
- La fuerza Centrifuga Relativa varía de 0 a 3470g.
- Peso: 12 kg.
- Dimensiones: 300 x 400 x 275mm (L x W x H).