

CABINAS PARA SALUD OCUPACIONAL.



CABINA NACIONAL MODELO JR.

- MEDIDAS 1.00 X 1.00 X 1.80 MTS.
- FIJA
- DOBLE CRISTAL
- LUZ INTERNA DE LEDS
- VENTILACION SILENCIOSA (EXTRACTOR)
- SELLO HERMETICO
- ACABADO EN MADERA TIPO METAL
- 6 ENCHUFES HEMBRA PARA CONEXION CON AUDIOMETRO.
- CUMPLE CON NOMRA ANSI
- 6 CABLES CABINA AUDIOMETRO
- PESO APROXIMADO 350Kg.