



CUARTO DEL PACIENTE

Cama hospitalaria manual con colchón seccionado, mesa de sobreponer y portasuero con 4 ganchos
OR269C11

CARACTERÍSTICAS:

- Mecanismo manual.
- Armable, requiere de herramientas.
- Estructura de acero esmaltado.
- Cabecera y piecera contorneadas en polietileno de alta densidad, desmontables.
- 2 Barandales laterales de aluminio, abatibles.
- Ruedas giratorias con freno (4 piezas).
- 2 manivelas para movimiento en cabecera y piecera.

INCLUYE:

- Colchón seccionado con cubierta impermeable.
- Mesa de sobreponer (1 pieza).
- Porta suero con 4 ganchos.
- Soportes con patas (2 piezas) y 1 juego de tornillos con tuerca para las patas (8 piezas).
- Soporta 170 kg.

EMPAQUE: 193 x 94 x 19 cm

PESO NETO: 52.5 kg

PESO BRUTO: 55.5 kg

Brinda comodidad y seguridad a los pacientes, que requieren estar en cama por periodos prolongado ya que permite cambiar la posición del tambor en diferentes inclinaciones.

Es una cama hospitalaria completa: cuenta con colchón seccionado impermeable, mesa de sobreponer y portasuero con 4 ganchos, además de barandales laterales abatibles.

