

MediHelp



FÉRULA MOLDEABLE MEDIHELP

CÓDIGO

000182

CARACTERÍSTICAS

*Esta versátil herramienta de inmovilización brinda diversas posibilidades de uso, para inmovilizar extremidades.

*Esta fabricada con una lamina de aluminio de 92cm de largo por 11 cm de ancho y 3 micras de grosor.

*Su conveniente medida sirve para inmovilizar incluso en las extremidades inferiores abarcando las dos articulaciones más próximas al foco de la lesión.

*Aplicando curvas al ancho o largo de la lamina, brinda la suficiente rigidez para lograr una inmovilización exitosa.

*Es impermeable, reusable, ligera y libre de látex.

*De acuerdo al caso es posible inmovilizar acorde a la posición cómoda y segura que tome el paciente.

