

MediHelp



INMOVILIZADOR DE HOMBRO MEDIHELP

CÓDIGO

000588

DIMENSIONES

Bolsa 51cmX33cm.

Banda 1.30mX.14m.

CARACTERÍSTICAS

"Inmovilizador de hombro, funcional y económico.

"Una bolsa que permite alojar y proteger el brazo de forma segura y cómoda.

"Cuenta con un par de bandas que cruzan por la espalda del usuario brindándole el soporte adecuado al brazo así como el ajuste de altura al mismo.

"Una banda que cuenta con las dimensiones para cubrir por completo el tórax, incluyendo el brazo y sujetar el Inmovilizador de manera firme al cuerpo.

"Fabricado con dubetina acolchada, popelina, bandas de polipropileno de 1" así como felpa y gancho, rebordeadas con cinta palinita.