

MicroGyn

BY HERGOM


Beracah
MEDICA

COLPOCÁMARA CON PEDESTAL CCA2200


Colpocámara CCA2200, la única en México que cuenta con un panel de control con pantalla que permite observar y trabajar de una manera más práctica y cómoda.

Puedes desmontarla del pedestal y llevarla hasta el lugar que quieras, gracias a que cuenta con batería recargable con duración de hasta 4 horas.

Manejable desde su control, compacta y ligera.



Iluminación
LED



Altura
ajustable





**Cabezal
desmontable**



Control



Pantalla



**Ruedas con
frenos**

Características:

- Cuenta con pedestal y base de plástico que lo hacen más cómodo.
- Lente con alcance de 300mm.
- Resolución de 380,000 píxeles (NTSC) 768(H) x 494 M.
- Potencia de iluminación LED de 1200lx.
- Luz blanca que no distorsiona los colores.
- Filtro Verde.
- Balance de blancos automáticos.
- Balance de blancos automáticos.
- Compensación de back light, ajuste de color y control automático de ganancia.
- Capturador de imagen – Sistema Optimed (opcional)



**También disponible en KIT que incluye:
colpocámara, pedestal, CPU y monitor.**

800 996 0010 662 296 2278

beracahmedica.mx ventas@beracahmedica.mx