

MR-96A

Lector de Microplaca

- Pantalla LCD a color, sensible al tacto de 7.8"
- Cubierta opaca para evitar luz externa
- Impresora térmica y opción a impresora externa
- Capacidad para almacenar más de 20,000 resultados
- Múltiples opciones para ajuste de curva
- Modos de agitación de velocidad y tiempo variables
- Sistema óptico bi-cromático totalmente automático
- Amplio reporte con información del paciente
- Lámpara de alta durabilidad
- Software de gestión de datos (opcional)




MR-96A

Lector de Microplaca

Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------------|--|
| Metodo de detección | Absorbancia |
| Microplacas aceptadas | 96 y 48 pozos |
| Velocidad de Lectura | 5 seg a una longitud de onda y 12 seg con 2 longitudes de onda |
| Rangos de Longitud de Onda | 400~700nm |
| Sistema de Medición | Sistema óptico de 8 canales |
| Fuente de Luz | Lámpara de Halogeno-tunsteno |
| Rango de Lectura | 0.001~3.500 Abs |
| Rango de Medición | 0.001~2.500 Abs |
| Precisión Fotométrica | 0~0.2 A 0.001 Abs |
| Precisión de Longitud de Onda | ±2nm |
| Repetibilidad | < 1% |
| Estabilidad | < 0.005 Abs / 10 min |
| Linealidad | 0~1.5 A < 1.0% |
| Filtros | 405nm, 450nm, 492nm, 630nm |
| Puertos de Conexión | 1 x RS232, 2 x USB |
| Agitación | Modos de agitación de velocidad y tiempo variables |
| Ingreso de Datos | Mediante Pantalla Táctil |
| Pantalla | LCD a color |
| Dimensiones | 437mm x 332mm x174mm |
| Peso | 8.5 Kg |



Data Management Software

DISTRIBUTOR:



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
©2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

P/N: SPA-MR96A-210285x2-20110504



mindray

800 996 0010 662 296 2278

beracahmedica.mx ventas@beracahmedica.mx