

# PRZ-200


Electrocauterio de Alta Frecuencia  
200W





## Especificaciones Técnicas

- Temperatura Ambiental: 5 oC - 40 oC.
- Humedad relativa: <80
- Presión Atmosférica: 86.0-106.0 kpa.
- Fuente: 110V(+22V), 60Hz (+1)
- Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz
- Potencia nominal del equipo: 880 VA + 10%



## Características

- Tiene la función de compensación automática, estable.
- Potencia de salida y pérdida mínima.
- Se puede utilizar para corte bajo el agua incluyendo tejido.
- Circuito, detección y área de placa de contacto con el paciente.
- Tiene un control de calidad de contacto de electrodo neutro.



## Funciones

- Corte (Normal):  
Salida Máx: 200W / Carga 500W
- Corte (Mixto):  
Salida Máx: 150W / Carga 500W
- Coag (1):  
Salida Máx: 100W / Carga 500W
- Coag (2):  
Salida Máx: 80W / Carga 500 W
- Coag (Bipolar):  
Salida Máx: 50W / Carga 200 W






## Compatibilidad

- Especialidades médico-quirúrgicas.
- Cirugía General y Cirugía laparoscópica
- Ginecología, Obstetricia, Traumatología.
- Ortopedia y Pediatría.



## Accesorios



800 996 0010 662 296 2278

beracahmedica.mx ventas@beracahmedica.mx