

Modelo:
RVASCV-7



Nombre:
REFRIGERADOR DE VACUNAS

Medidas Exteriores Generales:
575x 498x 1450mm

Capacidad ft³:
7

Rango de Operación:
De 2° a 8° C

Características:

Refrigerador diseñado especialmente para conservar productos biológicos, vacunas y medicamentos.

Panel exterior:

Fabricado en lámina inoxidable AISI-304 grado sanitario.

Panel Interior:

Fabricado en lámina inoxidable AISI-304 grado sanitario.

Parrillas:

Parrillas fabricadas en Acero Inoxidable tipo AISI-304 grado sanitario

Cremalleras fabricadas en Acero Inoxidable tipo AISI -304 grado sanitario, para ajustes de altura con soporte tipo perno con capacidad de carga de hasta 50/kg

Panel de Control

- Control de temperatura con display digital
- Sistema de alarma audible y visual
- Alta y Baja temperatura
- Puerta abierta
- Falla de suministro eléctrico

Puerta

Puerta exterior de acero inoxidable AISI T304 grado sanitario con sistema de auto cierre.

Iluminación

Iluminación a base de leds

Encendido al abrir la puerta

Iluminación directa para identificación del Producto

Especificaciones Técnicas:

Gas Refrigerante	Alimentación Eléctrica	Peso
R290	110 V ~ (+/- 10%)	71kg

Puerta	Sistema de Refrigeración	Graficador	Base
Vidrio ☐	Difusor ☐	Si ☒	Niveladores ☒
Solida ☒	Congelador ☒	No ☐	Llantas ☐

Material
Acero Inoxidable ☒
Combinado ☐
Esmaltado ☐

Medidas:

Dimensiones Interiores		
Frente	Fondo	Altura
485mm	453mm	765mm

Frente



Fondo



Altura

