

Radiovisiógrafo

Roentgen

Roentgen®



CARACTERÍSTICAS

El **Radiovisiógrafo Roentgen** disponible en tamaño 1 y 2, se utiliza en conjunto con equipos de rayos x dentales en unidades médicas para el diagnóstico de enfermedades estructurales de dientes, mandíbulas y boca.

DISEÑO ERGONOMICO

Esquinas redondeadas, bordes lisos, cable flexible.

DISEÑO ULTRADELGADO

Sensor de 4,4 mm, permite la máxima comodidad del paciente.

DOSIS BAJA (LD) Y ALTA RESOLUCIÓN (HR)

Opciones de depósito directo de dosis baja (LD) y alta resolución (HR) de CSL.

SOFTWARE SIMPLE Y FÁCIL DE INSTALAR

Mejore una experiencia de operación perfecta en la adquisición, visualización, análisis y uso de imágenes.

CONEXIÓN DE CABLE ROBUSTA Y DURADERA

80000 + veces doblado probado.

ECONÓMICO

Sin consumibles y más rentable que la película tradicional.

Radiovisiógrafo

Roentgen

Roentgen®

Alta tecnología profesional



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	RTG-R1	RTG-R2
Tecnología de detección	APS CMOS	APS CMOS
Centelleador	CsI	CsI
Resolución teórica	25lp/mm	25lp/mm
Resolución verdadera	20lp/mm	20lp/mm
Matriz de píxeles	1000 * 1500	1300 * 1800
Área activa (mm)	20 * 30	26 * 36
Tamaño mecánico (mm)	25.4 * 36.8 * 4.4	30.4 * 41.9 * 4.4
Interfaz de datos	USB 2.0	USB 2.0
Conversión AD (bit)	16	16
Protección	IP68	IP68