

DESCRIPCIÓN

Unidad Médica Móvil Remolque de 7.00 metros destinado para la consulta y diagnóstico en el área de Mastografía cuenta con:

- Consultorio emplomado para mastografía
- Área de digitalización
- Vestidor y Recepción.

Su organización, equipos y sistemas permiten atender un gran número de pacientes en un mismo día y ofrecer diagnósticos en corto tiempo.

AREAS DISPONIBLES DIMENSIONES EN METROS

- 1 consultorio para mastografías (emplomado). 3.50 x 2.30
- 1 área de digitalización 2.00 x 2.30
- 1 recepción y vestidor. 1.30 x 2.30

EQUIPAMIENTO EN CONSULTORIOS

- Consultorios de Mastografía
- Emplomado de 2mm.
- Levantamiento de niveles de Radiación para la verificación de los blindajes para su alta ante COFEPRIS.
- Conector para Mastógrafo.
- Área de digitalización
- Escritorio con cajoneras (contemplando espacio para equipo)
- Muebles superiores con puertas corredizas de acrílico transparente
- Recepción
- Escritorio (personal).
- Mueble superior con puertas corredizas
- Vestidor
- Banco con cajonera

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

- 1 planta de luz de 8000 a 10,000 watts (exclusivo para servicios).
- 1 tanque para agua potable.
- 1 tanque para aguas grises.
- 2 aires acondicionados.
- Escalón Retráctil en puertas de acceso
- 1 extensión de uso rudo de 15 Mts para la Unidad.
- 1 toldo exterior enrollable cubre las áreas médicas.
- Sistema de gatos mecánicos para evitar el movimiento del camión durante la consulta (no son de carga)
- Pasamanos en puertas
- Centro de carga.
- Conversión Instalada (Carrocería) Fabricada de acuerdo con la “NOM” (norma oficial mexicana) y a la normatividad de la S.C.T.
Remolque Unidad de Mastografía

Unidad Médica Móvil de Mastografía DIMENSIONES

MÍNIMAS (APROXIMADAS)

- **LARGO TOTAL: 7.00 MTS.**
- **ANCHO TOTAL: 2.40 MTS.**
- **ALTURA TOTAL: 2.50 MTS**

Nota: La fabricación del área de mastografía se apegará a especificaciones del equipo e información proporcionada



 beracahmedica.mx

 ventas@beracahmedica.mx