

# Antropómetro SmartMet

Ref. 01290



## Características

- ✓ Puntas largas para mediciones AP
- ✓ Puntas rotatorias con puntero que mejoran la exactitud y adaptabilidad al cuerpo
- ✓ Regla grabada digitalmente con corte láser
- ✓ Fabricado en aluminio anodizado y plástico industrial
- ✓ Ventana de acrílico autoajustable
- ✓ Apto para aplicaciones clínicas, deportivas y académicas.

## Especificaciones técnicas

- ✓ Longitud de puntas: 10 cm
- ✓ Rango de medición: hasta 550 mm
- ✓ Ideal para mediciones de diámetros grandes
- ✓ Certificaciones ISAK nivel 2 y 3

