

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE RESPUESTA RÁPIDA XIGNAL DE 5 PARÁMETROS M7R

El Monitor de Signos Vitales de 5 parámetros, es compacto y de fácil uso, totalmente portátil, mide saturación de oxígeno (Spo2), pulso (PR), Índice de Perfusión (PI), Presión Arterial No Invasiva (PANI) y Temperatura (Temp). Óptimo para uso en ambulancias, emergencias y consultorios médicos, aplicable para pacientes adultos y pediátricos.



CONTENIDO:

- Unidad (Monitor de signos vitales)
- Adaptador de corriente
- Sensor de Oximetría Adulto
- Brazal Adulto
- Brazal Pediátrico
- Termómetro Bluetooth

smart
XIGNAL
monitors

**MONITOR DE
SIGNOS VITALES
DE RESPUESTA RÁPIDA
XIGNAL DE 5 PARÁMETROS
M7R**

**Especificaciones
Técnicas:**

Rango de pacientes:

- Adultos y pediatría

SpO2

- Rango de medición: 70% -100%

PR

(Pulse Rate - Frecuencia cardíaca)

- Rango de medición: 30-250bpm

PI (Índice de Perfusión)

- Rango de medición: 0.1% -20%

NIBP (PANI)

- Modos de operación
oscilométrica : manual /
automática / STAT
- Unidad de medida:
mmHg / kPa seleccionable
- Tipos de medida:
sistólica, diastólica y media
- Protección contra sobrepresión: sí
- Resolución: 1 mmHg

Temperatura

- Rango de medición: 34.0 - 42.2°C
(93.2-108 °F)
- Exactitud: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ entre 35 - 42°C
/ $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ para otro rango.

- Con seguros para colocar
cubierta protectora para
mayor higiene
- Con eyector de cubierta
- Transmisión de datos
por Bluetooth

Alarmas

- Visibles de 3 niveles
- Código de error
- NIBP
- SpO₂
- PR
- Alarma de Fiebre
- Sonda desconectada o inactiva
- Bajo nivel de energía

Almacenamiento de Datos

- Modo de verificación puntual:
200 registros
- Modo continuo: 72 horas

Apariencia

- Dimensión: 292x168x148 $\pm$ 5 mm
- Peso: 1.0 $\pm$ 0.05kg

Pantalla

- Tipo: pantalla a color de 7 "
- Parámetros: NIBP, SpO₂, PI , PR,
barra de pulso, forma de onda.
- Batería con duración de 3.5 hrs.

