

smi

HECHTMATERIAAL

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



smi

www.sutures.be

SMI: Chirurgisch hechtmateriaal van uitstekende kwaliteit

Het bedrijf **SMI AG** werd in 1987 opgericht en heeft sindsdien over de landsgrenzen heen naam verworven als fabrikant van chirurgisch hechtmateriaal.

De firma is gevestigd in de gemeente St. Vith in het oosten van België, in de buurt van het 3-landenpunt België-Duitsland-Luxemburg.

☒ *DE HOOGSTE NORMEN INZAKE KWALITEIT EN VEILIGHEID*

SMI wendt sinds het begin internationale kwaliteitsnormen aan zoals de ISO-norm EN 13485 en de GMP-normen.

Alle basis grondstoffen en afgewerkte producten worden onderworpen aan een strikte kwaliteitscontrole onder toezicht van een gespecialiseerd team.

SMI hecht veel belang aan de "klanttevredenheid" door het garanderen van kwaliteitsvolle producten en een onberispelijke service. Klantgerichte aandacht, wederzijds vertrouwen en correcte leveringen, vormen een belangrijke basis.

☒ *WERELDWIJDE ERKENNING*

SMI exporteert naar ongeveer 120 verschillende landen wereldwijd. Dit succes werd met de „Royal Export Award 2000“ van de BDBH (Belgische dienst voor buitenlandse handel) bekroond.

☒ *THE CATALOGUE*

Deze catalogus bevat informatie over het hele productassortiment van **SMI** met alle detailbeschrijvingen van de presentaties die continu in voorraad zijn. In het geval een klant een niet standaard presentatie wil, kan deze op eenvoudig verzoek als speciale uitvoering geproduceerd worden. We streven ernaar om onze "product range" regelmatig te updaten, op basis van nieuwe trends of marktontwikkelingen.

SMI biedt alle maten aan, van USP 12/0 tot en met USP 6. Dit schept voor chirurgen een waaier van toepassingsmogelijkheden bij verschillende types van chirurgie, zoals Cardiologie – Microchirurgie – en Ofthalmologie.

Sinds vele jaren zijn **SMI** producten bekend door top chirurgen over de hele wereld.





1 20 01 15 2 P

Hechtmateriaal

- 1 CATGUT Plain
- 2 CATGUT Chrom
- 4 SUPRAMID
- 5 POLYPROPYLEEN
- 7 POLYESTER
- 8 ZIJDE
- 9 DACLON Nylon
- 10 STAAL Monofilament
- 11 SURGICRYL® PGA Polyglycolzuur
- 13 SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
- 14 SURGICRYL® Rapid Polyglycolzuur
- 15 SURGICRYL® 910 Polyglactine
- 16 SURGICRYL® Monofast Polyglecaprone

Draadsterkte

metric EP

Naaldtype

- 03 5/8 cirkel • rondbody naald FR
- 01 1/2 cirkel • rondbody naald HR
- 09 1/2 cirkel • rondbody naald • loop HR
- 02 3/8 cirkel • rondbody naald DR
- 35 3/8 cirkel • rondbody micro naald MDR
- 07 1/4 cirkel • rondbody naald VR
- 20 recht • rondbody naald GR
- 30 J-naald • rondbody naald JR
- 05 1/2 cirkel • rondbody met een snijdende punt HRT
- 04 3/8 cirkel • rondbody met een snijdende punt DRT
- 31 J-naald • rondbody met een snijdende punt JRT
- I 26 3/8 cirkel • coronaire naald CC
- 14 1/2 cirkel • buiten snijdende naald HS
- 15 3/8 cirkel • buiten snijdende naald DS
- 21 recht • buiten snijdende naald GS
- 16 1/2 cirkel • binnen snijdende naald NH
- 17 3/8 cirkel • binnen snijdende naald NS
- 22 1/2 cirkel • spatula naald HSP
- 23 3/8 cirkel • spatula naald DSP
- 24 1/4 cirkel • spatula naald VSP
- 25 recht • spatula naald GSP
- 18 1/2 cirkel • rondbody naald • stompe naald HRB
- 19 3/8 cirkel • rondbody naald • stompe naald DRB
- I 00 zonder naald

Naaldlengte

mm

1 draadmet 2 naalden

- U niet gekleurd hechtmateriaal
- P Easy Pass naald
- VB zwarte naald

De SMI chirurgische hechtingsnaalden zijn vervaardigd uit hoog-kwaliteits roestvrij staal. Een optimale combinatie naaldsterkte/naaldbuigzaamheid dragen bij tot het bekomen van een uitstekend eindresultaat. De precisie aanprikpunt en de geavanceerde silicone coating garanderen een vloeiende huid penetratie met minimaal weefseltrauma. De vorm van het naaldlichaam maakt een "stabiele grip" van de naaldvoerder mogelijk.


5/8 CIRKEL




1/2 CIRKEL




3/8 CIRKEL




1/4 CIRKEL



J-NAALD




RECHT




RONDBODY NAALD

Een gestroomlijnde naald die in een punt uitloopt.




SPATULANAALD MET EEN SNIJDENDE KANT

Een naald met twee snijdende eindpunten.




RONDE NAALDMET EEN SNIJDENDE PUNT

Een gestroomlijnde naald die in snijdende vlakken uitloopt.




CORONAIRE NAALD

Een kleine punt gevolgd door een rond lichaam en een vierhoekig hoofdlichaam - voor een betere penetratie in de hart- en vaatchirurgie.




BUITEN SNIJDENDE NAALD

Een driehoekige structuur met een snijdende rand aan de buitenkant.




BINNEN SNIJDENDE NAALD

Een driehoekige structuur met een snijdende rand aan de binnenkant.



EASY PASS NAALD

Extrascherpe precisiepunt.




STOMPE NAALD

Cilindrische naald met afgeronde punt. Voor zachte weefsels, zoals lever en nieren. Minder risico voor letsels door naaldprikken.

- ✓ *Scherp en sterk*
- ✓ *Makkelijk doorgaand*
- ✓ *Elke doorgang voelt als de eerste*

De Easy pass-naald voor huidhechtingen combineert 3 geavanceerde technologieën voor een precisienaald van topkwaliteit:



EIGENSCHAPPEN

- ✓ Extrascherpe precisiepunt
- ✓ Een nieuwe generatie roestvrij staal
- ✓ Geavanceerde technologie voor de coating van de naald
Siliconen coating over de volledige chirurgische naald

VOORDELEN


Uitstekende penetratie om het trauma voor de patiënt te verminderen en de intimale integriteit te bewaren
Optimale en voorspelbare penetratie
Langdurig scherp, ook na verschillende doorgangen

Blijft beduidend scherper na elke doorgang
Beste buig- en breekweerstand
Optimale combinatie van sterkte en buigzaamheid

Extreem zacht oppervlak
Betere penetratie, controle en naalddoorgang
Behoudt de naaldscherpte van begin tot eind

INDICATIE Cosmetische en plastische chirurgie

40%- 50%betere penetratieprestaties in vergelijkingmet standaard snijnaalden



RESORBEERBARE DRAAD



SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


NIET-RESORBEERBARE DRAAD




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK



SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT




SUPRAMID
BLACK

Hechtmateriaal in blisterverpakking

resorbeerbaar

-  SURGICRYL® 910 Polyglactine
-  SURGICRYL® PGA Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® Rapid Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® Monofast Polyglecaprone
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chrom

Verlies van de treksterkte na verloop van tijd



niet-resorbeerbaar

-  POLYPROPYLEEN
-  DACLON Nylon
-  SUPRAMID Polyamide
-  ZIJDE Gevlochten
-  POLYESTER
-  STAAL Monofilament

Microchirurgie

resorbeerbaar

-  SURGICRYL® 910 Polyglactine

niet-resorbeerbaar

-  DACLON Nylon
-  POLYPROPYLEEN

Oogheelkunde

resorbeerbaar

-  SURGICRYL® PGA Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® 910 Polyglactine

niet-resorbeerbaar

-  ZIJDE Virgin
-  ZIJDE Gevlochten
-  DACLON Nylon
-  POLYESTER
-  POLYPROPYLEEN

Andere artikelen

Huid stapler & haakjesverwijderaar
Biopsy punch
Hechtmateriaal staanders voor hechtingen in blister
Polypropyleen mesh
Chirurgisch scalpel & grip
Episio set
Cervix set

Patella set
Pilomat - tablet-crusher en tablet-splitter
Chirurgische naald
Huid markeerpen
Beenderwas
SMI Spon - resorbeerbaar haemostatic gelatin sponge

Hechtmateriaal in cassetten

resorbeerbaar

-  SURGICRYL® PGA Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® PGA Plus Polyglycolzuur
-  SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone
-  SURGICRYL® Monofast Polyglecaprone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chrom

niet-resorbeerbaar


-  ZIJDE Gevlochten zwart
-  SUPRAMID Polyamide wit
-  SUPRAMID Polyamide zwart
-  LINFIL Natural
-  VITAFIL Polyester wit
-  DERMAFIL Polyester groen
-  DACLON Nylon
-  STAAL Monofilament

Voor meer accurate technische informatie kunt u zich beroepen op de bijsluiter.
U vindt ons volledig productassortiment op www.sutures.be.

SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglactine 910, een co-polymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Coating	Polyglycolide-co-L-lactide en calciumstearaat (<1%)
Kleur	Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 56 - 70 dagen. Na 21 dagen blijft nog 40% - 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

smi

www.sutures.be



EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Gevlochten draadopbouw
- ☒ Gecoat multifilament
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid
- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van weke delen en/of ligature

vooral

Algemene heekunde

Sluiten van de huid

Gastro-intestinale chirurgie

Plastische chirurgie

Oogheelkundige chirurgie

Gynaecologie

Obstetrie

Orthopedie

Urologie

CONTRA-INDICATIE


Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE



Without needle



Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2

Without needle



Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025

Round bodied taper point




1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
	HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136
	HR 40 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
	HR 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145



Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
	HR 60 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350160
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
	HR 80 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180

Round bodied taper point double armed 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2

Round bodied taper point loop 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448

Reverse cutting



3/8 Circle



			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
			2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP
	DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
	DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
	DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
	DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle						
	DS 80 mm 	7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	HRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
	HRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
	HRT 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
	HRT 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350536
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400536
	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350540
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540
	HRT 48 mm 	8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle						
	DRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150413
	DRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417

Round bodied taper cutting point			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle							
	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	violet	15100530-0413
1/2 Circle	HRT 30 mm						
							

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

Blunt			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRB 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301830
	HRB 36 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 45 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845

Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglycolzuur
Coating	Polycaprolactone en calciumstearaat (1%)
Kleur	Violet / Beige - ongekleurd
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 60 - 90 dagen. Na 21 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Gevlochten draadopbouw
- ☒ Gecoat multifilament
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid
- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van weke delen en/of ligature

vooral

- Algemene heekunde
- Sluiten van de huid
- Gastro-intestinale chirurgie
- Gynaecologie
- Obstetrie
- Plastische chirurgie
- Urologie
- Oogheekkundige chirurgie
- Orthopedie

CONTRA-INDICATIE


Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE



Without needle



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
3.5	0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11350060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070

Without needle



Ligapack



Metric USP Length Order number

1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200122U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136


Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403040

Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
5/8 circle  J-needle 	  JR 36 mm FR 27 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	 HR 50 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

Round bodied taper cutting point			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
J-needle 	 JRT 31 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131

Reverse cutting



3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
	DS 16 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
	DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
	DS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201430
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301430
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	NS 16 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Gevlochten en gecoat multifilament
Samenstelling	Polyglycolzuur
Coating	Polycaprolactone en calciumstearaat (1%)
Kleur	Beige - ongekleurd / Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 42 dagen. Na 7 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Hoge initiële treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Gevlochten draadopbouw
- ☒ Gecoat multifilament
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid, snelle substantieresorptie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid
- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van oppervlakkige weke delen en mucosa

vooral

Plastische chirurgie

Obstetrie (Episiotomieën)

Gynaecologie

Urologie (Besnijdenis)

Oogheekkundige chirurgie (Bindvlies)

Pediatrische chirurgie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie


Neurochirurgie

Ligaturen


Wanneer langer dan 7 dagen wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE



Without needle



Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 circle	HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
	HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
	HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200136
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
			3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
			4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
	HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
			3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
			4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
			5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
	HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
			3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
			4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
			5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148

Round bodied taper point



Metric

USP

Length

Order number

5/8 circle



FR 17 mm



1.5

4/0

75 cm

undyed

14150317

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

75 cm

undyed

14071512

1

5/0

75 cm

undyed

14101512

1.5

4/0

75 cm

undyed

14151512

DS 12 mm



0.7

6/0

50 cm

undyed

14071512P

Easy Pass

1

5/0

50 cm

undyed

14101512P

1.5

4/0

50 cm

undyed

14151512P

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

undyed

14101516

1.5

4/0

75 cm

undyed

14151516

2

3/0

45 cm

undyed

14201516

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

undyed

14101516VB

DS 19 mm



1

5/0

75 cm

undyed

14101519

1.5

4/0

75 cm

undyed

14151519

2

3/0

75 cm

undyed

14201519

3

2/0

75 cm

undyed

14301519

DS 19 mm



1.5

4/0

50 cm

undyed

14151519P

Easy Pass

2

3/0

50 cm

undyed

14201519P

DS 19 mm black



1.5

4/0

75 cm

undyed

14151519VB

2

3/0

75 cm

undyed

14201519VB

DS 24 mm



2

3/0

75 cm

undyed

14201524

3

2/0

75 cm

undyed

14301524

DS 24 mm



2

3/0

50 cm

undyed

14201524P

Easy Pass

2

3/0

75 cm

undyed

14201526

DS 26 mm



3

2/0

75 cm

undyed

14301526

3.5

0

75 cm

undyed

14351526

DS 30 mm



3.5

0

90 cm

undyed

14351530

DS 36 mm



3

2/0

75 cm

undyed

14301536

3.5

0

75 cm

undyed

14351536

Reverse cutting



1/2 Circle



Metric	USP	Length	Order number
HS 17 mm	1.5	4/0	45 cm
	2	3/0	45 cm
HS 36 mm	3	2/0	75 cm
	3.5	0	75 cm
HS 40 mm	3.5	0	90 cm
	4	1	90 cm
	5	2	90 cm

Cutting



Straight

Metric	USP	Length	Order number
GS 60 mm	2	3/0	75 cm

Round bodied taper cutting point



1/2 Circle



Metric	USP	Length	Order number
HRT 17 mm	2	3/0	75 cm
HRT 26 mm	3	2/0	75 cm
HRT 36 mm	3	2/0	90 cm
	3.5	0	90 cm
	4	1	90 cm
HRT 40 mm	3	2/0	90 cm
	3.5	0	90 cm
	4	1	90 cm

Round bodied taper cutting point



3/8 Circle




Metric	USP	Length	Order number
DRT 16 mm	1	5/0	75 cm
	1.5	4/0	75 cm
	2	3/0	75 cm
DRT 19 mm	1.5	4/0	75 cm
	2	3/0	75 cm

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25



Type	Monofilament
Samenstelling	Polyglecaprone 25, een co-polymeer van 75% glycolide en 25% ε-caprolactone
Coating	Geen
Kleur	Violet / Beige - ongekleurd
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 90 - 120 dagen. Na 7 dagen blijft nog 60% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Grote treksterkte
- ✓ Synthetisch
- ✓ Resorptie door hydrolyse
- ✓ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ✓ Buigzaamheid en soepelheid
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Voorspelbare resorptiesnelheid
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van weke delen en/of ligature

vooral Algemene heekunde

Sluiten van de huid

Plastische chirurgie

Gastro-intestinale chirurgie

Gynaecologie

Urologie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie


Neurochirurgie

Oogheelkundige chirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE



Without needle



Metric USP Length Order number

3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

Without needle



Metric USP Length Order number

Ligapack



5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025
---	---	--------	---------------	----------

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 circle




HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140

Round bodied taper point



1/2 circle



HR 48 mm



3.5

0

90 cm

violet

16350148

4

1

90 cm

violet

16400148

HR 65 mm



3

2/0

90 cm

violet

16300165

Reverse cutting



3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

undyed

16071512

0.7

6/0

75 cm

undyed

16071512-75

0.7

6/0

75 cm

violet

16071512V

1

5/0

45 cm

undyed

16101512

1

5/0

45 cm

violet

16101512V

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

undyed

16071512P

1

5/0

50 cm

undyed

16101512P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151512P

DS 16 mm



1

5/0

75 cm

undyed

16101516

1

5/0

75 cm

violet

16101516V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151516

1.5

4/0

75 cm

violet

16151516V

2

3/0

75 cm

undyed

16201516

DS 16 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

undyed

16101516P

1.5

4/0

50 cm

undyed

16151516P

DS 16 mm black



1

5/0

75 cm

violet

16101516VB

DS 19 mm



1

5/0

45 cm

undyed

16101519

1

5/0

75 cm

violet

16101519V

1.5

4/0

75 cm

undyed

16151519

1.5

4/0

75 cm

violet

16151519V

2

3/0

75 cm

undyed

16201519

2

3/0

75 cm

violet

16201519V

3

2/0

75 cm

undyed

16301519

DS 19 mm
Easy Pass



1.5

4/0

50 cm

undyed

16151519P

2

3/0

50 cm

undyed

16201519P

DS 19 mm black



1

5/0

75 cm

violet

16101519VB

1.5

4/0

75 cm

violet

16151519VB

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	undyed	16201524
			3	2/0	75 cm	undyed	16301524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	undyed	16201524P-75
			1.5	4/0	75 cm	undyed	16151526
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	undyed	16201526
			2	3/0	75 cm	violet	16201526V
			3	2/0	75 cm	undyed	16301526
			3	2/0	75 cm	violet	16301526V
	DS 30 mm		3.5	0	75 cm	violet	16351530V
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	undyed	16351540
			4	1	90 cm	undyed	16401540

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	undyed	16301436
			3.5	0	75 cm	undyed	16351436
	HS 40 mm		4	1	90 cm	undyed	16401440


Cutting			Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	undyed	16202160
			3	2/0	75 cm	undyed	16302160

Blunt			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	violet	16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	violet	16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Type	Monofilament
Samenstelling	Polydioxanone, een polymeer van poly (p-dioxanone)
Coating	Geen
Kleur	Violet
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Het hydrolytische proces, waardoor het materiaal afgebroken wordt, resulteert in een voorspelbaar en progressief verlies van de treksterkte met een volledige resorptie na 180 - 210 dagen. Na 42 dagen blijft nog 50% van de oorspronkelijke treksterkte over.
Presentatie	Doos met 12 hechtingen



Voor kwaliteit
&
veiligheid

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote en langdurige treksterkte
- ☒ Synthetisch
- ☒ Resorptie door hydrolyse
- ☒ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ☒ Buigzaamheid en soepelheid
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen
 Algemene heekunde
 Gastro-intestinale chirurgie
 Oogheelkundige chirurgie
 Orthopedie
 Sluiting van de buikwand
 Gynaecologie
 Plastische chirurgie
 Urologie

VOORDELEN

Uitstekende treksterkte voor langdurige wondondersteuning

Minimale weefselreactie

Voorspelbare resorptiesnelheid

Soepele wefselpassage zonder zaageffect, wefseltrek en trauma
 Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
 Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Goede hanteerbaarheid
 Gemakkelijk te knopen
 Goede knoopveiligheid

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd


CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
 Neurochirurgie
 Prothesen


Wanneer langer dan 6 weken wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

TREKSTERKTE



RESORPTIE



Without needle



Metric

USP

Length

Order number

5

2

150 cm

violet

13500015

6

3&4

150 cm

violet

13600015

Round bodied taper point



Metric

USP

Length

Order number

HR 13 mm



0.7

6/0

75 cm

violet

13070113

1

5/0

75 cm

violet

13100113

HR 17 mm



0.7

6/0

75 cm

violet

13070117

1

5/0

75 cm

violet

13100117

1.5

4/0

75 cm

violet

13150117

2

3/0

75 cm

violet

13200117

HR 22 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

13150122

2

3/0

75 cm

violet

13200122

HR 26 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

13150126

2

3/0

75 cm

violet

13200126

3

2/0

75 cm

violet

13300126

3.5

0

75 cm

violet

13350126

HR 30 mm



2

3/0

75 cm

violet

13200130

3

2/0

75 cm

violet

13300130

3.5

0

75 cm

violet

13350130

HR 36 mm



3

2/0

75 cm

violet

13300136

3.5

0

90 cm

violet

13350136

4

1

90 cm

violet

13400136

HR 40 mm



3

2/0

75 cm

violet

13300140

3.5

0

90 cm

violet

13350140

4

1

90 cm

violet

13400140

5

2

90 cm

violet

13500140

HR 48 mm



4

1

90 cm

violet

13400148

5

2

90 cm

violet

13500148

Round bodied taper point
double armed



Metric

USP

Length

Order number

2 x HR 13 mm



1

5/0

75 cm

violet

13100113-2

2 x HR 17 mm



1

5/0

90 cm

violet

13100117-2

1.5

4/0

75 cm

violet

13150117-2

1/2 circle



Round bodied taper point double armed



3/8 circle



2 x DR 13 mm



Metric	USP	Length		Order number
0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	13050213-2
0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2

Round bodied taper point loop




1/2 circle




HR 40 mm



HR 50 mm



HR 65 mm



Metric	USP	Length		Order number
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965

Reverse cutting



3/8 circle



DS 12 mm



DS 16 mm



DS 16 mm black



DS 19 mm



DS 19 mm
Easy Pass




DS 19 mm black



Metric	USP	Length		Order number
0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524
	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

Blunt loop 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Type	Gedraaid multifilament met een monofilament uiterlijk
Samenstelling	Gezuiverd bindweefsel (collageen) afkomstig van de slijm laag van geselecteerde runderdarmen. Herkomst uit BSE-vrij geïmporteerde landen.
Coating	Geen
Kleur	Ivoor
Weefselreactie	Matig
Resorptie	Door fagocytose. Een volledige resorptie na +/- 63 dagen. 50% van de oorspronkelijke treksterkte blijft na 7 dagen. Het zal sneller resorberen in geïnfecteerd weefsel en in weefsels waarin hogere concentraties van proteolytische enzymen voorkomen (maag, baarmoederhals, vagina).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Resorptie by phagocytosis
- ☒ Gedraaide draadopbouw
- ☒ Gelijkmatige diameter door centerloos afslijpen (monofilament aspect)
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke weefselondersteuning
- Gelijkmatige resorptie
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE


vooral

Hechting van weke delen
en/of ligature
Algemene heekunde
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie
Urologie
Oogheelkundige chirurgie


CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.
Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).
In de buurt van geïnfecteerde wonden
Bekende overgevoeligheid of allergie voor collageen

TREKSTERKTE



RESORPTIE



Without needle



Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>ivory</i>	1200015
3	3/0	150 cm	<i>ivory</i>	1300015
3.5	2/0	150 cm	<i>ivory</i>	1350015
4	0	150 cm	<i>ivory</i>	1400015
5	1	150 cm	<i>ivory</i>	1500015
6	2	150 cm	<i>ivory</i>	1600015
7	3	150 cm	<i>ivory</i>	1700015

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 circle	HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1150116
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200116
	HR 20 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200120
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300120
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350120
	HR 26 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200126
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300126
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350126
			4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400126
	HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300130
	HR 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300137
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350137
			4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400137
			5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500137
	HR 40 mm		5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90
	HR 45 mm		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
			5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500145
			6	2	75 cm	<i>ivory</i>	1600145
	HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number


3/8 circle



DS 12 mm		1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512
DS 16 mm		1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516
		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516
DS 19 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519
DS 24 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524
DS 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537

CATGUT

CHROM



Type	Gedraaid multifilament met een monofilament uiterlijk
Samenstelling	Gezuiverd bindweefsel (collageen) afkomstig van de slijm laag van geselecteerde runderdarmen - bruin gekleurd door behandeling met chroomzouten. Herkomst uit BSE-vrij geclassificeerde landen.
Coating	Geen
Kleur	Donkerbruin
Weefselreactie	Matig
Resorptie	Door fagocytose. De snelheid van de resorptie is door de chroomzouten verminderd. Een volledige resorptie na +/- 90 dagen. 50% van de oorspronkelijke treksterkte blijft na 14 dagen. Het zal sneller resorberen in geïnfecteerd weefsel en in weefsels waarin hoge concentraties van proteolytische enzymen voorkomen (maag, baarmoederhals, vagina).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

CATGUT

CHROM

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte
- ☒ Resorptie by phagocytosis
- ☒ Gedraaide draadopbouw
- ☒ Gelijkmatige diameter door centerloos afslijpen (monofilament aspect)
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke weefselondersteuning

Gelijkmatige resorptie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature

Algemene heekkunde

Gastro-intestinale chirurgie

Gynaecologie

Obstetrie

Urologie

Oogheelkundige chirurgie

CONTRA-INDICATIE

Cardio-vasculaire chirurgie

Neurochirurgie


Aangezien dit hechtmateriaal resorbeerbaar is, mag het niet worden gebruikt voor de hechting van weefsels, wanneer er een lange wondondersteuning nodig is.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met vertraagde wondheling (bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).


In de buurt van geïnfecteerde wonden

Bekende overgevoeligheid of allergie voor colageen of chroom

TREKSTERKTE



RESORPTIE



Without needle



Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

 1/2 circle	HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
			1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
	HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
	HR 26 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
	HR 30 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
	HR 37 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350140
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i>	2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600140
	HR 45 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600145
	HR 48 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500148
	HR 50 mm 	6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600150
		6	2	90 cm	<i>brown</i>	2600150-90

Round bodied taper point reverse cutting double armed 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 37 mm HS 37 mm 	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350137-1437

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRB 63 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501963

Reverse cutting



3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
		1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301516
DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351519
DS 24 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201524
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301524
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524
DS 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401530
DS 37 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537
DS 40 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540

Reverse cutting




1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HS 37 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437

POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Samenstelling	Polypropyleen, een polymeer van propyleen
Coating	Geen
Kleur	Blauw
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ☒ Weerstand tegen herhaald buigen
- ☒ Synthetisch
- ☒ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ☒ Buigzaamheid en soepelheid
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen
en/of ligature
Cardio-vasculaire chirurgie
Neurochirurgie
Oogheekkundige chirurgie
Microchirurgie
Plastische chirurgie
Sluiten van de huid
Orthopedie
Sluiten van de buikwand (ook als mesh)
Gastro-intestinale chirurgie
Algemene heekkunde
Gynaecologie
Obstetrie

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Aanwending in cardio-vasculaire chirurgie
(hartklepprothesen en anastomosen)

Minimale weefselreactie

Soepele weefselpassage zonder zaageffect,
weefseltrek en trauma
Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen

Goede hanteerbaarheid
Gemakkelijk te knopen
Goede knoopveiligheid

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

Round bodied taper point



1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100117
			2	3/0	75 cm	blue	5200117
	HR 20 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100120
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
			2	3/0	75 cm	blue	5200120
	HR 25 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100125
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150125
			2	3/0	75 cm	blue	5200125
			3	2/0	75 cm	blue	5300125
			3.5	0	75 cm	blue	5350125
			4	1	75 cm	blue	5400125
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	5200130
			3	2/0	75 cm	blue	5300130
			3.5	0	75 cm	blue	5350130
			4	1	75 cm	blue	5400130
	HR 35 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300135
			3.5	0	75 cm	blue	5350135
			4	1	75 cm	blue	5400135
	HR 40 mm		3.5	0	75 cm	blue	5350140
			4	1	90 cm	blue	5400140
			5	2	75 cm	blue	5500140

Round bodied taper point



3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5150216

Round bodied taper point double armed




1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
	2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100110-2
	2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
			1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
	2 x HR 16 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
	2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
	2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
	2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
	2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300135-2

Round bodied taper point double armed



3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050208-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070210-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100213-2
	2 x DR 13 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070213-2
			1	5/0	90 cm	blue	5100218-2
	2 x DR 18 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150218-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150222-2
	2 x DR 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150222-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150222-2

Reverse cutting



3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071510
			0.5	7/0	45 cm	blue	5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071512
			1	5/0	45 cm	blue	5101512
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151512
			0.7	6/0	50 cm	blue	5071512P
	DS 12 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101512P
			0.7	6/0	45 cm	blue	5071516
	DS 16 mm		1	5/0	45 cm	blue	5101516
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151516
			2	3/0	75 cm	blue	5201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071516P
			1	5/0	50 cm	blue	5101516P
			1.5	4/0	50 cm	blue	5151516P
	DS 16 mm black		1	5/0	45 cm	blue	5101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5071519
			1	5/0	75 cm	blue	5101519
			1.5	4/0	45 cm	blue	5151519-45
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151519
			2	3/0	45 cm	blue	5201519-45
			2	3/0	75 cm	blue	5201519
			3	2/0	75 cm	blue	5301519
			3.5	0	75 cm	blue	5351519

Reverse cutting



3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151519P
		2	3/0	50 cm	blue	5201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	blue	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201526-45
		3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201530
		3	2/0	75 cm	blue	5301530
		3.5	0	75 cm	blue	5351530
		4	1	75 cm	blue	5401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201536
		3	2/0	75 cm	blue	5301536
		3.5	0	75 cm	blue	5351536
		4	1	75 cm	blue	5401536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301540
		3.5	0	75 cm	blue	5351540
		4	1	90 cm	blue	5401540
		5	2	90 cm	blue	5501540
DS 45 mm		4	1	90 cm	blue	5401545
DS 90 mm		4	1	90 cm	blue	5401590

Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301424

Cutting

			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	blue	5202160
			3	2/0	75 cm	blue	5302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	blue	5302175

Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150522-2
	2 x HRT 25 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150525-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200525-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300525-2
	2 x HRT 30 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300530-2

Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5070510
	HRT 25 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300525

Soft cutting point coronary double armed



3/8 circle



2 x CC 6.4 mm		Metric	0.4	USP	8/0	Length	60 cm	Order number	5042606-2
			0.4		8/0		60 cm	blue	5042608-2
2 x CC 8 mm			0.5		7/0		75 cm	blue	5052608-2
			0.7		6/0		75 cm	blue	5072608-2
2 x CC 10 mm			0.5		7/0		75 cm	blue	5052610-2
			0.7		6/0		75 cm	blue	5072610-2
2 x CC 13 mm			0.5		7/0		75 cm	blue	5052613-2
			0.7		6/0		75 cm	blue	5072613-2
			1		5/0		75 cm	blue	5102613-2

Soft cutting point coronary black double armed



3/8 circle




2 x CC 8 mm black		Metric	0.4	USP	8/0	Length	60 cm	Order number	5042608-2VB
			0.5		7/0		75 cm	blue	5052608-2VB
			0.7		6/0		75 cm	blue	5072608-2VB
2 x CC 13 mm black			0.7		6/0		75 cm	blue	5072613-2VB
			1		5/0		75 cm	blue	5102613-2VB

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Type	Monofilament
Samenstelling	Extrusie uit polyamide 6.0 of 6.6
Coating	Geen
Kleur	Blauw Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel. De substantie van de draad vermindert ongeveer 10% per jaar door de afbraak van chemische verbindingen (hydrolyse).
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be



EIGENSCHAPPEN

- ✓ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Synthetisch
- ✓ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ✓ Buigzaamheid en soepelheid
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE Hechting van weke delen en/of ligature

Daclon Blauw

- vooral
- Sluiten van de huid
 - Algemene heekkunde
 - Plastische chirurgie
 - Gastro-intestinale chirurgie
 - Gynaecologie
 - Obstetrie
 - Orthopedie

Daclon Zwart

- vooral
- Plastische chirurgie
 - Oogheelkundige chirurgie

Round bodied taper point



1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	black	9100116
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	black	9070120
		1	5/0	75 cm	black	9100120
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150120
		2	3/0	75 cm	blue	9200120
		3	2/0	75 cm	blue	9300120
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9150126
		2	3/0	75 cm	blue	9200126
		3	2/0	75 cm	blue	9300126
		3.5	0	75 cm	blue	9350126
		4	1	75 cm	blue	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300130
		3.5	0	75 cm	blue	9350130
		4	1	75 cm	blue	9400130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300137
		3.5	0	75 cm	blue	9350137
		4	1	75 cm	blue	9400137
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300140
		3.5	0	75 cm	blue	9350140
		4	1	75 cm	blue	9400140
		5	2	75 cm	blue	9500140
HR 50 mm		4	1	100 cm	blue	9400150

Round bodied taper point loop



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 30 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350930
		4	1	150 cm	blue	9400930
	HR 35 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350935
		4	1	150 cm	blue	9400935
	HR 40 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350940
		4	1	150 cm	blue	9400940
	HR 50 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350950
		4	1	150 cm	blue	9400950

Round bodied taper point double armed



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 65 mm	3	2/0	90 cm	blue	9300165-2

Reverse cutting



3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	black	9051512
		0.7	6/0	75 cm	black	9071512
		1	5/0	75 cm	black	9101512
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	black	9071512P
		1	5/0	50 cm	black	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	black	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	black	9071516
		1	5/0	45 cm	black	9101516-45
		1	5/0	75 cm	black	9101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151516
		2	3/0	75 cm	blue	9201516
	DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	black	9071516P
		1	5/0	50 cm	black	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	blue	9151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	black	9101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	black	9101519-45
		1	5/0	75 cm	black	9101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519
		2	3/0	45 cm	blue	9201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201519
		3	2/0	75 cm	blue	9301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	blue	9151519P
		2	3/0	50 cm	blue	9201519P
		3	2/0	50 cm	blue	9301519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	black	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151519VB

Reverse cutting



3/8 circle




		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black	9101524
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151524
		2	3/0	45 cm	blue	9201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201524
		3	2/0	45 cm	blue	9301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301524
		3.5	0	75 cm	blue	9351524
		4	1	75 cm	blue	9401524
		5	2	90 cm	blue	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	blue	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	9201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201526
		3	2/0	45 cm	blue	9301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201530
		3	2/0	75 cm	blue	9301530
		3.5	0	75 cm	blue	9351530
		4	1	75 cm	blue	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201536
		3	2/0	75 cm	blue	9301536
		3.5	0	75 cm	blue	9351536
		4	1	90 cm	blue	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301540
		3.5	0	75 cm	blue	9351540
		4	1	75 cm	blue	9401540
		5	2	90 cm	blue	9501540
DS 45 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301545
		4	1	75 cm	blue	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301560
		3.5	0	75 cm	blue	9351560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301590
		3.5	0	100 cm	blue	9351590
		4	1	100 cm	blue	9401590

Reverse cutting



1/2 circle



Cutting		Metric	USP	Length		Order number
HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9151417
		2	3/0	75 cm	blue	9201417
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201422
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201426
		3	2/0	75 cm	blue	9301426
HS 30 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351430
HS 36 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351436
		4	1	75 cm	blue	9401436
		5	2	75 cm	blue	9501436
HS 40 mm		3.5	0	75 cm	blue	9351440
		4	1	75 cm	blue	9401440
HS 48 mm		4	1	100 cm	blue	9401448

Cutting



Straight

	Metric	USP	Length		Order number
GS 60 mm	2	3/0	75 cm	blue	9202160
	3	2/0	75 cm	blue	9302160

Cutting




3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
NS 26 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201726
NS 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301730
NS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301740

SUPRAMID

BLACK



Type	Gedraaid en gecoat multifilament Maten 5/0 en 6/0 monofilament
Samenstelling	Polyamide 6.6 in een polyamide schede 6.0
Kleur	Zwart
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ☒ Synthetisch
- ☒ Gedraaide draadopbouw

- ☒ Cilindrisch gecoat multifilament

- ☒ Buigzaamheid en soepelheid

- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE Hechting van weke delen
 en/of ligature
vooral Sluiten van de huid

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Minimale weefselreactie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage zonder zaageffect,
weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Goede hanteerbaarheid
Gemakkelijk te knopen
Goede knoopveiligheid

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150116
			2	3/0	75 cm	black	4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	black	4200120
			3	2/0	75 cm	black	4300126
	HR 26 mm						

Round bodied taper point			Metric	USP	Length	Order number	
Straight			GR 22 mm	1.5	4/0	50 cm	black 4152022

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4151417
			2	3/0	75 cm	black	4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	black	4101420
			1.5	4/0	75 cm	black	4151420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	black	4201420
			1.5	4/0	75 cm	black	4151422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	black	4201426
			3	2/0	75 cm	black	4301426

Cutting			Metric	USP	Length	Order number	
Straight	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	black	4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	black	4152125

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	black	4071512
			1	5/0	45 cm	black	4101512-45
			1	5/0	75 cm	black	4101512
			1.5	4/0	45 cm	black	4151512

Reverse cutting



3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	4071516
		1	5/0	45 cm	black	4101516-45
		1	5/0	75 cm	black	4101516
		1.5	4/0	45 cm	black	4151516
		1.5	4/0	75 cm	black	4151516-75
		2	3/0	45 cm	black	4201516
		2	3/0	75 cm	black	4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	black	4071519
		1	5/0	75 cm	black	4101519
		1.5	4/0	45 cm	black	4151519
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519-75
		2	3/0	75 cm	black	4201519
		3	2/0	75 cm	black	4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	black	4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	black	4201524
		3	2/0	75 cm	black	4301524
		3.5	0	75 cm	black	4351524
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	black	4301536
		3.5	0	75 cm	black	4351536
		4	1	75 cm	black	4401536

Round bodied taper cutting point



1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150518
		2	3/0	75 cm	black	4200518

Round bodied taper cutting point




3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150418
		2	3/0	75 cm	black	4200418

SILK



	<i>Silk Braided</i>	<i>Silk Virgin</i>
Type	Gevlochten multifilament	Gedraaid multifilament
Samenstelling	Gevlochten vezels van de cocon van de zijdeworm	Gedraaide vezels van de cocon van de zijdeworm
Coating	Silicon	Geen
Kleur	Zwart	Blauw
Weefselreactie	Matig	
Resorptie	De zijde veroorzaakt aanvankelijk een minimale ontstekingsreactie van de weefsels, alvorens ingekapseld te worden door fibreus bindweefsel.	
Presentatie	Doos met 12 hechtingen	

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

SILK

EIGENSCHAPPEN

- ☒ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ☒ Gevlochten of gedraaide draadopbouw
- ☒ Gecoat multifilament
- ☒ Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

Voortreffelijke en langdurige weefselondersteuning tot 3 maanden

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van weke delen en/of ligature

vooral

Algemene heekkunde
Sluiten van de huid
Oogheekkundige chirurgie
Tand- en Mondchirurgie
Gastro-intestinale chirurgie
Gynaecologie
Obstetrie

CONTRA-INDICATIE

Urinewegen
Galwegen

Bekende overgevoeligheid of allergie voor zijde

Without needle



Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	black	8200015
3	2/0	150 cm	black	8300015
3.5	0	150 cm	black	8350015
4	1	150 cm	black	8400015
5	2	150 cm	black	8500015
6	3&4	150 cm	black	8600015
8	6	150 cm	black	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	black	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	black	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	black	8350044
4	1	6 x 45 cm	black	8400044
5	2	6 x 45 cm	black	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	black	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	black	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	black	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	black	8350046
4	1	17 x 45 cm	black	8400046
5	2	17 x 45 cm	black	8500046
1.5	4/0	13 x 60 cm	black	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	black	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	black	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	black	8350060
4	1	13 x 60 cm	black	8400060
2	3/0	12 x 75 cm	black	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	black	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	black	8350075
4	1	12 x 75 cm	black	8400075
5	2	12 x 75 cm	black	8500075

Without needle



Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	black	8200025
3	2/0	250 cm	black	8300025
3.5	0	250 cm	black	8350025
4	1	250 cm	black	8400025
5	2	250 cm	black	8500025
6	3&4	250 cm	black	8600025

Ligapack



Round bodied taper point



1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 12 mm	0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
	HR 16 mm	0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
		2	3/0	75 cm	black	8200116
	HR 20 mm	1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
	HR 26 mm	1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
		5	2	75 cm	black	8500130
	HR 37 mm	2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
	HR 40 mm	3.5	0	75 cm	black	8350140
		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
	HR 45 mm	3.5	0	75 cm	black	8350145
		4	1	75 cm	black	8400145
		5	2	75 cm	black	8500145

Round bodied taper point



Metric **USP** **Length** **Order number**

3/8 Circle



DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8150216
		2	3/0	75 cm	black	8200216
DR 25 mm		2	3/0	75 cm	black	8200225
		3	2/0	75 cm	black	8300225
DR 30 mm		3	2/0	75 cm	black	8300230

Round bodied taper point



Metric **USP** **Length** **Order number**

Straight



GR 40 mm		3	2/0	75 cm	black	8302040
----------	--	---	-----	-------	-------	---------

Reverse cutting double armed



Metric **USP** **Length** **Order number**

3/8 Circle



2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512-2

Reverse cutting



Metric **USP** **Length** **Order number**

3/8 Circle



DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512
		0.7	6/0	45 cm	black	8071512
		1	5/0	45 cm	black	8101512
		1.5	4/0	75 cm	black	8151512
		2	3/0	75 cm	black	8201512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	8071512P
DS 14 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8071514
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071516
		1	5/0	75 cm	black	8101516
		1.5	4/0	75 cm	black	8151516
		2	3/0	75 cm	black	8201516
		3	2/0	75 cm	black	8301516
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	black	8101516P
		1.5	4/0	50 cm	black	8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black	8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	black	8151516VB

Reverse cutting



3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071519
		1	5/0	75 cm	black	8101519
		1.5	4/0	75 cm	black	8151519
		2	3/0	45 cm	black	8201519-45
		2	3/0	75 cm	black	8201519
		3	2/0	75 cm	black	8301519
		3.5	0	75 cm	black	8351519
		4	1	75 cm	black	8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	black	8151519P
		2	3/0	50 cm	black	8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black	8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black	8151519VB
		2	3/0	75 cm	black	8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black	8101524
		1.5	4/0	75 cm	black	8151524
		2	3/0	75 cm	black	8201524
		3	2/0	75 cm	black	8301524
		3.5	0	75 cm	black	8351524
		4	1	75 cm	black	8401524
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8201526
		3	2/0	75 cm	black	8301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151530
		2	3/0	75 cm	black	8201530
		3	2/0	75 cm	black	8301530
		3.5	0	75 cm	black	8351530
		4	1	75 cm	black	8401530
		5	2	75 cm	black	8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	black	8201537
		3	2/0	75 cm	black	8301537
		3.5	0	75 cm	black	8351537
		4	1	75 cm	black	8401537
		5	2	75 cm	black	8501537
		6	3&4	75 cm	black	8601537
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	black	8301545
		3.5	0	75 cm	black	8351545
		4	1	75 cm	black	8401545
		5	2	75 cm	black	8501545

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle			4	1	75 cm	<i>black</i> 8401560
			3.5	0	100 cm	<i>black</i> 8351590

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle		HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412
		HS 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417
		HS 20 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422
		HS 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422
		HS 26 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201426
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301426
		HS 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351426
			3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351436
			4	1	75 cm	<i>black</i> 8401436

Cutting			Metric	USP	Length	Order number
Straight		GS 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302140
		GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8202160
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302160
			3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8352160
			4	1	75 cm	<i>black</i> 8402160

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HRT 18 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100518
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150518
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200518
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300518
	HRT 27 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200527
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300527

Round bodied taper cutting point 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150418
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200418

POLYESTER



Type	Gevlochten multifilament
Samenstelling	Polyester, een polymeer van polyethyleen tereftalaat
Coating	Silicon
Kleur	Groen Wit
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Onovertroffen treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Weerstand tegen herhaald buigen
- ✓ Synthetisch
- ✓ Gevlochten draadopbouw
- ✓ Gecoat multifilament
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE

vooral

Hechting van weke delen en/of ligature
Cardio-vasculaire chirurgie
Oogheekkundige chirurgie
Algemene heekkunde
Sluiten van de huid
Orthopedie
Gastro-intestinale chirurgie
Obstetrie

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning

Aanwending in cardio-vasculaire chirurgie (hartklepprothesen)

Minimale weefselreactie

Voortreffelijke hanteerbaarheid
Grote flexibiliteit
Grote treksterkte
Voortreffelijke knoopveiligheid

Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
Goede knoop-glij eigenschappen
Beperkte capillaire werking

Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

Without needle



Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	green	7150015
2	3/0	150 cm	green	7200015
3	2/0	150 cm	green	7300015
3.5	0	150 cm	green	7350015
4	1	150 cm	green	7400015
5	2	150 cm	green	7500015
6	3&4	150 cm	green	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	green	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	green	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	green	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	green	7350045
4	1	6 x 45 cm	green	7400045
5	2	6 x 45 cm	green	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	green	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	green	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	green	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	green	7350050
4	1	3 x 50 cm	green	7400050
5	2	3 x 50 cm	green	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	green	7200075-2

Without needle



Metric USP Length Order number

1.5	4/0	250 cm	green	7150025
2	3/0	250 cm	green	7200025
3	2/0	250 cm	green	7300025
3.5	0	250 cm	green	7350025
4	1	250 cm	green	7400025
5	2	250 cm	green	7500025
6	3&4	250 cm	green	7600025

Ligapack



Round bodied taper point



1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 16 mm	1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
	HR 20 mm	1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
	HR 26 mm	2	3/0	75 cm	green	7200126
		3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
		4	1	75 cm	green	7400130
	HR 36 mm	3	2/0	75 cm	green	7300136
		3.5	0	75 cm	green	7350136
		4	1	75 cm	green	7400136
	HR 40 mm	3.5	0	75 cm	green	7350140
		4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
	HR 48 mm	7	5	75 cm	green	7700140
		4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148

Round bodied taper point double armed




1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 17 mm	3	2/0	90 cm	green	7300117-2
	2 x HR 20 mm	3	2/0	90 cm	green	7300120-2
	2 x HR 26 mm	3	2/0	90 cm	green	7300126-2

Round bodied taper point double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HR 16 mm
HR 36 mm



2

3/0

60 cm

green

7200116-36

Round bodied taper point



Metric

USP

Length

Order number

Straight

GR 19 mm



1.5

4/0

45 cm

green

7152019

2

3/0

50 cm

green

7202019

Round bodied taper cutting point double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



2 x HRT 17 mm



1.5

4/0

90 cm

green

7150517-2

2

3/0

90 cm

green

7200517-2

3

2/0

90 cm

green

7300517-2

3

2/0

90 cm

green

7300517-2-10

10/foil

with pledget - 4x green, 4x white

7300517-2P

2 x HRT 25 mm



2

3/0

90 cm

green

7200525-2

3

2/0

90 cm

green

7300525-2

3

2/0

90 cm

green

7300525-2-10

10/foil

with pledget - 4x green, 4x white

7300525-2P

Round bodied taper cutting point



Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 18 mm



1.5

4/0

75 cm

green

7150518

2

3/0

75 cm

green

7200518

HRT 40 mm



5

2

75 cm

green

7500540

HRT 55 mm



7

5

4 x 75 cm

green

7700555-4

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle




DS 12 mm		1	5/0	45 cm	green	7101512
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7101516
		1.5	4/0	75 cm	green	7151516
		2	3/0	75 cm	green	7201516
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	green	7101519
		1.5	4/0	75 cm	green	7151519
		2	3/0	75 cm	green	7201519
		3	2/0	75 cm	green	7301519
DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	green	7151519VB
		2	3/0	75 cm	green	7201519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	green	7201524
		3	2/0	75 cm	green	7301524
		3.5	0	75 cm	green	7351524
DS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151526
		3	2/0	75 cm	green	7301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7201530
		3	2/0	75 cm	green	7301530
		3.5	0	75 cm	green	7351530
		4	1	75 cm	green	7401530
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7301536
		5	2	75 cm	green	7501536
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351540
		4	1	75 cm	green	7401540
		5	2	75 cm	green	7501540

Reverse cutting



1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	green	7151417
		2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS 20 mm	3	2/0	75 cm	green	7301420
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	green	7201422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	green	7201426
		3	2/0	75 cm	green	7301426
	HS 30 mm	3	2/0	75 cm	green	7301430
		3.5	0	75 cm	green	7351430
		4	1	75 cm	green	7401430
		5	2	75 cm	green	7501430
	HS 36 mm	3.5	0	75 cm	green	7351436
		4	1	75 cm	green	7401436
	HS 40 mm	3.5	0	75 cm	green	7351440
		4	1	75 cm	green	7401440
		5	2	75 cm	green	7501440
	HS 48 mm	6	3&4	75 cm	green	7601448
		7	5	75 cm	green	7701448

Cutting




Straight

		Metric	USP	Length		Order number
	GS 60 mm	3.5	0	75 cm	green	7352160

STEEL

MONOFILAMENT



Type	Monofilament
Samenstelling	Ijzer-, nikkel- en chroomlegering
Coating	Geen
Kleur	Metal
Weefselreactie	Minimaal
Resorptie	Niet-resorbeerbaar
Presentatie	Doos met 12 hechtingen

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



STEEL

MONOFILAMENT

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- ✓ Synthetisch
- ✓ Rekbaar en vervormbaar
- ✓ Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
- ✓ Hermetisch gesloten verpakking

INDICATIE

Sluiten van het sternum
Orthopedie
Sluiten van de buikwand
en breuken

VOORDELEN

Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
Minimale weefselreactie
Goede hanteerbaarheid
Soepele weefselpassage zonder zaageffect,
weefseltrek en trauma
Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd


CONTRA-INDICATIE

Bekende overgevoeligheid of
allergie voor roestvrij staal of
metaallegeringen zoals chroom en
nikkel

Round bodied taper cutting point

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 40 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST45
	HRT 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST55
		8	6	4 x 45 cm	ST65
	HRT 54 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST54

Reverse cutting

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 25 mm 	3.5	0	4 x 45 cm	ST01
	HS 40 mm 	4	1	4 x 45 cm	ST11
		5	2	4 x 45 cm	ST21
	HS 48 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST41
		9	7	4 x 45 cm	ST71
	HS 50 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST53
		7	5	4 x 45 cm	ST51
		8	6	4 x 45 cm	ST61
	HS 58 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST52
		8	6	4 x 45 cm	ST62

Cutting

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	NH 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST56
		8	6	4 x 45 cm	ST63
		9	7	4 x 45 cm	ST72



MICRO- CHIRURGIE

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

MICROSURGERY

DACLON
NYLON

Micro needle taper point



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



MDR 3,8 mm 50µm		0.2	10/0	10 cm	black	MN102
MDR 5,1 mm 70µm		0.01	12/0	10 cm	black	MN124
		0.1	11/0	10 cm	black	MN114
		0.2	10/0	10 cm	black	MN104
MDR 3,8 mm 70µm		0.1	11/0	10 cm	black	MN113
MDR 3,8 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	black	MN105
MDR 5,1 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	black	MN106
		0.3	9/0	15 cm	black	MN096
MDR 6,4 mm 140µm		0.4	8/0	15 cm	black	MN087
MDR 9,7 mm 200µm		0.5	7/0	45 cm	black	MN078

MICROSURGERY

POLYPROPYLENE

BLUE

Micro needle taper point



Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle




MDR 5,1 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	blue	MP106
MDR 6,4 mm 150µm		0.3	9/0	15 cm	blue	MP097

smi

www.sutures.be

Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	 	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i>	M910087



OOGHEELKUNDE

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



2 x HSP 8 mm
200 µm



0.5

7/0

45 cm

violet

OSU07

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



2 x DSP 6 mm
200 µm



0.4

8/0

30 cm

violet

OSU08-30

0.4

8/0

45 cm

violet

OSU08

2 x DSP 6,2 mm
150 µm



0.2

10/0

30 cm

violet

OSU10

2 x DSP 6,4 mm
200 µm



0.3

9/0

30 cm

violet

OSU09

0.5

7/0

45 cm

violet

OSU072

2 x DSP 8 mm
200 µm



0.5

7/0

45 cm

violet

OSU071

Side cutting spatula



Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DSP 6,2 mm
150 µm



0.2

10/0

10 cm

violet

OSU101

DSP 6,4 mm
200 µm



0.3

9/0

30 cm

violet

OSU09-1

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/4 circle



2 x VSP 8 mm
300 µm
350 µm



0.7

6/0

45 cm

violet

OSU06

1

5/0

45 cm

violet

OSU05

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

11071512

1

5/0

45 cm

violet

11101512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

undyed

11071512UP

1

5/0

50 cm

undyed

11101512UP

Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	violet	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	violet	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	violet	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	undyed	O910061U
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	violet	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	violet	O910072
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	violet	O910051
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	violet	O91006
			0.7	6/0	20 cm	undyed	O91006U-20
			0.7	6/0	45 cm	undyed	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	violet	O91005
			1	5/0	45 cm	undyed	O91005U

Side cutting spatula
double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,5 mm
200 µm



0.4

8/0

45 cm

blue

OS81

Side cutting spatula double armed



3/8 Circle



2 x DSP 6,5 mm
200 µm



Metric

USP

Length

Order number

0.4

8/0

45 cm

black

OS81B

2 x DSP 6,5 mm
240 µm



0.5

7/0

45 cm

black

OS71

0.7

6/0

45 cm

black

OS61

2 x DSP 8 mm
350 µm



1

5/0

30 cm


black

OS52

Side cutting spatula double armed



1/4 Circle



2 x VSP 8 mm
250 µm



0.7

6/0

45 cm

black

OS62

2 x VSP 10 mm
350 µm



1

5/0

45 cm

black

OS51

Reverse cutting



3/8 circle



DS 12 mm



Metric

USP

Length

Order number

0.7

6/0

45 cm

black

8071512

1

5/0

45 cm

black

8101512

1.5

4/0

75 cm

black

8151512

DS 16 mm



1.5

4/0

75 cm

black

8151516

DS 19 mm



1.5

4/0

75 cm

black

8151519

Reverse cutting double armed



3/8 Circle



2 x DS 12 mm



Metric

USP

Length

Order number

0.5

7/0

45 cm

black

8051512-2

0.7

6/0

45 cm

black

8071512-2

Round bodied taper point double armed




Metric

USP

Length

Order number

1/4 Circle



2 x VR 8 mm
220 µm



0.4

8/0

45 cm

black

ON81

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



2 x HSP 6,2 mm
150 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON102

2 x HSP 6,4 mm
220 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON106

2 x HSP 8 mm
300 µm



0.7

6/0

45 cm

black

ON62

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6 mm
220 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON103

0.1

11/0

20 cm

black

ON111

0.2

10/0

30 cm

black

ON101

2 x DSP 6,2 mm
150 µm



0.3

9/0

30 cm

black

ON95

0.3

9/0

45 cm

black

ON95-45

0.4

8/0

30 cm

black

ON85

0.4

8/0

45 cm

black

ON85-45

2 x DSP 6,2 mm
200 µm



0.5

7/0

30 cm

black

ON75

2 x DSP 6,4 mm
220 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON105

0.2

10/0

38 cm

black

ON105-38

0.2

10/0

45 cm

black

ON105-45

2 x DSP 8 mm
300 µm



0.7

6/0

45 cm

black

ON61

Side cutting spatula



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



DSP 6,2 mm
150 µm



0.2

10/0

15 cm

black

ON1011

Side cutting spatula double armed




Metric

USP

Length

Order number

1/4 Circle



2 x VSP 8 mm
350 µm



1

5/0

45 cm

black

ON51

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 12 mm



0.5

7/0

75 cm

black

9051512

0.7

6/0

75 cm

black

9071512

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



2 x HSP 8 mm
350 µm



1

5/0

45 cm

white

OP52

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 8 mm
350 µm



1

5/0

45 cm

white

OP53

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/4 Circle



2 x VSP 8 mm
250 µm



0.5

7/0

45 cm

white

OP71

2 x VSP 8 mm
300 µm



0.7

6/0

45 cm

white

OP61

2 x VSP 8 mm
350 µm



1

5/0

45 cm

white

OP51

2 x VSP 8 mm
350 µm



1.5

4/0

45 cm

white

OP41

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,4 mm
200 µm



0.2

10/0

30 cm

blue

OPP105

0.3

9/0

30 cm

blue

OPP95

Side cutting spatula




Metric

USP

Length

Order number

1/4 circle



VSP 16 mm
150 µm



0.2

10/0

10 cm

blue

OPP103

Side cutting spatula loop




Metric

USP

Length

Order number

1/4 circle



VSP 16 mm
150 µm



0.2

10/0

10 cm

blue

OPP103L

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

Straight



2 x GSP 16,15 mm
150 µm



0.2

10/0

20 cm

blue

OPP101

0.3

9/0

20 cm

blue

OPP91

Side cutting spatula loop



Metric

USP

Length

Order number

Straight



GSP 16,15 mm
150 µm



0.2

10/0

15 cm

blue

OPP110

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

Straight



GSP 16 mm
150 µm
DSP 4 mm
100 µm



0.2

10/0

10 cm

blue

OPP102

3/8 Circle





ANDERE ARTIKELLEN

*Voor kwaliteit
&
veiligheid*



www.sutures.be

Huid stapler & haakjesverwijderaar

INDICATIE:


De SMI huid stapler kan voor een veelheid van sluitingen van de huid aangewend worden.

VOORDELEN:

- ✓ *ergonomisch en gebruiksvriendelijk design*
- ✓ *ongehinderd zicht op het operatieveld*
- ✓ *het aantal resterende haakjes is eenvoudig te controleren*

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Huid stapler met 35 brede haakjes | ZS35W |
| 2. Wegwerp-haakjesverwijderaar | ZSR |
| 3. Wegwerp-haakjesverwijderaar | ZSR2 |

Grootte van het gevormde haakje



Biopsy Punch

Steriele biopsie punch voor accurate en zachte huidbiopsies

Naadloze roestvrijstalen scherpe snijrand

Geribbelde handgreep voor zeker grip en controle



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP6
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	20 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	20 pc.	ZBP12

Hechtmateriaal staanders voor hechtingen in blister

Staander & lade voor staanders



Het flexibele staandersysteem maakt het mogelijk hechtmateriaal ordelijk te bewaren waardoor u er tijdens operaties makkelijk bij kunt.

De verwisselbare delen kunnen op verschillende manieren tot een geheel worden gemonteerd.

1 staander voor 2 horizontale dozen hechtmateriaal (125 mm x 72 mm x 143 mm) **Z070**

lade voor staanders **Z071**

Polypropyleen mesh

INDICATIE:

weefselondersteuning voor de buikwand

- hernia
- eventratie


door laparoscopie of laparotomie

SAMENSTELLING:

elastische en duurzame vezel uit polypropyleen monofilament

VOORDELEN:

- ✓ uitstekende vormstabiliteit
- ✓ zeer dunne vezelstructuur
- ✓ optimale poreusheid
- ✓ perfect transparant
- ✓ gebruiksvriendelijk
- ✓ makkelijk te snijden
- ✓ goede compatibiliteit



Vierkant & rechthoekige Mesh

STANDARD MESH

5 pc.

15 cm x 15 cm	ZMS1515
30 cm x 30 cm	ZMS3030
6 cm x 11 cm	ZMS0611
10 cm x 15 cm	ZMS1015
7,5 cm x 15 cm	ZMS07515
5 cm x 10 cm	ZMS0510

Pilomat

Tablet-Crusher Z045

Om tabletten eenvoudig fijn te malen.



Tablet-Splitter Z044

Om elke tablet in twee te splijten.



Chirurgisch scalpel & grip

Voor grip N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

Chirurgisch scalpel
zonder grip

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

Chirurgisch scalpel
met plastic grip

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Voor grip N° 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Chirurgisch scalpel
zonder grip

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Chirurgisch scalpel
met plastic grip

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



SAMENSTELLING:
carbonstaal

VERPAKKING:
apart in steriele blisterverpakking

zonder grip 100 / doos
met grip 10 / doos

Hechtingverwijdermesje



ZBS

Scalpelgrips

SAMENSTELLING: roestvrij staal

VERPAKKING: 10/ doos



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Episio Set

Surgicryl® Rapid: Synthetisch resorbeerbaar polyglycolzuur – Gevlochten en gecoat multifilament - snelle absorptie

Buiten snijdende naald

Ronde naald met een snijdende punt



Bestelnummer

3/8 cirkel



DS 24 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 24 mm – 75 cm
1 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

ongekleurd

S-1430-1435-1

1/2 cirkel



DS 26 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

ongekleurd

S-1430-1435

Cervix set

Cervix hechting set volgens Shirodkar

2 x stompe naald

Bestelnummer



2 x HRB 50 mm

4 mm polyester bond 40 cm

ZCE1

4 mm polyester bond 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

4 mm polyester bond 50 cm

ZCE3

Patella Set

Snijdende naald



Metric

USP


Lengte

Bestelnummer

1/2 cirkel



HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75

Huid Markeerpen

Voor algemene toepassingen bij huid markeringen. Onuitwisbare inkt in gentiaanviolet. Biocompatibel, niet giftig, en niet-irriterend. Bijbehorend meetlatje in centimeters en inches.

ZSM 20 Dual pen, voor normale en fijne huid markering, inclusief meetlatje. Steriel.



Beenderwas



12 x 2.5 g

Z046

SAMENSTELLING:

geraffineerde witte bijenwas 80%, isopropyl palmitate 20%

INDICATIE:

stelping van beenderbloedingen: werkt als mechanische barriere

VERPAKKING:

per 2,5 g individueel verpakt
12 stuks / doosje, sterile

SMI Spon

Absorbeerbare haemostatische gelatine spons


SAMENSTELLING:

Hoogzuivere kwaliteits-gelatine

INDICATIE:

Voor gebruik bij verschillende chirurgische procedures. Voor toepassing bij chirurgische ingrepen met een bloedend wondoppervlak waarbij men haemostase wil bekomen.

Niet-pyrogeen en biocompatibel.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

Naalden

12 in een doos

1/2 cirkel



zonder veeroog
GN



met veeroog
GF



zonder veeroog
GRN



met veeroog
GRF



90 mm N°00

Z 751

Z 850

80 mm N°1

Z 702

Z 752

Z 851

70 mm N°2

Z 703

Z 753

Z 853

65 mm N°3

Z 704

60 mm N°4

Z 755

Z 855

55 mm N°6

Z 706

Z 756

Z 806

Z 856

50 mm N°7

Z 758

Z 807

Z 858

48 mm

Z 840

45 mm N°8

Z 708

Z 759

Z 808

Z 859

40 mm N°9

Z 710

Z 760

Z 810

Z 860

35 mm N°10

Z 711

Z 761

Z 811

Z 861

30 mm N°12

Z 712

Z 762

Z 812

Z 862

25 mm N°13

Z 713

Z 763

Z 813

Z 863

20 mm N°15

Z 714

Z 764

Z 814

Z 864

16 mm N°16

Z 766

Z 866

GEBOGEN
NAALDEN (SKI)



zonder veeroog



met veeroog



80 mm N°1

Z 202

70 mm N°2

Z 203

65 mm N°3

Z 204

60 mm N°4

Z 205

57 mm N°5

Z 201

55 mm N°6

Z 206

50 mm N°7

Z 207

45 mm N°8

Z 208

40 mm N°9

Z 260

35 mm N°10

Z 261

30 mm N°12

Z 262

25 mm N°13

Z 263

20 mm N°15

Z 264

16 mm N°16

Z 266

12 mm N°20

Z 268




3/8 cirkel



					
	zonder veeroog BN	met veeroog BF	zonder veeroog BRN	met veeroog BRF	zonder veeroog BRT
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591	Z 652	Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3		Z 554	Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568			

RECHT



			zonder veeroog GSN	met veeroog GSF
75 mm N° 1				Z 904
60 mm N° 4			Z 903	Z 913
45 mm N° 8			Z 902	
40 mm N° 9				Z 912
35 mm N° 10				Z 911