



GC LAB Magazine

september - december 2021

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

NL



In 2021 vieren we 100 jaar van kwaliteit in de tandheelkunde!

GC bestaat dit jaar 100 jaar! In 1921 ontstond GC Chemical Research Laboratory in Tokio, waar drie chemici 'Standard Cement' voorstelden, het eerste GC product. Dankzij de Japanse cultuur en bedrijfsfilosofie SEMUI werd GC steeds succesvoller.

Voor GC houdt SEMUI volgende in:

'Echte producten zijn gemaakt voor het welzijn van anderen, niet voor ons eigen belang', en 'een actie ten behoeve van een gebruiker zal nooit nalaten ons gelukkig te maken'.

Op de cover van dit magazine prijkt de Daruma Doll, een Japans wens poppetje dat ook wel een 'Goal Doll' wordt genoemd. Het maakt deel uit van een eeuwenoude traditie om ons scherp te houden voor het bereiken van onze doelen. Eerst bepaalt u een specifiek doel dat u vastbesloten bent te bereiken. Dan kleurt u één van de lege ogen in van de Daruma Doll om aan te geven dat u zich inzet om uw doel te bereiken en plaatst u de Daruma Doll op een zichtbare plaats. Zo wordt u eraan herinnerd terwijl de wenspop zich op uw doel concentreert. Als u uw doel heeft bereikt, kleurt u het andere oog van de Daruma Doll in.

Wilt u ook een Daruma Doll ontvangen? Neem dan contact op met uw LAB Advisor (zie achterkant) en vraag hoe u er een kan verkrijgen.



CURSUSSEN

Voor het volledige overzicht van al onze cursussen en online inschrijving, check www.gc-education-benelux.com.

U kan ook een e-mail sturen naar education.benelux@gc.dental of bellen naar **+32 16 74 18 60**.

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van al onze cursussen? Laat het ons weten via de website en dan voegen we u toe aan onze mailinglijst.



SCAN MIJ

met de camera van uw smartphone en krijg meteen het overzicht van alle cursussen

GC pakt uit met nieuwe Initial™ IQ ONE SQIN!

GC pakt dit jaar uit met het **Initial IQ ONE SQIN** systeem. Het systeem is gebaseerd op de GC Initial "IQ-filosofie" en bestaat uit verschillende keramische materialen die perfect zijn aangepast om samen te worden gebruikt en een efficiënte en esthetisch overtuigende afwerking van monolithische en buccaal gereduceerde restauraties garanderen. Blader snel door naar pagina 6 en kom er alles over te weten!


Niet enkel het IQ ONE SQIN systeem is een hoogstaand pareltje in ons assortiment van dentaal technische producten, bekijk op de volgende pagina welke onze andere **kwalitatief hoogwaardige producten** zijn, we noemen ze dan ook onze TOP producten!

Wij delen graag onze jarenlange **ervaringen en opgedane kennis** met u door samen te werken met onze KOL's. Een van hen, Emmanuel Garrido (zaakvoerder van labo Manufacto te Louvain-la-Neuve) heeft een mooie casus gemaakt gebruikmakend van het nieuwe IQ ONE SQIN systeem (zie pag. 9).

De professionele maatschappij draait op snelheid en voorspelbaarheid. Zeker in de dentaaltechnische branche waar levertermijnen betrekkelijk kort en zeer strikt horen te zijn. Als labohouder wilt u dan ook rekenen op snelle leveringen van grondstoffen en verbruiksproducten om de dagelijkse productieprocessen aan de gang te houden.

GC heeft er daarom voor gekozen met een beperkt aantal **Preferred Lab Dealers** te werken.

Hun sales team is erop getraind u te adviseren omtrent de meest aangewezen GC producten voor uw dagelijkse uitdagingen. Zij beschikken tevens over ruime voorraden om u zo snel mogelijk de juiste producten te leveren, krijgen voorrang en ondersteuning bij het organiseren van cursussen en webinars en hebben het privilege op de lancering van promoties en speciale acties zoals een trade-in.



Arseus LAB (BE) - Mannebeekstraat 33 - 8790 Waregem (BE)
Contact BE: sales@arseus-lab.be - +32 800 30 500 (gratis)
Arseus LAB (NL) - Leeuweriklaan 6 - 8 - NL-3704 GR Zeist (NL)
Contact NL: info@arseus-lab.nl - +31 36 521 83 30 (gratis)



Improdent - Beselaerestraat 273 A - 8980 Beselare (BE)
Contact: info@improdent.be - +32 57 46 95 14



Dental Union Nieuwegein - Ravenswade 54k - 3439 LD Nieuwegein (NL)
Contact: nieuwegein@dentalunion.nl - +31 30 288 88 88

TOPPRODUCTEN VAN GC



Initial™ IQ ONE SQIN

Opschilderbaar keramisch systeem voor kleur en vorm. Lees er alles over op pag. 5 t/m 10.



Lustre Paste ONE & Spectrum Stains

Verf uw esthetiek met de Initial™ pasta en/of poeder Stains van GC.



Initial™ LiSi Press

Een lithiumdisilicaat keramiek met de esthetiek en sterkte die tandtechnici eisen. 52 kleuren beschikbaar! Kijk snel op pag. 14 & 15.



GRADIA® PLUS

Een modulair composietsysteem voor indirecte restauraties. Ontdek hier meer over op pagina 16.

KOL's en IQ ONE SQIN

GC's nieuwe **Initial IQ ONE SQIN** systeem begint al aan zijn opmars. Onze **KOL's** (Key Opinion Leaders) hebben er allemaal een in huis genomen en ze kregen er een uitgebreide product training bovenop.

Ook onze **Preferred Lab Dealers** kregen elk een product training over het IQ ONE SQIN systeem, zodat zij de klanten steeds te woord kunnen staan indien er vragen zijn.

Wilt u graag meer weten over dit nieuwe systeem? Lees alvast de volgende pagina's of neem gerust contact met ons op voor een demonstratie bij u in het labo of voor meer uitleg. Wij zijn er voor u!



KOL Jo Venken van Dental Studio Venken met zijn IQ ONE SQIN systeem set van GC.



KOL Jasper Dekesel van ProSmile met zijn IQ ONE SQIN systeem set en ALS2. Een tevreden klant van GC!



KOL Emmanuel Garrido met zijn IQ ONE SQIN systeem set van GC.



Preferred Lab Dealer Improdent organiseerde een training op de GC Europe Campus.



Onze KOL's kregen uiteraard ook een intensieve IQ ONE SQIN product training.

IQ ONE SQIN: Opschilderbaar keramisch systeem voor kleur en vorm

Het is al enige tijd mogelijk om posterieure restauraties te maken uit één materiaal, zoals lithiumdisilicaat of zirkonium, dat voldoende esthetisch is zonder arbeidsintensieve laagsgewijze opbouwtechnieken. Er wordt steeds vaker om monolithisch werk gevraagd.

Met Initial IQ ONE SQIN, het opschilderbare keramische kleur en vorm systeem, kunnen esthetisch restauraties in het anterieure gebied op een eenvoudige manier worden gerealiseerd.

Het systeem is gebaseerd op de GC Initial "IQ-filosofie" en bestaat uit verschillende keramische materialen die perfect zijn aangepast om samen te worden gebruikt en een efficiënte en esthetisch overtuigende afwerking van monolithische en buccaal gereduceerde restauraties garanderen.



ONE SQIN techniek - voor al uw zirkonium en lithiumdisilicaat restauraties




- ✓ Creëer vorm en fijne textuur details in het natte stadium - geen veranderingen na het bakken.
- ✓ Zelfglanzende eigenschappen - krijg een prachtige afwerking met één keer bakken.
- ✓ Optimaal fluorescentieniveau - zorgt onder alle lichtomstandigheden voor het uiterlijk zoals van natuurlijke tanden.



- ✓ Maximale esthetiek in een microlaag.





Initial IQ Lustre Paste dient ook als connectie laag



Creëer vorm en fijne textuur in het natte stadium.
Geen veranderingen na het bakken.




ONE SQIN concept: 3 pijlers



Emmanuel Garrido
 1995-2000 begon zijn carrière bij Jean Jacques Herremans; 2001: oprichting van Manufacto bvba in Brussel; 2005-2010 keramiek-demonstrateur voor Heraeus Kulzer; 2008: Manufacto bvba in Waver; 2017: Manufacto in Louvain la Neuve.
 Specialisatie : anterieure cases mbv face scan



Klinische casus door Emmanuel Garrido met IQ ONE SQIN concept

1. Begin van de onderstructuur met minimale buccale reductie. De structuur wordt aldus ontworpen en aangepast dat alle contactpunten reeds de finale vorm hebben. De reductie is venstervormig teneinde de gewenste keramiek laag op te bakken.
 
2. De structuur wordt voor de connectiebrand lichtjes gezandstraald.
 
3. Toepassen van de basis kleur "LP ONE Body in de cervicale zone. In dit geval wordt "Body A" gemengd met "LP- NFL" tot 1/3 incisaal.
 
4. In de incisale/approximale zones wordt "L1 - Vanilla", "L5 - Light Blue", "L10 - Twilight" aangebracht om contrast effecten en transparantie te verhogen.
 
5. Op het corpus van het element wordt een fijne laag "IQ SQIN Body A" gelegd.
 
6. Op de transitie lijnen "IQ SQIN Bleach Enamel"
 
7. Keramiek brand op 760 graden Celsius, volgens de gebruiksaanwijzing.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11. Manuele afwerking van de oppervlakte structuur.
 

FUJIROCK® EP

100% tevredenheidsgarantie!

Niet tevreden, geld terug!

Wij zijn pas tevreden als u dat bent! Het kan gebeuren dat de keramiek set die u heeft ontvangen niet helemaal is wat u ervan verwacht had. Dan mag u de volledige set terugsturen binnen 30 dagen en krijgt u uw geld **100% terugbetaald**.

Zo kan u met een gerust hart **IQ ONE SQIN** bestellen.*

IQ ONE SQIN System Set om gemakkelijk hoge esthetische resultaten te bereiken, vergelijkbaar met conventionele gelaagde restauraties, maar met een aanzienlijke tijdsbesparing. De set bevat een selectie van de belangrijkste keramische componenten.

GC Initial IQ ONE SQIN System Set - art.nr. 877098 van € 1.320,- voor € 990,-
via Preferred LAB Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

IQ ONE SQIN Shades Set - 876497 van € 540,- voor € 405,-
via Preferred LAB Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

* Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 30 november 2021.



PROMO
25% KORTING*!

TRADE-IN met Miyo of elk gelijkaardig systeem mogelijk.

Voor meer informatie en voorwaarden, neem contact op met de LAB Advisor van uw regio (zie achteraan voor gegevens).

TRADE-IN
MOGELIJK

Voor meer informatie, neem contact op met uw LAB Advisor of Preferred LAB Dealer (zie achteraan voor gegevens).

FUJIROCK® EP Classic en Premium

Wat de GC-familie hardgipsen zo populair maakt in Europa, is hun superieure kwaliteit. De gipsen van GC worden gebruikt om allereerste prothetische werkstukken te vervaardigen en zijn specifiek ontworpen voor consistente en nauwkeurige modellen en stempelen die volledig voldoen aan de vereisten van moderne tandlaboratoria.

In navolging van de systematische aanpak van GC - "Eén bewezen gipsfamilie voor alle vereisten en toepassingen" - introduceren we twee gipsen die perfect kunnen worden gecombineerd om de basis voor uw esthetiek te creëren:

GC FUJIROCK EP Classic

GC FUJIROCK EP Classic is een van de meest populaire type 4 tandheelkundige gipsen ter wereld, een echte klassieker. Dit gips is ideaal voor alle soorten prothetische werkstukken, dankzij zijn uiterst nauwkeurige detailreproductie, uitstekende randhardheid en stabiliteit onder hoge druk. GC FUJIROCK EP Classic is zeer vloeibaar, maar toch thixotrop voor optimale verwerkingseigenschappen en gemakkelijk gieten zonder luchtballen.

Verkrijgbaar in de kleuren Golden Brown en Topaz Beige

GC FUJIROCK EP Premium

GC Fujirock EP Premium is speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige technologieën, zoals uitgebreide implantaatwerkstukken en complexe volkeramische toepassingen. Dankzij de verbeterde poedersamenstelling van GC FUJIROCK EP Premium en de verfijnde kleuruiharding is dit speciale gips bij uitstek de perfecte keuze voor een groot aantal toepassingen.

Verkrijgbaar in de kleuren Pastel Yellow, Polar White, Inca brown en Titanium Grey.



van €5.341,- voor €2.403,-

PALLET ACTIE

55% KORTING! **45% KORTING!**
bij aankoop van 60 verpakkingen | bij aankoop van 30 verpakkingen

Uitsluitend geldig op GC FUJIROCK EP Classic Line Golden Brown (12kg).
(zie laatste pagina voor meer informatie)



van €2.670,- voor €1.468,-

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.


Aadva Lab Scanner 2 met unieke intuïtieve scanflow

Eenvoudige en unieke workflows met de Aadva Lab Scanner 2 van GC

De combinatie van unieke scanfuncties met robuuste scanhardware helpt u uw werkroutine te vereenvoudigen.

In kleur


Scannen van textuur;
Hoog contrast
en resolutie



Constance nauwkeurigheid

4 µm nauwkeurigheid
volgens ISO 12836

4 µm



Snelheid en kwaliteit

Geautomatiseerde
Z-as en aanraakscherm
Full arch scan in 22 sec



Full HD MP 5 Camera

Triangulatie
met gestreept licht,
blauw LED-licht



3 UNIEKE workflows

3

Hybrid scan
Smart scan
Occlusion scan

Volledige exocad-integratie

en open STI-export


exocad

DEMODAG ALS2
15 OKTOBER 2021
VAN 13U TOT 16U30

U kan op 15 oktober uw eigen werkstuk scannen en designen bij ons op de Campus te Leuven. Inschrijven is verplicht en kan via info.benelux@gc.dental of via +32 16 74 18 60.

Volledig operationeel
ALS2 systeem nu via leasing vanaf:

€ 365/MAAND



BIJ AANKOOP VAN EEN ALS 2

*actie geldig tot en met 31/12/2021

van €16.500 voor €13.200

Krijg €750 extra korting bij teruggave van uw oude scanner (exocad, 3Shape en Dental Wings software) Alleen geldig bij aanschaf van ALS 2 en Aadva CAD design software. Voor meer informatie over ALS2 en de lease voorwaarden, neem contact op met het GC LAB team (zie achteraan).

CURSUSSEN NAJAAR 2021



7 - 8 OKT 2021

LiSi Frontkroon op implantaat met cervicaal defect met Stephan van der Made

In deze 2 daagse cursus leert u hoe een frontkroon van LiSi labiaal op te bakken volgens een kleurconcept vanuit Matisse. De kroon wordt volgens protocol gecementeerd op een titanium Ti-base. Uiteindelijk wordt bij de palatinaal verschroefde kroon volgens eenvoudige methode het cervicale defect met Gradia Gum hersteld.



14 - 15 OKT 2021

Facings met Initial LiSi van A tot Z met Jasper Dekesel

Bij deze cursus gaan we stap voor stap over een workflow, die altijd toepasbaar is voor elke veneer casus:

- Fotografie & communicatie
- Wax-up & mock-up
- Modelleren & persen
- Intermorfologie & staining
- Opbakken & Afwerken



26 - 27 NOV 2021

MATISSE: match the single central met Marat Awdaljan

Matisse is een systeem waarmee de natuurlijke tand en stomp in kaart gebracht worden in kader van de kleurenopbouw. Na deze cursus kan u aan de slag met de allernieuwste technieken omtrent kleurbepaling en zal u ook uw single centrals tot een goed einde kunnen brengen. En dit met een gerust hart!

Voor het volledige overzicht van al onze cursussen en online inschrijving, check www.gc-education-benelux.com.

**5 + 14 = 19
nieuwe kleuren**



Het Initial™ LiSi Press gamma is na de eerdere toevoeging van 5 nieuwe kleuren verder uitgebreid met **14 extra kleuren**:

- Lage Translucentie**
LT-C3 / LT-C4 / LT-D3 / LT-D4
- Medium Translucentie**
MT-B0+ / MT-A3.5 / MT-A4 / MT-B3 / MT-B4 / MT-C3
MT-C4 / MT-D3 / MT-D4
- Hoge Translucentie**
HT-BLE+

**NIEUWE
KLEUREN**

Opaciteitsniveau	Bleach	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
HT	HT-EXW	HT-BLE+	HT-BLE	HT-E58		HT-E59	HT-E60	HT-E57	HT-E59		HT-E60	HT-E59		HT-E60	HT-E59				
MT	MT-B00	MT-B0+	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-A3.5	HT-BLE+	MT-B1	MT-B2	MT-B3	MT-B4	MT-C1	MT-C2	MT-C3	MT-C4	MT-D2	MT-D3	MT-D4
LT	LT-B00	LT-B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	LT-C3	LT-C4	LT-D2	LT-D3	LT-D4
LT-IQ				LT-A				LT-B				LT-C				LT-D			
MO	MO-0			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2		MO-1		MO-2					

LiSi Press is verkrijgbaar in 4 translucentiegraden

Hoge translucentie (HT) – Glazuurvervanging
Transparantie die het beste aansluit bij natuurlijk tandglazuur, ziet er niet donker uit (lage value) in de mond

Medium translucentie (MT) – Press & stain
V-kleurenreeks met warme kleuren van de Initial-familie van keramische materialen

Lage translucentie (LT) – inkleuren of opbouwen
Lage translucentie ingots, volgens de V-shade sleutel. Ideaal voor inkleuren of cut-back en opbouwen met GC Initial LiSi

Lage translucentie (LT-IQ) – One-bodyconcept A, B, C, D of Layer

Compact-kleurenreeks volgens het one-bodyconcept
Medium opaciteit (MO) – Laagsgewijze opbouw
Dankzij de sterke fluorescentie kan een levens-echte kleur worden gereproduceerd bij verblending van Initial LiSi-porselein.

UITTESTEN?

Wilt u dit product eens testen?
We geven graag een demo in uw LAB. Interesse?
Neem contact op met onze LAB Advisors (zie achterkant).

Bij aankoop van 5 tubes Initial LiSi Press, ontvang je 20% korting. Geldig op alle 52 kleuren!
Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer. (zie achteraan voor gegevens)

**PROMO
20% KORTING!**

Modulair composietsysteem voor indirecte restauraties



GRADIA PLUS is een uiterst sterk, nano-hybride, licht-uithardend indirect composietsysteem. Het biedt helderheid, transparantie, kleurverzadiging en een natuurlijke opalescentie in het mond-milieu die gelijkaardig is aan keramiek.

Het systeem is bovendien compacter en is modulair opgezet voor een optimale productiviteit, flexibiliteit en aanpasbaarheid.

GRADIA PLUS is verkrijgbaar in verschillende soorten pasta's die allemaal zijn afgestemd op hun indicatie en toepassingsgebied.

- De Heavy Body-pasta's garanderen een stabiele opbouw voor grotere volumes. Zij behouden hun vorm tijdens het modelleren van inwendige dentinestructuren. De pasta kleeft niet en kan met een modellerspatel in vorm worden gebracht.
- De Light Body-kleuren kunnen afzonderlijk gebruikt worden of gemengd worden om individueel te karakteriseren. Deze pasta's worden in kleinere hoeveelheden aangebracht met een penseel.

GC zet u op weg

Onze Dental Lab Advisors begeleiden u in uw labo bij uw eerste werkstuk met GRADIA PLUS One Body. GC zorgt voor de nodige apparatuur en producten. Bespreek dit met uw Lab Advisor in uw regio (zie achterkant voor gegevens).



Check het YouTube-kanaal van GC voor de video van deze stap-voor-stap GRADIA PLUS Injectie Techniek.



20% korting bij aankoop van 5 GRADIA PLUS refills via Preferred LAB Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

Voor meer informatie, neem contact op met uw LAB Advisor of Preferred LAB Dealer (zie achteraan voor gegevens).

PROMO
20% KORTING!

GC's sleutel tot een succesvolle cementatie procedure

Kleven, bonden, adhesief cementeren, glasionomeer, duaal uithardend,... Niet alleen het aanbod van verschillende materialen groeit, ook de waaier van cementen is immens groot.

Het definitief cementeren van K&B, al dan niet implantaat gedragen, is best een complexe materie, die zowel vanuit tandheelkundig als tandtechnisch oogpunt de nodige kennis verlangt. Als tandtechnicus beseft u maar al te goed dat correct cementeren een van de sleutels tot succes is in het productieproces van een vaste restauratie.

U, als fabrikant van vaste tandprothetische restauraties, kent immers heel goed de procedures dewelke dienen te worden gevolgd om een bepaald materiaal op een stomp te bevestigen. En die kennis wil u vanzelfsprekend overdragen aan de tandarts.

Communicatie, daar draait het hem om.

En net daarin wil GC een toegevoegde rol spelen.

We ontwikkelden voor u een handige communicatie tool, waarin u de behandelende tandarts op een overzichtelijke, intuïtieve manier kan adviseren omtrent de te volgen stappen nadat de kroon uw labo verlaat.

Deze tool is niet anders dan een kaartje, ter grootte van een kredietkaart. Hierop vinkt u aan welke stappen dienen te worden gevolgd en voegt het bij uw werkstuk.

De voordelen?

- Het risico van falen (chipping, barsten) van keramische werkstukken vermindert.
- Het aantal remakes daalt.
- U versterkt als service labo uw adviserende rol naar uw tandartsen.
- Communicatie vereenvoudigt, dus de werklust daalt.

U kan dit kaartje **gratis** bestellen bij GC, voorzien van naam en logo van uw eigen labo.

Ze worden geleverd in pakjes van 50 stuks.

Neem contact op met uw LAB Advisor in uw regio (zie achterkant) of via info.benelux@gc.dental om de voorwaarden tot het verkrijgen van deze kaartjes te ontvangen.

We hopen alvast snel van u te horen.



PROMO

Initial™ Family keramische sets

Wanneer u op een zeer snelle economische manier wilt werken bieden wij u de Initial Classic lijn aan. U hoeft niet meer te switchen tussen merken of soorten keramiek. Het is een van de meest veelzijdige systemen, aangepast aan de behoeften van de moderne tandtechnische laboratoria van vandaag.

20% korting op elke GC Initial Ceramic Set
Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.



PROMO
20% KORTING!

Initial™ IQ ONE SQIN Shades of System Set TRADE-IN mogelijk via Preferred LAB Dealer

De IQ ONE SQIN Shades of System Set worden gebruikt in combinatie met LP ONE in de micro-layering techniek om de finale vormgeving van de restauratie te voltooien.

Geeft levendigheid, textuur en een natuurlijke glans aan de restauratie.



TRADE-IN

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

GC LABOLIGHT DUO

LED Unit met twee polymerisatie mogelijkheden voor indirecte composiet-restauraties. GC biedt dit multifunctionele lichtuithardingsapparaat aan voor de tandtechnicus waarbij twee uithardingsmogelijkheden worden gecombineerd:

- Prepolymerisatie (Step mode)
- Definitieve polymerisatie (Full mode)

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.



PROMO
van €2.920,- voor €2.250,-

FUJIROCK® EP pallet actie!

- Uitsluitend geldig op GC FUJIROCK EP Classic Line Golden Brown in de verpakking van 12kg.
- ½ pallet actie (30 verpakkingen) :
 - ~ nettoprijs voor de klant : € 1.468,83 ofwel € 48,96/stuk (= 45 % korting op verkoopprijs € 89,02/stuk)
- Volledige pallet actie (60 verpakkingen) :
 - ~ nettoprijs voor de klant : € 2.403,54 ofwel € 40,06/stuk (= 55 % korting op verkoopprijs € 89,02/stuk)

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.



PALLET ACTIE

55% KORTING! bij aankoop van 60 verpakkingen
45% KORTING! bij aankoop van 30 verpakkingen

EXACLEAR

Materiaal van transparant vinylpolysiloxaan

PARTNER VAN GRADIA® PLUS voor transparant werk

- Uitstekende controle van details
- Gemakkelijk te verwerken
- Snelle uitharding

Bij aankoop van 4 x EXACLEAR cartridges 2x48ml (51gr)

Ontvang: 25% korting

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.



BIJ AANKOOP VAN 4 CARTRIDGES
25% KORTING!

RELINE II Soft of Extra Soft Intro Set

Zacht siliconen reliningmateriaal in cartridge

- Een gemakkelijk aan te brengen siliconen liner in cartridge
- Duurzaam comfort en aangename verlichting voor uw patiënten
- Sterke hechting, maar gemakkelijk te onderhouden en aan te passen

Bij aankoop van een RELINE II Soft of Extra Soft Intro Set
Ontvang: 20% korting

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.



20% KORTING

GC BNL LAB TEAM AT YOUR SERVICE



Sales Manager Lab & Digital Solutions
Daniel Herpigny
Daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05




Dental Advisor Laboratory
Remco Heeren
Remco.heeren@gc.dental
+31 6 30 09 42 32



Freelance Technisch Adviseur
Bob Elst
+32 472 18 21 86

BESTELLEN?

Neem contact op met onze Preferred LAB Dealers:



Arseus LAB (NL):
info@arseus-lab.nl
+31 36 521 83 30

Dental Union Nieuwegein (NL):
nieuwwegein@dentalunion.nl
+31 30 288 88 88

Arseus LAB (BE):
sales@arseus-lab.be
+32 800 30 500

Improdent (BE):
info@improdent.be
+32 57 46 95 14



GC ontwikkelde de GC Get Connected Smile Program. Één app waarop u alle informatie terugvindt: GC product catalogus, events, cursussen, product lanceringen, de laatste nieuwtjes en nog zoveel meer. U kan er smiles winnen als trouwe klant en zo heel wat voordelen halen.

Hoe meer u de Get Connected app gebruikt, hoe meer 'smiles' u krijgt. Uw smiles zijn geld waard!



GC ontwikkelde ook een hele mooie 3D app over hoe de beste resultaten te creëren met onze Initial keramieklijn, en u vindt er heel makkelijk de brandparameters terug.



Daarnaast vindt u in onze 'GC Luting Guide' app alle antwoorden op uw cementeervragen.

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
+32 16 74 18 60
info.benelux@gc.dental
www.gc-education-benelux.com

GC

