



Gebruik voorwiel hondenrolstoel

Voorpoot problemen zoals artrose aan de ellebogen, doorzakken in de polsgewrichten kunnen worden opgevangen door een voorwiel rolstoel. Door de wielen vooraan wordt het gewicht van de voorpoten weggenomen. Waardoor beschadigde gewrichten minder (of geen) gewicht meer moeten dragen maar nog wel blijven bewegen.

Het grootste deel van het gewicht wordt door de voorpoten gedragen, 60% vooraan ten opzicht van 40% achteraan. Hierdoor komt er bij beschadiging van gewrichten van de voorpoot soms teveel gewicht op en is er teveel pijn tijdens gaan en staan.

Ook bij een amputatie aan één (of twee) van de voorpoten kan een rolstoel met voorwielen helpen.



Maatname voorwiel hondenrolstoel

De maatname gebeurt met een meter, een foto zodat we de afmetingen van jouw hond zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen. Belangrijk hierbij is dat we het balanspunt van de rolstoel goed kunnen bepalen. Jouw hond zou moeten kunnen snuffelen zonder dat hij naar voor kiept. Zeker bij honden die niet meer (mogen) steunen op hun voorpoten kan dit een hele uitdaging zijn. Dan gebruiken we meestal ook in de trainingsfase anti-kiepwielen. Zodat jouw hond ook rustig kan wennen aan de nieuwe situatie.

Aanleren wandelen met een voorwiel hondenrolstoel

Het leren gebruiken van de voorwiel hondenrolstoel vraagt wel wat tijd. Jouw hond gaat moeten leren 'sturen' vanuit zijn achterpoten. Daarom is het heel belangrijk om de eerste weken jouw hond te laten wennen aan: aandoen, gewichtsverdeling, rechtdoor wandelen in een normaal tempo. Ook zal jouw hond moeten wennen aan de extra ruimte die hij nodig heeft, de wielen van de voorwiel rolwagen



staan enkele cm buiten zijn eigen lichaam. Als jouw hond dit goed kan en de rolwagen volledig aanvaardt, dan kan je beginnen met draaien te introduceren.



Sinds 2018 is Pro4Paws hoofdverdelers geworden van Eddie's Wheels voor België en Nederland. Dit is voor ons een duidelijke erkenning van de kennis die we hebben voor het opmeten, afleveren en aanpassen van de hondenrolstoelen van Eddie's Wheels.

Eddie, Leslie en Chris hebben al jarenlang ervaring met vervaardigen van hondenrolstoelen voor honden.

Voordelen van een maatwerk voorwiel hondenrolstoel

- Bij normaal gebruik is er een jarenlange garantie op defecten van het metaalwerk, Eddie's Wheels garandeert dus dat de hondenrolstoel één hondenleven meegaat bij normaal gebruik.
- De voorwiel hondenrolstoel heeft zijn evenwichtspunt op de wielen, waardoor de hondenrolstoel niet naar voren helt bij gebruik.
- Deze hondenrolstoel wordt uit licht en stevig materiaal gemaakt. Doordat de hondenrolstoel op maat wordt gemaakt zijn er bijna geen losse delen waardoor de hondenrolstoel stabiel is en blijft.
- De hondenrolstoel kan worden aangepast als het ziektebeeld verder achteruit gaat, dus bv je start met een hondenrolstoel met twee wielen vooraan maar deze kan ook omgebouwd worden tot een vier-wielige nog meer stabiele hondenrolstoel als je hond hier aan toe is.



Meer info: www.pro4paws.com