

Specchio per bocca


Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare lo specchio per bocca per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete lo specchio ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora questo prodotto venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Lo specchio per bocca non è un giocattolo da bambini. Conservatelo dunque al di fuori della portata dei bambini.
- Non guardate mai direttamente verso la luce LED. Non dirigete la luce verso gli occhi di un'altra persona e di un animale.
- Evitate di far cadere lo specchio, e non esponetelo a forti urti.
- Pulite lo specchio per bocca soltanto con un panno soffice e umido. Se necessario, è possibile pulire lo specchio con un panno disinfettante. Non pulitelo sotto l'acqua corrente del rubinetto. Non immergete lo specchio nell'acqua per pulirlo.

Descrizione degli elementi



- 1 Specchio
- 2 LED
- 3 Interruttore per accendere e spegnere la luce LED


Messa in servizio

1. Togliete il nastro isolante dalla fessura sul retro del manico.
2. Spingete l'interruttore (3) verso l'alto per accendere la luce LED.
3. Spingete l'interruttore verso il basso per spegnere la luce

Cambio delle pile

1. Tre pile a pastiglia del tipo LR44 sono richieste per la luce LED. Le pile sono già installate nel manico al momento dell'acquisto. Dovete togliere il nastro isolante per poter accendere la luce LED.
2. Per sostituire le pile, staccate la parte posteriore con un cacciavite. Togliete le pile usate dal vano.

3. Inserite le pile di ricambio in modo che il polo positivo sia diretto verso la molla di mantenimento.
4. Rimettete la parte posteriore al suo posto e riserrate le viti.



Specifiche tecniche

| | |
|------------------------|--|
| Modello: | MY-K100 (art. 7447522) |
| Alimentazione: | 3 pile LR44 |
| Durata della luce LED: | ca. 8 ore |
| Dimensioni: | 150x20 mm; diametro dello specchio 25 mm |
| Peso | 18 g |

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic

(Art. 7447522)

Mundspiegel


Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Mundspiegels genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Der Mundspiegel ist kein Kinderspielzeug. Bewahren Sie den Spiegel ausser Reichweite von Kindern auf.
- Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht. Richten Sie das Licht nicht gegen die Augen von anderen Personen und von Tieren.
- Der Mundspiegel darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden.
- Reinigen Sie den Mundspiegel nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Bei Bedarf können Sie ihn auch mit einem Desinfektionstüchlein abwischen. Der Spiegel darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Tauchen Sie den Spiegel nicht zur Reinigung ins Wasser.

Teilebezeichnung




- 1 Spiegel
- 2 LED
- 3 Ein-/Aussschalter für das LED-Licht

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie den Isolierstreifen aus dem Schlitz auf der Rückseite des Handgriffs.
2. Schieben Sie den Schalter (3) nach oben, um das LED-Licht einzuschalten.
3. Schieben Sie den Schalter zum Ausschalten des Lichts wieder nach unten.

Batteriewechsel

1. Für das LED-Licht werden drei Knopfzellen des Typs LR44 benötigt. Die Batterien sind beim Kauf bereits installiert. Damit das Licht funktioniert, muss der Isolierstreifen entfernt werden.
2. Entfernen Sie zum Auswechseln der Batterien die rückseitige Abdeckung mit einem Schraubenzieher. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien aus ihrem Fach heraus.
3. Setzen Sie die Ersatzbatterien so ein, dass der Pluspol gegen die Haltefeder gerichtet ist.
4. Setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück und ziehen Sie die Schrauben gut an.



Technische Daten

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Modell: | MY-K100 (Art. 7447522) |
| Stromversorgung: | 3 Batterien LR44 |
| LED-Leuchtdauer: | ca. 8 Stunden |
| Abmessungen: | 150 x 20 mm; Spiegeldurchmesser 25 mm |
| Gewicht: | 18 g |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Miroir buccal


Mode d'emploi

Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'employer le miroir buccal pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le miroir à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation du miroir s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- Le miroir buccal n'est pas un jouet pour enfants. Gardez le miroir hors de portée des enfants.
- Ne regardez jamais directement vers la lumière LED. Ne dirigez pas la lumière vers les yeux d'une autre personne et d'un animal.
- Il ne faut pas faire tomber le miroir buccal, ni l'exposer à des chocs violents.
- Nettoyez le miroir buccal seulement avec un chiffon doux et humide. Si nécessaire, vous pouvez aussi essuyer le miroir avec une petite lingette désinfectante. Ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet. Ne plongez pas le miroir dans l'eau pour le nettoyer.

Description des éléments



- 1 Miroir
- 2 LED
- 3 Interrupteur pour allumer/éteindre la lumière LED


Mise en marche

1. Retirez la bande isolante de la fente au dos de la poignée.
2. Poussez l'interrupteur (3) vers le haut pour allumer la lumière LED.
3. Poussez l'interrupteur vers le bas pour éteindre la lumière.

Remplacement des piles

1. Pour la lumière LED il faut trois piles bouton du type LR44. Les piles sont déjà installées dans le miroir au moment de l'achat. Il faut retirer la bande isolante pour pouvoir allumer la lumière.
2. Pour remplacer les piles, ouvrez le couvercle postérieur avec un tournevis. Sortez les piles usées du compartiment.

3. Insérez les piles de recharge de manière à ce que pôle positif soit dirigé contre le ressort de maintien.
4. Remettez le couvercle postérieur en place et resserrez les vis.



Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Modèle: | MY-K100 (art. 7447522) |
| Alimentation: | 3 piles LR44 |
| Durée de la lumière LED: | env. 8 heures |
| Dimensions: | 150 x 20 mm; diamètre du miroir 25 mm |
| Poids: | 18 g |

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.