

『眼科検査ガイド 第3版』

正 誤 表

本書におきまして、下記の通り記載内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。

(2026 年 8 月 25 日作成)

刷	頁	該当箇所	誤	正	更新日
1・2 刷	442	左段下から 10 行目	圧平眼圧計とは、角膜に一定の変形を生じさせるために必要な力または時間を測定するもので、Goldmann 圧平眼圧計では角膜面を直径 3.06 mm（圧平面積 <u>15.09</u> mm ² ）圧平する圧力を測定する。	圧平眼圧計とは、角膜に一定の変形を生じさせるために必要な力または時間を測定するもので、Goldmann 圧平眼圧計では角膜面を直径 3.06 mm（圧平面積 7.35 mm ² ）圧平する圧力を測定する。	2026/8/25