















OVERZICHT BLOEDAFNAME BUIZEN



Vanaf april 2015 wordt gebruik gemaakt van het Vacuette® bloedafnamesysteem van Greiner. Alle buizen zijn uit plastic vervaardigd. Een merkstreep op het etiket toont het vulvolume aan.

Bij elke bloedafname dient men zich ervan te vergewissen dat het afnamemateriaal niet vervallen is. (KB van 3 december 1999)

1	Serumgel 8 ml		
2	Serumgel 3,5 ml		
3	EDTA K2 4 ml		
4	EDTA K2 2 mL		
5	NaF/EDTA K3 2 mL		
6	Citraat 3,5 ml		
7	Lithiumheparine 4 ml		
8	Urine 10,5 ml	